

b.safe

Durchdachte Sicherheitslösungen für HPLC.



b.safe

Inhalt

Ihre Vorteile **4**

b.safe bei der Entnahme **6**

b.safe Caps **8**

b.safe Starter Boxes **37**

b.safe Belüftungsventile **39**

b.safe Fittings und Blindfittings **42**

b.safe bei der Entsorgung **48**

b.safe Waste Caps **50**

b.safe Abluftfilter **90**

b.safe Adapter für Abluftfilter **94**

b.safe Wellschlauchkupplungen **100**

b.safe Flaschen, Kanister und Behälter **110**

b.safe Auffangwannen **116**

b.safe Gewintheadapter **118**

b.safe Trichter **122**

b.safe Füllstandskontrolle **132**

b.safe Schläuche **154**

b.safe Technische Informationen **160**

Funktionsweise **162**

Gewindearten-Bestimmung **168**



Sehr geehrte HPLC-Profis,

der Markenname **b.safe** für professionelle Sicherheitslösungen im HPLC-Bereich ist neu auf dem Markt – und doch kennen Sie viele unserer selbst entwickelten, qualitativ hochwertigen Produkte höchstwahrscheinlich schon lange. Bereits seit über 60 Jahren konstruieren und produzieren wir bei BOHLENDER unter dem Markennamen BOLA Profi-Laborbedarf aus Hochleistungskunststoffen und erfüllen dabei als Partner unserer Kunden nahezu jeden Sonderwunsch.

Das gilt übrigens auch für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie. Schon über 10 Jahre entwickeln und produzieren wir Sicherheitslösungen für die HPLC wie zum Beispiel Entnahmekappen, Abluftfilter oder Fittings für namhafte Anbieter in Europa.

Gemäß unseres Anspruchs, mehr Leistung fürs Labor zu bieten, ist es nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen: **Mit b.safe präsentieren wir Ihnen ab sofort durchdachte und zuverlässige HPLC-Sicherheitslösungen – mit allen Vorteilen direkt vom Hersteller. Sicher in der Anwendung. Einfacher im Handling. Und besonders wirtschaftlich im Prozess.**

Testen Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre besonderen Herausforderungen und auf Ihr Feedback zu **b.safe**



Ihr

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'V' and 'B'.

Volker Bohlender
Geschäftsführender Gesellschafter

Einfach. Besser. Schneller. Direkt vom Hersteller.

Wenn es um Qualität und Sicherheit geht, überlassen wir nichts dem Zufall: Wir entwickeln, konstruieren und fertigen HPLC-Lösungen selbst. Wenn Sie es wünschen, sogar auf Maß. Daraus ergeben sich viele Vorteile, die die HPLC so wirtschaftlich und effizient wie nur möglich machen.

Bei Expertenfragen, Experten fragen!

Wir kennen die Herausforderungen unserer Kunden. Dementsprechend entwerfen wir jedes unserer HPLC-Produkte an unserem Stammsitz in Grünsfeld, Süddeutschland. Alles wird vielfach getestet, überarbeitet und optimal auf aktuelle HPLC-Anforderungen angepasst. Sie haben Fragen oder Wünsche? Unsere Experten beraten Sie gerne und umfassend.

Hochleistungskunststoffe? Vertrauen Sie uns.

Mit den verschiedenen Werkstoffeigenschaften von PTFE, PPS und Co. kennen wir uns aus. Je nach Bauteil und Anforderung wählen wir deshalb das optimale Material aus. Für beste chemische Beständigkeit, leichte Reinigung, Sterilisierbarkeit, Griffigkeit ...

Sonderwünsche? Aber gerne.

Ob Modifikation oder Neuentwurf: Eine einfache Skizze genügt und unsere Konstruktionsabteilung macht sich an die Arbeit. Dabei sind Sonderlösungen oft günstiger als Sie denken. Holen Sie sich Ihr kostenfreies Angebot.





Schnelle Lieferung? Ist morgen bei Ihnen.

Manche Wünsche können nicht warten. Darauf sind wir eingestellt und halten alle HPLC-Lösungen für Sie versandbereit auf Lager. Unsere Produkte erhalten Sie über den Laborfachhandel. Dank schneller, eingespielter Prozesse sind unsere Sets und Produkte in der Regel innerhalb Deutschlands in einem Werktag und EU-weit in 3–5 Werktagen bei Ihnen. Bestellen Sie bequem per Fax, Telefon, Brief, E-Mail oder in unserem Online-Shop bsafe.de.

Und wo steht die Qualität? Ganz oben!

Beste Grundstoffe, hochqualifizierte Fachkräfte und modernste Maschinen sind unsere Garanten für volle Zuverlässigkeit. Sollten Sie dennoch einmal unzufrieden sein, sorgen wir für schnellen Umtausch oder arbeiten nach. Gegebenenfalls bitten wir um Rücksendung zur Begutachtung.

Auf ein Wort zum Thema Rabatte?

Gut, dass Sie fragen: Bei Abnahme von großen Mengen gewähren wir Prozente und Sonderpreise. Sprechen Sie uns an.

Wo kann ich mich noch informieren?

bsafe.de

+49 (0) 9346 9286-0

b.safe bei der Entnahme: Sicherheit und Effizienz von Anfang an

Perfekter Schutz vor schädlichen Dämpfen, Minderung von teuren Lösungsmittelverlusten, garantiert reine Eluenten und dazu ein einfaches Handling. Better **b.safe**.

HPLC stellt Labor-Profis vor vielfältige Herausforderungen. Allen voran sind dies präzise Ergebnisse, wirtschaftliche Prozesse, und höchste Zuverlässigkeit bei bestmöglichem Schutz vor gefährlichen Chemikalien. Unsere Lösung dafür sind die neuen b.safe Caps – ausgestattet mit allem, was sichere, sparsame und einfache Lösungsmittelentnahme erfordert.

b.safe Caps sorgen für einen absolut dichten Verschluss der Entnahme-Flaschen und eine sichere Entnahme von Eluenten über die angeschlossenen Kapillaren.

Es können keine Lösungsmitteldämpfe entweichen, Mischverhältnisse bleiben absolut konstant und die Eluenten sind vor Umwelteinflüssen geschützt. Demzufolge gehören auch die Verunreinigung der mobilen Phase und Ausfallzeiten in der Analyse der Vergangenheit an.

Zudem bieten b.safe Caps ein hohes Maß an Komfort durch gute Griffbarkeit und leichtes Auf- und Abschrauben ohne Kapillarverzwirbelung. Das Resultat sind präzise und zuverlässige Analyseergebnisse, effiziente Abläufe und zufriedene Mitarbeiter.



b.safe Caps**GL45**

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm
(Gewinde UNF 1/4" 28G), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter
Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und
Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 3,2 mm (gelb)	0	M 145-01
B	2	2 x Ø 3,2 mm (gelb)	1 (milchig-weiß)	M 145-02
C	3	3 x Ø 3,2 mm (gelb)	2 (milchig-weiß)	M 145-03
D	4	4 x Ø 3,2 mm (gelb)	3 (milchig-weiß)	M 145-04
E	6	6 x Ø 3,2 mm (gelb)	5 (milchig-weiß)	M 145-05

Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen, wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclipen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.

**b.safe INFORMATIV****Funktionsprinzip Seite 162**

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



Flaschen-Gewinde GL45 (DIN168)

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Platzspar-Caps GL45

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**


Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, flacher, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit Gewindeanschlüssen seitlich im Winkel 90° zum Flaschengewinde. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm, Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 3,2 mm (gelb)	0	M 147-01
B	2	2 x Ø 3,2 mm (gelb)	1 (milchig-weiß)	M 147-02

Anwendung:

Besonders bei in der Höhe beengten Platzverhältnissen empfohlen. Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen.

PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 162

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



Flaschen-Gewinde GL45 (DIN168)

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps GL45 mit Hähnen

Die b.safe Caps GL45 mit Hähnen bilden ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventil eine perfekte Einheit für die Lösungsmittelentnahme aus Flaschen und Kanistern mit Gewinde GL45.

Das besondere Feature: die im PTFE-Einsatz integrierten Absperrhähne. Durch sie kann beim Tausch der Vorratsflasche das Nachtropfen aus angeschlossenen Kapillaren minimiert werden, zum anderen können nicht benötigte Anschlüsse einfach verschlossen werden.


Mit der Kappe aus robustem PPS und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps GL45 sterilisierbar und autoklavierbar. Selbst eine Reinigung in der Spülmaschine ist möglich.

Das ergonomische Design und die erodierte Oberfläche der Kappe bieten auch behandschuhten Händen festen Halt.

Mit ihrem frei drehbaren Einsatz erlauben sie leichtes sowie sicheres Auf- und Abschrauben ohne Verzwirbeln von angeschlossenen Kapillarschläuchen.

Die schräg angesetzten Anschlussgewinde (UNF 1/4") garantieren intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und bieten mehr Platz und Übersicht auf dem PTFE-Einsatz. Durch zusätzliche Anschlussgewinde (UNF 1/4") auf der Unterseite des PTFE-Einsatzes können die Schläuche direkt bis zum Flaschenboden verlängert werden.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.



Universeller
Luer-Lock-Anschluss

Schräge Gewinde für
komfortableres Handling

Leicht drehbarer,
integrierter Hahn
unterbindet Durchfluss

Beschrift- und
beklebbar

PPS sterilisierbar/
autoklavierbar

Gute Griffbarkeit für
jede Handgröße

Nutzungsdauer per Knopfdruck
aktivieren und/oder rückseitig
individuell beschriften

b.safe Gleich mitbestellen

Belüftungsventile Seite 38

Im Vorratssack für einen Austausch
alle 6 Monate.

b.safe Caps mit Hähnen

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4") und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Alle Kapillaranschlüsse mit integriertem Absperrhahn, Verbindung zum Flaschenboden über zusätzlichen Kapillaranschluss auf Deckelunterseite. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings Oberseite	Anzahl Fittings Unterseite	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 3,2 mm (gelb)	1 x Ø 3,2 mm (milchig-weiß)	M 143-01
B	2	2 x Ø 3,2 mm (gelb)	2 x Ø 3,2 mm (milchig-weiß)	M 143-02
C	3	3 x Ø 3,2 mm (gelb)	3 x Ø 3,2 mm (milchig-weiß)	M 143-03

Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche an den Kapillaranschlüssen angeschlossen werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Durch die zusätzlichen Kapillaranschlüsse auf der Deckelunterseite können Schläuche bis zum Flaschenboden verlängert werden. Mit den Hähnen kann beim Flaschentauch einfach das Nachtropfen aus angeschlossenen Leitungen verhindert werden. Zusätzlich können nicht benötigte Anschlüsse verschlossen werden. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen, wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.



Ansicht von unten



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 162

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



Flaschen-Gewinde GL45 (DIN168)

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps Präparativ

Die b.safe Caps GL45 Präparativ sind mit Fittings für Schläuche mit Außendurchmesser von bis zu 6,35 mm speziell auf die Durchflussmengen in der präparativen HPLC angepasst.

Mit der Kappe aus robustem PPS und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps GL45 sterilisierbar und autoklavierbar. Selbst eine Reinigung in der Spülmaschine ist möglich.

Das ergonomische Design und die erodierte Oberfläche der Kappe bieten auch behandschuhten Händen festen Halt.

Mit ihrem frei drehbaren Einsatz erlauben sie leichtes sowie sicheres Auf- und Abschrauben ohne Verzwirbeln von angeschlossenen Kapillarschläuchen.

Die schräg angesetzten Anschlussgewinde (NPT 1/8" bzw. UNF 1/4") garantieren intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und bieten auch den b.safe Fittings Präparativ ausreichend Platz für ein sicheres Ein- und Ausschrauben. Das im Lieferumfang enthaltene b.safe Belüftungsventil ist für alle HPLC-Anwendungen inklusive der präparativen HPLC ausgelegt und muss nicht separat bevorratet werden.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.

Universeller Luer-Lock-Anschluss

Schräge Gewinde für komfortableres Handling

Fittings Präparativ für Schlauch-Ø 4,0/ 4,76/ 6,0/ 6,35 mm

Beschrift- und beklebbar

S.B. 12 2021

Nutzungsdauer per Knopfdruck aktivieren und/oder rückseitig individuell beschriften

Gute Griffbarkeit für jede Handgröße

PPS sterilisierbar/ autoklavierbar



b.safe Caps **GL45** **Präparativ**

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), PTFE-Fittings Präparativ für Schläuche mit Außendurchmesser 6,35 mm (Gewinde NPT 1/8"), Blindfittings aus PTFE zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Schlauch- anschluss	Anzahl Kapillar- anschluss	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Artikel-Nr.
A	1	0	1x Ø 6,35(weiß)	0	M 144-01
B	2	0	2x Ø 6,35(weiß)	1 (weiß)	M 144-02
C	3	0	3x Ø 6,35 (weiß)	2 (weiß)	M 144-03
D	1	1	1x Ø 3,2 (gelb) 1x Ø 6,35 (weiß)	0	M 144-05

Anwendung:

Speziell für die Bedürfnisse in der präparativen HPLC. Am Schlauchanschluss können mit b.safe Fittings Präparativ Schläuche von Außen-Ø 4 mm bis 6,35 mm bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen, wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen. Fittings Präparativ für Schlauchaußen-Ø 4,0/4,76/6,0/6,35 mm finden Sie ab Seite 43.


b.safe PASSEND
Fittings Präparativ Seite 43

Zum einfachen Anschluss von
Schläuchen mit Ø 4,0 - 6,35 mm.


**Flaschen-Gewinde
GL45 (DIN168)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps

S40

Die b.safe Caps S40 bilden ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventil eine perfekte Einheit für die direkte Lösungsmittelentnahme aus Chemikalienflaschen mit Gewinde S40 ohne Hilfsmittel wie Gewindeadapter.

Mit der Kappe aus robustem PPS und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps S40 sterilisierbar und autoklavierbar. Selbst eine Reinigung in der Spülmaschine ist möglich.

Das ergonomische Design der Kappe mit großen Griff- rillen bietet auch behandschuhten Händen festen Halt.

Mit ihrem frei drehbaren Einsatz erlauben sie leichtes sowie sicheres Auf- und Abschrauben ohne Verzwirbeln von angeschlossenen Kapillarschläuchen.

Die schräg angesetzten Anschlussgewinde (UNF 1/4") garantieren intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und bieten mehr Platz und Übersicht auf dem PTFE-Einsatz.

Zudem lassen sich Schläuche so sicher und ohne Abknicken in die Flasche einführen. Die 6-monatige Standzeit des Belüftungsventils lässt sich durch die aufgeclipste Wechselanzeige einfach überwachen.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.

Universeller Luer-Lock-Anschluss

Schräge Gewinde für komfortableres Handling

Keine Verzwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes

PPS sterilisierbar/ autoklavierbar


Gute Griffbarkeit für jede Handgröße

b.safe PASSEND

Blindfittings Seite 44

Zum einfachen Verschluss von nicht benötigten Anschlüssen.

Nutzungsdauer per Knopfdruck aktivieren und/oder rückseitig individuell beschriften



b.safe Caps S40


Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde S40, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"),
Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungs-
ventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar- anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 3,2 (gelb)	0	M 140-01
B	2	2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	M 140-02
C	3	3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	M 140-03

Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen, wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 162

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



Flaschen-Gewinde S40 (DIN55 525)

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps mit Hähnen

Die b.safe Caps S40 mit Hähnen bilden ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventil eine perfekte Einheit für die Lösungsmittelentnahme aus Flaschen und Kanistern mit Gewinde S40.

Das besondere Feature: die im PTFE-Einsatz integrierten Absperrhähne. Durch sie wird zum einen beim Tausch der Vorratsflasche das Nachtropfen aus angeschlossenen Kapillaren minimiert und zum anderen können nicht benötigte Anschlüsse einfach verschlossen werden.

Mit der Kappe aus robustem PPS und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps S40 sterilisierbar und autoklavierbar. Selbst eine Reinigung in der Spülmaschine ist möglich.

Mit ihrem frei drehbaren Einsatz erlauben sie leichtes sowie sicheres Auf- und Abschrauben ohne Verzwirbeln von angeschlossenen Kapillarschläuchen.

Die schräg angesetzten Anschlussgewinde (UNF 1/4") garantieren intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und bieten mehr Platz und Übersicht auf dem PTFE-Einsatz. Zusätzliche Anschlussgewinde (UNF 1/4") auf der Unterseite des PTFE-Einsatzes können die Schläuche direkt bis zum Flaschenboden verlängert werden.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.



b.safe Gleich mitbestellen

Belüftungsventile Seite 38

Im Vorratssack für einen Austausch alle 6 Monate.

Universeller Luer-Lock-Anschluss


Schräge Gewinde für komfortableres Handling

Keine Verzwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes

PPS sterilisierbar/ autoklavierbar

Nutzungsdauer per Knopfdruck aktivieren und/oder rückseitig individuell beschriften

Gute Griffbarkeit für jede Handgröße



b.safe Caps **S40** mit Hähnen

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde S40, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4") und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Alle Kapillaranschlüsse mit integriertem Absperrhahn, Verbindung zum Flaschenboden über zusätzlichen Kapillaranschluss auf Deckelunterseite. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings Oberseite mm	Anzahl Fittings Unterseite mm	Artikelnummer
A	1 mit Hahn	1 x Ø 3,2 (gelb)	1 x Ø 3,2 (milchig-weiß)	M 141-01

Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche an den Kapillaranschlüssen angeschlossen werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Durch die zusätzlichen Kapillaranschlüsse auf der Deckelunterseite können Schläuche bis zum Flaschenboden verlängert werden. Mit den Hähnen kann beim Flaschentausch einfach das Nachtropfen aus angeschlossenen Leitungen verhindert werden. Zusätzlich können nicht benötigte Anschlüsse verschlossen werden. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.



Ansicht von unten



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 162

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



Flaschen-Gewinde **S40 (DIN55 525)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
Finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps



Sofern Sie Lösungsmittel in Flaschen mit Gewinde GLS80 bevorraten, steht der direkten Entnahme mit b.safe Caps GLS80 nichts im Wege. Ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventil sind b.safe Caps GLS80 eine perfekte Einheit für die Lösungsmittelentnahme aus Flaschen und Behältern mit Gewinde GLS80.

Mit der Kappe aus robustem PP und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps GLS80 bei Bedarf leicht zu reinigen.

Das ergonomische Design der Kappe bietet auch behandschuhten Händen festen Halt. Zusätzlich kann der Flascheninhalt über den umlaufenden Beschriftungsstreifen auf der Kappe mit z. B. Klebetiketten gekennzeichnet werden.

Mit ihrem frei drehbaren Einsatz erlauben sie leichtes sowie sicheres Auf- und Abschrauben ohne Verzwirbeln von angeschlossenen Kapillarschläuchen.

Die Anschlussgewinde (UNF 1/4") garantieren intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil.

Die 6-monatige Standzeit des Belüftungsventils lässt sich durch die aufgeclippte Wechselanzeige einfach überwachen.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.

Universeller Luer-Lock-Anschluss

Gewinde UNF 1/4" für Kapillaranschluss

Keine Verzwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes

Beschrift- und beklebbar


PP sterilisierbar/autoklavierbar

S.B. 12 2021



Nutzungsdauer per Knopfdruck aktivieren und/oder rückseitig individuell beschriften

Gute Griffbarkeit für jede Handgröße






Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Gewinde GLS80, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"),
Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungs-
ventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar- anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 3,2 (gelb)	0	M 180-01
B	2	2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	M 180-02
C	3	3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	M 180-03

Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen, wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclipen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 162


So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



b.safe Gleich mitbestellen

Belüftungsventile Seite 38

Im Vorratssack für einen Austausch alle 6 Monate.



Flaschen-Gewinde GLS80 (DIN168)

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

Durchdachte Sicherheitslösungen auch auf Maß!

Sie sind auf der Suche nach einer Lösung exakt passend für Ihre Anwendung?

Als Hersteller bieten wir Ihnen eine individuelle Fertigung nach Wunsch. Das geht schneller, einfacher und oft wirtschaftlicher als Sie denken. Sprechen Sie einfach unsere Experten an – wir beraten und unterstützen Sie schon bei der Konstruktion und fertigen dann werkstoffgerecht exakt nach Ihren Vorgaben. Und das ab Stückzahl 1.

Dazu brauchen wir von Ihnen lediglich eine Zeichnung (grobe Skizze genügt) und ein paar Informationen.

Sie haben einen Spezialwunsch?

www.bsafede.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0



Schützen Sie Ihre Mitarbeiter –
aber richtig!

b.safe

Gesundheitsschutz kann so einfach sein

Lösungsmittel in Vorrats- und Abfallbehältern bergen großes Potential für akute Gesundheitsschäden und chronische Krankheiten. Der hektische Laboralltag führt oft dazu, dass derartige Schadstoffquellen billigend in Kauf genommen oder auch einfach übersehen werden. In der heutigen Zeit hat der Schutz unserer Gesundheit, der Umwelt und aller Ressourcen höchsten Stellenwert.

b.safe stellt Ihnen die nötigen Produkte bereit, um auch Ihr Labor in einen zeitgemäß sicheren Arbeitsplatz zu verwandeln!

**Durchdachte
Sicherheitslösungen für HPLC.**

b.safe Spülflaschenverteiler

Verwenden Sie b.safe Spülflaschenverteiler und setzen Sie auch beim Spülen der Ansaugkanäle auf ein konsequent dichtes System, das ein Entweichen gesundheitsgefährdender Lösungsmitteldämpfe effizient verhindert.

Statt die Kapillare offen in die Spülflasche einzuhängen, können Sie die bereits eingesetzten b.safe Caps GL45 direkt von der Entnahmeflasche abschrauben, die montierten Kapillaren inklusive Ansaugfilter in die Spülflasche einführen und die Kappe für einen dichten Verschluss auf dem seitlichen Anschluss aufschrauben.


Durch Verwendung komplett montierter b.safe Caps kann die Anlage gespült werden, ohne eine Verunreinigung des verwendeten Lösemittels oder ein Entwei-

chen von Lösemitteldämpfen zu befürchten.

Die Besonderheit des b.safe Spülflaschenverteilers: zusätzlich zur Reinigung von Ansaugkapillaren über die 4 GL45-Gewindestutzen kann über 3 mittige Kapillaran-schlüsse (Gewinde UNF 1/4") auch eine Hinterkolben- oder Nadelstutzpülung angeschlossen werden.

Je nach Bedarf können nicht benötigte Anschlüsse am b.safe Spülflaschenverteiler einfach mit handelsüblichen Verschlusskappen GL45 verschlossen werden.

Sie erhalten b.safe Spülflaschenverteiler für Flaschen mit Gewinde GL45 oder GLS80. Wir empfehlen die Verwendung von GLS80-Flaschen, damit jederzeit eine komfortable Einführung und Entnahme der Ansaug-schläuche inklusive montierter Ansaugfilter gewährleistet ist.



Keine Verwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PP-Aufsatz

Beschrift- und beklebbar

Auf Anfrage auch für b.safe Caps mit anderen Kappengrößen

Schräg angesetzte Stutzen zum einfachen Einführen der Kapillaren samt Ansaugfilter

Integrierte Viton®-Flachdichtung und Dichtlippe für dichten Verschluss

b.safe Spülflaschenverteiler


Material: **PP, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45 oder PP für Gewinde GLS 80, frei drehbarer Einsatz aus PP mit 4 seitlichen Anschlüssen (GL45) passend für b.safe Caps GL 45 und 3 zentrischen Kapillaranschlüssen (UNF 1/4"). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Passend für	Anzahl Spülanschlüsse	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	GL45	4x GL45	3	3 (milchig-weiß)	M 181-03
B	GLS80	4x GL45	3	3 (milchig-weiß)	M 181-10

Anwendung:

Spülen der HPLC-Anlage ohne Verunreinigung oder Verlust von Lösemitteln. Die Handhabung ist ganz einfach: Setzen Sie den Verteiler auf die Spülflasche auf. Demontieren Sie die b.safe Caps von den Eluentenflaschen und montieren Sie sie auf die Anschlüsse des Spülflaschenverteilers. Der Durchgang am Verteilerhals ist ausreichend bemessen, so dass die an der Cap montierten Kapillaren samt Filter in die Spülflasche eingeführt werden können. Beim Spülflaschenverteiler GL45 vereinfacht die Verwendung möglichst kleiner Ansaugfilter (max. Ø 14 mm) das Einführen der Kapillaren durch den Flaschenhals. Sollte ein Anschluss des Spülflaschenverteilers nicht benutzt werden, kann dieser mit einer Schraubverschlusskappe GL45 verschlossen werden. Das Entweichen gesundheitsschädlicher Lösemitteldämpfe oder eine Verunreinigung der Spüllösung durch Umgebungsluft werden durch die b.safe Caps mit Belüftungsventil verhindert. Zusätzlich kann der Spülflaschenverteiler auch direkt zur Hinterkolben- und Nadelsitzspülung verwendet werden. Hierzu einfach an den zentrischen Kapillaranschlüssen mit b.safe Fittings die gewünschten Kapillaren sowie ein Belüftungsventil anschließen.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 162


So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



b.safe PASSEND

Blindfittings Seite 44

Zum einfachen Verschluss von nicht benötigten Anschlüssen.



Flaschen-Gewinde GLS80 (DIN168)

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps GL28

Die b.safe Caps GL28 bilden ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventil eine perfekte Einheit für die direkte Lösungsmittelentnahme aus Chemikalienflaschen mit Gewinde GL28 ohne Hilfsmittel wie Gewindeadapter. Eine Hilfestellung zur Bestimmung und Unterscheidung gängiger Gewinde finden Sie ab Seite 168.

Mit der Kappe aus robusten PPS und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps GL28 bei Bedarf leicht zu reinigen. Der griffige Rändel der Kappe bietet auch behandschuhten Händen guten Halt.

Die Anschlussgewinde (UNF1/4") sind im frei drehbaren PTFE-Einsatz schräg angesetzt und garantieren ein intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und gleichzeitig mehr Platz und Übersicht. Zudem lassen sich Schläuche so sicher und ohne Abknicken in die Flasche einführen.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.



b.safe Gleich mitbestellen

Belüftungsventile Seite 38

Im Vorratssack für einen Austausch alle 6 Monate.

Universeller Luer-Lock-Anschluss

Schräge Gewinde für komfortableres Handling

Keine Verwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes

Beschrift- und beklebbar

PPS sterilisierbar/autoklavierbar

S.B. 12 2021



Nutzungsdauer per Knopfdruck aktivieren und/oder rückseitig individuell beschriften

Gute Griffigkeit für jede Handgröße

b.safe Caps**GL28**

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
 Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL28, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
 Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"),
 Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem
 Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 3,2 (gelb)	0	M 128-01
B	2	2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	M 128-02

**Anwendung:**

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.

**b.safe INFORMATIV**

Funktionsprinzip Seite 162
 So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.

**Flaschen-Gewinde GL28 (DIN168)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps



Die b.safe Caps GPI38/400 bilden ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventil eine perfekte Einheit für die direkte Lösungsmittelentnahme aus Chemikalienflaschen mit Gewinde GPI38/400 ohne Hilfsmittel wie Gewindeadapter. Eine Hilfestellung zur Bestimmung und Unterscheidung gängiger Gewinde finden Sie ab Seite 168.

Mit der Kappe aus robustem PPS und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps GPI38/400 bei Bedarf leicht zu reinigen.

Das ergonomische Design der Kappe bietet auch behandschuhten Händen festen Halt. Zusätzlich kann der Flascheninhalt über den umlaufenden Beschriftungsstreifen auf der Kappe mit z. B. Klebeetiketten gekennzeichnet werden.

Die Anschlussgewinde (UNF 1/4") sind im frei drehbaren PTFE-Einsatz schräg angesetzt und garantieren ein intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und gleichzeitig mehr Platz und Übersicht. Zudem lassen sich Schläuche so sicher und ohne Abknicken in die Flasche einführen.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.

Universeller Luer-Lock-Anschluss


Schräge Gewinde für komfortableres Handling

PPS sterilisierbar/autoklavierbar

Beschrift- und beklebbar

Gute Griffbarkeit für jede Handgröße

Nutzungsdauer per Knopfdruck aktivieren und/oder rückseitig individuell beschriften





Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GPI38/400, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 3,2 mm (gelb)	0	M 138-01
B	2	2 x Ø 3,2 mm (gelb)	1 (milchig-weiß)	M 138-02
C	3	3 x Ø 3,2 mm (gelb)	2 (milchig-weiß)	M 138-03

Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.



b.safe Gleich mitbestellen

Belüftungsventile Seite 38


Im Vorratssack für einen Austausch alle 6 Monate.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 162

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



Flaschen-Gewinde GPI38/400

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps




Mit montierten Schläuchen, Fittings und Belüftungsventil sind b.safe Caps GPI38/430 perfekt zur direkten Entnahme von Eluenten aus Chemikalienflaschen mit Gewinde GPI 38/430. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Gewinde Ihre Flasche hat, geben wir Ihnen ab Seite 168 gerne Hilfestellung zur Gewindebestimmung.

Mit der Kappe aus robustem PPS und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps GPI38/430 bei Bedarf leicht zu reinigen.

Das ergonomische Design der Kappe bietet auch behandschuhten Händen festen Halt. Zusätzlich kann der Flascheninhalt über den umlaufenden Beschriftungstreifen auf der Kappe mit z. B. Klebeetiketten gekennzeichnet werden.

Die Anschlussgewinde (UNF 1/4") sind im frei drehbaren PTFE-Einsatz schräg angesetzt und garantieren ein intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und gleichzeitig mehr Platz und Übersicht. Zudem lassen sich Schläuche so sicher und ohne Abknicken in die Flasche einführen.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.



b.safe Caps

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GPI38/430, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"),
Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem
Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang
gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 3,2 mm (gelb)	0	M 139-01
B	2	2 x Ø 3,2 mm (gelb)	1 (milchig-weiß)	M 139-02
C	3	3 x Ø 3,2 mm (gelb)	2 (milchig-weiß)	M 139-03

Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen.

Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.

**b.safe PASSEND****Blindfittings Seite 44**

Zum einfachen Verschluss von nicht benötigten Anschlüssen.

**b.safe INFORMATIV****Funktionsprinzip Seite 162**

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.

**Flaschen-Gewinde
GPI38/430**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps **B83**

Die b.safe Caps B83 bilden ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventil eine perfekte Einheit für die direkte Lösungsmittelentnahme aus Ballonflaschen mit Gewinde B83 ohne Hilfsmittel wie Gewindeadapter. Eine Hilfestellung zur Bestimmung und Unterscheidung gängiger Gewinde finden Sie ab Seite 168.

Mit der Kappe aus robusten PE und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps B83 bei Bedarf leicht zu reinigen.

Die Anschlussgewinde (UNF1/4") sind im frei drehbaren PTFE-Einsatz schräg angesetzt und garantieren ein intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und gleichzeitig mehr Platz und Übersicht. Zudem lassen sich Schläuche so sicher und ohne Abknicken in die Flasche einführen.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.


Universeller Luer-Lock-Anschluss

Keine Verwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes

Beschrift- und beklebbar

Nutzungsdauer per Knopfdruck aktivieren und/oder rückseitig individuell beschriften


Gute Griffbarkeit für jede Handgröße



b.safe Caps**B83**

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PE für Gewinde B83 (NALGENE®-Gewinde), frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	4	4 x Ø 3,2 (gelb)	3	M 183-04

Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclipen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.

**b.safe** Gleich mitbestellen**Belüftungsventile Seite 38**

Im Vorratssack für einen Austausch alle 6 Monate.

**b.safe** INFORMATIV**Funktionsprinzip Seite 162**

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.

**Kanister-Gewinde
B83**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Caps mit Schliff



Die b.safe Caps mit Schliff NS29/32 sind speziell für die direkte Lösungsmittelentnahme aus Flaschen und Kolben mit Schliff NS29/32. An den Gewindeanschlüssen auf der Oberseite können Sie ein Belüftungsventil und bis zu 2 Kapillaren anschließen.

Der robuste Schliffkörper aus PTFE mit Dichtrippen am Umfang des Schliffs sorgt für einen sicheren Verschluss. Um Glasbruch beim Lösen festsitzender Schliffverbindungen zu vermeiden, sind b.safe Caps mit Schliff mit einer zusätzlichen Lösemutter ausgestattet. Durch Drehen der Lösemutter wird der Schliffkörper ohne große Kraftanstrengung gehoben und kann entfernt werden.

Das ergonomische Design des gerändelten Griffs bietet dabei auch behandschuhten Händen festen Halt.

Die schräg angesetzten Anschlussgewinde (UNF 1/4") garantieren intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und bieten mehr Platz und Übersicht auf dem PTFE-Einsatz. Zudem lassen sich Schläuche so sicher und ohne Abknicken in die Flasche einführen.



b.safe PASSEND

Blindfittings Seite 44


Zum einfachen Verschluss von nicht benötigten Anschlüssen.

Schräge Gewinde für komfortableres Handling

Gute Griffbarkeit für jede Handgröße

Nutzungsdauer per Knopfdruck aktivieren und/oder rückseitig individuell beschriften

Lösemutter zum leichten Lösen des Schliffs



b.safe Caps mit Schliff

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Verteilerkörper mit Schliffkern NS 29/32, integrierte Lösemutter aus PP zum Öffnen festsitzender Schliffe. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	2	2x Ø 3,2 mm (gelb)	1 (milchig-weiß)	M 529-01

	Zubehör	Ausführung	Artikelnummer
B	Lösemutter für M 529-01	Zum Lösen festsitzender Schliffe, durch Drehen der Lösemutter wird der Schliffkern in der Hülse mit geringem Kraftaufwand angehoben und gelöst.	M 529-90

**Anwendung:**

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.

**b.safe INFORMATIV****Funktionsprinzip Seite 162**

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



**Schliff-Flaschen
NS29/32 (DIN12242)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Starter Boxes

Die HPLC ist schon anspruchsvoll genug, deshalb machen wir Labor-Profis die Arbeit so einfach wie nur möglich. Mit unseren praktischen b.safe Starter Boxes erhalten Sie alles, was Sie für eine sichere und sparsame Entnahme benötigen. So sind Sie bestens ausgerüstet und für alle Eventualitäten gewappnet. Und das Ganze zum sparsamen Vorteilspreis! Sie müssen sich nur noch für eine Variante entscheiden. Tipp: b.safe Starter Box C besitzt mehr Anschlussmöglichkeiten und für den Fall, dass diese nicht alle benötigt werden, gibt es ja die praktischen b.safe Blindfittings.



b.safe Starter Boxes

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

HPLC-Sets für die Entnahme für bis zu vier Flaschen mit Gewinde GL45 bestehend aus b.safe Caps GL45, PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm, Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, und Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

Bezeichnung	Lieferumfang	Artikelnummer
A Starter Box A	3 x b.safe Cap GL45 mit 1 Kapillaranschluss 1 x b.safe Cap GL45 mit 2 Kapillaranschlüssen 4 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige 5 x Fitting für Schlauch-Außen-Ø 3,2 mm (gelb) 1 x Blindfitting (milchig-weiß)	M 146-10
B Starter Box B	4 x b.safe Cap GL45 mit 2 Kapillaranschlüssen 4 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige 8 x Fitting für Schlauch-Außen-Ø 3,2 mm (gelb) 4 x Blindfitting (milchig-weiß)	M 146-20
C Starter Box C	4 x b.safe Cap GL45 mit 3 Kapillaranschlüssen 4 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige 12 x Fitting für Schlauch-Außen-Ø 3,2 mm (gelb) 8 x Blindfitting (milchig-weiß)	M 146-30



Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen.


b.safe Belüftungsventile

Für den nötigen Druckausgleich bei der Lösemittelentnahme sorgt das griffige b.safe Belüftungsventil. Überdies hält es mit seinem fest montierten Deckel und der innenliegenden PTFE-Membran (Porengröße 1 µm) auch kleinste Staubpartikel sicher vom Flascheninhalt fern und lässt nur so viel Luft nachströmen wie nötig. Für garantierte sechs Monate! Erst danach wird der Austausch fällig.

Damit der richtige Zeitpunkt dafür nicht verpasst wird, gibt es die praktische Wechselanzeige – mit einfacher Aktivierung per Knopfdruck sowie zusätzlichem Schriftfeld für die Dokumentation im GMP/GLP-regulierten Laborumfeld. Ein- und Ausbau des Ventils funktionieren leicht, selbst mit Handschuhen. Dafür sorgen der große Kopf, erodierte Oberflächen, Nuten und die starke Verbindung der Einzelteile.

Für besondere Anwendungen ermöglicht der universelle Luer-Lock-Anschluss verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel zum Oxidationsschutz unter Beaufschlagung der Flasche mit Schutzgasen sowie der Adaption von Trockenröhrchen zur Erhaltung von wasserfreien Eluentengemischen.

Zu guter Letzt weiß das b.safe Belüftungsventil aus PP mit hoher chemischer Beständigkeit und Brandklassifizierung V-0 nach UL 94 zu überzeugen.



b.safe Belüftungsventile

Material: **PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Ventilgehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde UNF 1/4") passend für b.safe Caps. Deckel mit Belüftungsöffnung und Luerlockanschluss, integriertes Rückschlagventil mit vorgeschalteter Membrane aus porösem PTFE (1 µm), inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige.

Verkaufseinheit	Standzeit	Artikelnummer
2 Stück	6 Monate	M 505-01
10 Stück	6 Monate	M 505-02
50 Stück	6 Monate	M 505-05

Anwendung:

Für die Entnahme von Eluenten. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen.



Better b.safe

Ein Klick und die Wechselanzeige sitzt – garantiert kein Verrutschen in der Höhe



Ein Luerlock-Anschluss, mehrere Optionen: Zum Beispiel problemloses Begasen des Lösemittels, um es vor Oxidation zu schützen.



Oder bequemer Anschluss von Trockenröhrchen, um Luftfeuchtigkeit fernzuhalten.

Better **b.safe**

bsafe.de

+49 (0) 9346 9286-0



Ebenfalls aus dem Hause BOHLENDER

Profi-Laborbedarf aus Hochleistungskunststoffen

Rührwellen, Magnetrührstäbe, Flaschenverteiler oder Schläuche – das sind nur einige von über 1.000 innovativen BOLA Produkten aus Hochleistungskunststoffen wie zum Beispiel PTFE, PFA oder FEP. Für schnelles, präzises und sicheres Arbeiten im Labor.



Fordern Sie jetzt **gratis**
unseren **Gesamtkatalog** an.

- » Über 250 Seiten Profi-Laborbedarf mit Expertentipps von Profis für Profis
- » Riesige Auswahl und der gewohnt starke Service von BOHLENDER

Info-Hotline:

+49 (0) 93 46-92 86 0

www.bola.de

b.safe Fittings und Blindfittings

Ob Entnahme oder Entsorgung - für den perfekten Anschluss von Kapillaren oder Schläuchen bzw. die sichere Abdichtung nicht benötigter Anschlüsse, sorgen b.safe Fittings, b.safe Fittings Präparativ und b.safe Blindfittings. Aus Fluorkunststoffen (PFA, PTFE) gefertigt, zeichnen sie sich durch hohe chemische und thermische Beständigkeit aus. Alle Anschlussgewinde sind passgenau für b.safe Caps und b.safe Waste Caps ausgeführt. Die ergonomische Kopfform erleichtert das Greifen und Drehen. Kapillare und Schläuche können einfach durchgeführt werden und haben sicheren Halt.

Für eine bessere Übersicht erhalten Sie b.safe Fittings aus PFA in unterschiedlichen Farben.

Beachten Sie bei der Auswahl von Fittings neben dem Außendurchmesser Ihres Schlauchs auch das Gewinde auf Ihrer Kappe: Kapillaren bis Außendurchmesser 3,2 mm können am Kapillaranschluss mit b.safe Fittings mit Gewinde UNF 1/4" eingeführt werden, Schläuche mit Außendurchmesser ab 4,0 bis 6,35 mm benötigen ein b.safe Fitting Präparativ mit Anschlussgewinde NPT 1/8".

b.safe Blindfittings erfüllen einen wichtigen Zweck: Nicht benötigte Anschlüsse auf Ihren b.safe Caps und b.safe Waste Caps können dicht verschlossen werden. Somit können sich teure Eluenten weder verflüchtigen noch Fremdpartikel in die Lösungsmittel gelangen. Bei Sammelbehältern für die Entsorgung können keine Lösungsmitteldämpfe entweichen.



b.safe Fittings

Material: **PFA** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +260 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Fittings aus PFA zur Fixierung von Schläuchen in den Kapillaranschlüssen (Gewinde UNF 1/4") von b.safe Caps und b.safe Waste Caps. Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss ab.



Fittings für Kapillar- außendurchmesser	Farbe	Verpackungseinheit	Artikelnummer
1,6 mm (1/16")	Grün	10 Stück	M 501-06
2,2 mm (7/8")	Violett	10 Stück	M 501-11
2,2 mm (7/8")	Grau	10 Stück	M 501-12
3,2 mm (1/8")	Milchig-weiß	10 Stück	M 501-15
3,2 mm (1/8")	Blau	10 Stück	M 501-16
3,2 mm (1/8")	Rot	10 Stück	M 501-17
3,2 mm (1/8")	Gelb	10 Stück	M 501-18

b.safe Fittings Präparativ

Material: **PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Fittings aus PTFE zur Fixierung von Schläuchen in den Schlauchanschlüssen (Gewinde NPT 1/8") von b.safe Caps. Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss ab.



Für Schlauch Außen-Ø mm	Verpackungseinheit	Artikelnummer
4,0	10 Stück	M 510-01
4,76 (3/16")	10 Stück	M 510-02
6,0	10 Stück	M 510-03
6,35 (1/4")	10 Stück	M 510-04

Anwendung:

Zum Anschluss von Schläuchen mit Außen-Ø 4,0 bis 6,35 mm an den Schlauchanschluss von b.safe Caps Präparativ (s. Artikelnummer M 144-.. auf Seite 15) passend für die Durchsatzmengen in der präparativen HPLC. Kompatibel mit dem Schlauchanschluss auf b.safe Waste Caps (ab Seite 48) für das Sammeln von Lösemittelabfällen.

b.safe Blindfittings

Material: **PFA, PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Blindfitting aus PFA zum Verschluss nicht genutzter Kapillaranschlüsse auf b.safe Caps und b.safe Waste Caps.

	Passend für	Farbe	Verpackungs- einheit	Artikelnummer
A	Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4")	PFA milchig-weiß	10 Stück	M 501-01
B	Abluftfilteranschluss (Gewinde GL 14)	PTFE weiß	1 Stück	M 501-45
C	Anschluss Schlaucholive (Gewinde NPT 1/8")	PTFE weiß	1 Stück	M 501-50
D	Schliff (NS 29/32)	PTFE weiß	1 Stück	M 501-55

Anwendung:
Zum dichten Verschluss nicht genutzter Anschlüsse auf b.safe Caps und b.safe Waste Caps. Mit ergonomisch geformter Grifffläche oder Rändel zur einfachen Montage, Ausführung für Schliff mit integrierter Lösemutter zum Lösen einer festsitzenden Verbindung.



b.safe Montageschlüssel

Material: **POM** | Temperaturbeständigkeit: **-30 °C bis +100 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Innenkontur passend zur Außenkontur der b.safe Fittings für Kapillarschläuche.
Seitlicher Schlitz zum Durchführen des Schlauchs, Grifffläche oben zum Festziehen oder Lösen von b.safe Fittings auf b.safe Caps und Waste Caps.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

	Für b.safe fittings Außen-Ø, mm	Artikelnummer
A	1,6 / 2,2 / 3,2	M 542-01

Anwendung:
Festziehen: Fitting auf den Schlauch aufstecken und im gewünschten Anschluss platzieren. Schlauch bis zur gewünschten Höhe einführen. Montageschlüssel aufschieben und Fitting festziehen. Zum Demontieren einfach den Montageschlüssel auf den Schlauch aufschieben, auf das zu lösende Fitting aufstecken, drehen, fertig.



b.safe Ansaugfilter


Material: **PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Filterkerze aus porösem PE mit Bohrung zum Aufstecken auf Kapillarschläuche. Verpackungseinheit: 10 Stück.

	Porengröße µm	Für Schlauch- außen-Ø mm	Filter-Ø mm	Gesamtlänge mm	Artikelnummer
A	20	3,2 (1/8")	9	21	M 515-01

Anwendung:

Hält Lösemittelverunreinigungen zurück, für gleichbleibende Analyseergebnisse. Tauschen Sie den Filter regelmäßig alle 3 Monate für einen zuverlässigen Betrieb aus.



b.safe Ansaugfilter

Material: **PFA, PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Ansaugfilter mit PTFE-Membrane zum Aufstecken auf Kapillarschläuche. Verpackungseinheit: 5 Stück.

	Porengröße µm	Für Schlauch- außen-Ø mm	Filter-Ø mm	Gesamtlänge mm	Artikelnummer
A	5	3,2 (1/8")	13	10	M 570-05

Anwendung:

Hält Lösemittelverunreinigungen zurück, für gleichbleibende Analyseergebnisse. Tauschen Sie den Filter regelmäßig alle 3 Monate für einen zuverlässigen Betrieb aus.



b.safe Septumadapter

Material: **PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Gewindeadapter zum Anschluss einer Septumkappe am Kapillaranschluss von b.safe Caps.

	Passend für	Übergang auf	Material	Artikelnummer
A	Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4")	Septumkappe (Gewinde ND9)	PTFE	M 508-01

Anwendung:


Einfache Probennahme am Kapillaranschluss Ihrer b.safe Caps und Waste Caps ohne Kontamination oder Verdunstung von Lösemitteln.



b.safe Schnellkupplungen

Material: **PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Zweiteilige Schlauchkupplung aus PP mit PFA-Fitting zum Anschluss für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm. Durch Lösen der Kupplung wird der Durchgang mit dem integrierten Schnellverschluss dicht verschlossen. Schlauchverbindungen können ohne Nachtropfen aus der Leitung einfach unterbrochen werden, Leitungen und Entnahmeflaschen bleiben beim Tausch dicht verschlossen. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Innengewinde	Außengewinde	Mit Kupplungsanschluss		Anzahl Fittings	Artikelnummer
			Weiblich	Männlich		
A	2x UNF 1/4"	-	1x	1x	2x 3,2 mm (gelb)	M 535-05
B	1x UNF 1/4"	1x UNF 1/4"	1x	1x	1x 3,2 mm (gelb)	M 536-05

Anwendung:

Die b.safe Schnellkupplung wird einfach manuell zusammengeschoben. Ist die Kupplung erfolgreich eingerastet, so wird dies durch ein deutlich hörbares Klickgeräusch bestätigt. Die Ventile öffnen sich automatisch und eine leckagefreie Verbindung ist nun hergestellt. Beim Trennen werden die Ventile automatisch geschlossen, so dass keine Lösemittel mehr entweichen können. Je nach Kombination der Kupplungsteile kann die Kupplung als Kapillarschlauchanschluss auf b.safe Caps aufgeschraubt werden oder zur schnellen Verbindung einzelner Schlauchleitungen verwendet werden.


b.safe Kupplungsstücke

Material: **PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Kupplungsstücke zur freien Kombination oder Ergänzung von Schnellkupplungen.
Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Innengewinde	Außengewinde	Mit Kupplungsanschluss		Anzahl Fittings	Artikelnummer
			Weiblich	Männlich		
C	1x UNF 1/4"	-	1x		1x 3,2 mm (gelb)	M 530-01
D	1x UNF 1/4"	-		1x	1x 3,2 mm (gelb)	M 531-01
E		1x UNF 1/4"		1x		M 532-01



b.safe bei der Entsorgung: auf Nummer sicher bis zum Schluss

Sicheres Sammeln gesundheitsgefährdender Lösemittelabfälle, perfekter Schutz vor giftigen Dämpfen und Flüssigkeiten sowie absolute Kontrolle bis zur gefahrlosen Entsorgung. Kurz: **b.safe**

Entnahme und Analyse sind erfolgreich geschafft und dennoch dürfen sich Labor-Profis nun keinesfalls beruhigt zurücklehnen. Denn am Ende jedes HPLC-Prozesses stehen schädliche Lösemittelabfälle, die die Brand- und Explosionsgefahr im Labor erhöhen und zahlreiche Risiken für die Gesundheit des Personals bergen! Diese Abfälle müssen bis zu ihrer Entsorgung in speziellen Behältern gesammelt werden, ohne dass Dämpfe oder Flüssigkeiten austreten können. Klarer Fall für die b.safe Abluftfilter und b.safe Waste Caps – ausgestattet mit allem, was die sichere und einfache Lösungsmittelentsorgung erfordert.

b.safe Waste Caps sitzen absolut dicht auf den Gewinden der Sammelbehälter. Mit ihren Fittings, Stufenoliven und dem praktischen Verteilkörper ermöglichen sie den festen wie dichten Anschluss von Schläuchen und Kapillaren ohne Verwirbelungen. Verbrauchte Eluenten gelangen somit sicher in die Entsorgungskanister und keinesfalls daneben. Eine spezielle Aktivkohle in den b.safe Abluftfiltern

adsorbiert alle Lösemitteldämpfe, sodass nur noch unbedenkliche Luft in den Raum abgegeben wird. Praktische Wechselanzeigen garantieren dabei volle Kontrolle über die zulässige Standzeit.

Sowohl b.safe Waste Caps als auch b.safe Abluftfilter bieten gute Griffigkeit und lassen sich schnell und komfortabel auf- und abschrauben. Für schnelle Abläufe, sichere Arbeitsbedingungen und geringere Kosten für die Luftreinhaltung im Labor.



Hilfreiche Tipps zur Bestimmung des Gewindes an Ihren Kanistern, **Seite 172**

Weitere Anschlüsse z. B. Einfülltrichter auf Anfrage



b.safe Waste Caps




b.safe Waste Caps GL45 sind speziell für die Anforderungen an das Sammeln von Lösemittelabfällen aus HPLC-Anlagen angepasst. An den einzelnen Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes können Sie mittels Fittings und Schlaucholiven verschiedene Schlauchdurchmesser an der Kappe anschließen. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Sammelbehälter mit Gewinde GL45 ab.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Die Schraubkappe aus PPS und der Einsatz aus PTFE sind extrem robust und beständig gegen chemische und thermische Beanspruchung. Das Sterilisieren durch Autoklavieren bis 200 °C oder sogar die Reinigung in der Spülmaschine sind ohne weiteres möglich.

Der frei drehbare PTFE-Einsatz ermöglicht einen einfachen Behältertausch ohne Verzwirbeln von eingesetzten Kapillaren und Schläuchen. Diese sitzen absolut fest und dicht, dafür sorgen Fittings mit optimalem Innenkonus bzw. griffige Schlaucholiven.

Für einen dichten Verschluss des Sammelbehälters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap GL45 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe Waste Caps**GL45**

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**


Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm
(Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter
Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm
(Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss (Gewinde GL14) zum Einschrauben des b.safe
Abluftfilters (nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar- anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch- Innen-Ø	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig- weiß)	0	M 345-01
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig- weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 345-05
C	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig- weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 345-10

**Anwendung:**

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.

**PPS sterilisierbar/
autoklavierbar**

**Kanister-Gewinde
GL45 (DIN45)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps mit Einfülltrichter



Für das Sammeln von Lösemittelabfällen aus der HPLC sind b.safe Waste Caps GL45 mit Einfülltrichter die beste Wahl. Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde GL45 ab.


Über den fest montierten Einfülltrichter können z. B. auch Abfälle aus der Probenvorbereitung direkt in den Sammelbehälter eingefüllt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verschließt zuverlässig den Durchgang zum Schutz vor austretenden Dämpfen.

Wählen Sie beim Einfülltrichter zwischen zwei Varianten: Bei der Version mit Absperrhahn mit Griff wird der Durchgang einfach durch Drehen des Hahns geöffnet, die Griffstellung zeigt dabei an, ob der Durchgang geöffnet oder geschlossen ist. Der Trichter selbst ist großzügig bemessen, Flüssigkeiten können gut abfließen. Das Sieb ist herausnehmbar.

Bei der Ausführung mit Automatik wird durch Drücken des Griffs der Durchgang geöffnet. Solange der Griff gedrückt wird, ist der Durchgang geöffnet. Sobald der Griff losgelassen wird, wird der Durchgang automatisch verschlossen. Der Siebeinsatz ist nicht demontierbar.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Für einen dichten Verschluss des Kanisters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap GL45 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe Waste Caps **GL45** mit Einfülltrichter

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Zusätzlich fest montierter Einfülltrichter mit integriertem Absperrhahn. Wählen Sie beim Absperrhahn zwischen den Ausführungen „Absperrhahn mit Griff“ (durch Drehen des Griffes öffnet sich der Durchgang, die Griffstellung zeigt an, ob der Hahn verschlossen ist) oder „Absperrhahn mit Automatik“ (durch Drücken des Griffs wird der Durchgang geöffnet, sobald der Griff losgelassen wird, ist der Durchgang verschlossen). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Absperrhahn Griff	Absperrhahn Automatik	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 1,6 (grün) 1 x Ø 2,2 (violett) 1 x Ø 3,2 (gelb)	1 x Ø 5,5 - 8 mm		●	M 345-25
B	1	1 x Ø 1,6 (grün) 1 x Ø 2,2 (violett) 1 x Ø 3,2 (gelb)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	●		M 345-35

Anwendung:

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm oder über den Einfülltrichter direkt aus Flaschen oder anderen Gefäßen in den Sammelbehälter entsorgt. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verhindert, dass durch die Einfüllöffnung schädliche Dämpfe in die Umgebung entweichen. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164

So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde **GL45 (DIN45)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

S40

Für das Sammeln von Lösemittelabfällen aus der HPLC sind b.safe Waste Caps S40 die beste Wahl. Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedener Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Sammelbehälter mit Gewinde S40 ab.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Die Schraubkappe aus PPS und der Einsatz aus PTFE sind extrem robust und beständig gegen chemische und thermische Beanspruchung. Das Sterilisieren durch Autoklavieren bis 200 °C oder sogar die Reinigung in der Spülmaschine sind ohne weiteres möglich.

Sollten die auf dem PTFE-Einsatz vorhandenen Gewindeanschlüsse nicht ausreichen, können Sie aus unserem großen Sortiment an Adaptern zur Erweiterung der Kapillar- und Schlauchanschlüsse eine passende Erweiterung auswählen.

Für einen jederzeit dichten Verschluss des Sammelbehälters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S40 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.

Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser


Keine Verwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes

Gute Griffigkeit für
jede Handgröße

PFA-Fittings für verschiedene
Kapillaraußendurchmesser

Anschluss GL14 für den
b.safe Abluftfilter

PPS sterilisierbar/
autoklavierbar




b.safe Waste Caps**S40**

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
 Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde S40, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	0	M 340-01
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 340-03

**Anwendung:**

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden.

Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.

**b.safe PASSEND****Oliven Seite 102**

Schlaucholiven für verschiedene Durchmesser

**b.safe Gleich mitbestellen****Abluftfilter Seite 90**

Im Vorratssack für einen regelmäßigen Austausch.

**Flaschen-Gewinde S40 (DIN 55 525)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
Finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

S50

Durch das Sammeln aller Abfälle einer HPLC im selben Behälter entstehen gefährliche Lösungsmittelgemische. Schützen Sie sich auch nach Abschluss der Analyse mit b.safe Waste Caps S50 vor gesundheitsschädlichen Lösemitteldämpfen.

Für einen dichten Verschluss des Sammelbehälters mit Gewinde S50 sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert.

Die einzelnen Kapillaren und Schläuche, die die gelösten Proben und verwendeten Lösemittel ausleiten, schließen Sie an den einzelnen Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes an. Die 360° Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes ermöglicht einen einfachen Behältertausch ohne Verzwirbeln der angeschlossenen Kapillaren und Schläuche. Diese sitzen absolut fest, dafür sorgen Fittings und griffige Schlaucholiven.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Die Schraubkappe aus PP und der Einsatz aus PTFE sind extrem robust und beständig gegen chemische Beanspruchung. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist ohne weiteres möglich.

In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S50 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe PASSEND

Wellenschlauchkupplung Seite 100
zum Anschluss von Wellschläuchen an
b.safe Waste Caps

**PFA-Fittings für verschiedene
Kapillaraußendurchmesser**

**Anschluss GL 14 für den
b.safe Abluftfilter**


**Keine Verzwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes**

**Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser**

**PP sterilisierbar/
autoklavierbar**

**Gute Griffigkeit für
jede Handgröße**

**Beschrift- und
beklebbar**



b.safe Waste Caps**S50**

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S50, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß UNF 1/4")	0	M 350-01
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß UNF 1/4")	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 350-03
C	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	4 (milchig-weiß UNF 1/4") 4 (weiß, NPT 1/8")	4 x Ø 5,5 - 8 mm	M 350-40

**Anwendung:**

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.

**b.safe** Gleich mitbestellen**Abluftfilter Seite 90**

Im Vorratspack für einen regelmäßigen Austausch.

**Kanister-Gewinde S50 (KS 50)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

Durchdachte Sicherheitslösungen auch auf Maß!

Sie sind auf der Suche nach einer Lösung exakt passend für Ihre Anwendung?

Als Hersteller bieten wir Ihnen eine individuelle Fertigung nach Wunsch. Das geht schneller, einfacher und oft wirtschaftlicher als Sie denken. Sprechen Sie einfach unsere Experten an – wir beraten und unterstützen Sie schon bei der Konstruktion und fertigen dann werkstoffgerecht exakt nach Ihren Vorgaben. Und das ab Stückzahl 1.

Dazu brauchen wir von Ihnen lediglich eine Zeichnung (grobe Skizze genügt) und ein paar Informationen.

Sie haben einen Spezialwunsch?

www.bsafede.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0



Mein direkter Draht zum Hersteller

b.safe

Spontane Fragen, schnelle Antworten

Im Labor ist nicht jeder Arbeitstag wie der andere. Unzählige Faktoren entscheiden darüber, ob ein Versuch erfolgreich oder zum Fehlschlag wird. Oft benötige ich zu den von mir eingesetzten Geräten eine schnelle und kompetente Auskunft, um zügig voran zu kommen. Die Experten von b.safe stehen mir jederzeit mit dem geballten Wissen des Herstellers Rede und Antwort. Information aus erster Hand und ohne Umwege. Über Telefon, Mail, Live Chat oder Social Media.

b.safe - schnell, präzise und verlässlich - wie ich im Labor.

**Durchdachte
Sicherheitslösungen für HPLC.**

b.safe Waste Caps

S51

b.safe Waste Caps S51 sind speziell für die Anforderungen an das Sammeln von Lösemittelabfällen aus HPLC-Anlagen angepasst. An den einzelnen Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes können Sie mittels Fittings und Schlaucholiven verschiedene Schlauchdurchmesser an der Kappe anschließen. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S51 ab. Der frei drehbare PTFE-Einsatz ermöglicht einen einfachen Behältertausch ohne Verzwirbeln von eingesetzten Kapillaren und Schläuchen.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können. Da es in Laboren immer eine große Herausforderung ist, den vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen, gibt es auch für diese Aufgabe bei b.safe eine passende Lösung: Mit den verschiedenen Adaptern für den Abluftfilteranschluss können Sie den Abluftfilter platzsparend auf der Waste Cap montieren (siehe Seite 92).

Für einen dichten Verschluss des Sammelbehälters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S51 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe Gleich mitbestellen

Abluftfilter Seite 90

Im Vorratssack für einen regelmäßigen Austausch.

Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser


Keine Verzwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes

Beschrift- und
beklebbar

PFA-Fittings für verschiedene
Kapillaraußendurchmesser

Anschluss GL14 für den
b.safe Abluftfilter

Gute Griffbarkeit für
jede Handgröße



b.safe Waste Caps**S51**

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
 Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S51, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
 Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.


	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	0	M 351-01
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 351-03

**Anwendung:**

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.

**b.safe INFORMATIV****Funktionsprinzip Seite 164**

So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.

**Kanister-Gewinde S51 (DIN 50)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps mit Einfülltrichter

S51


Für das Sammeln von Lösemittelabfällen aus der HPLC sind b.safe Waste Caps S51 mit Einfülltrichter die beste Wahl. Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S51 ab.

Über den fest montierten Einfülltrichter können z. B. auch Abfälle aus der Probenvorbereitung direkt in den Sammelbehälter eingefüllt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verschließt zuverlässig den Durchgang zum Schutz vor austretenden Dämpfen.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Die Schraubkappe aus PP und der Einsatz aus PTFE sind extrem robust und beständig gegen chemische und thermische Beanspruchung.

Für einen dichten Verschluss des Sammelbehälters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S51 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



Automatik-Absperrhahn für ein sicheres öffnen und Verschließen des Durchgangs

PFA-Fittings für verschiedene Kapillaraußendurchmesser

Keine Verwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes

Beschrift- und beklebbar



b.safe PASSEND

Oliven Seite 102

Schlaucholiven für verschiedene Durchmesser

Sieb zum Zurückhalten von Feststoffen

Schlaucholive für Schläuche mit 5,5 - 8 mm Innendurchmesser

Anschluss GL14 für den b.safe Abluftfilter

PPS sterilisierbar/ autoklavierbar

b.safe Waste Caps **S51** mit Einfülltrichter

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S51, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8"), 1 Einfülltrichter aus PP mit integriertem Absperrhahn mit Automatik (durch Drücken des Griffs wird der Durchgang geöffnet, sobald der Griff losgelassen wird, ist der Durchgang verschlossen). 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 1,6 (grün) 1 x Ø 2,2 (violett) 1 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 351-25

Anwendung:

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm oder über den Einfülltrichter direkt aus Flaschen und anderen Gefäßen in den Sammelbehälter entsorgt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verhindert, dass durch die Einfüllöffnung schädliche Dämpfe in die Umgebung entweichen.


Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.



b.safe Gleich mitbestellen

Abluftfilter Seite 90

Im Vorratssack für einen regelmäßigen Austausch.



Kanister-Gewinde **S51 (DIN 50)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

S55

Durch das Sammeln aller Abfälle einer HPLC im selben Kanister entstehen gefährliche Lösungsmittelgemische. Schützen Sie sich auch nach Abschluss der Analyse mit b.safe Waste Caps S55 vor gesundheitsschädlichen Lösemitteldämpfen.

Für einen dichten Verschluss des Sammelbehälters mit Gewinde S55 sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert.

Die einzelnen Kapillaren und Schläuche, die die gelösten Proben und verwendeten Lösemittel ausleiten, schließen Sie an den Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes an. Die 360° Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes ermöglicht einen einfachen Kanistertausch ohne Verzwirbeln der angeschlosse-

nen Kapillaren und Schläuche. Diese sitzen absolut fest, dafür sorgen Fittings und griffige Schlaucholiven.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Die Schraubkappe aus PP und der Einsatz aus PTFE sind extrem robust und beständig gegen chemische Beanspruchung. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist ohne weiteres möglich. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S55 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe PASSEND

Wellschlauchkupplung Seite 100
zum Anschluss von Wellschläuchen an
b.safe Waste Caps


Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser

PFA-Fittings für verschiedene
Kapillaraußendurchmesser

Anschluss GL14 für den
b.safe Abluftfilter

Beschrift- und
beklebbar

Keine Verzwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes



b.safe Waste Caps **S55**

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S55, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm
(Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse,
1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und
1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten).
Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar- anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch- Innen-Ø	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß UNF 1/4")	0	M 355-01
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß UNF 1/4")	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 355-03
C	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	4 (milchig-weiß UNF1/4") 4 (weiß, NPT 1/8")	4 x Ø 5,5 - 8 mm	M 355-40




Anwendung:
Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden.
Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164

So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



**Kanister-Gewinde
S55 (DIN 51)**

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung
Finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps mit Einfülltrichter

S55

Für das Sammeln von Lösemittelabfällen aus der HPLC sind b.safe Waste Caps S55 mit Einfülltrichter die beste Wahl. Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedener Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S55 ab.


Über den fest montierten Einfülltrichter können z. B. auch Abfälle aus der Probenvorbereitung direkt in den Sammelbehälter eingefüllt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verschließt zuverlässig den Durchgang zum Schutz vor austretenden Dämpfen.

Wählen Sie beim Absperrhahn zwischen zwei Varianten: Bei der Version mit Absperrhahn mit Griff wird der Durchgang einfach durch Drehen des Hahns geöffnet, die Griffstellung zeigt dabei an, ob der Durchgang geöffnet oder geschlossen ist.

Bei der Ausführung mit Automatik wird durch Drücken des Griffs der Durchgang geöffnet. Solange der Griff gedrückt wird, ist der Durchgang geöffnet. Sobald der Griff losgelassen wird, wird der Durchgang automatisch verschlossen. Der Siebeinsatz ist nicht demontierbar.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Für einen dichten Verschluss des Kanisters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S55 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe Waste Caps **S55** mit Einfülltrichter


Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Gewinde S55, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Zusätzlich fest montierter Einfülltrichter mit integriertem Absperrhahn. Wählen Sie beim Absperrhahn zwischen den Ausführungen „Absperrhahn mit Griff“ (durch Drehen des Griffes öffnet sich der Durchgang, die Griffstellung zeigt an, ob der Hahn verschlossen ist) oder „Absperrhahn mit Automatik“ (durch Drücken des Griffes wird der Durchgang geöffnet; sobald der Griff losgelassen wird, ist der Durchgang verschlossen). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Absperrhahn Griff	Absperrhahn Automatik	Artikelnummer
A	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1	1 x Ø 5,5 - 8 mm		●	M 355-25
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1	1 x Ø 5,5 - 8 mm	●		M 355-35

Anwendung:
Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm oder über den Einfülltrichter direkt aus Flaschen oder anderen Gefäßen in den Sammelbehälter entsorgt. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verhindert, dass durch die Einfüllöffnung schädliche Dämpfe in die Umgebung entweichen. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.



Kanister-Gewinde S55 (DIN 51)
Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung
Finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

S60

b.safe Waste Caps S60 sind speziell für die Anforderungen an das Sammeln von Lösemittelabfällen aus HPLC-Anlagen angepasst. An den einzelnen Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes können Sie mittels Fittings und Schlaucholiven verschiedene Entsorgungsleitungen an der Kappe anschließen. Bei Verwendung der Maximalausstattungen können an einer Kappe vier Kapillaren und vier Schläuche mit Durchmesser 5,5 - 8 mm angeschlossen werden.

Durch die Verwendung von Fittings mit Klemmkonus und griffigen Schlaucholiven sitzen alle Schläuche sicher und dicht. Der frei drehbare PTFE-Einsatz ermöglicht einen einfachen Kanistertausch auch ohne Verzwirbeln der angeschlossenen Zuleitungen.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelkanisters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können. Die Schraubkappe aus PP und der Einsatz aus PTFE sind extrem robust und beständig gegen chemische und thermische Beanspruchung.

Für einen jederzeit dichten Verschluss des Kanisters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S60 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe Gleich mitbestellen

Abluftfilter Seite 90

Im Vorratssack für einen regelmäßigen Austausch.

Anschluss GL14 für den
b.safe Abluftfilter


Keine Verzwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes

Robuste Kappe
aus PP

Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser

PFA-Fittings für verschiedene
Kapillaraußendurchmesser

Beschrift- und
beklebbar



b.safe Waste Caps S60

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S60, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm
(Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse,
1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und
1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten).
Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar- anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch- Innen-Ø	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß UNF 1/4")	0	M 360-01
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß UNF 1/4")	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 360-03
C	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	4 (milchig-weiß UNF1/4") 4 (weiß, NPT 1/8")	4 x Ø 5,5 - 8 mm	M 360-40



Anwendung:

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164

So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde S60 (DIN60/61)

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps mit Einfülltrichter

S60

Für das Sammeln von Lösemittelabfällen aus der HPLC sind b.safe Waste Caps S60 mit Einfülltrichter die beste Wahl. Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S60 ab.


Über den fest montierten Einfülltrichter können z. B. auch Abfälle aus der Probenvorbereitung direkt in den Sammelbehälter eingefüllt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verschließt zuverlässig den Durchgang zum Schutz vor austretenden Dämpfen.

Wählen Sie beim Einfülltrichter zwischen zwei Varianten: Bei der Version mit Absperrhahn mit Griff wird der Durchgang einfach durch Drehen des Hahns geöffnet, die Griffstellung zeigt dabei an, ob der Durchgang geöffnet oder geschlossen ist. Der Trichter selbst ist großzügig bemessen, Flüssigkeiten können gut abfließen. Das Sieb ist herausnehmbar.

Bei der Ausführung mit Automatik wird durch Drücken des Griffs der Durchgang geöffnet. Solange der Griff gedrückt wird, ist der Durchgang geöffnet. Sobald der Griff losgelassen wird, wird der Durchgang automatisch verschlossen. Der Siebeinsatz ist nicht demontierbar.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Für einen dichten Verschluss des Kanisters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S60 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe Waste Caps **S60** mit Einfülltrichter

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Gewinde S60, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.

Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Zusätzlich fest montierter Einfülltrichter mit integriertem Absperrhahn. Wählen Sie beim Absperrhahn zwischen den Ausführungen „Absperrhahn mit Griff“ (durch Drehen des Griffes öffnet sich der Durchgang, die Griffstellung zeigt an, ob der Hahn verschlossen ist) oder „Absperrhahn mit Automatik“ (durch Drücken des Griffs wird der Durchgang geöffnet, sobald der Griff losgelassen wird, ist der Durchgang verschlossen). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Absperrhahn Griff	Absperrhahn Automatik	Artikelnummer
A	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1	1 x Ø 5,5 - 8 mm		●	M 360-25
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1	1 x Ø 5,5 - 8 mm	●		M 360-35

Anwendung:

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm oder über den Einfülltrichter direkt aus Flaschen oder anderen Gefäßen in den Sammelbehälter entsorgt. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verhindert, dass durch die Einfüllöffnung schädliche Dämpfe in die Umgebung entweichen. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.



Kanister-Gewinde **S60 (DIN60/61)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

Better **b.safe**

bsafe.de

+49 (0) 9346 9286-0

Ebenfalls aus dem Hause Bohlender.

TIPP

Exsikkatoren und Trockenschränke von

sicco

Stabil, funktional, individuell – zur staub- und feuchtigkeits-
freien oder edelgasüberlagerten Aufbewahrung.



Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.sicco.de

b.safe Waste Caps

S65

b.safe Waste Caps S65 sind speziell für die Anforderungen an das Sammeln von Lösemittelabfällen aus HPLC-Anlagen angepasst. An den einzelnen Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes können Sie mittels Fittings und Schlaucholiven verschiedene Schlauchdurchmesser an der Kappe anschließen. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Behälter mit Gewinde S65 ab. Der frei drehbare PTFE-Einsatz ermöglicht einen einfachen Behältertausch ohne Verzwirbeln von eingesetzten Kapillaren und Schläuchen.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Da es in Laboren immer eine große Herausforderung ist, den vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen, gibt es auch für diese Aufgabe bei b.safe eine passende Lösung: Mit einem Adapter für den Abluftfilteranschluss können Sie den Abluftfilter platzsparend auf dem Kanister montieren (siehe Seite 92).

Für einen dichten Verschluss des Sammelbehälters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S65 die perfekte Schutzseinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe PASSEND

Wellenschlauchkupplung Seite 100

zum Anschluss von Wellschläuchen an b.safe Waste Caps

Anschluss GL14 für den b.safe Abluftfilter


Beschrift- und beklebbar

Gute Griffbarkeit für jede Handgröße

Schlaucholive für Schläuche mit 5,5 - 8 mm Innendurchmesser

PPS sterilisierbar/ autoklavierbar

Keine Verzwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes



b.safe Waste Caps

S65

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PE für Gewinde S65, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	5	5 x Ø 1,6 (grün) 5 x Ø 2,2 (violett) 5 x Ø 3,2 (gelb)	4 (milchig-weiß)	-	M 365-01
B	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 365-03




Anwendung:
Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164
So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde
S65

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

S70

b.safe Waste Caps S70 sind speziell für die Anforderungen an das Sammeln von Lösemittelabfällen aus HPLC-Anlagen angepasst. An den einzelnen Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes können Sie mittels Fittings und Schlaucholiven verschiedene Schlauchdurchmesser an der Kappe anschließen. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S70 ab. Der frei drehbare PTFE-Einsatz ermöglicht einen einfachen Behältertausch ohne Verzwirbeln von eingesetzten Kapillaren und Schläuchen.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Da es in Laboren immer eine große Herausforderung ist, den vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen, gibt es auch für diese Aufgabe bei b.safe eine passende Lösung: Mit den verschiedenen Adaptern für den Abluftfilteranschluss können Sie den Abluftfilter platzsparend auf der Waste Cap montieren (siehe Seite 94).

Für einen dichten Verschluss des Kanisters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S70 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe Gleich mitbestellen

Abluftfilter Seite 90

Im Vorratssack für einen regelmäßigen Austausch.

Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser

PFA-Fittings für verschiedene
Kapillaraußendurchmesser

Beschrift- und
beklebbar

Keine Verzwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes

Anschluss GL14 für den
b.safe Abluftfilter

Gute Griffbarkeit für
jede Handgröße

b.safe Waste Caps

S70

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S70/71, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.


	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	0	M 371-01
B	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 371-03



Anwendung:
Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.



b.safe INFORMATIV
Funktionsprinzip Seite 164
So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde S70 (DIN 70/71)
Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps mit Einfülltrichter

S70

Für das Sammeln von Lösemittelabfällen aus der HPLC sind b.safe Waste Caps S70 mit Einfülltrichter die beste Wahl. Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S70 ab.

Über den fest montierten Einfülltrichter können z. B. auch Abfälle aus der Probenvorbereitung direkt in den Sammelbehälter eingefüllt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verschließt zuverlässig den Durchgang zum Schutz vor austretenden Dämpfen.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine

gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können. Die Schraubkappe aus PP und der Einsatz aus PTFE sind extrem robust und beständig gegen chemische Beanspruchung.

Für einen dichten Verschluss des Kanisters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S70 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.


b.safe PASSEND
Oliven Seite 102

Schlaucholiven für verschiedene Durchmesser

Automatik-Absperrhahn für ein sicheres Öffnen und Verschließen des Durchgangs

PFA-Fittings für verschiedene Kapillaraußendurchmesser

Keine Verwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes

Sieb zum Zurückhalten von Feststoffen

Schlaucholive für Schläuche mit 5,5 - 8 mm Innendurchmesser

Anschluss GL14 für den b.safe Abluftfilter

Beschrift- und beklebbar

b.safe Waste Caps **S70** mit Einfülltrichter

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S70/71, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8"), 1 Einfülltrichter aus PP mit integriertem Absperrhahn mit Automatik (durch Drücken des Griffs wird der Durchgang geöffnet, sobald der Griff losgelassen wird, ist der Durchgang verschlossen). 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 371-25

Anwendung:


Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm oder über den Einfülltrichter direkt aus Flaschen und anderen Gefäßen in den Sammelbehälter entsorgt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verhindert, dass durch die Einfüllöffnung schädliche Dämpfe in die Umgebung entweichen. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-... auf Seite 100.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164

So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde **S70 (DIN 70/71)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

S90

Für das Sammeln von Lösemittelabfällen aus der HPLC sind b.safe Waste Caps S90 die beste Wahl. Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedener Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Sammelkanister mit Gewinde S90 ab.

Sollten die auf dem PTFE-Einsatz vorhandenen Gewindeanschlüsse nicht ausreichen, können Sie aus unserem großen Sortiment an Adaptern für Kapillar- und Schlauchanschlüsse eine passende Erweiterung auswählen.

Der Anschluss mit Gewinde GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.


Da es in Laboren immer eine große Herausforderung ist, den vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen, gibt es auch für diese Aufgabe bei b.safe eine passende Lösung: Mit den verschiedenen Adaptern für den Abluftfilteranschluss können Sie den Abluftfilter platzsparend auf dem Kanister montieren.

Für einen jederzeit dichten Verschluss des Sammelbehälters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap S90 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe PASSEND

Wellenschlauchkupplung Seite 100
zum Anschluss von Wellenschläuchen an
b.safe Waste Caps



PFA-Fittings für verschiedene
Kapillaraußendurchmesser

Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser

Keine Verwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes

Anschluss GL14 für den
b.safe Abluftfilter

Gute Griffbarkeit für
jede Handgröße

Beschrift- und
beklebbar

b.safe Waste Caps **S90**

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S90, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	0	M 390-01
B	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 390-03



Anwendung:

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Welschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164

So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde **S90 (DIN 90)**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

B53

b.safe Waste Caps B53 sind speziell für die Anforderungen an das Sammeln von Lösemittelabfällen aus HPLC-Anlagen angepasst. An den einzelnen Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes können Sie mittels Fittings und Schlaucholiven verschiedene Schlauchdurchmesser an der Kappe anschließen. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde B53 ab. Der frei drehbare PTFE-Einsatz ermöglicht einen einfachen Behältertausch ohne Verzwirbeln von eingesetzten Kapillaren und Schläuchen.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Da es in Laboren immer eine große Herausforderung ist, den vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen, gibt es auch für diese Aufgabe bei b.safe eine passende Lösung: Mit einem Adapter für den Abluftfilteranschluss können Sie den Abluftfilter platzsparend auf dem Kanister montieren.

Für einen dichten Verschluss des Sammelbehälters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap B53 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.


b.safe PASSEND
Oliven Seite 102

Schlaucholiven für verschiedene Durchmesser


Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser

Anschluss GL14 für den
b.safe Abluftfilter

Beschrift- und
beklebbar

Keine Verzwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes

Gute Griffbarkeit für
jede Handgröße



b.safe Waste Caps **B53**

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PE für Gewinde B53 (NALGENE®-Gewinde), frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 353-01

Anwendung:
Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164
So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde B53

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps mit Einfülltrichter

B53

Für das Sammeln von Lösemittelabfällen aus der HPLC sind b.safe Waste Caps B53 mit Einfülltrichter die beste Wahl. Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde B53 ab.


Über den fest montierten Einfülltrichter können z. B. auch Abfälle aus der Probenvorbereitung direkt in den Sammelbehälter eingefüllt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verschließt zuverlässig den Durchgang zum Schutz vor austretenden Dämpfen.

Wählen Sie beim Einfülltrichter zwischen zwei Varianten: Bei der Version mit Absperrhahn mit Griff wird der Durchgang einfach durch Drehen des Hahns geöffnet, die Griffstellung zeigt dabei an, ob der Durchgang geöffnet oder geschlossen ist. Der Trichter selbst ist großzügig bemessen, Flüssigkeiten können gut abfließen. Das Sieb ist herausnehmbar.

Bei der Ausführung mit Automatik wird durch Drücken des Griffs der Durchgang geöffnet. Solange der Griff gedrückt wird, ist der Durchgang geöffnet. Sobald der Griff losgelassen wird, wird der Durchgang automatisch verschlossen. Der Siebeinsatz ist nicht demontierbar.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Für einen dichten Verschluss des Kanisters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap B53 die perfekte Schutzeinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe Waste Caps **B53** mit Einfülltrichter

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PE für Gewinde B53 (NALGENE®-Gewinde), frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Zusätzlich fest montierter Einfülltrichter mit integriertem Absperrhahn. Wählen Sie beim Absperrhahn zwischen den Ausführungen „Absperrhahn mit Griff“ (durch Drehen des Griffes öffnet sich der Durchgang, die Griffstellung zeigt an, ob der Hahn verschlossen ist) oder „Absperrhahn mit Automatik“ (durch Drücken des Griffes wird der Durchgang geöffnet, sobald der Griff losgelassen wird, ist der Durchgang verschlossen). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Absperrhahn Griff	Absperrhahn Automatik	Artikelnummer
A	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1	1 x Ø 5,5 - 8 mm		●	M 353-25
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1	1 x Ø 5,5 - 8 mm	●		M 353-35

Anwendung:
Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm oder über den Einfülltrichter direkt aus Flaschen oder anderen Gefäßen in den Sammelbehälter entsorgt. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verhindert, dass durch die Einfüllöffnung schädliche Dämpfe in die Umgebung entweichen. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschläuchkupplung M 514-.. auf Seite 100.



Kanister-Gewinde **B53**

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

B63

b.safe Waste Caps B63 sind speziell für die Anforderungen an das Sammeln von Lösemittelabfällen aus HPLC-Anlagen angepasst. An den einzelnen Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes können Sie mittels Fittings und Schlaucholiven verschiedene Schlauchdurchmesser an der Kappe anschließen. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Behälter mit Gewinde B63 ab. Der frei drehbare PTFE-Einsatz ermöglicht einen einfachen Behältertausch ohne Verzwirbeln von eingesetzten Kapillaren und Schläuchen.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Da es in Laboren immer eine große Herausforderung ist, den vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen, gibt es auch für diese Aufgabe bei b.safe eine passende Lösung: Mit einem Adapter für den Abluftfilteranschluss können Sie den Abluftfilter platzsparend auf dem Kanister montieren (siehe Seite 92).

Für einen dichten Verschluss des Sammelbehälters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap B63 die perfekte Schutzseinheit für die Lösungsmittelentsorgung.



b.safe Gleich mitbestellen

Abluftfilter Seite 90

Im Vorratssack für einen regelmäßigen Austausch.

Anschluss GL14 für den
b.safe Abluftfilter

Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser

PFA-Fittings für verschiedene
Kapillaraußendurchmesser

Gute Griffigkeit für
jede Handgröße

Keine Verzwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes

b.safe Waste Caps **B63**

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PE für Gewinde B63 (NALGENE®-Gewinde), frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL 14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.


	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	-	M 363-01
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 363-03
C	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 363-30



Anwendung:

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden.

Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.



Kanister-Gewinde **B63**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

B83

b.safe Waste Caps B83 sind speziell für die Anforderungen an das Sammeln von Lösemittelabfällen aus HPLC-Anlagen angepasst. An den einzelnen Gewindeanschlüssen (UNF 1/4", NPT 1/8") des PTFE-Einsatzes können Sie mittels Fittings und Schlaucholiven verschiedene Schlauchdurchmesser an der Kappe anschließen. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Behälter mit Gewinde B83 ab. Der frei drehbare PTFE-Einsatz ermöglicht einen einfachen Behältertausch ohne Verzwirbeln von eingesetzten Kapillaren und Schläuchen.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Da es in Laboren immer eine große Herausforderung ist, den vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen, gibt es auch für diese Aufgabe bei b.safe eine passende Lösung: Mit einem Adapter für den Abluftfilteranschluss können Sie den Abluftfilter platzsparend auf dem Kanister montieren (siehe Seite 94).

Für einen dichten Verschluss des Sammelbehälters sorgt eine Viton®-Flachdichtung, die unterschiedliche Fertigungstoleranzen am Gewindehals ausgleicht. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. In Verbindung mit dem Abluftfilter ist die Waste Cap B83 die perfekte Schutz Einheit für die Lösungsmittelentsorgung.


b.safe PASSEND
Oliven Seite 102

Schlaucholiven für verschiedene Durchmesser


 Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser

 Beschrift- und
beklebbar

 Gute Griffbarkeit für
jede Handgröße

 Anschluss GL14 für den
b.safe Abluftfilter

 Keine Verzwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes

 PFA-Fittings für verschiedene
Kapillaraußendurchmesser


b.safe Waste Caps

B83

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PE für Gewinde B83 (NALGENE®-Gewinde), frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 383-01

Anwendung:
Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5 - 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164
So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde
B83

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Abluftfilter

Wenn verschiedene Lösungsmittelreste in einen Sammelbehälter kommen, braut sich was zusammen: eine Fülle schädlicher Dämpfe. Hier sind b.safe Abluftfilter mit integrierter Aktivkohlefüllung und optimiertem Durchströmverhalten das Mittel der Wahl.

Mit großer innerer Absorptionsfläche und geringem Staubverhalten bindet die Aktivkohle zuverlässig alle toxischen Stoffe ohne zu verklumpen und entlässt nur reine Luft in den Raum. Je nach Filtergröße mit einer Standzeit von bis zu sechs Monaten! Wann der Austausch notwendig ist, verrät die praktische Wechselanzeige auf dem Deckel.

Aus PP gefertigt, halten b.safe Abluftfilter nicht nur hohen Temperaturen stand, sondern haben auch eine Brandklassifizierung V-0 nach UL 94. Zudem sind sie formstabil und lassen sich dank ihrer rauen Oberfläche und dem optimierten Design mit Griffnuten leicht ein- und ausdrehen.

Die zylindrische Ansetzhilfe am Gewindeanfang (Gewinde GL14), die Position des O-Rings, wie auch der abgeschrägte Filterkörper tragen zum einfachen Einsetzen des Abluftfilters bei. Letzterer bietet nach unten viel Raum für Fittings und Kapillaranschlüsse. Der O-Ring garantiert absolut sicheren Anschluss an b.safe Waste Caps nach Wahl.





Abluftfilter mit Anschlussgewinde für Fässer

Abluftfilter für Behälter ab 60l finden Sie ab **Seite 92**

b.safe Abluftfilter

Material: **PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Filtergehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde GL14) passend für b.safe Waste Caps. Deckel mit Belüftungsöffnungen und Wechselanzeige mit Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln.

	Größe	Standzeit	Verkaufseinheit	Artikelnummer
A	Small	3 Monate	2 Stück	M 506-01
B	Medium	6 Monate	2 Stück	M 506-02
C	Large	6 Monate	2 Stück	M 506-03

Anwendung:

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Die Aktivkohlefüllung im b.safe Abluftfilter hält Lösemitteldämpfe in der beim Befüllen entweichenden Luft zurück. Die Standzeit lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren.

Wir empfehlen folgende Filtergrößen: Größe Small für bis zu 5 Liter Inhalt, Größe Medium für 5 – 10 Liter Inhalt, Größe Large für mehr als 10 Liter Inhalt.



Ergonomisches Design und Nuten für mehr Grip

Optimierte Position des O-Rings, für leichtes Eindrehen



Better **b.safe**

Kein Verdrehen, keine extra Montage: Filterkörper und Deckel sind fest verbunden

b.safe Abluftfilter für Fässer

Schützen Sie sich vor schädlichen Dämpfen aus Entsorgungsfässern mit b.safe Abluftfiltern für Fässer. Mit großer innerer Absorptionsfläche und geringem Staubverhalten bindet die Aktivkohle zuverlässig alle toxischen Stoffe ohne zu verklumpen und entlässt nur reine Luft in den Raum.

Abhängig vom Volumen des Fasses sind diese Abluftfilter in zwei Größen erhältlich: Größe XL für Fässer mit 60-100 Liter Inhalt und Größe XXL für Fässer ab 100 Liter. Abhängig von der Filtergröße beträgt die Standzeit 9 bis 12 Monate. Wann der Austausch notwendig ist, notieren Sie einfach auf dem großzügigen Beschriftungsfeld auf dem Deckel.

Das Filtergehäuse aus PE ist chemisch gut beständig und formstabil. Im Deckel sind außer den Belüftungsöffnungen auch praktische Griffnuten integriert. So kann der Abluftfilter leicht ein- und ausgeschraubt werden.



b.safe Abluftfilter für Fässer

Material: **PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+ gut**

Filtergehäuse aus PE mit Anschlussgewinde für direkte Montage auf Fässer. Deckel mit Belüftungsöffnungen und Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln.

	Größe	Gewinde für Fassanschluss	Standzeit	Verkaufseinheit	Artikelnummer
A	XL	G 3/4"	9 Monate	1 Stück	M 506-21
B	XXL	Mauser 2" (BCS 70x6)	12 Monate	1 Stück	M 506-23
C	XXL	Doppelgewinde G 2" (Tri-Sure 2" + G2")	12 Monate	1 Stück	M 506-25

Anwendung:

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Die Aktivkohlefüllung im b.safe Abluftfilter hält Lösemitteldämpfe in der beim Befüllen entweichenden Luft zurück. Die Standzeit lässt sich einfach überwachen: dokumentieren Sie bei Installation das Tauschdatum von Hand im dafür vorgesehenen Beschriftungsfeld auf dem Deckel. Wir empfehlen folgende Filtergrößen: Größe XL für 60-100 Liter Inhalt, Größe XXL für Fässer ab 100 Liter Inhalt.

Belüftungsöffnungen
für gleichmäßige Luft-
strömung



Detailansicht
Doppelgewinde
G2" + TriSure2"

Better **b.safe**

XXL Abluftfilter mit
Doppelgewinde


b.safe Adapter für Abluftfilter

Material: **PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Adapter zur platzsparenden Montage des b.safe Abluftfilters auf b.safe Waste Caps.

Ausführung	Passend für	Artikelnummer
A Gerade	Abluftfilteranschluss (Gewinde GL 14)	M 502-01
B 1x Winkel 45°	Abluftfilteranschluss (Gewinde GL 14)	M 502-02
C 1x Winkel 90°	Abluftfilteranschluss (Gewinde GL 14)	M 502-03
D 2x Winkel 90°	Abluftfilteranschluss (Gewinde GL 14)	M 502-04

Anwendung:
Mit einem Adapter für Abluftfilter schaffen Sie Platz auf Ihrer b.safe Waste Cap für eine einfachere Montage von Kapillaren und Schläuchen. Mit dem Adapter 1x 90°, Artikel-Nr. M 502-03, können Sie die Aufbauhöhe der Waste Cap mit montiertem Abluftfilter auf Ihrem Kanister einfach reduzieren.



b.safe Adapter für Kapillaranschluss

Adapter zur Montage eines Abluftfilters (Gewinde GL 14) an einem Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4") von b.safe Caps und Waste Caps Gewinden.

Passend für	Übergang auf	Material	Artikelnummer
A Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4")	Abluftfilter (Gewinde GL 14)	PTFE	M 615-20

Anwendung:
Erweiterung von b.safe Caps um einen Anschluss für den Abluftfilter und Verwendung als Waste Caps




b.safe Adapter für Abluftfilteranschluss

Adapter zur Montage von Kapillaren mit b.safe Fittings am Abluftfilteranschluss der b.safe Waste Caps.

	Passend für	Übergang auf	Material	Artikelnummer
A	Abluftfilteranschluss (Gewinde GL 14)	Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4")	PTFE	M 516-01
B	Abluftfilteranschluss (Gewinde GL 14)	Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4")	PE-ableitfähig	M 516-05
C	Abluftfilteranschluss (Gewinde GL 14)	geschlossen	PTFE	M 501-45

Anwendung:

Passende b.safe Fittings für verschiedene Kapillardurchmesser sind separat erhältlich (siehe Artikel-Nr. M 501-.. auf Seite 97).




b.safe Fittings und Blindfittings

Ob Entnahme oder Entsorgung - für den perfekten Anschluss von Kapillaren oder Schläuchen bzw. die sichere Abdichtung nicht benötigter Anschlüsse, sorgen b.safe Fittings, b.safe Fittings Präparativ und b.safe Blindfittings. Aus Fluorkunststoffen (PFA, PTFE) gefertigt, zeichnen sie sich durch hohe chemische und thermische Beständigkeit aus. Alle Anschlussgewinde sind passgenau für b.safe Caps und b.safe Waste Caps ausgeführt. Die ergonomische Kopfform erleichtert das Greifen und Drehen. Kapillare und Schläuche können einfach durchgeführt werden und haben sicheren Halt.

Für eine bessere Übersicht erhalten Sie b.safe Fittings aus PFA in unterschiedlichen Farben.

Beachten Sie bei der Auswahl von Fittings neben dem Außendurchmesser Ihres Schlauchs auch das Gewinde auf Ihrer Kappe: Kapillaren bis Außendurchmesser 3,2 mm können am Kapillaranschluss mit b.safe Fittings mit Gewinde UNF 1/4" eingeführt werden, Schläuche mit Außendurchmesser ab 4,0 bis 6,35 mm benötigen ein b.safe Fitting Präparativ mit Anschlussgewinde NPT 1/8".

b.safe Blindfittings erfüllen einen wichtigen Zweck: Nicht benötigte Anschlüsse auf Ihren b.safe Caps und b.safe Waste Caps können dicht verschlossen werden. Somit können sich teure Eluenten weder verflüchtigen noch Fremdpartikel in die Lösungsmittel gelangen. Bei Sammelbehältern für die Entsorgung können keine Lösungsmitteldämpfe entweichen.



b.safe Fittings

Material: **PFA** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +260 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Fittings aus PFA zur Fixierung von Schläuchen in den Kapillaranschlüssen (Gewinde UNF 1/4") von b.safe Caps und b.safe Waste Caps. Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss ab.



Fittings für Kapillar- außendurchmesser	Farbe	Verpackungseinheit	Artikelnummer
1,6 mm (1/16")	Grün	10 Stück	M 501-06
2,2 mm (7/8")	Violett	10 Stück	M 501-11
2,2 mm (7/8")	Grau	10 Stück	M 501-12
3,2 mm (1/8")	Milchig-weiß	10 Stück	M 501-15
3,2 mm (1/8")	Blau	10 Stück	M 501-16
3,2 mm (1/8")	Rot	10 Stück	M 501-17
3,2 mm (1/8")	Gelb	10 Stück	M 501-18

b.safe Fittings Präparativ

Material: **PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Fittings aus PTFE zur Fixierung von hartwandigen Schläuchen in den Schlauchanschlüssen (Gewinde NPT 1/8") von b.safe Caps. Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss ab. Verpackungseinheit: 1 Stück.



Für Schlauch Außen-Ø mm	Artikelnummer
4,0	M 510-01
4,76 (3/16")	M 510-02
6,0	M 510-03
6,35 (1/4")	M 510-04

Anwendung:

Zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen mit Außen-Ø 4,0 bis 6,35 mm an den Schlauchanschluss von b.safe Caps Präparativ (s. Artikelnummer M 144-.. auf Seite 15) passend für die Durchsatzmengen in der präparativen HPLC. Kompatibel mit dem Schlauchanschluss auf b.safe Waste Caps (ab Seite 50) für das Sammeln von Lösemittelabfällen.

b.safe Blindfittings

Material: **PFA, PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Blindfitting aus PFA zum Verschluss nicht genutzter Kapillaranschlüsse auf b.safe Caps und b.safe Waste Caps.

	Passend für	Farbe	Verpackungs- einheit	Artikelnummer
A	Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4")	PFA milchig-weiß	10 Stück	M 501-01
B	Abluftfilteranschluss (Gewinde GL 14)	PTFE weiß	1 Stück	M 501-45
C	Anschluss Schlaucholive (Gewinde NPT 1/8")	PTFE weiß	1 Stück	M 501-50
D	Schliff (NS 29/32)	PTFE weiß	1 Stück	M 501-55

Anwendung:
Zum dichten Verschluss nicht genutzter Anschlüsse auf b.safe Caps und b.safe Waste Caps. Mit ergonomisch geformter Grifffläche oder Rändel zur einfachen Montage, Ausführung für Schliff mit integrierter Lösemutter zum Lösen einer festsitzenden Verbindung.



b.safe Montageschlüssel

Material: **POM** | Temperaturbeständigkeit: **-30 °C bis +100 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Innenkontur passend zur Außenkontur der b.safe Fittings für Kapillarschläuche.
Seitlicher Schlitz zum Durchführen des Schlauchs, Grifffläche oben zum Festziehen
oder Lösen von b.safe Fittings auf b.safe Caps und Waste Caps.
Verpackungseinheit: 1 Stück.



Für b.safe Fittings Außen-Ø, mm		Artikelnummer
A	1,6 / 2,2 / 3,2	M 542-01

Anwendung:

Festziehen: Fitting auf den Schlauch aufstecken und im gewünschten Anschluss platzieren. Schlauch bis zur gewünschten Höhe einführen. Montageschlüssel aufschieben und Fitting festziehen. Zum Demontieren einfach den Montageschlüssel auf den Schlauch aufschieben, auf das zu lösende Fitting aufstecken, drehen, fertig.



b.safe Caps GL45

Die b.safe Caps GL45 bilden ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventil eine perfekte Einheit für die Lösungsmittelentnahme aus Flaschen und Kanistern mit Gewinde GL45.


Mit der Kappe aus robustem PPS und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE sind b.safe Caps GL45 sterilisierbar und autoklavierbar. Selbst eine Reinigung in der Spülmaschine ist möglich.

Das ergonomische Design und die erodierte Oberfläche der Kappe bieten auch behandschuhten Händen festen Halt.

Mit ihrem frei drehbaren Einsatz erlauben sie leichtes sowie sicheres Auf- und Abschrauben ohne Verzwirbeln von angeschlossenen Kapillarschläuchen.

Die schräg angesetzten Anschlussgewinde (UNF 1/4") garantieren intuitives Eindrehen von Fittings und Belüftungsventil und bieten mehr Platz und Übersicht auf dem PTFE-Einsatz. Zudem lassen sich Schläuche so sicher und ohne Abknicken in die Flasche einführen.

Für einen jederzeit dichten Verschluss gleicht eine Viton®-Flachdichtung mögliche Fertigungstoleranzen am Flaschenhals aus. Durch eine spezielle Dichtlippe aus PTFE wird sie vom Dampfraum isoliert. Gleichzeitig ist diese Lösung chemisch und thermisch hoch belastbar und ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe.



Universeller
Luer-Lock-Anschluss

Schräge Gewinde für
komfortableres Handling

Keine Verzwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes

Beschrift- und
beklebbar

PPS sterilisierbar/
autoklavierbar

Gute Griffbarkeit für
jede Handgröße

Nutzungsdauer per Knopfdruck
aktivieren und/oder rückseitig
individuell beschriften

b.safe Gleich mitbestellen

Belüftungsventile Seite 38

Im Vorratssack für einen Austausch
alle 6 Monate.

b.safe Caps**GL45**

Material: **PTFE, PPS** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +200 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm
(Gewinde UNF 1/4" 28G), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter
Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und
Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings	Anzahl Blindfittings	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 3,2 mm (gelb)	0	M 145-01
B	2	2 x Ø 3,2 mm (gelb)	1 (milchig-weiß)	M 145-02
C	3	3 x Ø 3,2 mm (gelb)	2 (milchig-weiß)	M 145-03
D	4	4 x Ø 3,2 mm (gelb)	3 (milchig-weiß)	M 145-04
E	6	6 x Ø 3,2 mm (gelb)	5 (milchig-weiß)	M 145-05

Anwendung:

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen, wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclipen. PFA-Fittings in weiteren Farben und für andere Schlauchdurchmesser finden Sie ab Seite 43.

**b.safe INFORMATIV****Funktionsprinzip Seite 162**

So funktioniert der Druckausgleich während der Entnahme.



Flaschen-Gewinde GL45 (DIN168)


Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Wellschlauchkupplung

b.safe Produkte bieten eine Lösung für viele Herausforderungen, auch eine leckfreie Verbindung für Wellschläuche, die z. B. mit HPLC-Anlagen der Hersteller Agilent oder Thermo Scientific standardmäßig geliefert werden. Diese hartwandigen, starren Schläuche lassen sich mit herkömmlichen Schlaucholiven nicht dicht an Waste Caps anschließen.

Mit einer b.safe Wellschlauchkupplung meistern Sie diese Herausforderung aber souverän: Die spezielle Verschraubung schafft eine dichte Verbindung zwischen Wellschlauch und Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") von b.safe Waste Caps.



Montagehinweis:

- 1 Schrauben Sie die Wellschlauchkupplung in den Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") Ihrer Waste Cap ein.
- 2 Schieben Sie Sicherungsmutter und Klemmring auf das Schlauchende auf.
- 3 Stecken Sie danach den Schlauch auf das konisch geformte Ende der Kupplung und schieben Sie den Schlauch bis zum Anschlag über die Verbindung.
- 4 Schieben Sie die Sicherungsmutter und den Sicherungsring ebenfalls bis zum Anschlag und schrauben Sie die Sicherungsmutter auf die Kupplung.
- 5 Setzen Sie einen Gabelschlüssel SW10 an den Griffmulden der Kupplung an. Halten Sie mit dem Gabelschlüssel die Kupplung fest, um die Sicherungsmutter fest anzuziehen und eine dichte Verbindung herzustellen.

b.safe Wellschlauchkupplungen


Material: **PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Dreiteilige Kupplung bestehend aus Kupplung, Sicherungsmutter aus PP und Klemmring aus FEP. Zur Verbindung von hartwandigen Wellschläuchen mit dem Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") auf b.safe Waste Caps. Sicherungsmutter mit ergonomischen Griffflächen, zusätzliche Griffmulden mit SW10 an der Kupplung.

	Passend für	Wellschlauch-Innen-Ø mm	Artikelnummer
A	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	6,5	M 514-03
A	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	8,5	M 514-05

Anwendung:

Wählen Sie die b.safe Wellschlauchkupplung passend zu den Schläuchen Ihrer HPLC aus. Wellschläuche mit Innen-Ø 6,5 mm sind z. B. bei Geräten von Agilent Technologies enthalten, Wellschläuche mit Innen-Ø 8,5 mm z. B. bei Geräten von Thermo Scientific.



b.safe PASSEND

Wellschlauch Seite 155

Als flexible Leitung zum Abfallbehälter

b.safe Oliven

Zum Anschluss der Schläuche an b.safe Waste Caps oder zum Verbinden einzelner Schläuche sind b.safe Oliven die beste Wahl.

Für eine dichte Verbindung, insbesondere mit elastischen Schläuchen (z. B. Silikon), sind die Anschlüsse der Oliven konisch geformt. Der Außendurchmesser der Olive ist geringfügig größer zu wählen als der Innendurchmesser des Schlauchs. Beim Aufstülpen auf die Olive wird der Schlauch dann automatisch durch die konische Form geweitet und liegt eng an der Außenseite der Olive an, so dass keine Flüssigkeiten austreten können.

Wählen Sie die Olive passend für Ihren Schlauchinnendurchmesser und die geplante Anwendung:



b.safe Oliven

mit Einschraubgewinde NPT 1/8" für den Schlauchanschluss an b.safe Waste Caps
z. B. M 503-01 mit Stufenolive für Schläuche mit Innendurchmesser von 5,5 mm bis zu 8,0 mm



b.safe Oliven

mit Luerlockanschluss zum Belüften von Entnahmeflaschen mit inertem Gas statt Umgebungsluft
z. B. M 519-01 für Schlauchinnendurchmesser 4 - 5 mm



b.safe Durchgangsoliven

als Verbindung für elastische Schläuche mit gleichem Innendurchmesser
z. B. M 590-05 für Schläuche mit Innendurchmesser 4,0 - 7,0 mm



b.safe Y-Oliven

als Übergang von zwei Zugangsschläuchen auf einen Abgang mit gleichem Innendurchmesser
z. B. M 580-04 für drei Schläuche mit Innendurchmesser 4 mm




b.safe Reduzieroliven

als Verbindung für elastische Schläuche mit unterschiedlichen Innendurchmessern
z. B. M 595-05 als Übergang von Schlauchinnendurchmesser 4 - 7 mm auf Schlauchinnendurchmesser 8 - 11 mm

b.safe Oliven

Zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) auf b.safe Waste Caps. Verpackungseinheit: 1 Stück



	Anschlussgewinde	Ausführung	für Schlauch-Innen-Ø mm	Länge mm	Durchgangsbohrung mm	Material	Artikelnummer
A	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	gebogen	5,5 - 8	45	4	PP-gelb	M 503-01
B	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	gebogen	6 - 8	45	4	PTFE-weiß	M 503-05
C	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	Winkel 90°	6,5 - 8	30	5	PP-milchig weiß	M 503-08
C	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	Winkel 90°	9,5 - 10,5	32	7	PP-milchig weiß	M 503-09
D	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	gerade	2 - 3	23	1,8	PP-milchig weiß	M 503-10
D	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	gerade	3 - 4	26	2,3	PP-milchig weiß	M 503-11
D	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	gerade	4 - 5	26	2,8	PP-milchig weiß	M 503-12
D	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	gerade	5 - 6	30	3,5	PP-milchig weiß	M 503-13
D	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	gerade	6,5 - 8	36	4,8	PP-milchig weiß	M 503-14
E	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	gerade	6 - 8	45	4	PTFE-weiß	M 503-15
D	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	gerade	9 - 10,5	40	7	PP-milchig weiß	M 503-16
D	Gewinde NPT 1/4"	gerade	12 - 13,5	48	10	PP-milchig weiß	M 513-01
C	Gewinde NPT 1/4"	Winkel 90°	12 - 13,5	41	10	PP-milchig weiß	M 513-02
D	Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4")	gerade	6 - 8	30	3,6	PP-milchig weiß	M 518-01
F	Luerlock männlich	gerade	4 - 5	21	3,2	PP-milchig weiß	M 519-01

Anwendung:

Zum direkten Anschluss von Entsorgungsschläuchen auf b.safe Waste Caps.

b.safe Durchgangs-Oliven

Material: **PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Gerades Verbindungsstück aus PP, mit zwei Oliven zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Verpackungseinheit: 1 Stück

	für Schlauch-Innen-Ø mm	Länge mm	Durchgangsbohrung mm	Artikelnummer
A	3,0 – 5,0	37	3,0	M 590-03
B	4,0 – 7,0	52	4,0	M 590-05
B	7,0 – 9,0	58,5	6,5	M 590-07



b.safe Reduzier-Oliven

Material: **PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Gerades Verbindungsstück aus PP, mit zwei Oliven zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Verpackungseinheit: 1 Stück

Schlauch-Innen-Ø mm 1	Schlauch-Innen-Ø mm 2	Länge mm	Durchgangsbohrung mm	Artikelnummer
4,0 – 7,0	8,0 – 11,0	85,5	3,0	M 595-05
4,0 – 7,0	12,0 – 16,0	85,5	3,0	M 595-10



b.safe Y-Oliven

Material: **PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Verbindungsstück in Y-Form aus PP, mit 3 Oliven zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Verpackungseinheit: 1 Stück



für Schlauch-Innen-Ø mm	Länge x Breite mm	Durchgangsbohrung mm	Artikelnummer
3,0	19 x 15	1,8	M 580-02
4,0	25 x 19	2,3	M 580-04
5,0	31 x 22,5	2,8	M 580-06
6,0	48,5 x 35	4,8	M 580-08
9,0	59 x 54,5	7,5	M 580-10
11,0	68 x 53	10	M 580-12

Durchdachte Sicherheitslösungen auch auf Maß!

Sie sind auf der Suche nach einer Lösung exakt passend für Ihre Anwendung?

Als Hersteller bieten wir Ihnen eine individuelle Fertigung nach Wunsch. Das geht schneller, einfacher und oft wirtschaftlicher als Sie denken.

Sprechen Sie einfach unsere Experten an – wir beraten und unterstützen Sie schon bei der Konstruktion und fertigen dann werkstoffgerecht exakt nach Ihren Vorgaben. Und das ab Stückzahl 1.

Dazu brauchen wir von Ihnen lediglich eine Zeichnung (grobe Skizze genügt) und ein paar Informationen.

Sie haben einen Spezialwunsch?

www.bsafe.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0



b.safe Multiports und Verteiler

Erweitern Sie einfach die Anzahl der Anschlüsse auf einer b.safe Waste Cap mit Hilfe der b.safe Multiports. Ausgestattet mit einem Einschraubgewinde passend zum Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") auf b.safe Waste Caps können so am selben Anschluss gleichzeitig eine Vielzahl unterschiedlicher Schläuche und/oder Kapillaren angeschlossen werden. Alle notwendigen Fittings und Schlaucholiven sind im Lieferumfang bereits enthalten.

Möchten Sie Kapillaren miteinander verbinden, geht das auch ganz einfach. Verwenden Sie einfach b.safe Kapillarverbinder oder b.safe Verteiler für Kapillaren. Die notwendigen Fittings aus PFA sind hier ebenfalls jeweils im Lieferumfang enthalten.

Hier einige Beispiele zur Anwendung:



b.safe Multiport M 509-28

mit 8 Kapillaranschlüssen und Einschraubgewinde NPT 1/8" zum Anschluss von 8 Kapillaren an einem Schlauchanschluss der b.safe Waste Cap.



b.safe Multiport M 509-36

mit drei Stufenoliven für Schlauchinnen-Ø von 5,5 bis zu 8 mm zur Erweiterung des Schlauchanschlusses einer b.safe Waste Cap von einem auf drei Schläuche.



b.safe Kapillarverbindung M 512-01

als Verbindung für zwei Kapillaren mit Schlauchaußen-Ø 1,6/2,2/3,2 mm.



b.safe Verteiler für Kapillaren M 511-01


als Übergang von zwei Zugängen auf einen Abgang oder umgekehrt.

b.safe Multiport

Material: **PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Zur Erweiterung der Anzahl der Kapillar- und oder Schlauchanschlüsse auf einer b.safe Waste Cap (Gewinde NPT 1/8"). Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8 mm (Gewinde NPT 1/8"). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Passend für	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings	Stufenolive für Schlauch Innen-Ø mm	Artikelnummer
A	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	2	2x Ø 1,6 mm (grün) 2x Ø 2,2 mm (violett) 2x Ø 3,2 mm (gelb)	-	M 509-25
B	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	3	3x Ø 1,6 mm (grün) 3x Ø 2,2 mm (violett) 3x Ø 3,2 mm (gelb)	-	M 509-26
C	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	8	8x Ø 1,6 mm (grün) 8x Ø 2,2 mm (violett) 8x Ø 3,2 mm (gelb)	-	M 509-28
D	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	7	7x Ø 1,6 mm (grün) 7x Ø 2,2 mm (violett) 7x Ø 3,2 mm (gelb)	1x Ø 5,5-8	M 509-29
E	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	3	3x Ø 1,6 mm (grün) 3x Ø 2,2 mm (violett) 3x Ø 3,2 mm (gelb)	-	M 509-32
F	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	2	2x Ø 1,6 mm (grün) 2x Ø 2,2 mm (violett) 2x Ø 3,2 mm (gelb)	1x Ø 5,5-8	M 509-33
G	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	-	-	3x Ø 5,5-8	M 509-34
H	Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8")	-	-	3x Ø 5,5-8	M 509-36



b.safe Verteiler für Kapillaren

Material: **PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Verteiler zum Anschluss von Kapillaren. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Passend für	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings	Artikelnummer
A	Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4")	3	3x Ø 3,2 mm (gelb)	M 511-01

Anwendung:
Adapter zur Erweiterung der Anzahl an Kapillaranschlüssen der b.safe Cap.

b.safe Kapillarverbindung

Material: **PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Gerades Verbindungsstück aus PTFE, beidseitig mit Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4"), mit je 2 Fittings aus PFA für Schlauchaußen-Ø 1,6/2,2/3,2 mm.
Verpackungseinheit: 1 Stück



	Anzahl Fittings	Länge mm	Durchgangsbohrung mm	Artikelnummer
A	je 2x Ø 1,6/2,2/3,2 mm	35	3,3	M 512-01

Meine Ideen – meine Lösung.

b.safe

Neue Ideen - kompetent umgesetzt

Gemeinsam Neues schaffen und miteinander den Fortschritt gestalten - mit b.safe ist das Normalität! Wann immer mir bestehende Lösungen unzureichend erscheinen oder ich Unterstützung bei neuen Herausforderungen benötige, ist b.safe mein stärkster Partner. Als Hersteller von Sonderlösungen haben die Experten von b.safe stets ein offenes Ohr für meine Bedürfnisse und setzen meine Anforderungen in ihren innovativen Produkten um.

b.safe - immer etwas Neues. Ständige Verbesserung. Von der Idee zum Produkt.

**Durchdachte
Sicherheitslösungen für HPLC.**

b.safe Flaschen, Kanister und Behälter

Bei b.safe finden Sie neben einer großen Auswahl an Caps für die Lösemittelentnahme, Waste Caps oder Trichtern für die Entsorgung flüssiger Abfälle im Labor auch die passenden Behälter wie Flaschen und Kanister.

Sofern nicht anders angegeben, haben alle Kanister unseres Sortiments eine UN-Zulassung und können somit zum Transport von gefährlichen Gütern verwendet werden.

Zusätzlich bieten wir weiteres Zubehör wie z. B. Auffangwannen, Ausgießer oder Erdungskabel für ableitfähige Kanister an.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne ausführlich: +49 9346 9286-0

Eine Auswahl aus unserem Sortiment:



b.safe Kanister GL45,
2,5 Liter, aus PE
siehe Seite 111



b.safe Hinweis

Alle Kanister mit dieser Kennzeichnung haben eine UN-Zulassung.



b.safe Kanister S60,
10 Liter, aus ableitfähigem PE-EX
siehe Seite 113

b.safe Auffangwanne,
aus ableitfähigem PE-EX
siehe Seite 117



b.safe Kanister S90,
10 Liter, aus ableitfähigem PE-EX
siehe Seite 113




b.safe Laborflaschen

Material: **Borosilikatglas** | Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Laborglasflasche aus Borosilikatglas inklusive Verschlusskappe und Ausgießring aus PP.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

	Inhalt ml	Gewinde	Artikelnummer
A	1000	GL45	R 100-45
B	1000	GLS80	R 105-80



b.safe Kanister



Kanister mit Gewinde GL45 (DIN45) zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle.

Inhalt Liter	Abmessungen Länge x Breite x Höhe mm	Material	Artikelnummer
2,5	150 x 110 x 210	PE	R 205-02
5,0	195 x 150 x 270	PE	R 205-05
10,0	225 x 190 x 300	PE	R 205-10




b.safe PASSEND
Auffangwannen Seite 116
zum Schutz bei Leckagen und
Behälterwechsel

b.safe Kanister**S50**

Platzsparkanister mit Gewinde S50 (KS50) zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle.

	Inhalt Liter	Abmessungen Länge x Breite x Höhe mm	Material	Artikelnummer
A	5	335 x 66 x 335	PE	R 210-05
	Zubehör	Ausführung	Material	Artikelnummer
B	Standfuß	für 2 Platzsparkanister (R 210-05), Abmessungen: L 250 x B 138 x H 100 mm	Edelstahl	R 505-02

**b.safe Kanister****S55****U
N**

Kanister mit Gewinde S55 (DIN51) zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle

	Inhalt Liter	Abmessungen Länge x Breite x Höhe mm	Material	Artikelnummer
	5	190 x 150 x 235	PE	R 225-05
	10	230 x 195 x 235	PE	R 225-10

**b.safe PASSEND**

Auffangwannen Seite 116
zum Schutz bei Leckagen und
Behälterwechsel

b.safe Kanister **S60** **UN**

Kanister mit Gewinde S60/61 (DIN60/61) zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle.

	Inhalt Liter	Stutzen	Abmessungen Länge x Breite x Höhe mm	Material	Artikelnummer
A	5	gerade	190 x 150 x 255	PE	R 230-05
A	10	gerade	220 x 190 x 340	PE	R 230-10
A	20	gerade	300 x 230 x 450	PE	R 230-20
B	10	gerade	220 x 190 x 340	PE-EX	R 231-10
B	30	gerade	360 x 235 x 450	PE-EX	R 231-30
C	10	schräg	295 x 200 x 255	PE-EX	R 236-10
C	20	schräg	295 x 200 x 495	PE-EX	R 236-20



b.safe Gleich mitbestellen

Winkeladapter Seite 121

Zur senkrechten Ausrichtung von b.safe Trichtern an schrägem Kanisteranschluss



b.safe PASSEND

Kanister mit Füllstandsanzeige Seite 150

Zur einfachen Kontrolle des Füllstandes

b.safe Kanister **S90** **UN**

Kanister mit Gewinde S90 (DIN90) zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle, Kanister S90 in PE-EX (Tragegriff nicht ableitfähig) mit seitlichem Sichtstreifen.

	Inhalt Liter	Abmessungen Länge x Breite x Höhe mm	Material	Artikelnummer
A	10	195 x 195 x 370	PE	R 265-10
B	10	195 x 195 x 370	PE-EX	R 268-10
Zubehör		Ausführung	Artikelnummer	
C	Erdungsband für Kanister R 268-10	Edelstahlband mit Spannverschluss für Umfang 195 x 195 mm, Erdungskabel 1,5 m und Erdungsklemme	R 615-03	



b.safe Hinweis

Alle Kanister mit dieser Kennzeichnung haben eine UN-Zulassung.


b.safe Politainer

Faltbarer Kanister zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle, bitte bestellen Sie notwendiges Zubehör wie Karton und Adapter zum Anschluss von b.safe Waste Caps GL 45 separat.

Bezeichnung	Stutzen / Gewinde	Abmessungen Länge x Breite x Höhe, mm	Material	Artikelnummer
A Politainer 5L	38x3	außen: 181 x 181 x 195	PE	R 295-05
A Politainer 10L	38x3	außen: 228 x 228 x 228	PE	R 295-10
A Politainer 20L	S60	außen: 285 x 285 x 295	PE	R 297-20
B Karton 5L	-	innen: 181 x 181 x 181		R 299-05
B Karton 10L	-	innen: 228 x 228 x 228		R 299-10
B Karton 20L	-	innen: 285 x 285 x 285		R 299-20
C Adapter GL45	Innengewinde 38x3 / Außengewinde GL45		PP	M 615-29

Anwendung:

Im Auslieferungszustand ist der Kanister platzsparend gefaltet. Während der Befüllung entfaltet sich der Kanister automatisch. UN-Zulassung nur in Verbindung mit passendem Karton (siehe Artikel-Nr. R 299-..).

**b.safe Ausgießer**

Schraubkappe für Kanistergewinde, frei drehbares Ausgießrohr in starrer oder flexibler Ausführung mit integrierter Sicherheitsbelüftung für gleichmäßigen Durchfluss. Ausführung gemäß Tabelle.

Kanistergewinde	Ausgießrohr	Material	Artikelnummer
A GL45	flexibel	PE	R 530-04
A S 55	flexibel	PE	R 530-05
B S 55	starr	PE	R 532-05
A S 60/61	flexibel	PE	R 530-07
B S 60/61	starr	PE	R 532-07
C S 60/61	starr	PE-EX (ableitfähig)	R 535-07
A S 70/71	flexibel	PE	R 530-09

Anwendung:

Tropffreies und schnelles Umfüllen von Flüssigkeiten direkt aus dem Kanister.



Bei Fragen... fragen!

b.safe

Experten fragen Experten

Die Arbeit im wissenschaftlichen Bereich bedeutet, naturwissenschaftliche Kenntnisse zu unterschiedlichsten Themen richtig kombinieren zu müssen. In meinem Aufgabenbereich bin ich ausgewiesener Experte und erwarte von meinen Zulieferern die gleiche fachliche Kompetenz hinsichtlich ihrer Produkte. Die Experten von b.safe konnten mir alle Fragen zu ihren Produkten genau beantworten und wussten sehr genau wie ich diese einsetze. Wussten Sie, dass viele b.safe Experten selbst aus dem Labor stammen?

b.safe - klare Frage, klare Antwort und stets das Ganze im Blick.

**Durchdachte
Sicherheitslösungen für HPLC.**

b.safe Auffangwannen

Auffangwannen sind einfache Helfer, um beim Behälterwechsel z. B. Waste Caps oder Trichter abzulegen, ohne dass nachtropfende Flüssigkeiten den Boden oder Arbeitsbereich kontaminieren. Gleichzeitig fangen sie im Worst Case austretende Flüssigkeiten aus einem beschädigten oder überlaufenden Abfallbehälter auf und erhöhen so Ihre Sicherheit.

Passend zum jeweiligen Installationsort erhalten Sie b.safe Auffangwannen in PE sowie ableitfähigem PE-EX.

Abhängig vom Verdrängungsvolumen der Kanister empfehlen wir für b.safe Auffangwannen die folgende maximale Anzahl an b.safe Kanistern pro Auffangwanne:



Empfohlene maximale Anzahl Kanister für Auffangwanne R 540-01:

- 2x Kanister 2,5 l / R 205-02
- 2x Kanister 5 l / R 205-05, R 210-05, R 225-05, R 230-05
- 1x Kanister 10 l / R 205-10, R 225-10, R 230-10, R 265-10



Empfohlene maximale Anzahl Kanister für Auffangwanne R 540-02:

- 5x Kanister 2,5 l / R 205-02
- 3x Kanister 5 l / R 210-05
- 2x Kanister 5 l / R 205-05, R 225-05, R 230-05
- 2x Kanister 10 l / R 205-10, R 225-10, R 230-10, R 265-10
- 1x Kanister 20 l / R 230-20



Empfohlene maximale Anzahl Kanister für Auffangwanne R 548-05:

- 1x Kanister 10 l / R 231-10, R 236-10, R 268-10 (als Leckagewanne)
- 1x Kanister 20 l / R 236-20 (als Spritzschutzwanne)



Empfohlene maximale Anzahl Kanister für Auffangwanne R 548-10:

- 2x Kanister 10 l / R 231-10, R 236-10, R 268-10
- 2x Kanister 20 l / R 236-20 (als Spritzschutzwanne)
- 1x Kanister 20 l / R 236-20 (als Leckagewanne)
- 1x Kanister 30 l / R 231-30 (als Spritzschutzwanne)

b.safe Auffangwannen

Material: **PE, PE-EX** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Praktische Auffangwanne aus PE bzw. ableitfähigem PE-EX. Platzieren Sie Ihre Abfallkanister in einer Auffangwanne. Bei Behälterwechsel oder Leckagen werden austretende Flüssigkeiten sicher aufgefangen. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



b.safe Gleich mitbestellen

Erdungskabel Seite 130
Erdungskabel mit Ringkabelschuh

	Abmessungen L x B x H, mm		Auffangvolumen Liter	Material	Mit Abtropfboden und Erdungsan- schluss	Artikelnummer
	innen	außen				
A	335 x 235 x 160	390 x 290 x 165	12	PE	Nein	R 540-01
A	385 x 290 x 200	460 x 340 x 220	25	PE	Nein	R 540-02
B	325 x 220 x 156	333 x 238 x 175	10	PE-EX	Ja	R 548-05
B	437 x 325 x 156	445 x 343 x 175	20	PE-EX	Ja	R 548-10



b.safe Gewindeadapter für Caps und Waste Caps

Die in Ihrem Labor vorhanden Caps und Waste Caps passen nicht zu den Flaschen und Kanistern die Sie verwenden möchten oder umgekehrt? Setzen Sie Ihre Caps und Waste Caps in Kombination mit b.safe Gewindeadaptern flexibel und unabhängig von Ihren Behältern und Flaschen ein.



Bestellbeispiel

b.safe Gewindeadapter Art.-Nr.: M 615-03

Übergang von Waste Cap GL45 auf Fass-Innengewinde Tri-Sure 2".

Bestellbeispiel

b.safe Gewindeadapter Art.-Nr.: M 615-34

Übergang von Waste Cap GL45 auf Kanister-Außengewinde S60/61.



b.safe Gewindeadapter für Caps und Waste Caps

Gewindeadapter TYP A

Alle Adapter dieses Typs werden geliefert mit einem Außengewinde, einem Innengewinde sowie Griffmulden für eine einfache Montage.

	Außen-Gewinde 1	Innen-Gewinde 2	Material	Artikelnummer
A	S40	GL45	PTFE	M 600-22
B	GL 45	GL 32	PP	M 615-25
A	GL 45	GL 32	PTFE	M 600-26
B	GL 45	GPI38-430	PP	M 615-27
A	GL 45	GPI38-430	PTFE	M 600-28
A	GL 45	GPI38-400	PTFE	M 600-29
B	GL 45	38x3	PP	M 615-29
B	GL 45	S 40 / GL 40	PP	M 615-30
A	GL 45	S 40 / GL 40	PTFE	M 600-31
B	GL 45	S 51	PP	M 615-32
B	GL 45	S 55	PP	M 615-33
B	GL 45	S 60/61	PP	M 615-34
B	GL 45	S 70/71	PP	M 615-35
V	GL 45	G 1 ½"	PP	M 615-36
B	S 51	S 55	PP	M 615-40
B	S 51	S 60/61	PP	M 615-41
A	S 55	S 40/GL 40	PTFE	M 600-46
B	S 55	S 50	PP	M 615-47
B	S 55	S 51	PP	M 615-48
A	S 55	S 51	PTFE	M 600-49
A	S 55	GL 45	PP	M 615-50
A	S 55	GL 45	PTFE	M 600-51
B	S 55	S 60/61	PP	M 615-52
C	S 60/61	S 50	PE-EX	M 630-60
B	S 60/61	S 51	PP	M 615-61
C	S 60/61	S 51	PE-EX	M 630-62
B	S 60/61	S 55	PP	M 615-63
B	S 60/61	B 63	PP	M 615-64
B	S 60/61	S 65	PP	M 615-65
C	S 60/61	S 71	PE-EX	M 630-66
B	Tri-Sure 2"	G 2"/BSP 2"	PP	M 615-75



Material PTFE



Material PP



Material PE-EX

Hilfreiche Tipps zur Bestimmung des Gewindes an Ihren Kanistern, **Seite 172**

b.safe Gewindeadapter für Caps und Waste Caps

Gewindeadapter TYP B

Alle Adapter dieses Typs werden geliefert mit zwei Außengewinden sowie Griffmulden für eine einfache Montage.

	Außen-Gewinde 1	Außen-Gewinde 2	Material	Artikelnummer
B	GL 45	G 2"/BSP 2"	PP	M 615-01
A	GL 45	G 2"/BSP 2"	PTFE	M 600-02
B	GL 45	Tri-Sure 2"	PP	M 615-03
A	GL 45	Tri-Sure 2"	PTFE	M 600-04
B	S 60/61	G 2"/BSP 2"	PP	M 615-11
B	S 60/61	Tri-Sure 2"	PP	M 615-12



Material PTFE



Material PP

Gewindeadapter TYP C

Alle Adapter dieses Typs werden geliefert mit zwei Innengewinden sowie Griffmulden für eine einfache Montage.

	Innen-Gewinde 1	Innen-Gewinde 2	Material	Artikelnummer
A	G 1 1/2"	GL 45	PP	M 615-73
B	Tri-Sure-2"	S 60/61	PE-EX	M 630-83
A	G 2"/BSP 2"	S 55	PP	M 615-80
A	G 2"/BSP 2"	S 60/61	PP	M 615-84
A	G 2"/BSP 2"	S 65	PP	M 615-87
A	G 2"/BSP 2"	S 70/71	PP	M 615-89



Material PP



Material PE-EX

Hilfreiche Tipps zur Bestimmung des Gewindes an Ihren Kanistern, **Seite 172**

b.safe Gewindeadapter für Caps und Waste Caps

Gewindeadapter TYP D


Alle Adapter dieses Typs sind zum Übergang von Schliff NS 29/32 auf Gewinde GL45. Mit Griffmulden für eine einfache Montage.

	Schliff NS 1	Innen- Gewinde 2	Außen- Gewinde 3	Material	Artikelnummer
A	Hülse 29/32	GL 45		PTFE/PPS	M 520-01
B	Kern 29/32		GL 45	PTFE/PP	M 521-01

	Zubehör	Ausführung	Artikelnummer
C	Lösemutter für M 521-01	Zum Lösen festsitzender Schlitze, durch Drehen der Lösemutter wird der Schliffkern in der Hülse mit geringem Kraftaufwand angehoben und gelöst.	M 529-90



Material PTFE/PPS



Material PTFE/PP



b.safe Winkeladapter für Kanister

Zur senkrechten Montage von b.safe Trichtern 130 / 180 auf Kanister mit schrägem Anschlussstutzen und Gewinde S60. Der Einsatz aus ableitfähigem PE-EX ist in der Schraubkappe S60 (PPS) frei drehbar und ermöglicht so die senkrechte Ausrichtung des Trichters auf dem Kanister. Verpackungseinheit: 1 Stück

	Außengewinde 1	Innengewinde 2	Artikelnummer
A	S60	S60	R 560-01



b.safe Trichter

Im Labor gibt es mehr zu entsorgen, als nur den Abfall, der direkt von der HPLC in einen Kanister geleitet wird. Bei b.safe finden Sie viele durchdachte Produkte für die sichere Entsorgung flüssiger Abfälle in Ihrem Labor.

Optimale Helfer für das Sammeln von flüssigen Abfällen sind b.safe Trichter. Die Kombination der einzelnen Features der Trichter gibt Ihnen zuverlässigen Schutz sowohl während der Befüllung des Sammelbehälters als auch danach.

b.safe Trichter 130

Durch die kompakte Bauweise ideal für die Integration in einem Sicherheitsschrank. Der Öffnungswinkel des Klappdeckels ist so gewählt, dass er auch bei Installation auf geneigten Kanisterstützen nicht von alleine zufällt. Durch die frei drehbare Kappe kann der Trichter ideal auf dem Abfallbehälter ausgerichtet werden.



b.safe Trichter 180

Einfaches und sicheres Handling: Vor dem Einfüllen muss kein Deckel geöffnet werden, das integrierte Kugelventil öffnet automatisch mit dem Beginn des Einfüllvorgangs und schließt wieder sobald die Flüssigkeit komplett abgeflossen ist.



b.safe Trichter im Detail



Klappdeckel

mit Lasche zum einfachen Öffnen und Schließen.



Sieb

wird in Trichter oder Spritzschutz eingeklipst. Großer Griff zum sicheren Greifen und Entfernen des Siebs.



Kugelventil

Die Hohlkugel schwimmt mit Beginn des Einfüllvorgangs auf und gibt den Durchgang zum Abfallbehälter frei. Sobald keine Flüssigkeit mehr nachfließt, senkt sich die Kugel ab und der Durchgang wird verschlossen. Gesundheitsschädliche Dämpfe aus dem Abfallkanister werden zurückgehalten.



Steckverbindung für Füllrohr

Auf den Stutzen des Trichters kann bei Bedarf einfach ein Füllrohr aufgesteckt werden. Mittels zwei Rastnasen auf der Außenseite des Stutzens wird das Füllrohr fest mit dem Trichter verbunden.

Bitte beachten: aufgesteckte Füllrohre können nicht mehr demontiert werden!



Füllrohrsegmente

Mit weiteren Segmenten kann das Füllrohr beliebig verlängert werden bzw. mittels einer Säge auf die exakt benötigte Länge gekürzt werden.

Bitte beachten: aufgesteckte Füllrohre können nicht mehr demontiert werden!



Winkeladapter für Kanister

Mit einem zusätzlichen Winkeladapter können Sie auch auf Kanistern mit schrägem Anschlussstutzen (z. B. b.safe Kanister S60, R 236-.. auf Seite 113) den angeschlossenen b.safe Trichter senkrecht ausrichten. Die frei drehbaren Kappen am Adapter und am Trichter erlauben eine einfache Justierung. Geleerte Flaschen und Behälter können so z. B. einfach auf dem Trichtersieb zum Abtropfen abgestellt werden.

b.safe Trichter 130

Material: **PE / PE-EX** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Trichter aus PE bzw. ableitfähigem PE-EX zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden. Das Sieb hält Magnetührstäbe oder andere Feststoffe zurück, zu Reinigungszwecken kann es einfach entfernt werden. Der Klappdeckel hält Dämpfe aus dem Behälter zuverlässig zurück.

Alle Trichter aus ableitfähigem PE-EX werden mit montiertem Erdungskabel geliefert. Damit kann der Trichter durch Fachpersonal geerdet werden. Die Ausführung mit zusätzlich zwei aufsteckbaren Füllrohrsegmenten (Ø 28 x Nutzlänge 97 mm je Segment) ermöglicht nach Montage des Füllrohrs eine Unterspiegelbefüllung, so dass statische Aufladungen sicher unterbunden werden. Lieferumfang und Ausführung gemäß Tabelle.

	Für Gewinde	Material	Anzahl Füllrohrsegmente Ø 28 mm	Anzahl Erdungskabel	Artikelnummer
A	GL45	PE	-	-	R 801-40
A	S50	PE	-	-	R 811-40
A	S51	PE	-	-	R 821-40
A	S55	PE	-	-	R 831-40
A	S60	PE	-	-	R 841-40
A	S65	PE	-	-	R 851-40
A	S70	PE	-	-	R 861-40
B	GL45	PE-EX	-	1	R 800-20
B	S51	PE-EX	-	1	R 820-20
B	S55	PE-EX	-	1	R 830-20
B	S60	PE-EX	-	1	R 840-20
B	S65	PE-EX	-	1	R 850-20
C	S50	PE-EX	2	1	R 810-23
C	S51	PE-EX	2	1	R 820-23
C	S55	PE-EX	2	1	R 830-23
C	S60	PE-EX	2	1	R 840-23
C	S65	PE-EX	2	1	R 850-23
C	S70	PE-EX	2	1	R 860-23



b.safe Trichter 180

Material: **PE / PE-EX** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |

Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Trichter aus PE bzw. ableitfähigem PE-EX zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden. b.safe Trichter 180 erhalten Sie in einer Vielzahl von Varianten. Wählen Sie den für Ihre Anwendung passenden Typ: Das Sieb hält beispielsweise Magnetrührstäbe oder andere Feststoffe zurück, zu Reinigungszwecken kann es einfach entfernt werden. Der Klappdeckel bzw. das Kugelventil schützt Sie vor gesundheitsschädlichen Dämpfen, die aus dem Behälter entweichen können. Der Spritzschutz verhindert ein Überschwappen und Spritzen beim Befüllen des Trichters.

Alle Trichter aus ableitfähigem PE-EX werden mit montiertem Erdungskabel geliefert. Damit kann der Trichter durch Fachpersonal geerdet werden. Die Ausführung mit zusätzlich zwei aufsteckbaren Füllrohrsegmenten (Ø 36 x Nutzlänge 97mm je Segment) ermöglicht nach Montage des Füllrohrs eine Unterspiegelbefüllung, so dass statische Aufladungen sicher unterbunden werden. Lieferumfang und Ausführung gemäß Tabelle.



	Für Gewinde	Material	Mit Sieb, Spritzschutz, Kugelventil	Mit Sieb und Deckel	Anzahl Füllrohr- segmente Ø 36 mm	Anzahl Erdungskabel	Artikelnummer
A	GL45	PE	•	-	2	0	R 801-30
A	S50	PE	•	-	2	0	R 811-30
A	S51	PE	•	-	2	0	R 821-30
A	S55	PE	•	-	2	0	R 831-30
A	S60	PE	•	-	2	0	R 841-30
A	S65	PE	•	-	2	0	R 851-30
A	S70	PE	•	-	2	0	R 861-30
A	S90	PE	•	-	2	0	R 871-30
B	GL45	PE-EX	•	-	0	1	R 800-02
B	GL45	PE-EX	•	-	2	1	R 800-05
B	S50	PE-EX	•	-	2	1	R 810-05
B	S51	PE-EX	•	-	2	1	R 820-05
B	S55	PE-EX	•	-	2	1	R 830-05
B	S60	PE-EX	•	-	2	1	R 840-05
B	S65	PE-EX	•	-	2	1	R 850-05
B	S70	PE-EX	•	-	2	1	R 860-05
B	S90	PE-EX	•	-	2	1	R 870-05



	Für Gewinde	Material	Mit Sieb, Spritzschutz, Kugelventil	Mit Sieb und Deckel	Anzahl Füllrohr- segmente	Anzahl Erdungskabel	Artikelnummer
C	G2" + TriSure2"	PE-EX	•	-	2	1	R 880-05
C	Mauser 2"	PE-EX	•	-	2	1	R 890-05
D	GL45	PE-EX	-	•	0	1	R 800-10
D	S55	PE-EX	-	•	0	1	R 830-10
D	S60	PE-EX	-	•	0	1	R 840-10
E	G2" + TriSure2"	PE-EX	-	•	0	1	R 880-10
E	Mauser 2"	PE-EX	-	•	0	1	R 890-10



Detailansicht
Doppelgewinde
G2" + TriSure2"



b.safe Trichter 250

Material: **PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Trichter aus PE zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit dem Gewindeanschluss, der fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden. Ein Edelstahlsieb am Auslauf hält beispielsweise Magnetrührstäbe oder andere Feststoffe zurück. Der Klappdeckel schützt vor Dämpfen, die aus dem Behälter entweichen. Lieferumfang und Ausführung gemäß Tabelle.

	Für Gewinde	Material	Anzahl Füllrohrsegmente	Artikelnummer
A	S60	PE	0	R 841-50
B	G2" + TriSure2"	PE	0	R 881-50
B	Mauser 2"	PE	0	R 891-50



Zubehör und Ersatzteile für b.safe Trichter

Für alle unsere Trichter finden Sie hier die nachbestellbaren Anbauteile.



Bezeichnung	Material	Trichter			Artikelnummer
		130	180	250	
Füllrohrsegmente für Trichter 130. Außen-Ø 28 mm, Nutzlänge 97 mm, die einzelnen Segmente werden durch Einklipnasen fest verbunden und können mit einer Säge gekürzt werden. VE: 5 Stück	A PE	•			R 430-05
	B PE-EX	•			R 430-01
Füllrohrsegmente für Trichter 180. Außen-Ø 36 mm, Nutzlänge 97 mm, die einzelnen Segmente werden durch Einklipnasen fest verbunden und können mit einer Säge gekürzt werden. VE: 5 Stück	A PE		•	•	R 432-05
	B PE-EX		•		R 432-01
Sieb für Trichter 130. Mit Griff zur einfachen Demontage, hält Festkörper wie z. B. Magnetrührstäbchen zurück. VE: 1 Stück	C PE	•			R 405-05
	D PE-EX	•			R 405-01
Sieb für Trichter 180. Mit Griff zur einfachen Demontage, hält Festkörper wie z. B. Magnetrührstäbchen zurück. VE: 1 Stück	C PE		•		R 400-05
	D PE-EX		•		R 400-01
Spritzschutz für Trichter 180. Zum Schutz der Umgebung des Abfallbehälters vor Spritzern. Mit mehreren länglichen Öffnungen für einen gleichmäßigen Abfluss. Nur für Trichter ohne Klappdeckel geeignet. VE: 1 Stück	E PE		•		R 410-05
	F PE-EX		•		R 410-01
Winkeladapter. Zur senkrechten Ausrichtung von Trichtern 130 / Trichtern 180 für Gewinde S60 auf b.safe Kanister S60 mit schrägem Anschlussstutzen (Art.-Nr. R 236-..)	G PE-EX				R 560-01

b.safe Erdungszubehör

Im Umgang mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten ist die Vermeidung statischer Aufladungen elementar. Voraussetzung hierfür ist die durchgängige Erdung aller Systembestandteile wie z. B. Trichter, Kanister oder Fässer.

Um die verwendeten Behälter und Komponenten durch Fachpersonal sicher an Erde anschließen zu können, erhalten Sie bei b.safe passendes Erdungszubehör. Sofern ein Erdungskabel im b.safe Lieferumfang bereits enthalten ist, können Sie dies unserer Produktbeschreibung entnehmen.

Ansonsten finden Sie hier für verschiedenste Anschlussarten an Erde das passende Kabel.

Sollte für Ihren Erdungsanschluss ein Kabel mit anderer Verbindung oder Länge nötig sein, sprechen Sie uns einfach an. Auch Sonderfertigungen sind auf Anfrage möglich.



Erdungskabel (Artikelnr. R 615-03) mit Klemme und Edelstahlband mit Spannverschluss zur Erdung von Kanister S90 aus ableitfähigem PE-EX (Artikelnr. R 265-10)

Erdungskabel (Artikelnr. R 606-01) mit Klemme und Rohrclip zur Erdung von Rohren mit Außendurchmesser 32 mm





Erdungskabel (Artikelnr. R 612-01) mit zweimal Ringkabelschuh mit Schraube, Mutter und Unterlegscheibe zur Verbindung an Erde mittels z. B. Erdungslasche wie an b.safe Trichtern.

b.safe Erdungskabel

Zum Anschluss an Erde von Behältnissen und Bauteilen aus ableitfähigen Materialien. Ausführung gemäß Tabelle, bei der Ausführung mit Kabelschuh sind Schraube, Mutter und Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten.

Anschluss 1	Anschluss 2	Kabellänge m	Artikelnummer
A Klemme	A Klemme	1,5	R 601-01
A Klemme	B Ringkabelschuh M6	1,5	R 603-01
A Klemme	B Ringkabelschuh M6	3,0	R 603-03
A Klemme	C Bananenstecker	1,5	R 604-01
D MC-Stecker	B Ringkabelschuh M6	1,5	R 605-01
A Klemme	E Clip für Rohr-Ø 32 mm	3,0	R 606-01
B Ringkabelschuh M6	B Ringkabelschuh M6	1,5	R 612-01
B Ringkabelschuh M6	B Ringkabelschuh M6	3,0	R 612-03
F Edelstahlband mit Spannverschluss für Umfang 195 x 195 mm	A Klemme	1,5	R 615-03



b.safe Antistatikmatte

Matte aus ableitfähigem Material mit fest montiertem Erdungskabel inkl. Klemme zum Anschluss an Erde.

Abmessungen L x B mm	Anschluss	Kabellänge m	Artikelnummer
1200 x 600	Klemme	1,5	R 630-01



Anwendung:

Zur Erdung von Behältern aus ableitfähigem Material oder von Personen vor dem Umgang mit leicht entzündlichen Stoffen.

b.safe Füllstandskontrolle

b.safe Waste Caps

S60

mit elektronischer Füllstandskontrolle


„Aus den Augen aus dem Sinn“ gilt nicht für die elektronische Füllstandsüberwachung von b.safe. Die b.safe Waste Caps S60 mit elektronischer Füllstandskontrolle werden mit einem fest montierten Kabel zum Anschluss an das b.safe Display zur Füllstandsüberwachung geliefert.

Dies funktioniert ganz einfach: Verbinden Sie über ein passendes Kabel die b.safe Waste Cap mit Ihrem b.safe Display. Mit zunehmendem Füllstand steigt der in der Kappe integrierte Schwimmer nach oben. Sobald das Level „Kanister voll“ erreicht ist, wird zwischen Kappe und Schwimmer ein Kontakt geschlossen und das entsprechende Signal über das Anschlusskabel an das b.safe Display übermittelt. Über die optischen Anzeigen am b.safe Display ist einfach zu erkennen, welcher Behälter getauscht werden muss. Ein zusätzlicher akustischer Alarm macht auf den kritischen Füllstand ebenfalls aufmerksam.

Um ein Überlaufen des Abfallkanisters vor oder während des Behältertausches zu vermeiden, wird bei einem vollen Kanister die Alarmierung bereits ausgelöst, bevor der Behälter komplett voll ist. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer. Durch den roten Anzeigestift an den Waste Caps kann zusätzlich erkannt werden, wenn der Kanister voll ist.

Auch bei b.safe Waste Caps S60 mit elektronischer Füllstandskontrolle erfolgt der Anschluss von Schläuchen und Kapillaren ganz einfach: Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S60 ab.


Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.



b.safe Waste Caps **S60** mit elektronischer Füllstandskontrolle

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0°C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S60, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 400 mm) zum Anschluss an eine elektronische Füllstandsüberwachung (b.safe Display) sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Über den optionalen Erdungsanschluss können statische Aufladungen, die während des Füllens entstehen können, über ein passendes Erdungskabel (Artikelnr. R 604-01 auf Seite 131) abgeleitet werden. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Erdungs-anschluss	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	0	-	M 206-41
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	-	M 206-42
C	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	0	•	M 206-60
D	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	•	M 206-61

Anwendung:
Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandsüberwachung. Die Füllstände von Entsorgungskanistern in Laborschränken und Werkbänken können zuverlässig überwacht werden. Die korrekte Funktion (Überlaufschutz) ist nur bei Verwendung von b.safe Kanistern mit geradem Hals und ohne vorgeschalteten Gewindeadapter gewährleistet. Zusätzlich können alle Vorteile der b.safe Caps genutzt werden: Anschluss von Kapillaren über b.safe Fittings und von Schläuchen mit entsprechenden Schlaucholiven. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.

b.safe Waste Caps

S60

mit elektronischer Füllstandskontrolle und Einfülltrichter

„Aus den Augen aus dem Sinn“ gilt nicht für die elektronische Füllstandsüberwachung von b.safe. Die b.safe Waste Caps S60 mit elektronischer Füllstandskontrolle werden mit einem fest montierten Kabel zum Anschluss an das b.safe Display zur Füllstandsüberwachung geliefert.

Dies funktioniert ganz einfach: Verbinden Sie über ein passendes Kabel die b.safe Waste Cap mit Ihrem b.safe Display. Mit zunehmendem Füllstand steigt der in der Kappe integrierte Schwimmer nach oben. Sobald das Level „Kanister voll“ erreicht ist, wird zwischen Kappe und Schwimmer ein Kontakt geschlossen und das entsprechende Signal über das Anschlusskabel an das b.safe Display übermittelt. Über die optischen Anzeigen am b.safe Display ist einfach zu erkennen, welcher Behälter getauscht werden muss. Ein zusätzlicher akustischer Alarm macht auf den kritischen Füllstand ebenfalls aufmerksam.

Um ein Überlaufen des Abfallkanisters vor oder während des Behältertausches zu vermeiden, wird bei einem vollen Kanister die Alarmierung bereits ausgelöst, bevor der Behälter komplett voll ist. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer.

Durch den roten Anzeigestift an den Waste Caps kann zusätzlich erkannt werden, wenn der Kanister voll ist.

Über den fest montierten Einfülltrichter können z. B. auch Abfälle aus der Probenvorbereitung direkt in den Sammelbehälter eingefüllt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verschließt zuverlässig den Durchgang zum Schutz vor austretenden Dämpfen.


Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.

Kabel zum Anschluss an das b.safe Display

Anschluss GL14 für den b.safe Abluftfilter

Zusätzliche optische Füllstandskontrolle

Sieb zum Zurückhalten von Feststoffen



b.safe Waste Caps

S60

mit elektronischer Füllstandskontrolle und Einfülltrichter

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S60, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 400 mm) zum Anschluss an eine elektronische Füllstandsüberwachung (b.safe Display) sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8"), 1 Einfülltrichter aus PP mit integriertem Absperrhahn mit Automatik (durch Drücken des Griffs wird der Durchgang geöffnet, sobald der Griff losgelassen wird, ist der Durchgang verschlossen) und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 206-51



Anwendung:
Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandsüberwachung. Die Füllstände von Entsorgungskanistern in Laborschränken und Werkbänken können zuverlässig überwacht werden. Die korrekte Funktion (Überlaufschutz) ist nur bei Verwendung von b.safe Kanistern mit geradem Hals und ohne vorgeschalteten Gewintheadapter gewährleistet. Zusätzlich können alle Vorteile der b.safe Caps genutzt werden: Anschluss von Kapillaren über b.safe Fittings und von Schläuchen mit entsprechenden Schlaucholiven. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm am Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8") verwenden Sie einfach die passende b.safe Wellschlauchkupplung M 514-.. auf Seite 100.


Schlaucholive für
Schläuche mit 5,5 - 8 mm
Innendurchmesser

Keine Verwirbelungen
dank 360°-Freigängigkeit
des PTFE-Einsatzes



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164
So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde
S60 (DIN60/61)

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps



mit elektronischer Füllstandskontrolle

„Aus den Augen aus dem Sinn“ gilt nicht für die elektronische Füllstandsüberwachung von b.safe. Die b.safe Waste Caps S55 mit elektronischer Füllstandskontrolle werden mit einem fest montierten Kabel zum Anschluss an das b.safe Display zur Füllstandsüberwachung geliefert.

Dies funktioniert ganz einfach: Verbinden Sie über ein passendes Kabel die b.safe Waste Cap mit Ihrem b.safe Display. Mit zunehmendem Füllstand steigt der in der Kappe integrierte Schwimmer nach oben. Sobald das Level „Kanister voll“ erreicht ist, wird zwischen Kappe und Schwimmer ein Kontakt geschlossen und das entsprechende Signal über das Anschlusskabel an das b.safe Display übermittelt. Über die optischen Anzeigen am b.safe Display ist einfach zu erkennen, welcher Behälter getauscht werden muss. Ein zusätzlicher akustischer Alarm macht auf den kritischen Füllstand ebenfalls aufmerksam.

Um ein Überlaufen des Abfallkanisters vor oder während des Behältertausches zu vermeiden, wird bei einem vollen Kanister die Alarmierung bereits ausgelöst, bevor der Behälter komplett voll ist. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer.

Durch den roten Anzeigestift an den Waste Caps kann zusätzlich erkannt werden, wenn der Kanister voll ist.

Auch bei b.safe Waste Caps S55 mit elektronischer Füllstandskontrolle erfolgt der Anschluss von Schläuchen und Kapillaren ganz einfach: Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S55 ab.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.


Kabel zum Anschluss an das b.safe Display

Anschluss GL14 für den b.safe Abluftfilter

Zusätzliche optische Füllstandskontrolle

PFA-Fittings für verschiedene Kapillaraußendurchmesser

Keine Verwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes



b.safe Waste Caps **S55** mit elektronischer Füllstandskontrolle

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S55, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 400 mm) zum Anschluss an eine elektronische Füllstandsüberwachung (b.safe Display) sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	3	3 x Ø 1,6 (grün) 3 x Ø 2,2 (violett) 3 x Ø 3,2 (gelb)	2 (milchig-weiß)	0	M 205-40
B	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 205-41

Anwendung:
Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandsüberwachung. Die Füllstände von Entsorgungskanistern in Laborschränken und Werkbänken können zuverlässig überwacht werden. Die korrekte Funktion (Überlaufschutz) ist nur bei Verwendung von b.safe Kanistern mit geradem Hals und ohne vorgeschalteten Gewintheadapter gewährleistet. Zusätzlich können alle Vorteile der b.safe Caps genutzt werden: Anschluss von Kapillaren über b.safe Fittings und von Schläuchen mit entsprechenden Schlaucholiven. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.




b.safe PASSEND

Kanister Seite 112
Schlaucholiven für verschiedene Durchmesser



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164
So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde S55 (DIN 51)

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung
Finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps



mit elektronischer Füllstandskontrolle

„Aus den Augen aus dem Sinn“ gilt nicht für die elektronische Füllstandsüberwachung von b.safe. Die b.safe Waste Caps S51 mit elektronischer Füllstandskontrolle werden mit einem fest montierten Kabel zum Anschluss an das b.safe Display zur Füllstandsüberwachung geliefert.

Dies funktioniert ganz einfach: Verbinden Sie über ein passendes Kabel die b.safe Waste Cap mit Ihrem b.safe Display. Mit zunehmendem Füllstand steigt der in der Kappe integrierte Schwimmer nach oben. Sobald das Level „Kanister voll“ erreicht ist, wird zwischen Kappe und Schwimmer ein Kontakt geschlossen und das entsprechende Signal über das Anschlusskabel an das b.safe Display übermittelt. Über die optischen Anzeigen am b.safe Display ist einfach zu erkennen, welcher Behälter getauscht werden muss. Ein zusätzlicher akustischer Alarm macht auf den kritischen Füllstand ebenfalls aufmerksam.

Um ein Überlaufen des Abfallkanisters vor oder während des Behältertausches zu vermeiden, wird bei einem vollen Kanister die Alarmierung bereits ausgelöst, bevor der Behälter komplett voll ist. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer.

Durch den roten Anzeigestift an den Waste Caps kann zusätzlich erkannt werden, wenn der Kanister voll ist.

Auch bei b.safe Waste Caps S51 mit elektronischer Füllstandskontrolle erfolgt der Anschluss von Schläuchen und Kapillaren ganz einfach: Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S51 ab.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.


Kabel zum Anschluss an das b.safe Display

Anschluss GL14 für den b.safe Abluftfilter

Zusätzliche optische Füllstandskontrolle

PFA-Fittings für verschiedene Kapillaraußendurchmesser

Keine Verwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes



b.safe Waste Caps **S51** mit elektronischer Füllstandskontrolle

Material: **PTFE, PP** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S51, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 400 mm) zum Anschluss an eine elektronische Füllstandsüberwachung (b.safe Display) sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	2	2 x Ø 1,6 (grün) 2 x Ø 2,2 (violett) 2 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	0	M 202-40

Anwendung:
Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandsüberwachung. Die Füllstände von Entsorgungskanistern in Laborschränken und Werkbänken können zuverlässig überwacht werden. Die korrekte Funktion (Überlaufschutz) ist nur bei Verwendung von b.safe Kanistern mit geradem Hals und ohne vorgeschalteten Gewintheadapter gewährleistet. Zusätzlich können alle Vorteile der b.safe Caps genutzt werden: Anschluss von Kapillaren über b.safe Fittings und von Schläuchen mit entsprechenden Schlaucholiven. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.




b.safe PASSEND

Wellschlauchkupplung Seite 100
zum Anschluss von Wellschläuchen an
b.safe Waste Caps



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164
So funktioniert der Druckausgleich
während des Befüllens.



**Kanister-Gewinde
S51 (DIN 50)**

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung
finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps



mit elektronischer Füllstandskontrolle

„Aus den Augen aus dem Sinn“ gilt nicht für die elektronische Füllstandsüberwachung von b.safe. Die b.safe Waste Caps S95 mit elektronischer Füllstandskontrolle werden mit einem fest montierten Kabel zum Anschluss an das b.safe Display zur Füllstandsüberwachung geliefert.


Dies funktioniert ganz einfach: Verbinden Sie über ein passendes Kabel die b.safe Waste Cap mit Ihrem b.safe Display. Mit zunehmendem Füllstand steigt der in der Kappe integrierte Schwimmer nach oben. Sobald das Level „Kanister voll“ erreicht ist, wird zwischen Kappe und Schwimmer ein Kontakt geschlossen und das entsprechende Signal über das Anschlusskabel an das b.safe Display übermittelt. Über die optischen Anzeigen am b.safe Display ist einfach zu erkennen, welcher Behälter getauscht werden muss. Ein zusätzlicher akustischer Alarm macht auf den kritischen Füllstand ebenfalls aufmerksam.

Um ein Überlaufen des Abfallkanisters vor oder während des Behältertausches zu vermeiden, wird bei einem vollen Kanister die Alarmierung bereits ausgelöst, bevor der Behälter komplett voll ist. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer.

Durch den roten Anzeigestift an den Waste Caps kann zusätzlich erkannt werden, wenn der Kanister voll ist.

Auch bei b.safe Waste Caps S95 mit elektronischer Füllstandskontrolle erfolgt der Anschluss von Schläuchen und Kapillaren ganz einfach: Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S95 ab.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.



b.safe Waste Caps **S95** mit elektronischer Füllstandskontrolle

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50°C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PE für Kanistergewinde S95, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 400 mm) zum Anschluss an eine elektronische Füllstandsüberwachung (b.safe Display) sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 210-41

Anwendung:

Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandsüberwachung. Die Füllstände von Entsorgungskanistern in Laborschränken und Werkbänken können zuverlässig überwacht werden. Die korrekte Funktion (Überlaufschutz) ist nur bei Verwendung von b.safe Kanistern mit geradem Hals und ohne vorgeschalteten Gewintheadapter gewährleistet. Zusätzlich können alle Vorteile der b.safe Caps genutzt werden: Anschluss von Kapillaren über b.safe Fittings und von Schläuchen mit entsprechenden Schlaucholiven. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.



b.safe Gleich mitbestellen

Abluftfilter Seite 90
Im Vorratssack für einen regelmäßigen Austausch.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164

So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde **S95**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

S90

mit elektronischer Füllstandskontrolle

„Aus den Augen aus dem Sinn“ gilt nicht für die elektronische Füllstandsüberwachung von b.safe. Die b.safe Waste Caps S90 mit elektronischer Füllstandskontrolle werden mit einem fest montierten Kabel zum Anschluss an das b.safe Display zur Füllstandsüberwachung geliefert.


Dies funktioniert ganz einfach: Verbinden Sie über ein passendes Kabel die b.safe Waste Cap mit Ihrem b.safe Display. Mit zunehmendem Füllstand steigt der in der Kappe integrierte Schwimmer nach oben. Sobald das Level „Kanister voll“ erreicht ist, wird zwischen Kappe und Schwimmer ein Kontakt geschlossen und das entsprechende Signal über das Anschlusskabel an das b.safe Display übermittelt. Über die optischen Anzeigen am b.safe Display ist einfach zu erkennen, welcher Behälter getauscht werden muss. Ein zusätzlicher akustischer Alarm macht auf den kritischen Füllstand ebenfalls aufmerksam.

Um ein Überlaufen des Abfallkanisters vor oder während des Behältertausches zu vermeiden, wird bei einem vollen Kanister die Alarmierung bereits ausgelöst, bevor der Behälter komplett voll ist. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer.

Durch den roten Anzeigestift an den Waste Caps kann zusätzlich erkannt werden, wenn der Kanister voll ist.

Auch bei b.safe Waste Caps S90 mit elektronischer Füllstandskontrolle erfolgt der Anschluss von Schläuchen und Kapillaren ganz einfach: Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindecanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde S90 ab.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.



b.safe Waste Caps **S90** mit elektronischer Füllstandskontrolle

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PE für Kanistergewinde S90, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 400 mm) zum Anschluss an eine elektronische Füllstandsüberwachung (b.safe Display) sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillar-anschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 209-41

Anwendung:
Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandsüberwachung. Die Füllstände von Entsorgungskanistern in Laborschränken und Werkbänken können zuverlässig überwacht werden. Die korrekte Funktion (Überlaufschutz) ist nur bei Verwendung von b.safe Kanistern mit geradem Hals und ohne vorgeschalteten Gewindeadapter gewährleistet. Zusätzlich können alle Vorteile der b.safe Caps genutzt werden: Anschluss von Kapillaren über b.safe Fittings und von Schläuchen mit entsprechenden Schlaucholiven. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.



b.safe PASSEND

Oliven Seite 102
Schlaucholiven für verschiedene Durchmesser



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164
So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde S90 (DIN 90)

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps



mit elektronischer Füllstandskontrolle

„Aus den Augen aus dem Sinn“ gilt nicht für die elektronische Füllstandsüberwachung von b.safe. Die b.safe Waste Caps B53 mit elektronischer Füllstandskontrolle werden mit einem fest montierten Kabel zum Anschluss an das b.safe Display zur Füllstandsüberwachung geliefert.


Dies funktioniert ganz einfach: Verbinden Sie über ein passendes Kabel die b.safe Waste Cap mit Ihrem b.safe Display. Mit zunehmendem Füllstand steigt der in der Kappe integrierte Schwimmer nach oben. Sobald das Level „Kanister voll“ erreicht ist, wird zwischen Kappe und Schwimmer ein Kontakt geschlossen und das entsprechende Signal über das Anschlusskabel an das b.safe Display übermittelt. Über die optischen Anzeigen am b.safe Display ist einfach zu erkennen, welcher Behälter getauscht werden muss. Ein zusätzlicher akustischer Alarm macht auf den kritischen Füllstand ebenfalls aufmerksam.

Um ein Überlaufen des Abfallkanisters vor oder während des Behältertauschs zu vermeiden, wird bei einem vollen Kanister die Alarmierung bereits ausgelöst, bevor der Behälter komplett voll ist. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer.

Durch den roten Anzeigestift an den Waste Caps kann zusätzlich erkannt werden, wenn der Kanister voll ist.

Auch bei b.safe Waste Caps B53 mit elektronischer Füllstandskontrolle erfolgt der Anschluss von Schläuchen und Kapillaren ganz einfach: Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindecanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde B53 ab.

Der Anschluss GL14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.



b.safe Waste Caps **B53** mit elektronischer Füllstandskontrolle

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PE für Kanistergewinde B53, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 400 mm) zum Anschluss an eine elektronische Füllstandsüberwachung (b.safe Display) sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	1	1 x Ø 1,6 (grün) 1 x Ø 2,2 (violett) 1 x Ø 3,2 (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 203-41

Anwendung:

Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandsüberwachung. Die Füllstände von Entsorgungskanistern in Laborschränken und Werkbänken können zuverlässig überwacht werden. Die korrekte Funktion (Überlaufschutz) ist nur bei Verwendung von b.safe Kanistern mit geradem Hals und ohne vorgeschalteten Gewintheadapter gewährleistet. Zusätzlich können alle Vorteile der b.safe Caps genutzt werden: Anschluss von Kapillaren über b.safe Fittings und von Schläuchen mit entsprechenden Schlaucholiven. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.



b.safe PASSEND

Wellschlauchkupplung Seite 100
zum Anschluss von Wellschläuchen an b.safe Waste Caps



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164

So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde **B53**

Unsicher ob diese Kappe passt?

Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Waste Caps

B83

mit elektronischer Füllstandskontrolle

„Aus den Augen aus dem Sinn“ gilt nicht für die elektronische Füllstandsüberwachung von b.safe. Die b.safe Waste Caps B83 mit elektronischer Füllstandskontrolle werden mit einem fest montierten Kabel zum Anschluss an das b.safe Display zur Füllstandsüberwachung geliefert.


Dies funktioniert ganz einfach: Verbinden Sie über ein passendes Kabel die b.safe Waste Cap mit Ihrem b.safe Display. Mit zunehmendem Füllstand steigt der in der Kappe integrierte Schwimmer nach oben. Sobald das Level „Kanister voll“ erreicht ist, wird zwischen Kappe und Schwimmer ein Kontakt geschlossen und das entsprechende Signal über das Anschlusskabel an das b.safe Display übermittelt. Über die optischen Anzeigen am b.safe Display ist einfach zu erkennen, welcher Behälter getauscht werden muss. Ein zusätzlicher akustischer Alarm macht auf den kritischen Füllstand ebenfalls aufmerksam.

Um ein Überlaufen des Abfallkanisters vor oder während des Behältertausches zu vermeiden, wird bei einem vollen Kanister die Alarmierung bereits ausgelöst, bevor der Behälter komplett voll ist. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer.

Durch den roten Anzeigestift an den Waste Caps kann zusätzlich erkannt werden, wenn der Kanister voll ist.

Auch bei b.safe Waste Caps B83 mit elektronischer Füllstandskontrolle erfolgt der Anschluss von Schläuchen und Kapillaren ganz einfach: Der frei drehbare PTFE-Einsatz verfügt standardmäßig über die Gewindeanschlüsse UNF 1/4" und NPT 1/8" zum Anschluss von Kapillaren und Schläuchen verschiedenster Durchmesser mittels Fittings und Schlaucholiven. Abfälle aus der HPLC fließen so direkt in den Kanister mit Gewinde B83 ab.

Der Anschluss GL 14 ist für den separat erhältlichen Abluftfilter reserviert. Die Aktivkohlefüllung adsorbiert Lösemitteldämpfe, die beim Befüllen des Sammelbehälters entweichen, so dass keine gesundheitsschädlichen Dämpfe austreten können.



Kabel zum Anschluss an das b.safe Display

Anschluss GL14 für den b.safe Abluftfilter

Zusätzliche optische Füllstandskontrolle

Schlaucholive für Schläuche mit 5,5 - 8 mm Innendurchmesser

PFA-Fittings für verschiedene Kapillaraußendurchmesser

Keine Verwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes

b.safe Waste Caps **B83** mit elektronischer Füllstandskontrolle

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**



Schraubkappe aus PE für Kanistergewinde B83, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 400 mm) zum Anschluss an eine elektronische Füllstandsüberwachung (b.safe Display) sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5 - 8 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Anzahl Fittings mm	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	4	4 x Ø 1,6 (grün) 4 x Ø 2,2 (violett) 4 x Ø 3,2 (gelb)	3 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 - 8 mm	M 208-41

Anwendung:
Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandsüberwachung. Die Füllstände von Entsorgungskanistern in Laborschränken und Werkbänken können zuverlässig überwacht werden. Die korrekte Funktion (Überlaufschutz) ist nur bei Verwendung von b.safe Kanistern mit geradem Hals und ohne vorgeschalteten Gewindeadapter gewährleistet. Zusätzlich können alle Vorteile der b.safe Caps genutzt werden: Anschluss von Kapillaren über b.safe Fittings und von Schläuchen mit entsprechenden Schlaucholiven. Lösemiteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. PFA-Fittings in weiteren Farben (siehe Seite 97) und Schlaucholiven für eine Vielzahl von Innendurchmessern finden Sie ab Seite 102.



b.safe Gleich mitbestellen

Abluftfilter Seite 90
Im Vorratssack für einen regelmäßigen Austausch.



b.safe INFORMATIV

Funktionsprinzip Seite 164
So funktioniert der Druckausgleich während des Befüllens.



Kanister-Gewinde B83

Unsicher ob diese Kappe passt?
Hilfe zur Gewindebestimmung finden Sie ab Seite 168.

b.safe Füllstandskontrolle

Zu Ihrem Gesundheitsschutz haben Sie Ihre Sammelbehälter mit Waste Caps oder Trichtern sicher verschlossen. Doch wie verhindern Sie ein Überlaufen des Kanisters oder einen Rücklauf in Ihre HPLC, wenn von außen der Füllstand nicht einsehbar ist?

b.safe bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Füllstandsüberwachung. Abgestimmt auf Ihre Arbeitsabläufe finden wir für Sie passende Lösungen und Produkte. Sprechen Sie unsere Experten an, wir beraten Sie gerne!

Bei unseren Produkten mit optischer Füllstandsüberwachung wird mit steigendem Füllstand der mit einem Schwimmer verbundene Anzeigestift angehoben. Sobald der rote Anzeigestift das Fenster komplett ausfüllt, muss der Behälter getauscht werden.



b.safe **Kanister S60** mit Füllstandsanzeige (Artikelnr. R 237-10).
Optische Füllstandsanzeige, die fest mit dem Kanister verbunden ist.



b.safe **Trichter 180** mit Füllstandskontrolle (Artikelnr. R 840-16)
Optische Füllstandskontrolle, die fest im Trichter eingebaut ist. Sobald die rote Anzeige das Schauglas komplett ausfüllt, ist der Behälter zu tauschen.

b.safe Trichter 130 mit Füllstandskontrolle

Material: **PE-EX** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Trichter aus ableitfähigem PE-EX zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden. Das Sieb hält beispielsweise Magnetührstäbe oder andere Feststoffe zurück, zu Reinigungszwecken kann es einfach entfernt werden. Der Klappdeckel verhindert ein Entweichen von gesundheitsschädlichen Dämpfen aus dem Behälter. Mit integrierter Füllstandskontrolle zur Überwachung des Füllstands in undurchsichtigen Behältern. Sobald der rote Anzeigestift über der Oberkante des Siebs sichtbar wird, muss der Abfallbehälter getauscht werden, um ein Überlaufen zu verhindern.

Die Ausführung mit schrägem Anschlussstutzen erlaubt die waagerechte Ausrichtung des Trichters an Kanistern mit schrägem Einfüllstutzen ohne zusätzlichen Adapter. Lieferumfang und Ausführung gemäß Tabelle.

	Für Gewinde	Material	Ausrichtung Anschluss	Anzahl Erdungskabel	Artikelnummer
A	S60	PE-EX	senkrecht	1	R 840-25
B	S60	PE-EX	schräg	1	R 840-26



b.safe Trichter 180 mit Füllstandskontrolle

Material: **PE-EX** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Trichter aus ableitfähigem PE-EX zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden. Das Sieb hält beispielsweise Magnetührstäbe oder andere Feststoffe zurück, zu Reinigungszwecken kann es einfach entfernt werden. Der Spritzschutz verhindert ein Überschwappen und Spritzen beim Befüllen des Trichters. Mit integrierter Füllstandskontrolle zur Überwachung des Füllstands in undurchsichtigen Behältern. Sobald der rote Anzeigestift über der Oberkante des Siebs sichtbar wird, muss der Abfallbehälter getauscht werden, um ein Überlaufen zu verhindern.

Die Ausführung mit schrägem Anschlussstutzen erlaubt die waagerechte Ausrichtung des Trichters an Kanistern mit schrägem Einfüllstutzen ohne zusätzlichen Adapter. Lieferumfang und Ausführung gemäß Tabelle.

	Für Gewinde	Material	Ausrichtung Anschluss	Anzahl Erdungskabel	Artikelnummer
A	S60	PE-EX	senkrecht	1	R 840-15
B	S60	PE-EX	schräg	1	R 840-16
C	G2" + TriSure 2"	PE-EX	senkrecht	1	R 880-15
C	Mauser 2"	PE-EX	senkrecht	1	R 890-15




b.safe Kanister mit Füllstandsanzeige



Kanister mit Gewinde S60/61 (DIN60/61) zum Sammeln flüssiger Abfälle mit integrierter Anzeige zur Überwachung des Füllstands. Mit zunehmenden Füllstand steigt der rote Anzeigestift nach oben. Sobald der Anzeigestift das Schauglas komplett ausfüllt, ist der Kanister voll und muss getauscht werden. Ausführung gemäß Tabelle.

	Inhalt Liter	Stutzen	Abmessungen Länge x Breite x Höhe mm	Material	Artikelnummer
A	10	schräg	295 x 200 x 255	PE-EX	R 237-10
A	20	schräg	295 x 200 x 495	PE-EX	R 237-20

Zubehör	Ausführung	Artikelnummer
B Schutzkorb für Schauglas	Aufsteckbarer Bruchschutz für das Schauglas am Kanister mit integrierter Füllstandsanzeige R 237-., Verpackungseinheit: 1 Stück	R 247-10



Durchdachte Sicherheitslösungen auch auf Maß!

Sie sind auf der Suche nach einer Lösung exakt passend für Ihre Anwendung?

Als Hersteller bieten wir Ihnen eine individuelle Fertigung nach Wunsch. Das geht schneller, einfacher und oft wirtschaftlicher als Sie denken.

Sprechen Sie einfach unsere Experten an – wir beraten und unterstützen Sie schon bei der Konstruktion und fertigen dann werkstoffgerecht exakt nach Ihren Vorgaben. Und das ab Stückzahl 1.

Dazu brauchen wir von Ihnen lediglich eine Zeichnung (grobe Skizze genügt) und ein paar Informationen.

Sie haben einen Spezialwunsch?

www.bsafede.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0



b.safe Füllstandskontrolle

Zu Ihrem Gesundheitsschutz haben Sie Ihre Sammelbehälter mit Waste Caps oder Trichtern sicher verschlossen. Doch wie verhindern Sie ein Überlaufen des Kanisters oder einen Rücklauf in Ihre HPLC, wenn von außen der Füllstand nicht einsehbar ist?

b.safe bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Füllstandsüberwachung. Abgestimmt auf Ihre Arbeitsabläufe finden wir für Sie passende Lösungen und Produkte. Sprechen Sie unsere Experten an, wir beraten Sie gerne!

Bei unseren Produkten mit optischer Füllstandsüberwachung wird mit steigendem Füllstand der mit einem Schwimmer verbundene Anzeigestift angehoben. Sobald der rote Anzeigestift das Fenster komplett ausfüllt, muss der Behälter getauscht werden.



Fass mit montierter **Füllstandsanzeige mit Trichteranschluss** GL45 (Artikelnr. M 710-01)

In Kombination mit einem Trichter 180 (Artikelnr. R 800-10) mit Anschlussgewinde GL45 können Sie flüssige Abfälle direkt in das Fass einfüllen. Gleichzeitig behalten Sie mit der integrierten, optischen Füllstandsanzeige den Füllstand während des Befüllens immer im Blick.



b.safe **Füllstandsanzeige für Fässer** (Artikelnr. M 730-01) zur Montage auf Innengewinde G3/4". Über einen b.safe Trichter 180 (Artikelnr. R 880-10) für Fassgewinde G2" werden flüssige Abfälle einfach in das Fass eingefüllt. Den Füllstand behalten Sie dabei über die Füllstandsanzeige zuverlässig im Auge.

b.safe Füllstandsanzeige mit Trichteranschluss

Einsatz mit Einschraubgewinde für Fässer oder Schraubkappe für Kanister. Mit integrierter Füllstandsanzeige zur Überwachung des Füllstands während des Befüllens sowie Stutzen mit Gewinde GL45 zur Montage eines b.safe Trichters mit Gewinde GL45. Der rote Anzeigestift steigt mit zunehmendem Füllstand nach oben. Sobald der Anzeigestift das Schauglas komplett ausfüllt, ist das Sammelbehältnis voll und muss getauscht werden. Ausführung gemäß Tabelle.




	Passend für	Trichteranschluss mm	Material	Artikelnummer
A	Innengewinde G2" + TriSure 2"	GL45	PE-EX	M 710-01
B	Innengewinde Mauser 2"	GL45	PE-EX	M 712-01
C	Außengewinde S60	GL45	PE-EX	M 801-01

Anwendung:

Verwendung eines b.safe Trichters zum Einfüllen bei gleichzeitiger Überwachung des Füllstands um ein Überlaufen zu verhindern.

b.safe Füllstandsanzeige für Fässer

Füllstandsanzeige zur Überwachung des Füllstands während des Befüllens von Fässern. Der rote Anzeigestift steigt mit zunehmendem Füllstand nach oben. Sobald der Anzeigestift das Schauglas komplett ausfüllt, ist das Sammelbehältnis voll und muss getauscht werden. Ausführung gemäß Tabelle.



	Passend für	Füllrohrlänge mm	Füllrohrdurchmesser mm	Material	Artikel- nummer
A	Milchrohr- gewinde	250	31	PE	M 715-01
B	Öffnungs-Ø 50-100 mm	238	50	PE	M 720-01
C	Innengewinde G3/4"	86	23	PE-EX	M 730-01
C	Innengewinde G3/4"	86	23	PE	M 732-01
D	Innengewinde G3/4"	86	23	PTFE / PFA	M 734-01

Anwendung:

Schutz vor Überlaufen während der Befüllung.

b.safe Schläuche

Ihre Vorteile – beim Kauf von b.safe Schläuchen

» **Keine Vorgabe von fixen Rollengrößen – meterweise erhältlich**

Freie Wahl der Wunschlänge zwischen Mindest- und fertigungsbedingter Maximallänge

» **Größere Längen an einem Stück möglich**

Wunschmengen von bis zu 100 Metern in einer Länge sind bis Schlauch-Außendurchmesser 10 mm ohne Aufpreis möglich; Wunschlängen über 100 Meter sind nur im Einzelfall erhältlich – bitte anfragen

» **Bestellmenge wird nach Möglichkeit immer in einer Länge geliefert**

Wenn der aktuelle Lagerbestand oder die bestellte Menge keine andere Möglichkeit zulässt, wird der Schlauch in Teillängeneinheiten ohne Rücksprache geliefert.
z.B. Bestellmenge: 90 m = 60 m + 30 m

» **Handlingfreundlich**

Schläuche bis Außendurchmesser 3 mm erhalten Sie ab einer Länge von 30 Metern auf einer Spule. Dies verhindert ein Verzwirbeln und Abknicken der Schläuche. Die Lagerung und Entnahme wird vereinfacht.

» **Erstklassige Qualität zum fairen Preis**

Engere Toleranzen als die allgemeine Industrienorm GKV – dadurch perfektes Zusammenspiel mit unseren b.safe Fittings - keine Abstimmungsprobleme.

b.safe PTFE-Schläuche

Material: **PTFE** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Durchscheinend bis milchig weißer Schlauch. Bestellmengen kleiner als die fertigungsbedingte Maximallänge werden in einer Rolle am Stück geliefert.



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer
0,8 (1/32")	1,6 (1/16")	0,4	R 750-02
1,0	1,6 (1/16")	0,3	R 750-04
1,4	2,2	0,4	R 750-06
1,6 (1/16")	3,2 (1/8")	0,8	R 750-08

Anwendung:

Perfekt als Leitung für aggressive Flüssigkeiten.

b.safe EX-Schutz-Schläuche

Material: **PTFE-EX** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell** | Leitfähigkeit: **10⁶ Ohm**

Aus ableitfähigem PTFE-EX, ein spezielles Compound aus PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5 %). Farbe: schwarz. Bestellmengen kleiner als die fertigungsbedingte Maximallänge werden in einer Rolle am Stück geliefert.

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer
0,8 (1/32")	1,6 (1/16")	0,4	R 770-02
1,6 (1/16")	3,2 (1/8")	0,8	R 770-08
4,0	6,0	1,0	R 770-10
6,0	8,0	1,0	R 770-12
8,0	10,0	1,0	R 770-14
10,0	12,0	1,0	R 770-16



Anwendung:


Als Leitung zum Transport von Lösungsmitteln oder leicht entzündlichen Stoffen.

b.safe Wellschläuche

Material: **PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +250 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Durchscheinend bis milchig weißer Schlauch. Lieferung erfolgt als Rollenware. Bestellmengen kleiner als die fertigungsbedingte Maximallänge werden in einer Rolle am Stück geliefert.

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer
ca. 6,5	ca. 10,0	ca. 1,75	R 753-05



Anwendung:

Perfekt als Leitung für aggressive Flüssigkeiten.



b.safe PASSEND

Wellschlauchkupplung Seite 100
zum Anschluss von Wellschläuchen
an b.safe Waste Caps

b.safe Wendelschlauch


Material: **PFA** | Temperaturbeständigkeit: **-200 °C bis +260 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+++ universell**

Wendelschlauch mit geraden Anschlussstücken (Länge: 1x 300 mm, 1x 150 mm), ausziehbar auf maximal 1,5 m. Mit PFA-Fittings für Schlauch-Ø 3,2 mm zur Montage in b.safe Caps.

	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Artikelnummer
A	1,6	3,2	M 545-01

Anwendung:

Angeschlossene Flaschen können in einem Radius von 1,5 m bewegt werden ohne dass der angeschlossene Schlauch abknickt oder aus dem Fitting herausgezogen wird.




b.safe Kapillarabschneider

Ideal zum Ablängen von Kapillaren und elastischen Schläuchen ohne Armierung.

	bis Schlauch- außen-Ø mm	Führungs-Ø mm	Artikelnummer
A	8	1,6 / 2,3 / 3,2 / 3,8 / 4,2 mm inkl. Ersatzklingen	R 570-01
B	28		R 572-05
Zubehör			Artikelnummer
C	Ersatzklinge für Art.-Nr. R 572-05		R 573-05

Anwendung:

Die Führungsbohrungen bei Art.-Nr. R 570-01 helfen einen "clean cut" bei Kapillaren zu erhalten.



b.safe Etikettendrucker

Tragbarer Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur, großem LCD-Display und 20 Methoden zur Textformatierung. Inkl. 1 Etikettenkassette schwarz auf weiß mit Breite 12 mm / Länge 3 m. Es können Etiketten mit bis zu 12 mm Breite bedruckt werden. Betrieb mit 6 AAA-Batterien oder Netzteil, beides nicht enthalten.



Ausführung	Artikelnummer
A Tragbarer Etikettendrucker	M 550-01

b.safe Etikettenkassette

Etikettenkassette passend für b.safe Etikettendrucker. Bandbreite abgestimmt auf das Beschriftungsfeld auf b.safe Caps und Waste Caps.



Abmessung	Druckfarbe	Verpackungs- einheit	Artikelnummer
A Breite 6,0 mm x Länge 7 m	schwarz auf weiß	1 Stück	M 550-02

Anwendung:

Zur eindeutigen und gut lesbaren Kennzeichnung von b.safe Caps und Waste Caps bzw. von Kapillaren und Schläuchen. Für die Beschriftung von b.safe Caps empfehlen wir eine Bandbreite von maximal 6 mm.

b.safe Schlauchmarkierer


Material: **PP**

Flexibler Schlauchmarkierer zum Aufstecken auf Kapillaren und Schläuche mit Außen-Ø 0,4 bis 6,35 mm, farbig sortiert (5 Farben pro Pack).

	Länge mm	Breite mm	Verpackungseinheit	Artikelnummer
A	60	13	Pack mit 20 Stück	M 560-01

Anwendung:

Zur farbigen Unterscheidung von Kapillaren und Schläuchen. Direkt beschriftbar mit Kugelschreiber (entfernbar) und Permanentmarker oder mit Beschriftungskleebändern markierbar.



b.safe Schlauchhalter

Material: **ABS** | Chemische Beständigkeit: **+ gut**

Zum Befestigen von Kapillaren und Schläuchen um ein Verzwirbeln und Abknicken von Leitungen zu vermeiden. Selbstklebende Unterseite. Mit einem b.safe Schlauchhalter können gleichzeitig max. 8x Außen-Ø 1,6 mm / 3x Außen-Ø 3,2 mm oder 1x Außen-Ø 5 mm gehalten werden. Verpackungseinheit: Pack à 10 Stück.

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Artikelnummer
A	30	11	10	M 562-01

Anwendung:

Zur Führung und Befestigung von Schläuchen und Kapillaren ohne Verzwirbeln und Abknicken.



b.safe Gesundheit schonen und Kosten sparen


Emissionen vermeiden

Eine typische Laborsituation mit dem Einsatz von Lösungsmitteln wurde 10 Tage lang getestet. Unterschiedliche Abdichtungsformen bei Verwendung von Acetonitril zeigen große Unterschiede bei den Emissionen, die zu unnötigen Kosten sowie gesundheitsgefährdenden Konzentrationen in der Raumluft führen. Getestet wurden die Abdichtungsformen „offen“, „Aluminiumfolie“, „Verschluss mit Bohrung“ und die Caps von b.safe.

Prüfbedingungen

Prüfraumtemperatur	20°C	Anschlüsse	2 PTFE Schläuche
Luftaustausch	8-fach / Stunde	Prüfmedium	Acetonitril
Flaschenvolumen	1 Liter	Kosten Acetonitril	50 €/ Liter
Flaschengewindegröße	GL45	Zeitraum	10 Tage

Kontamination



Die tägliche Laborsituation ist bzgl. Kosten und Raumluft-Kontamination durch Emissionen mit nur wenig Aufwand sofort verbesserbar. Mit den Caps von b.safe sparen Sie im Vergleich das bis zu 165-fache an Kosten und reduzieren gleichzeitig die Lösungsmittel in der Raumluft! Kosten sparen und Gesundheit schonen mit b.safe Caps!


Messwerte pro Liter

Die gemessenen Werte zeigen ein deutliches Bild, wie viel Einsparpotential schon nach 10 Tagen vorhanden ist. Zudem lassen sich die Emissionen in der Luft auf ein Minimum reduzieren.

	Gewichtsverlust	Verdunstung	Kosten
A offene Flasche	43,51 g	55,36 ml	2,77 €
B Aluminiumfolie	22,10 g	28,12 ml	1,41 €
C Deckel mit Bohrung	18,89 g	24,03 ml	1,20 €
D b.safe Cap	0,26 g	0,33 ml	0,02 €



Verlust, hochgerechnet auf ein Jahr




Hochgerechnet auf ein Jahr verliert eine Flasche, die mit unserer Cap Art.-Nr. M 145-02 ausgestattet ist, nur 12,1 ml Lösungsmittel. Eine Flasche ohne Verschluss verliert im gleichen Zeitraum 2020 ml, was circa dem **165-fachen** entspricht! Sie können also pro b.safe Cap **bis zu 200 € im Jahr sparen**.

Helfen b.safe Caps auch Ihnen?
Mit uns können Sie rechnen!

bsafe.de
+49 (0) 9346 9286-0

b.safe Caps - die Funktionsweise

Die b.safe Caps ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventilen: eine perfekte Einheit für die Lösungsmittelentnahme aus Flaschen und Kanistern.



Lösungsmittel werden aus dem Behälter durch die Kapillaren gesaugt.

Durch das b.safe Belüftungsventil strömt Umgebungsluft zum Druckausgleich in die Flasche nach. Lösemitteldämpfe werden zurückgehalten und der Verlust vom Lösemittel durch Verdunsten reduziert.

Ventilmembran blockiert die Lösemitteldämpfe und öffnet sich bei Unterdruck

Hohe Griffigkeit für leichtes Ein- und Ausdrehen des Belüftungsventils aus den Caps

Der PTFE-Filter hält Verunreinigungen zurück.

Dank des optimalen Designs der b.safe Fittings lassen sich Kapillaren ganz einfach an die Caps anschließen


Keine Verwirbelungen dank 360°-Freigängigkeit des PTFE-Einsatzes

PTFE-Körper mit integrierter Flachdichtung für bessere Dichtigkeit

Wechselanzeige für zuverlässige Überwachung der Lebensdauer

Immer gut sichtbar, da frei drehbar und positionierbar

Zentrierzapfen für leichtere Montage



Helfen b.safe Caps auch Ihnen?
Mit uns können Sie rechnen!

bsafe.de
+49 (0) 9346 9286-0

b.safe Abluftfilter - die Funktionsweise

Nutzungsdauer per
Knopfdruck aktivieren
und/oder individuell
beschriften

Aktivkohle im Inneren
sorgt für Adsorption
schädlicher Dämpfe

PP für hohe Festigkeit
und Brandklasse V-0



Optimierte Position des
O-Rings für leichtes Ein-
drehen in die Caps



Spritzwassergeschützte
Belüftungsöffnungen

Kein Verdrehen, Filterkör-
per und Deckel sind fest
verbunden



Hohe Griffigkeit für leicht-
tes Ein- und Ausdrehen des
Abluftfilters aus den Caps

Ausgeklügeltes Design -
viel Raum für Fittings
und Schlauchanschlüsse



Die Aktivkohlefüllung des b.safe Abluftfilters adsorbiert gesundheitsschädliche Dämpfe aus gesammelten Lösemittelabfällen. Nur gefilterte Abluft entweicht über die Belüftungsöffnungen an die Umgebung.

Vorratszone (grün): Anteil der noch ungesättigten Aktivkohle. Sobald diese mit Lösemitteln gesättigt ist, ist das Ende des Lebenszyklus des b.safe Abluftfilters erreicht.


Aktive Zone (blau): wird auch Adsorptionszone genannt und ist der Anteil der Aktivkohle, die gerade Lösemittel aus der durchströmenden Luft aufnimmt. Sie ist der gesättigten Zone nachgelagert und wandert mit deren Ausbreitung nach oben.

Gesättigte Zone (rot): Anteil der Aktivkohle, die bereits mit Lösemittel gesättigt ist. Sie steigt mit der fortlaufenden Lebensdauer nach oben, bis der Filter am Ende des Zyklus komplett gesättigt ist.

FDA-konformer PE-Filter zur Stabilisierung der Aktivkohlefüllung. Optimale Luftdurchlässigkeit von 300-1500 ml/min cm².

Aktivkohle mit einer Oberfläche von 1100 m²/g für eine zuverlässige Aufnahme schädlicher Lösungsmittel für die gesamte Lebensdauer des b.safe Abluftfilters.

PE-Vorfilter für optimales Strömungsverhalten (Luftdurchlässigkeit 300-1500 ml/min cm²)



Helfen b.safe Caps auch Ihnen?
Mit uns können Sie rechnen!

bsafe.de
+49 (0) 9346 9286-0

b.safe Aktivkohle

was Sie darüber wissen sollten

Die b.safe Aktivkohle mit einer Ball Pan Härte von 98-99 % und einer inneren Oberfläche von 1.100 m²/g setzt mit diesen Produktdaten neue Maßstäbe im Labor. Sie wird zur Abluftreinigung durch Adsorption von organischen Lösungsmitteln eingesetzt.

Geringe Randläufigkeit


- Rütteldichte: 410 +/- 30 kg/m³
- Die optimierte Partikelgröße verhindert ein Verklumpen und Verkleben der Partikel. Der Effekt der Randläufigkeit, d. h. das Durchströmen der Abluft ohne Kontakt zur Aktivkohle, wird vermieden.

Hohe Reinheit

- Aschegehalt (Anteil an Fremdstoffen in der Aktivkohle): < 10 Gew.-%
- Je geringer der Aschegehalt, desto zuverlässiger die Filterleistung

Partikelgröße und Korndurchmesser

- Korndurchmesser: 4 mm
- Partikelgröße und somit Strömungswiderstand speziell angepasst an die Filtration und das Strömungsverhalten von Lösemitteldämpfen.



Die genannten Daten basieren auf Untersuchungen der b.safe Aktivkohle im Anlieferungszustand und Analysenmethoden gemäß ASTM.

Reduzierte Abrasion

- Ball-Pan-Härte: 98-99 Gew.-%
- Aktivkohlepartikel können bei Bewegung aneinander reiben. Der entstehende Abrieb aus kleinsten Kohlepartikeln kann die Durchgänge verstopfen.
- Die hohe Ball-Pan-Härte schützt die einzelnen Partikel vor Abrieb und die Durchgängigkeit und somit auch die Filterleistung der Aktivkohle werden nicht beeinträchtigt.

Geringer Wassergehalt

- Wassergehalt: < 5 Gew.-% (im Auslieferungszustand)
- Neben Lösungsmitteldämpfen nimmt Aktivkohle auch Feuchtigkeit z. B. aus der Umgebungsluft auf. Ein geringer Wassergehalt erhöht die Aufnahmefähigkeit für Lösungsmittel.

CCl₄-Adsorption / Butanaktivität

- CCl₄-Adsorption: 70 Gew.-%
- CCl₄-Adsorption bzw. Tetrachlorkohlenstoffaktivität steht für die Beladung der Aktivkohle mit Tetrachlorkohlenstoff und ist ein Verfahren zur Ermittlung des Porenvolumens.
- Aufgrund der Toxizität von Tetrachlorkohlenstoff wurde das Verfahren durch die Butanaktivität ersetzt.
- Butanaktivität = CCl₄-Aktivität : 2,55

Große Vorteile stecken oft in kleinen Details. Sollte Ihnen noch ein Detail fehlen, **sprechen wir am besten persönlich** über Ihre individuellen Wünsche für sichere HPLC.

Better **b.safe**

+49 (0) 9346 9286-0

b.safe Gewindearten-Bestimmung

Oftmals ist man sich bei der Auswahl eines passenden Anschlussfittings, einer Verschlusskappe oder auch eines Mehrfachverteilers unsicher, um welches Anschlussgewinde es sich an einer Apparatur oder einer Flasche handelt.

Zur Ermittlung der Gewindeabmessungen verwenden Sie am besten eine Schieblehre. Ermitteln Sie damit den Außendurchmesser und die Gewindesteigung, also den Abstand von Gewindespitze zu Gewindespitze, wie auf den schematischen Zeichnungen abgebildet. Die Gewindeart finden Sie durch Vergleich der Gewindeform mit unseren Abbildungen oder über die Tabellen.

Sollten Sie dennoch nicht sicher sein, welches Gewinde bei Ihnen vorliegt, helfen wir Ihnen gerne weiter. Senden Sie uns einfach ein Muster Ihres zu bestimmenden Gewindes. Bitte haben Sie Verständnis, dass anhand von gefaxten Kopien oder Bildern das Gewinde nicht bestimmt werden kann.

Wichtig: Bedingt durch Fertigungstoleranzen bei unterschiedlichen Herstellern von Behältern können die Maße um bis zu 0,5 mm variieren.




Gewindemessung an einem Kanister



Gewindemessung an einer Flasche



Muster für Kanistergewinde



Gewindesteigung


Flaschengewinde

GL Gewinde

- Runde Enden an Gewindeflanken
- Relativ große Steigung
- Breite Flanken für hohe Tragkraft
- GL-Gewinde eingängig
- GLS 80-Gewinde dreigängig

Beispiel:

GL 45 – Außendurchmesser = 45 mm




GPI

- GPI = Glass Packaging Institute, Zusammenschluss nordamerikanischer Hersteller von Glasbehältern
- Freiwillige Standards für Kompatibilität von Glasbehältern und Verschlüssen

Beispiel:

GPI 38-400 – Außendurchmesser = 37 mm



Maßtabelle

Außendurchmesser in mm

80,0										GLS 80
45,0							GL 45			
37,0								GPI 38/430*		
37,0								GPI 38/400**		
32,0							GL 32			
31,8								GPI 33/430*		
31,8								GPI 33/400**		
27,3								GPI 28/400**		
25,0						GL 25				
19,7					GPI 20/400**					
18,0			GL 18							
14,0		GL 14								
12,0	GL 12									
	2,0	2,5	3,0	3,2	3,5	4,0	4,25	15,0		

* hohe Kappenform

** niedrige Kappenform

Steigung in mm

Anschlussgewinde

G oder R (Whitworth Rohrgewinde) und BSP (British Standard Pipe)

- Verwendung hauptsächlich in angelsächsischen Ländern
- G-Gewinde: zylindrisches Außengewinde und zylindrisches Innengewinde
- R-Gewinde: kegelförmiges Außengewinde und zylindrisches Innengewinde

Beispiel:

G 3/8" – Außendurchmesser = 16,5 mm




M (metrisches ISO-Gewinde) – Standard im europäischen Raum

- Zylindrischer Außen- bzw. Innendurchmesser
- Feine Steigung durch metrisches Gewinde
- Kräfte werden sehr gut aufgenommen
- Voranstellen von „M“, gefolgt vom Nenndurchmesser, z. B. M 10
- Abweichende Regelsteigung durch Nachsatz, z. B. M 10 x 0,75

Beispiel:

M 10 – Außendurchmesser = 10 mm




NPT (National Pipe Thread) kegeliges, amerikanisches Rohrgewinde

- Kegeliger Außen-, bzw. Innendurchmesser
- Selbstdichtend

Beispiel:

NPT 1/8" – Außendurchmesser = 9,9 mm




Kanistergewinde

Kanistergewinde S

- Grobes Sägezahngewinde für verschiedenste Kunststoffbehälter
- Mit genormten oder spezifischen Abmessungen
- Bei Unsicherheiten bitte Rücksprache

Beispiel:

S 55 – Außendurchmesser = 54,0 mm




Nalgene

- Die Ballonflaschen des US-amerikanischen Unternehmens Nalgene sind im Laborbereich sehr bekannt

Beispiel:

Nalgene B 53 – Außendurchmesser = 54,0 mm



Maßtabelle

Außendurchmesser in mm

94,0				S 95	
89,5				S 90	
88,0					B 83
70,5				S 70/71	
65,0				S 65	
62,0		B 63			
59,5				S 60/61	
54,0			S 55	B 53	
50,0		S 50			
49,0		S 51			
39,5	S 40				
	3,5	4,0	5,0	6,0	12,7
Steigung in mm					


Fassgewinde

Fassgewinde

- Sägezahngewinde
- Mauser 2" und das Trisure 2" mit groben Gewinden
- BSP 2" mit viel kleinerer Gewindesteigung
- Bei Unsicherheiten bitte Rücksprache

Beispiel:

BCS 70x6 MAUSER 2"® – Außendurchmesser = 69,5 mm



Maßtabelle

Außendurchmesser in mm

69,5			Mauser 2"
59,6	G2"/BSP2"		
56,6		Tri Sure 2"	
	2,3	4,0	6,0

Steigung in mm

Better **b.safe**

bsafe.de

+49 (0) 9346 9286-0

Anleitung

- Außendurchmesser messen
- Steigung messen
- Mithilfe der Tabelle das Gewinde bestimmen



Gewindeübersicht

Außendurchmesser in mm

94,00											
89,50											
88,00											
80,00											
70,50											
69,50											
65,00											
62,00											
59,60											G2"/BSP2"
59,50											
56,60											
54,00											
50,00											
49,00											
47,80											G/R 1 1/2"
45,00											
39,50											
37,00											
37,00											
32,00											
31,80											
31,80											
27,30											
25,00											
20,80									G/R 1/2"		
19,70											
18,00											
16,50						G/R 3/8"					
14,00											
13,20							NPT 1/4"				
13,00						G/R 1/4"					
12,00										GL 12	
10,00								M 10			
9,90	NPT 1/8"										
9,60		G/R 1/8"									
7,90					UNF 5/16"						
6,20		UNF 1/4"									
6,00			M 6								
	0,90	0,91	1,00	1,06	1,34	1,40	1,5	1,81	2,00	2,30	

* hohe Kappenform
** niedrige Kappenform

Anschlussgewinde

Flaschengewinde

Hinweis zum Ausdruck:

Seite bitte in Originalgröße ausdrucken!

b.safe Werkstoffe

Allgemeine Informationen

Fluorkunststoffe gehören zur Gruppe der Thermoplaste. Wegen ihres sehr hohen Molekulargewichtes ist Polytetrafluorethylen (PTFE) nicht nach den klassischen Thermoplastmethoden wie Spritzguss und Extrusion zu verarbeiten, sondern sie werden durch spezielle Press-Sinter-Techniken oder die sog. Pastenextrusion vom Pulver in das Endprodukt überführt. Alle anderen Fluorpolymere wie z.B. PFA, FEP, ETFE, ECTFE, PVDF, THV oder PVF sind durch „normale“ Thermoplastverarbeitungsmethoden zu verarbeiten. Insbesondere bei den vollfluorierten Vertretern PFA und FEP ist dabei eine besondere korrosionsresistente Ausführung der Maschinen erforderlich. Mit zunehmendem Fluorgehalt steigt die chemische und thermische Belastbarkeit der Fluorpolymere an.

Insbesondere PTFE, PFA und FEP zeichnen sich deshalb durch die folgenden, herausragenden Eigenschaften aus

- » Nahezu universell chemikalienbeständig
- » thermisch dauerbelastbar –200 °C bis +250 °C
- » unbrennbar
- » licht- und witterungsbeständig
- » antihaftend
- » sehr geringer Reibungskoeffizient
- » unzerbrechlich
- » physiologisch unbedenklich
- » geruchs- und geschmacksneutral
- » UV-beständig
- » nicht-alternd: auch über längere Zeit verändern sich die Eigenschaften nicht
- » keine Zuschlagsstoffe wie z. B. Weichmacher oder Antioxidantien
- » beliebig oft sterilisierbar mittels Dampf oder Ethylenoxid. Nicht empfohlen wird die Sterilisation mittels energiereicher Strahlung.


Alle weiteren Fluorthermoplaste enthalten neben dem vollfluorierten Monomerbaustein Tetrafluorethylen auch noch weitere, nicht fluorierte Komponenten. Dadurch wird das Eigenschaftsspektrum systematisch verändert, wodurch die Verarbeitung erleichtert und das Anwendungsspektrum noch zusätzlich erweitert wird. Die folgende Tabelle enthält wichtige Hinweise für die Produktauswahl aus dem kompletten Spektrum an Fluorpolymeren:

Eigenschaft	PTFE	PFA	FEP	ETFE
Dauergebrauchstemp. (°C)	250	250	205	150
Reißfestigkeit (MPa)	30	28	25	40
Permeation (Helium)	-	o	o	+
Sterilisierbarkeit, γ -Strahlen	-	-	-	o
Chemikalienbeständigkeit	+++	+++	+++	+

Legende: - nicht empfohlen, negativ
 o ist möglich, mäßig bis gut
 + gut
 +++ sehr gut, bevorzugt

PTFE – Polytetrafluorethylen

1938 von Forschern des Chemiekonzerns DuPont (USA) entdeckt, gelangte 1946 in den Handel. Teilkristalliner Fluorkunststoff, zählt zur Gruppe der Thermoplaste (ist jedoch nicht spritzgieß- oder extrudierbar). Die feste Bindung des Fluoratoms an das Kohlenstoffatom sowie die nahezu vollständige Abschirmung der unverzweigten Kohlenstoffkette durch Fluoratome bewirken eine außerordentliche Beständigkeit in chemischer wie in thermischer Sicht. Die thermische Belastbarkeit reicht von $-260\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$, kurzzeitig $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ (z.B. keine Versprödung in siedendem Helium bei $-269\text{ }^{\circ}\text{C}$). Dieser Temperaturbereich wird von keinem anderen handelsüblichen Kunststoff erreicht. Dauergebrauchstemperaturen richten sich nach den jeweils vorliegenden Beanspruchungen. Bei mäßiger mechanischer Beanspruchung Einsatz von $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$. Laborgeräte aus PTFE sind weiß, die Oberfläche ist antihaftend = antiadhäsiv und damit leicht zu reinigen. Sie besitzt extrem gute Gleiteigenschaft. Eine Schmierung gegenüber laufenden Stahl- oder Glaswellen ist normalerweise nicht erforderlich. PTFE-Halbzeuge werden im isostatischen Pressverfahren bzw. mittels Ramextrusion hergestellt. Daraus werden spanabhebend die Endprodukte gefertigt.




Handelsnamen

3MTM DyneonTM PTFE
von Dyneon
Teflon[®] von Chemours
Fluon[®] von AGC
Chemicals Europe

FEP – Fluoriertes Ethylen-Propylen-Copolymer

1960 auf dem Markt eingeführt. Im Schmelzverfahren verarbeitbares, voll-fluoriertes Polymer mit hochmolekularer, teilkristalliner Struktur. Es vereint in sich alle herausragenden Eigenschaften von PTFE, allerdings liegt die obere Grenze der Dauergebrauchstemperatur bei diesem Werkstoff um ca. $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ niedriger (max. $+205\text{ }^{\circ}\text{C}$). Klassischer Thermoplast; die Verarbeitung mit den bekannten Thermoplastmethoden ist möglich. Neue Typen mit niedriger Schmelzviskosität (= hoher Schmelzflussindex (MFR-Wert)) erlauben die Verarbeitung auch bei höheren Geschwindigkeiten. Laborgeräte aus FEP sind durchscheinend bis transparent und porenfrei.




Handelsnamen

Teflon[®] FEP von Chemours
DyneonTM Fluorothermoplastics
FEP von Dyneon
Neoflon[®] von Daikin

PFA – Perfluoralkoxy Copolymer

Fluorierte Kohlenwasserstoffe mit hochmolekularer, teilkristalliner Struktur. Gegenüber dem PTFE besitzt es zusätzliche Seitenketten aus perfluorierten Alkoxygruppen. Dieser thermoplastisch verarbeitbare Fluorkunststoff ist in seinen Eigenschaften, chemisch wie thermisch, dem PTFE ebenbürtig. Laborgeräte aus PFA sind durchscheinend bis transparent, porenfrei und kommen vorwiegend zum Einsatz, wenn mit ultrareinen Stoffen gearbeitet wird. Größere Bauteile bis zu einem Gesamtgewicht von mehreren Kilogramm können „in einem Schuss“ mittels des Transfermoulding-Verfahrens hergestellt werden.




Handelsnamen

Teflon[®] PFA von Chemours
DyneonTM Fluorothermoplastics
PFA von Dyneon

ETFE – Ethylen-Tetrafluorethylen Copolymer

Teilfluoriertes Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer. Im Gegensatz zum hochmolekularen Homopolymer PTFE, das nur mittels Press- und Sintertechniken verarbeitbar ist, kann das modifizierte Copolymersat ETFE, wie schon bei FEP und PFA ausgeführt, ebenfalls thermoplastisch verarbeitet werden. D. h. dieser Kunststoff kann mit geeigneten Maschinen spritzgegossen oder extrudiert werden. Im Labor ist dieser Werkstoff als Compound mit Glasfaserbeimischung z. B. als Kappen oder Verschraubungen im Einsatz. Folien aus ETFE zeichnen sich durch eine exzellente Weiterreißfestigkeit aus. Sie sind UV-durchlässig und werden deshalb z.B. für Labor-Gewächshäuser eingesetzt, da sie das Sonnenlicht sowohl im VIS- als auch im UV-Bereich nahezu ungehindert passieren lassen.

**Handelsnamen**

Fluon® ETFE Resins von AGC
Chemicals Europe
Tefzel® von Chemours
Dyneon™ Fluorothermo-
plastics ETFE von Dyneon

Standard-Kunststoffe – Technische Kunststoffe - Hochleistungskunststoffe


Allgemeine Informationen

Das gängigste Merkmal zur Unterscheidung von Standard-Kunststoffen, technischen Kunststoffen und Hochleistungskunststoffen ist die Dauergebrauchstemperatur. Liegt diese bei max. 90 bis 100 °C, dann spricht man von Standard-Kunststoffen. Der Dauergebrauchstemperaturbereich von ca. 90 °C bis ca. 140/150 °C ist den technischen Kunststoffen vorbehalten. Hochleistungskunststoffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Dauergebrauch über ca. 140/150 °C eingesetzt werden können. Unter der Dauergebrauchstemperatur ist diejenige maximale Temperatur zu verstehen, bei der die Werkstoffe 20.000 Stunden eingesetzt werden können, ohne dass sie dabei mehr als die Hälfte ihrer ursprünglichen Eigenschaften an Festigkeit und Dehnung verlieren. Ein Kunststoff, der im Neuzustand beispielsweise 40 MPa an Festigkeit aufweist, darf nach 20.000 Stunden Lagerung bei seiner maximalen Dauergebrauchstemperatur nicht weniger als 20 MPa Festigkeit aufweisen.

Standard-Kunststoffe

PP – Polypropylen

Ein Polymerisat des Ethylens mit isotaktischer Anordnung von Methylgruppen. Es gehört nicht zur Gruppe der Fluorkunststoffe. Das Material ist sterilisierbar (bei +121 °C) und hat bis dicht an die Erweichungsgrenze gute mechanische und chemische Eigenschaften. Laborgeräte aus PP sind unzerbrechlich und eine wirtschaftliche Alternative bei geringeren Anforderungen an die chemische oder thermische Beständigkeit.




Handelsnamen

Norolen® von BASF
Hostalen® von BASF

PEEK – Polyetheretherketon

Hochtemperaturbeständiger, teilkristalliner Thermoplast. Aufgrund seines ausgewogenen, herausragenden Eigenschaftsprofils wird PEEK für hochwertige und mechanisch hochbelastbare Bauteile eingesetzt. Die hohe obere Gebrauchstemperatur (+250 °C), die gute chemische Resistenz, die Hydrolysebeständigkeit sowie die hohen mechanischen Werte machen PEEK zu einem Werkstoff der Zukunft. Bauteile aus PEEK werden im Labor als HPLC-Fittings, Verschraubungen und Schläuche genutzt. Die Farbe ist uneingefärbt braun, das Preisniveau liegt deutlich über dem von PTFE oder PFA. PEEK ist in vielfältigen Varianten verfügbar, z. B. in tribomodifizierter Einstellung für selbstschmierende Lager.




Handelsnamen

Victrex® von Victrex
VESTAKEEP® PEEK von Evonik

Technische Kunststoffe

PA – Polyamid

Kondensationsprodukte von Diaminen mit Dicarbonsäuren, z. B. Adipinsäuren und Hexamethyldiamin oder Kondensationsprodukte von Aminosäuren bzw. deren Lactamen, z. B. Caprolactam. Polyamide werden in der Regel nach der Zahl der Kohlenstoffatome ihrer Monomere bezeichnet, so PA 6 = Poly-Caprolaktam bis PA 12 = Poly-Laurinlactam. Das am meisten eingesetzte Polyamid ist PA 6. Alle Polyamide zeichnen sich durch eine hohe Zähigkeit, Festigkeit und Abriebfestigkeit aus. Der Einsatzbereich erstreckt sich von einfachen Drehteilen, wie Schrauben oder Muttern bis hin zu Gleitlagern oder Zahnrädern.




Handelsnamen

Ultramid® von BASF
Durethan® von Bayer
Grilon® von Ems Chemie

Hochleistungskunststoffe

PPS – Polyphenylensulfid

Technischer Hochleistungswerkstoff. Phenylenringe und Schwefelatom bilden das Rückgrat dieses Makromoleküls und verleihen ihm eine hohe Gebrauchstemperatur bei guter chemischer Beständigkeit. PPS bietet sich für die Herstellung mechanisch und thermisch hoch belasteter Formteile an. Das gängigste Verarbeitungsverfahren für diesen Werkstoff ist das Spritzgussverfahren; daneben können auch Einzelteile durch Zerspannung von Halbzeugen hergestellt werden. Besonders die mit Glasfaser verstärkten Typen heben die Steifigkeit und Festigkeit sowie die Wärmeformbeständigkeit gegenüber dem unverstärkten Typen deutlich an.



Handelsnamen

Fortron® von Celanese
Ryton® von Phillips
Petroleum Chemicals
Alton® Intern. Polymer Corp.

b.safe Werkstoffe - Chemische Beständigkeit

Hinweis

Die Angaben in unserem Katalog basieren auf unseren heutigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf vorhandener Literatur und den Angaben der Rohstoffhersteller. Diese befreien den Anwender unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen.

Bestimmte Eigenschaften oder Einsatzmöglichkeiten können weder ausdrücklich noch stillschweigend aus unseren Unterlagen abgeleitet werden.

Wir können daher keine Gewährleistung übernehmen und schließen jeglichen Schadenersatzanspruch aus.

Zusätzlich steht auf unserer Homepage eine ausführliche Liste mit Angaben zur chemischen Beständigkeit aller b.safe Werkstoffe gegenüber verschiedensten Substanzen von A wie Acetaldehyd bis Z wie Zinknitrat zum Download im pdf-Format bereit:

<http://www.bsafede.de/werkstoffe>

Substanzgruppen

Substanzgruppen bei +20 °C	PTFE	PFA	FEP	PVDF	PP	PA
Aldehyde	+	+	+	+	o	o
Alkohole	+	+	+	+	+	–
Amine	+	+	+	o	o	o
Basen/Laugen	+	+	+	+	+	o
Ester	+	+	+	o	+	+
Ether	+	+	+	o	o	o
Glykole	+	+	+	+	+	+
Ketone	+	+	+	o	o	+
Kohlenwasserstoff, aliphatisch	+	+	+	+	o	+
Kohlenwasserstoff, aromatisch	+	+	+	+	o	+
Kohlenwasserstoff, halogeniert	o	+	+	+	o	o
Mineralöle	+	+	+	+	–	+
Oxidationsmittel, stark	+	+	+	+	o	–
Pflanzenöle	+	+	+	+	o	+
Säuren anorganisch	+	+	+	+	+	–
Säuren organisch	+	+	+	+	+	–
Schmieröle	+	+	+	+	+	+

Legende

- + sehr gute Beständigkeit – bei Einwirkung von mehr als 30 Tagen keine oder nur geringe Schädigung.
- o bedingt beständig – bei längerer Einwirkung kann je nach Kunststoff eine Schädigung auftreten. (Haarrisse, nachlassende mechanische Festigkeit, Verfärbungen, usw.)
- unbeständig – kann zur Zerstörung des Kunststoffes, Deformation usw. führen.

b.safe Elastomere


Zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich bereits bei geringer Krafteinwirkung dehnen und biegen lassen und ohne Krafteinwirkung wieder zurückstellen, also ihre ursprüngliche Form einnehmen. Als O-Ringe, Flachdichtungen oder als Federelement finden diese Kunststoffe Verwendung.

NBR – Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Elastomer auf Acrylnitril-Butadien-Kautschuk Basis, das als sehr preisgünstiger Dichtwerkstoff (z. B. O-Ringe für Hahnküken) eingesetzt wird. Dieses Material weist eine gute Beständigkeit in Mineralölen und -fetten, HFA, HFB und HFC-Druckflüssigkeiten auf. Auch besitzt es eine sehr gute Elastizität. Das Material PERBUNAN® (so sein bekannter Handelsname von der BAYER AG) ist nicht beständig gegen Bremsflüssigkeiten auf Glycolbasis, HFD-Flüssigkeiten, Aromate (z. B. Benzol), Ester, Ketone und Amine sowie in konzentrierten Säuren und Laugen. Daher kann es nicht als idealer Werkstoff für die Chemie angesehen werden.


FKM – Fluorkautschuk

Ein Elastomer auf Fluor-Kautschuk Basis, besser bekannt als VITON® (DuPont), aus dem allerlei O-Ringe, Nutringe, Lippenringe und Dachmanschetten hergestellt werden. Es zeichnet sich durch seine besondere Beständigkeit bei Hitze, Chemikalien, Witterung und Ozon aus. Gut beständig in geschwefelten Mineralölen und -fetten, schwer entflammaren HFD-Flüssigkeiten (Basis-Phosphorester oder chlorierte Kohlenwasserstoffe). Nicht beständig gegen: wasserfreies Ammoniak, Natron- und Kaliumlaugen, Ketone, Äther, Dioxan, bestimmte Amine und organische Säuren. Meist kommt FKM bei b.safe-Produkten als Dichtung zum Einsatz; oft sogar durch eine PTFE-Dichtlippe vor dem Medium geschützt.




EPDM

EPDM 3 ist ein Elastomer auf Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk Basis, welches hauptsächlich für Dichtungen und O-Ringe eingesetzt wird. Die Hauptanwendungen liegen im Bereich von Heißwasser, Dampf- und Waschlauge-Umgebungen. Es ist nicht beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, aber sehr gut witterungs-, ozon- und alterungsbeständig. BOHLENDER setzt hauptsächlich O-Ringe aus EPDM dort ein, wo O-Ringe aus VITON® aufquellen oder angegriffen werden würden.



FFKM – Perfluorkautschuk

Elastischer Dichtungswerkstoff mit natürlichem Rückstellungsvermögen sowie guten Anpassungseigenschaften an die Dichtflächen bei gleicher chemischer Beständigkeit wie PTFE. Die O-Ringe aus diesem Material zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit aus. Dichtungen aus FFKM widerstehen dem Angriff von nahezu allen Chemikalien und sind auch unter Langzeitbedingungen bei +260 °C einsetzbar. Perfluorkautschuk ist unter den Markennamen KALREZ® von DuPont bzw. CHEMRAZ® von Greene Tweed im Handel.




Elastomere - Chemische Beständigkeit

Substanzgruppen bei 20°C	NBR	FKM	FFKM	EPDM
Wasser	++	++	++	++
Säure	+	+	++	++
Lauge	+	+	o	++
Öle und Fette	+	++	++	-
Kraftstoff	+	++	++	-
Ozon	o	++	++	++
Kohlenwasserstoff, aliphatische	++	++	++	-
Kohlenwasserstoff, aromatische	-	++	++	-
Kohlenwasserstoff, chlorierte	-	++	++	-
Temperaturbereich, °C	-40 bis +130	-20 bis +200	-20 bis +250	-30 bis +140

Legende: - nicht empfohlen, negativ
 o ist möglich, mäßig bis gut
 + gut
 +++ sehr gut, bevorzugt

BOHLENDER engagiert sich



Für die Umwelt

BOHLENDER nimmt Umweltverantwortung ernst. Das beinhaltet bei uns nicht nur den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen, sondern auch die Vermeidung von Abfällen und die Integration von Recycling-vorbereitenden Arbeitsschritten in die eigentliche Fertigung.

- » Bereits bei der spanenden Verarbeitung (z.B.: Bohren, Drehen oder Fräsen) von PTFE werden bei uns anfallende Späne direkt an der Maschine über ein spezielles Rohrsystem per Absaugung in großen Spänebunkern gesammelt. Diese Späne, wie auch Reststücke von Halbzeugen werden absolut sortenrein und frei von Kontaminationen zwischengelagert und dem Recycling wieder zugeführt. Beim Recycling werden die Späne und Produktionsrückstände in einem speziell für PTFE entwickelten Verfahren aufgearbeitet, um als Halbzeuge wieder Verwendung zu finden.
- » Einmalprodukte entsprechen immer weniger unserem Umweltempfinden. Daher werden alle unsere Produkte bereits bei der Konstruktion und Designgebung auf langjährige Benutzung ausgelegt.
- » Durch Herstellung von Formpressteilen kann auf Späne erzeugende Arbeitsschritte verzichtet werden. Neben der Einsparung an PTFE-Pulver wird auch weniger Energie verbraucht.
- » Produkte aus den bekanntesten Fluorkunststoffen sind frei von Weichmachern oder Lösungsmitteln. Es werden keine schädlichen Stoffe an die Umwelt abgegeben.

Keine PFOA / APFO Verwendung bei der Produktion

Für die Herstellung von Polytetrafluorethylen (PTFE) wurden in der Vergangenheit bei der Polymerisation der Hilfsstoff Perfluoroktansäure (PFOA) bzw. das Ammoniumsalz von Perfluoroktansäure (APFO) eingesetzt.

Die Verwendung war grundsätzlich erforderlich bei Anwendung des Emulsionspolymerisationsverfahrens, teilweise wurde der Hilfsstoff auch in der Suspensionspolymerisation eingesetzt.

Obwohl PFOA bzw. APFO im Rahmen der Produktaufarbeitung nahezu vollständig aus dem Produkt entfernt und größtenteils zurückgewonnen wurden, haben sich die namhaften Hersteller von PTFE durch Selbsterklärung verpflichtet, ab dem Produktionsjahr 2015 auf den Einsatz von PFOA / APFO vollständig zu verzichten. Durch diesen Verzicht wird sichergestellt, dass sich diese Chemikalien, denen bisher keine Toxizität zugeordnet werden konnte, auch nicht in der Umwelt anreichern können.

Durch Lieferantenvereinbarungen stellt die BOHLENDER GmbH sicher, dass alle zum Einsatz kommenden Fluorpolymere ohne die Verwendung von PFOA / APFO hergestellt wurden. Diese Aussage betrifft nicht nur PTFE und TFM-PTFE, sondern auch alle Fluorthermoplaste wie z.B. PFA, FEP, ETFE oder PVDF.



Für die Deutsche Stammzellspenderdatei

BOHLENDER unterstützt die Aktionen der Deutschen Stammzellspenderdatei für die Stammzellen-Typisierung nicht nur finanziell. Durch die persönliche Typisierung und Registrierung als Stammzellenspende möchten wir Menschen, die an Leukämie oder anderen Störungen der Blutbildung leiden, neue Hoffnung geben. Vielen Betroffenen kann heute durch eine Stammzellenspende geholfen werden. Wenn aber in der eigenen Familie kein geeigneter Spender gefunden werden kann, sind die Patienten auf eine Fremdspende angewiesen. Mit jeder neuen Typisierung und Registrierung steigt die Chance für die Patienten, dass ein passender Spender gefunden wird. Durch eine kleine Blutspende Lebensretter werden - BOHLENDER unterstützt diese Aktion aus vollem Herzen!

Für die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen

Die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen wurde Ende 2013 von engagierten Bürgern und Unternehmen gegründet. Ziele der Stiftung sind die Entwicklung, Förderung und Würdigung nachhaltiger und innovativer Ideen und Konzepte in der Stadt Lauda-Königshofen mit all ihren Ortsteilen. Erreicht werden diese Ziele durch die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Gemeinwesens in den Bereichen Familie, Bildung, Wissenschaft, Umwelt- und Naturschutz, Gesundheit, Heimatpflege und Völkerverständigung. Das Unternehmen BOHLENDER hat seine Wurzeln in Lauda und ist seit jeher eng mit der Stadt Lauda-Königshofen verbunden. Mit der Idee und den Zielen der Bürgerstiftung können wir uns bei BOHLENDER voll identifizieren und sind als Gründungstifter entsprechend engagiert.

Für die Sport- und Jugend-Förderung

Die Kinder- und Jugendarbeit in den lokalen Sportvereinen trägt dazu bei, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihre körperlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen weiterentwickeln und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Bereits seit mehreren Jahren ist die finanzielle Unterstützung durch das Sponsoring von Sportbekleidung für die örtlichen Vereine, die u. a. im Handball und Fußball aktiv sind, für BOHLENDER eine Selbstverständlichkeit. Denn nur wer gesund und fit ist, kann den Anforderungen des privaten und beruflichen Alltags besser gerecht werden.

Sortierung nach Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
M 128	27	M 710	153	R 861	125-126
M 138	29	M 712	153	R 870	126
M 139	31	M 715	153	R 871	126
M 140	17	M 720	153	R 880	127,129
M 141	19	M 730	153	R 881	128
M 143	13	M 732	153	R 890	127,149
M 144	15	M 734	153	R 891	128
M 145	9	M 801	153	M 710	153
M 146	37	R 100	111	M 712	153
M 147	11	R 105	111	R 841	128
M 180	21	R 205	111	R 881	128
M 183	33	R 210	112	R 890	127,149
M 181	25	R 225	112	R 891	128
M 202	139	R 247	150		
M 203	145	R 230	113		
M 205	137	R 231	113		
M 206	133-135	R 236	113		
M 208	147	R 237	150		
M 209	143	R 265	113		
M 210	141	R 268	113		
M 340	55	R 295	114		
M 345	51, 53	R 297	114		
M 350	57	R 299	114		
M 351	61, 63	R 400	129		
M 353	83/85	R 405	129		
M 355	65/67	R 410	129		
M 360	69/71	R 430	129		
M 363	87	R 432	129		
M 365	75	R 505	112		
M 371	77/79	R 530	114		
M 383	89	R 532	114		
M 390	81	R 535	114		
M 501	43,44,97,98	R 540	117		
M 502	94	R 548	117		
M 503	103	R 560	129		
M 505	39	R 570	156		
M 506	91, 93	R 572	156		
M 508	47	R 573	156		
M 509	107	R 601	131		
M 510	43,97	R 603	131		
M 511	110	R 604	131		
M 512	108	R 605	131		
M 513	103	R 606	131		
M 514	101	R 612	131		
M 515	45	R 615	113,131		
M 516	95	R 630	131		
M 518	103	R 750	154		
M 519	103	R 753	155		
M 520	121	R 770	155		
M 521	121	R 800	125-127		
M 529	35, 121	R 801	125-126		
M 542	44, 99	R 810	125-126		
M 545	156	R 811	125-126		
M 550	157	R 820	125-126		
M 560	121	R 820	125-126		
M 560	158	R 821	125-126		
M 562	158	R 830	125-126		
M 570	45	R 830	125-126		
M 580	105	R 831	125-126		
M 590	104	R 840	125-126		
M 595	104	R 840	129		
M 600	119	R 841	125-128		
M 615	94	R 850	125-126		
M 615	114,119	R 851	125-126		
M 630	119	R 860	125-126		

Sortierung Alphabetische

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
Abluftfilter	90-93, 164	Karton für Politainer	114
Abtropfboden	157	Klappdeckeltrichter	122-129, 149
Adapter für Abluftfilter	94	Klemme	129
Adapter für Abluftfilteranschluss	95	Konischer Verbinder	104
Adapter für Gewinde	118-120	Kugeltrichter	126-127
Adapter für Kapillaranschluss	94	Kugelventil	126-127
Adapter mit Schliff	121	Laborflaschen	111
Aktivkohle	166	Lanze	129
Aktivkohlefilter	90-93, 164	Leakverschraubung	100
Ansaugfilter	45	Leckagewanne	116
Antistatikmatte	131	L-Filter	90
Auffangwannen	116-117	Lösemutter	121
Ausgießer	114	MC-Stecker	129
Bananenstecker	131	M-Filter	90
Behälter	110-117, 150	Montageschlüssel	44
Belüftungsventil	38, 162	Multiports	106
Beschriftungsgerät	157	Nadelsitzspülung	24
Blindfittings	44	Oliven	102-105
Blindstopfen	44	Platzspar Caps	10
Cap mit Schliff	35	Platzsparkanister	112
Caps	8-37	Politainer	114
Caps mit Hähnen	11, 18	Reduzieroliven	104
Caps Präparativ	14	Ringkabelschuh	129
Durchgangsoliven	104-105	Rohrclip	129
Einfülltrichter	122-129, 149	Safety Caps	8-37
Einfülltrichter mit Hahn	52, 62, 66, 70, 78, 84	Safety Caps mit Hähnen	11, 18
Einschraubolive	103	Safety Caps Präparativ	14
Entnahmekappe mit Hähnen	12, 18	Safety Waste Caps	50-89
Entnahmekappe mit Schliff	35	Sammler	107
Entnahmekappe Präparativ	14	Schlauchabschneider	156
Entnahmekappen	8-37	Schläuche	154-156
Entsorgungskappen	50-89	Schläuche, ableitfähig	155
Entsorgungskappen mit Einfülltrichter	52, 62, 66, 70, 78, 84	Schlauchfittings	43
Erdungsband für Kanister	113, 131	Schlauchhalter	158
Erdungskabel	131	Schlauchkupplung	100
Erdungsklemme	131	Schlauchmarkierer	158
Etikettendrucker	157	Schlaucholive mit Dichtmutter	100
Etikettenkassette	157	Schlaucholiven	102-105
EX-Schutz-Schläuche	155	Schlauchverbinder	43, 102-108
Fassfilter	92	Schliffadapter	121
Filter	45, 90-92, 164	Schmutzsieb	129
Fittings	43	Schnellkupplungen	46
Fittings Präparativ	43	Septumadapter	45
Flaschen	111	S-Filter	90
Füllrohrsegment	129	Sicherheitslanze	129
Füllstandsanzeige	148-153	Sicherheitsstrichter	122-129, 149
Füllstandsanzeige für Fässer	153	Sieb	129
Füllstandsanzeige mit Trichteranschluss	153	Sockeleinsatz	117
Füllstandskontrolle	132-153	Spritzschutz	129
Füllstandskontrolle, elektronisch	132-147	Spritzschutzwanne	116
Füllstandskontrolle, mechanisch	148-153	Spülflaschenverteiler	24
Gewindeadapter	118-121	Standfuß für Kanister	112
Gewindeadapter für Politainer	114, 124	Starter Box	36
Gewindeartenbestimmung	168-175	Starter Kit	36
Glasflaschen	111	Stufenolive	103
Hinterkolbenspülung	24	Technische Informationen	160-183
HPLC Starter Kit	36	Trichter	122-129, 149
Integrierter Schwimmer	132-153	Trichter mit Füllstandsanzeige	149
Kanister	110-114	Tropfboden	117
Kanister mit Füllstandsanzeige	150	Übergangsstücke	118-121
Kanister mit Sichtstreifen	113	Versatzadapter	121
Kapillarabschneider	156	Verteiler für Kapillaren	108
Kapillaren	154	Vorratssack	39
Kapillar Schnellschraubungen	46	Wanne	116-117
Kapillarverbinder	108	Waste Cap mit Erdungsanschluss	133

Sortierung **Alphabetische**

Bezeichnung	Seite
Waste Caps	50-89
Waste Caps mit Einfülltrichter	52, 62, 66, 68, 76, 84
Waste Caps mit Füllstandskontrolle	132-148
Wellschlauch	155
Wellschlauchkupplung	100
Wendelschlauch	156
Werkstoffe	176-183
Winkeladapter	94, 121, 129
Winkeloliven	103
XL-Filter	92
XXL-Filter	92
Y-Olive	105
Zubehör für Trichter	129

Fax
+49 (0) 93 46 - 92 86-51

oder per Mail
info@bohlender.de

Als Hersteller bieten wir Ihnen die Möglichkeit der individuellen Fertigung nach Wunsch. Dazu brauchen wir von Ihnen lediglich eine grobe Skizze und ein paar Informationen.

Faxen oder mailen Sie diese mit Ihren Kontaktdaten an uns zurück. Wir melden uns dann bei Ihnen zur Besprechung der Details und erstellen Ihnen ein kostenloses Angebot.

Absender

Firma _____

Abteilung _____

Ansprechpartner _____

Telefonische Kontaktaufnahme: _____

Straße oder Postfach _____

PLZ und Ort _____

Telefon / Fax _____

E-Mail _____

» Wie würden Sie den Artikel bezeichnen? _____

» In welcher Anwendung soll der Artikel eingesetzt werden? (ggf. Foto oder Skizze, siehe unten) _____


» Welche Maße soll der Artikel besitzen? (ggf. welche Gewindegröße) _____

» Gibt es bestimmte Materialvorgaben? _____

» In welchem Temperaturanwendungsbereich soll der Artikel eingesetzt werden? _____

» Welchen Chemikalien ist der Artikel ausgesetzt? _____

» In welcher Stückzahl wird der Artikel benötigt? _____



Die Angaben in unserem Katalog basieren auf unseren heutigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf vorhandener Literatur und Angaben der Rohstoffhersteller. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Katalog bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Haftungsansprüche gegen die BOHLENDER GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Angaben verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der BOHLENDER GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Es obliegt dem Anwender, für den jeweiligen Anwendungsfall die Eignung unserer Produkte zu prüfen. Aus unseren Unterlagen können bestimmte Eigenschaften oder Einsatzmöglichkeiten weder ausdrücklich noch stillschweigend abgeleitet werden.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle Angaben bezüglich Druck beziehen sich auf eine Anwendung bei +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen sind Abminderungen zu berücksichtigen.

Die Angaben zur Temperaturbeständigkeit beziehen sich auf die im jeweiligen Produkt verwendeten Materialien und die in Kombination kleinste Einsatztemperatur.

Die folgenden Marken sind eingetragene Warenzeichen der Firmen:

NALGENE®	-	Thermo Fisher Scientific
Viton®	-	DuPont
Tygon®	-	Saint Gobain

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht an den Abbildungen und Originaltexten zur Gänze und in Teilen. Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Sofern weder ein Name und noch ein Firmenname angegeben sind, handelt es sich bei den im Rahmen von Testimonials abgebildeten Personen um fiktive Aussagen und Charaktere.

b.safe