

Angaben zur Produktsicherheit:

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Achtung! Vorsicht! Gefahr!** Signalelemente weisen auf potenzielle Gefahren hin.
- **Für Kinder unzugänglich aufbewahren.** Gilt für alle Laborartikel.
- **Kein Verkauf an private Endverbraucher ohne Sachkundenachweis.** Gilt für alle Laborartikel.
- **Nicht für den menschlichen Verzehr geeignet.** Gilt für alle Laborartikel.
- **Stabile Platzierung:** Stellen Sie Laborartikel auf stabile und sichere Oberflächen in geeignete Räume.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Kontrollieren Sie Laborartikel regelmäßig auf Verwendbarkeit, Verschmutzungen, Risse, Sprünge, Absplitterungen, Hinweise, Haltbarkeiten und ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend.

2. Anwendungssicherheit

- **Gebrauchshinweise lesen und beachten.** Hinweise zur sicheren und korrekten Nutzung. Falls spezifische Vorschriften oder Anweisungen des Herstellers vorliegen, befolgen Sie diese sorgfältig.
- **Nur bestimmungsgemäß verwenden.** Um Fehlanwendungen zu vermeiden, Verwendung nur vom fachkundigem, geschultem Personal.
- **Liste der chemischen Beständigkeit beachten.**

3. Elektrische Sicherheit

- **Vor Wasser schützen.** Für elektrische Geräte, IP Schutzklasse beachten.
- **Vor dem Reinigen vom Stromnetz trennen.** Um elektrische Schläge zu vermeiden.
- **Kein beschädigtes Kabel verwenden.** Hinweise, um Kurzschlüsse oder Brände zu verhindern.

4. Gesundheit und Hygiene

- **Kann allergische Reaktionen hervorrufen.** Gilt für Chemikalien, Reagenzien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Sicherheitsdatenblätter beachten.
- **Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.** Gilt für Chemikalien, Reagenzien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Liste der chemischen Beständigkeit und Sicherheitsdatenblätter beachten.
- **Von Augen fernhalten.** Gilt für Chemikalien, Reagenzien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Sicherheitsdatenblätter beachten.

5. Brandschutz

- **Von offenen Flammen fernhalten.** Gilt für brennbare, leicht entzündliche Produkte – Betriebsanweisung und Sicherheitsdatenblätter beachten.
- **Nicht in der Nähe von Hitzequellen aufbewahren.** Betriebsanweisung und Sicherheitsdatenblätter beachten.

- **Beachtung von Ex-Schutz-Richtlinie.** Beim Umgang mit brennbaren, leicht entzündlichen Flüssigkeiten. Alle Teile müssen geerdet werden, Antistatik-Set verwenden!
- **Vor Hitze schützen:** Setzen Sie Laborartikel nicht unnötig hohen Temperaturen oder Temperaturschwankungen aus, beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen oder Produktdatenblätter.
- **Lassen Sie Brenner und Laborprodukte mit offener Flamme nicht unbeaufsichtigt:** Flamme reduzieren, abschalten und Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung beachten.

6. Kindersicherheit

- **Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet:** Laborartikel sind nicht für Kinder geeignet, Verwendung in Schule nur unter Aufsicht unter fachkundigem Personal.
- **Kinder fernhalten:** Laborartikel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

7. Spezifische Produkthinweise

- **Temperaturschwankungen vermeiden.** Sicherheitsdatenblätter und/oder Produktdatenblatt beachten.
- **Nicht mit aggressiven Chemikalien reinigen.** Für Produkte mit empfindlichen Oberflächen. Liste der chemischen Beständigkeit beachten.
- **Maximale Tragkraft beachten.** Gilt für Produkte aus Holz, Guss, Granit, Eisen, Stahl, Glas, Gummi..., d.h. Produkte mit einer hohen Dichte. Vermeiden Sie das Tragen von Laborartikeln mit übermäßiger Belastung. Prüfen Sie ob sicher getragen werden kann, verwenden Sie Hebe- und Tragehilfen.
- **Geeignete Reinigung:** Reinigen Sie Laborartikel nur mit dafür geeigneten Reinigungsmitteln. beachten Sie die Herstellerangaben.

8. Umwelt- und Entsorgungshinweise

- **Nicht in den Hausmüll geben.** Hinweis auf spezielle Entsorgung für Batterien, Elektronik oder Chemikalien. Entsorgen Sie Chemikalien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- **Recycling-Symbole beachten.** Zeigt umweltfreundliche Entsorgungsmethoden an – Sicherheitsdatenblätter oder Produktdatenblatt beachten.

9. Warnhinweise bei Verpackungen und Transport

- **Vorsicht beim Öffnen – scharfe Kanten.** Gilt für Verpackungen aus Metall, Glas aber auch Papier und Kunststoff. Messer zum Öffnen von Verpackungen sachgemäß verwenden.
- **Transport.** Verpacken Sie Laborartikel beim Transport bruchsfest, ggf. mit stoßdämpfenden Materialien, Verwendung von geeigneter Umverpackung - Sicherheitshinweise beachten.

Nur für technisch versierte und mit dem Produkt vertraute Anwender geeignet. Nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.