

 disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2025-01-28	Änd. Stand <i>Revision</i> 5

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® 96-Deep-Well-Platten mit sehr geringer Proteinbindung, mit U- oder V-Boden, SBS-Standard Mikrotestplattenformat, kaminförmige Kavitäten mit deutlich größerem Querschnitt, keine Cross-Kontamination, verbesserte Sichtkontrolle durch klares Polypropylen, autoklavierbar bei 121°C, 20 min., temperaturbeständig bis -80°C.

8 x 12 Wells mit alphanumerischem Code im Mikrotestplattenformat, optimal versiegelbar, hochpräzise Form, ideal für die Verarbeitung mit Pipettierautomaten beim High Throughput Screening (HTS).
Seitenflächen für die Beschriftung mit Barcode-Etiketten geeignet, platzsparend stapelbar.

General Product Information

ratiolab® 96-Deep-Well-Plates with very low protein binding, with U- or V-bottom, SBS standard micro test plate format, well with significantly larger cross section, wells with raised rims for reduced cross-contamination, improved visual control due clear polypropylene, autoclavable at 121°C, 20 min., temperature resistant to -80°C.

8 x 12 wells with alphanumeric code in micro test plate format, optimally sealable, precise design, for use in automatic pipetting systems for High Throughput Screening (HTS).

Optimum space for bar code labels on the side walls, space-saving and stackable.

Material / Material: Polypropylen / Polypropylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Well-Volumen <i>Volume per Well</i>	Well <i>Well</i>	Boden <i>Bottom</i>	Packungseinheit <i>Packaging</i>	Verpackungseinheit <i>Quantity per Unit</i>	Bestell Nr. <i>Order No.</i>
0,3	384	V	Beutel / bags 8 x 6	48	60 20 320
1,0	96	U	Beutel / bags 10 x 9	90	60 20 110
1,2	96	U	Beutel / bags 1 x 32	32	60 20 121
2,2*	96	V	Karton / box 10 x 5	50	60 20 221

*quadratische Öffnungen / square wells

Erstellt durch / Form edited by:	A.Mil/ Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	A.Balassa/ QS/Technik
-------------------------------------	----------------------	--	-----------------------