

 disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2024-02-26	Änd. Stand Revision 5

Allgemeine Produktdaten

Schubladengestelle
Für die Lagerung von Kryo-Boxen. Ohne Auszugsstopp.
Polierte Oberfläche, leicht zu reinigen. Stabile Konstruktion.
Passend für alle Kryoboxen 130 x 130, 133 x 133 und 136 x 136mm.

General Product Information

Drawer Rack
For the storing of Cryo Boxes. Without pull-out stop.
Easy-to-clean polished surface. Robust design.
For all Cryo Boxes format 130 x 130, 133 x 133 and 136 x136mm.

Material / Material: Korpus /Corpus: Edelstahl / Stainless steel
Schubladen / Drawers: Aluminium / aluminium

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 73269098

CE-Kennzeichnung / CE-marking: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Fachanzahl Number of Shelves	Anzahl der Boxen Number of Boxes	Gestellmaße T x B x H Rack Size D x W x H	Kryo-Boxen Höhe Cryo-Boxes Height			Verpackungseinheit Quantity p. Pack	Bestell Nr. Order No.
horizontal x vertikal			50 mm	75 mm	100 mm		
4 x 2	8	570 x 144 x 112	x	-	-	1	54 00 043
4 x 3	12	570 x 144 x 168	x	-	-	1	54 00 044
4 x 3	12	570 x 144 x 250	-	x	-	1	54 00 019
4 x 4	16	570 x 144 x 224	x	-	-	1	54 00 046
4 x 4	16	570 x 144 x 335	-	x	-	1	54 00 066
4 x 5	20	570 x 144 x 280	x	-	-	1	54 00 045
4 x 6	24	570 x 144 x 336	x	-	-	1	54 00 047
4 x 7	28	570 x 144 x 392	x	-	-	1	54 00 049
5 x 3	15	709 x 144 x 241	-	x	-	1	54 00 052
5 x 4	20	709 x 144 x 224	x	-	-	1	54 00 050
5 x 4	20	709 x 144 x 321	-	x	-	1	54 00 053
5 x 5	25	709 x 144 x 280	x	-	-	1	54 00 048
5 x 6	30	709 x 144 x 336	x	-	-	1	54 00 051

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	A.Balassa QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	K. Schüßler QS / Technik
-------------------------------------	-----------------------	--	--------------------------