

HSW HENKE-JECT®

Single-use needles

Agujas para un solo uso



- Exceptional quality, similar to human design
- ISO 9626 stainless steel
- Available with long or short bevel
- Transparent polypropylene hub
- Protective cap of polypropylene
- Siliconized needle tube, primarily thin-walled
- Sterile, pyrogen-free and non-toxic
- 5-year shelf life for sterile goods

- Excelente calidad, se emplean también para uso en medicina humana
- Acero inoxidable según ISO 9626
- Disponibles con filo largo o corto
- Superficie de sujeción de polipropileno transparente
- Tapa de protección de polipropileno
- Tubo de la aguja con capa de silicona, en su mayoría de pared fina
- Estéril, libre de pirógenos y no tóxica
- Con almacenamiento en condiciones estériles, vida útil de 5 años

Standard programme for available HSW HENKE-JECT® single-use needles/

Suministro estándar disponible de agujas de un solo uso HSW HENKE-JECT®

Dimensions	Colour-code	Item no.	Dimensions	Colour-code	Item no.
Dimensiones	Código de color	No. de artículo	Dimensiones	Código de color	No. de artículo
0,30 x 13 mm 30G x 1/2" 13/03		4710003012	0,90 x 50 mm 20 G x 2" 50/09		4710009050
0,40 x 13 mm 27G x 1/2" 13/04		4710004012	1,10 x 25 mm 19 G x 1" 25/11		4710011025
0,40 x 20 mm 27G x 3/4" 20/04		4710004020	1,10 x 30 mm 19 G x 1 1/4" 30/11		4710011030
0,45 x 13 mm 26G x 1/2" -/-		4710004512	1,10 x 38 mm 19 G x 1 1/2" 38/11		4710011040
0,45 x 25 mm 26G x 1" -/-		4710004525	1,10 x 50 mm 19 G x 2" 50/11		4710011050
0,50 x 16 mm 25G x 5/8" 16/05		4710005016	1,20 x 6 mm 18 G x 1/4" 06/12		8300018621
0,50 x 25 mm 25 G x 1" 25/05		4710005025	1,20 x 13 mm 18 G x 1/2" 13/12		8300018619
0,55 x 25 mm 24G x 1" -/-		4710005525	1,20 x 25 mm 18 G x 1" 25/12		4710012025
0,60 x 25 mm 23G x 1" 25/06		4710006025	1,20 x 30 mm 18 G x 1 1/4" 30/12		4710012030
0,60 x 30 mm 23G x 1 1/4" 30/06		4710006030	1,20 x 38 mm 18 G x 1 1/2" 38/12		4710012040
0,70 x 25 mm 22G x 1" 25/07		4710007025	1,20 x 50 mm 18 G x 2" 50/12		4710012050
0,70 x 30 mm 22G x 1 1/4" 30/07		4710007030	1,40 x 20 mm 17 G x 3/4" 20/14		8300010234
0,70 x 38 mm 22G x 1 1/2" 38/07		4710007040	1,40 x 50 mm 17 G x 2" 50/14		4710015050
0,80 x 10 mm 21G x 3/8" 10/08		8300014301	1,60 x 13 mm 16 G x 1/2" 13/16		8300018620
0,80 x 16 mm 21G x 5/8" 16/08		4710008016	1,60 x 25 mm 16 G x 1" 25/16		4710016025
0,80 x 25 mm 21G x 1" 25/08		4710008025	1,60 x 38 mm 16 G x 1 1/2" 38/16		4710016040
0,80 x 38 mm 21G x 1 1/2" 38/08		4710008040	1,65 x 25 mm 16 G x 1" -/-		8300021963
0,80 x 50 mm 21G x 2" 50/08		4710008050	1,80 x 38 mm 15 G x 1 1/2" 38/18		4710018040
0,90 x 6 mm 20G x 1/4" 06/09		8300018622	1,80 x 50 mm 15 G x 2" 50/18		4710018050
0,90 x 13 mm 20G x 1/2" 13/09		8300018623	2,10 x 38 mm 14 G x 1 1/2" 38/21		8300013707
0,90 x 16 mm 20G x 5/8" 16/09		8300010721	2,10 x 60 mm 14 G x 2 1/2" 60/21		8300021960
0,90 x 25 mm 20G x 1" 25/09		4710009025	2,10 x 80 mm 14 G x 3" 80/21		8300021961
0,90 x 38 mm 20 G x 1 1/2" 38/09		4710009040			

Other needle sizes available upon request/

Otros tamaños de aguja disponibles a solicitud

