

	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2025-01-21	Änd. Stand <i>Revision</i> 5

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Multibox® plus advanced und -ultra advanced für Multitray®advanced Pipettenspitzen,
Wiederverwendbare Pipettenspitzenboxen zum Einsatz des ratiolab® MultiTray®advanced Refill Systems, Multibox® plus advanced aus PC mit staubdicht schließendem Deckel, aufklappbar, aufschiebbar und komplett abnehmbar, Multibox® ultra advanced aus PP mit Klappdeckel, autoklavierbar bei 121°C, 20min.

General Product Information

ratiolab® Multibox® plus advanced and -ultra advanced for Multitray® advanced pipet tips,
Reusable pipet tip boxes for the ratiolab® MultiTray® advanced refill systems, Multibox® plus advanced, PC, with dust-proof hinged and sliding lid, completely removable, Multibox® ultra advanced, PP, with hinged lid, autoclavable at 121°C, 20min.

Warentarif-Nummer / *intrastat number- HS Code*: 39269097

CE-Kennzeichnung / *CE-marking*: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Sterilisiert / *pre-sterilized*: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Artikel / Product	Material / Material	Volumen / Volume	Bestellnr. / Order No.
ratiolab® Multibox®plus advanced ungefüllt / <i>empty</i>	PC	bis 1000 µl	80 10 161
ratiolab® Multibox®ultra advanced, niedrig, ungefüllt / <i>low, empty</i>	PP	bis 300 µl	80 30 140
ratiolab® Multibox®ultra, hoch, ungefüllt / <i>high, empty</i>	PP	bis 1000 µl	80 30 150

This document was sent online and is valid without signature.

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	A Balassa QS / Technik	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	K. Schüßler QS / Technik
--	------------------------	---	--------------------------