

 disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® aroject ultra filter Tips

Die Pipettenspitze mit Spezialfilter, der gegen Kontaminationen des Pipettenschaftes mit Aerosolen schützt und das Eindringen von Flüssigkeit in die Pipette wirksam verhindert. Zertifiziert RNase - und DNase-frei, Pyrogen-frei, minimale Restbenetzung durch speziell behandelte Oberflächen (Low Retention).

Perfekter, dichter Sitz auf allen gängigen Markenpipetten, aroject® ultra 10 µl xl und 1000 µl xl mit extra-langem Design für enge Gefäße und reduziertem Risiko von Cross-Kontaminationen.

Verpackt im Kunststoffrack mit Scharnierdeckel. 10 bis 200 µl und 100 bis 1000 µl xl im praktischen 8x12 Mikrotiterplattenformat, 100 bis 1.000 µl im 6x10 Format

General Product Information

ratiolab® aroject ultra filter Tips

Pipet tips with special filters, to effectively prevent the pipettor shaft from contamination with aerosols and liquids to be sucked into the pipettor. Certified RNase- and DNase-free, pyrogen-free minimized retention due to special surface treatment (Low Retention). Perfect and tight fit on all major pipettor brands, aroject® ultra10 µl xl and 1000 µl xl with extended length for operation with narrow vessels and reduced risk of cross-contamination.

Packed in plastic racks with hinged lids, 10 to 200 µl and 100 to 1000 µl xl tips packed acc. to 8x12 micro test plate footprint, 100-1.000 µl in 6x10 format

Material / material: ultra-hydrophobic PE-HD (Filter / filter), Polypropylene PP (Spitzen / tips)

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 84799070

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes ☒ Nein/No ☐

Artikel Product	Länge mm Length mm	Packungsform Packaging	Verpackungseinheit Quantity per Unit	Bestell-Nr. Order No.
ratiolab® aroject ultra tips xl, 0,1-10 µl	45,54	Racks 10 x 96	960	17 70 010
ratiolab® aroject ultra tips 1-20 µl	50,80	Racks 10 x 96	960	17 70 020
ratiolab® aroject ultra tips 1-100 µl	50,80	Racks 10 x 96	960	17 70 100
ratiolab® aroject ultra tips 1-200 µl	50,80	Racks 10 x 96	960	17 70 200
ratiolab® aroject ultra tips 100-1.000 µl	70,10	Racks 10 x 60	600	17 71 000
ratiolab® aroject ultra tips xl 100 - 1.000 µl	83,74	Racks 10 x 96	960	17 71 000XL

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------