



The Global Partner

asipco[®]

STERILISATIONS-CONTAINER SYSTEM STERILIZING-CONTAINER SYSTEM



asipco®
Made in Germany



Tonsillektomie

Set Nr. 004

Abteilung: HNO

AS
asipco
Made in Germany
53-115-00 CE

AS
Medizintechnik

STER. DAT.
STER. DATE
VERFALL DAT.
EXP. DATE
STER. NR.
STER. NO.

NAME
DAMPF BRAUN
STEAM BROWN



INHALT

Einführung asipco®

Funktionalität und Vorteile	2-3
Ein Leben lang stabil	4-5
Ein Leben lang sicher	6-7
Ein Leben lang verlässlich	8-9
Ein Leben lang logisch	10-11
Ein Leben lang hygienisch	12-13

Systemauflistung asipco®

Container Sets und Einzelteile	16-21
Entsorgungs-Container	22-23
Container Zubehör	24-25

Einführung AS Siebkörbe

Nachhaltiger Schutz	28-29
---------------------	-------

Systemauflistung AS Siebkörbe

Siebkörbe und Einzelteile	30-37
Siebkörbe Zubehör	38-43

Systemkonfigurationen

Container und Siebkörbe	44-45
-------------------------	-------

CONTENT

Introduction asipco®

Functionality and benefits	2-3
A lifetime of stability	4-5
A lifetime of safety	6-7
A lifetime of reliability	8-9
A lifetime of logic	10-11
A lifetime of hygienic	12-13

System listing asipco®

Container sets and individual parts	16-21
Disposal-Containers	22-23
Container accessories	24-25

Introduction AS baskets

Sustainable protection	28-29
------------------------	-------

System listing AS baskets

Baskets and individual parts	30-37
Basket accessories	38-43

System configurations

Containers and baskets	44-45
------------------------	-------



FUNKTIONALITÄT UND VORTEILE FUNCTIONALITY AND BENEFITS

EIN SYSTEM DAS ALLE ANFORDERUNGEN ERFÜLLT

Das permanente Keimrückhaltesystem garantiert höchste Sicherheit und Null-Folgekosten.

Durch hochwertige Materialien, neue Designaspekte und innovative Fertigungsprozesse wird eine noch nie erreichte Stabilität und Nachhaltigkeit sichergestellt.

Eins-A physikalische Eigenschaften garantieren beste Trocknung ohne verlängerte Trocknungsparameter und hohe Wirtschaftlichkeit.

Intuitive, schnelle und verlässliche Handhabung ermöglichen ein zeitsparendes und stressfreies Arbeiten.

Logische Kennzeichnung und smarte Komponenten stehen für moderne Logistik.

Eine optimale Reinigung und Hygiene wird mit standardisierten Programmen erreicht.

Ein Komplettdesign ist verfügbar, somit alles aus einer Hand, 100% - Made in Germany.

A SYSTEM THAT MEETS ALL THE REQUIREMENTS

The permanent germ barrier system guarantees maximum safety and zero subsequent costs.

High-quality materials, new design aspects and innovative manufacturing processes ensure state-of-the-art stability and sustainability.

Perfect physical properties guarantee best drying without prolonged drying parameters and high economic viability. Intuitive, quick and reliable handling enable time-saving and stress-free work.

Logical marking and smart components stand for modern logistics.

Optimum cleaning and hygiene is achieved with standardised programs. A complete program is available, thus everything from a single source, 100% - Made in Germany.





ERGONOMISCH IN JEDEM DETAIL

Das asipco® Sterilisations-Container System ist besonders benutzerfreundlich und ermöglicht ein effizientes und fehlerfreies Arbeiten.

ERGONOMICALLY DESIGNED IN EVERY DETAIL

The asipco® Sterilizing-Container system is very user-friendly and enables efficient and precise working.



reddot design award
winner 2017



Begründung der Jury

»asipco® ist durch seine sorgfältig ausgewählten Materialien und eine qualitätsvolle Verarbeitung konsequent auf die hohen hygienischen Anforderungen in der Klinik ausgelegt.«

Statement by the jury

»Thanks to its carefully selected materials and high-quality workmanship, asipco® is carefully designed to meet the elevated hygienic standards of a clinical environment.«



EIN LEBEN LANG STABIL A LIFETIME OF STABILITY

SICHERHEITSDSIGN UND INNOVATIVE FERTIGUNGSPROZESSE

Robustes und stoßsicheres Design aus Aluminium. Deckel aus einem Aluminiumblock gefräst mit IP (Impact-Protection). Einfache, visuelle Kontrolle auf mögliche Beschädigungen ist in der Klinikroutine sichergestellt.

Beste physikalische Eigenschaften (spezifische Dichte, Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherkapazität).

Optimale Trocknungseigenschaften ohne verlängerte Maschinenprogramme. Einsparung von Kapazität, Ressourcen, Zeit und Geld.

SAFETY DESIGN AND IN- NOVATIVE PRODUCTION PROCESSES

Robust and shockproof design in aluminium. Lid milled from an aluminium block with IP (Impact-Protection). Simple, visual inspection for possible damage is ensured in the clinic routine.

Best physical properties (specific density, thermal conductivity and heat capacity).

Optimum drying properties without prolonged machine programs. Saving of capacity, resources, time and money.





FORMSTABIL UND DICHT

Rings umlaufend, an der Innenseite des Deckels, ist eine moderne Silikon-dichtung fest eingeklebt. Sie stellt nach erfolgter Sterilisation, bis zum Öffnen des Containers, in Verbindung mit den Containerverschlüssen, den keimsicheren Sitz zwischen Deckel und Wanne sicher. Darüber hinaus wird damit gewährleistet, dass nach erfolgter standardisierter, maschineller Reinigung und Trocknung, keine Wasserreste im gesamten Deckelbereich verschleppt oder verbleiben können.

Innovative

Dichtungskonstruktion

Fest verklebte Silikondichtung verhindert versteckte Wasserdepots nach der Reinigung / Trocknung.

Innovative gasket design

Tightly fitted silicone gasket prevents hidden water deposits after cleaning / drying.

DIMENSIONAL STABILITY AND LEAKAGE TIGHT

Around the inside of the lid is a modern silicone gasket firmly bonded with glue. Until the container is opened, it ensures the germ-safe seat after sterilisation, together with the container closures, between the lid and the container trough. In addition, it is ensured that after completion of the standardised, machine cleaning and drying, no water ingresses or remains in the entire lid area.

Massiv und belastbar – für hohe Lebensdauer

*Deckel aus einem Aluminiumblock geätzt mit **IP** (Impact-Protection)*

Solid and reliable – for long service life

*Lid milled from an aluminium block with **IP** (Impact Protection)*

EIN LEBEN LANG SICHER A LIFETIME OF SAFETY

HÖCHSTMÖGLICHE KEIMRETENTION OHNE MATERIALVERBRAUCH

Der Containerdeckel verfügt über ein Keimrückhaltesystem auf der Basis einer begutachteten, labyrinthähnlichen Geometrie, bei der die Mikroorganismen durch die prinzipbedingten unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb des Systems ausgebremst, lahmgelegt und aufgehalten werden; hervorgerufen durch eine Trennung von Luftstrom und Mikroorganismen.

Das asipco® Keimrückhaltesystem arbeitet permanent und benötigt kein Verbrauchsmaterial, somit entstehen keine Folgekosten. AS Medizintechnik garantiert eine langjährige Funktion des Keimrückhaltesystems im normalen Krankenhauseinsatz.

HIGHEST POSSIBLE GERM RETENTION WITHOUT MATERIAL CONSUMPTION

The container lid has a germ barrier system based on a peer-reviewed, labyrinth-like geometry in which micro-organisms are limited, paralysed, and stopped through different principle-dependent flow streams within the system; caused by separation of air flow and micro-organisms.


The asipco® germ barrier system works continuously and does not require any consumables; thus, no consequential costs arise. AS Medizintechnik guarantees a long-term function of the germ retention system in normal hospital use.





PERMANENTE SICHERHEIT

Allerbeste Sicherheit in der Sterilerhaltung. Keimretention erfolgt durch spezielle Labyrinth- und Strömungsgeometrie (mikrobiologisch begutachtet). Hoher Abscheidegrad > 99,9999 %. Das Prinzip erfolgt auf der Basis der „Pasteurschen Schleifen“.



Das Funktionsprinzip
The function principle


PERMANENT SAFETY

Best safety in sterile condition. Germ retention takes place by means of a special labyrinth and flow geometry (microbiological expert approved). High separation rate > 99.9999 %. The principle is based on „Pasteur loop“



Louis Pasteur (1822-1895)
war ein bedeutender französischer Chemiker und Mikrobiologe.

Louis Pasteur (1822-1895)
was a renowned French chemist and microbiologist.



EIN LEBEN LANG VERLÄSSLICH A LIFETIME OF RELIABILITY

ASIPCO® MACHT DEN ALLTAG LEICHTER

Bei den weiteren wichtigen Komponenten, wie Griffplatten / Beschlagteile / Tragegriffe / Verschlüsse, kommt es im Routinebetrieb in jeder Klinik darauf an, dass die Verwender sicher und intuitiv die Container „handhaben“ und entsprechend ihrem Zweck reibungslos einsetzen können.

Dafür hat AS sorgsam und zielgerichtet entwickelt und hat diese wichtigen Anforderungen der Anwender sichergestellt. Bewährte und praxiserprobte Lösungen stehen zur Verfügung.

Dazu gehört auch die geforderte sichere Verplombung, die ein versehentliches oder unerlaubtes Öffnen der Container sichtbar macht.

ASIPCO® MAKES DAILY LIFE EASIER

In other important components, such as handle plates / fittings / handles move / catch fastener, it is essential in routine operation in every clinic that users can safely and intuitive „handling a container“ and use it smoothly according to their purpose.

AS has developed purposefully and made and secured these important requirements of the user. Tried, tested and field-proven solutions are available.

This includes the required secure sealing, reveals an accidental or unauthorized opening of the container.





reddot design award
winner 2017



MÜHELOS UND SELBSTERKLÄREND

Intuitive, schnelle und verlässliche Handhabung, einfach und selbsterklärend. Zeitsparend und praktisch. Reibungsloser Ablauf im gesamten Sterilgutkreislauf. Visuell kontrollierbare und logische Funktionselemente.

EASY AND SELF-EXPLANATORY

Intuitive, quick and reliable handling, easy and self explanatory. Time-saving and convenient. Smooth process in the entire cycle of sterile goods. Visually manageable and logical function elements.

Auch der Kennzeichnung / Codierung wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, weil die lückenlose Dokumentation auch und gerade im Sterilgutkreislauf heute Pflicht ist. Codierschilder und Barcodeetiketten können beim asipco® Container schnell, leicht und sicher angebracht und entfernt werden.

Ergonomische und sichere Tragegriffe, mit einem Silikonprofil, ermöglichen ein sicheres Anheben und Abstellen der Container, sowie ein geräuscharmes Arbeiten.

Ergonomic and safe handles, with a silicone profile allow the container, safe lifting and placing, as well quiet work.

Special attention was paid also to marking / coding, because the complete documentation in the sterile goods circulation today is mandatory. Encoding templates and bar code labels with at asipco® containers are quickly, easily and securely attached and removed.





EIN LEBEN LANG LOGISCH A LIFETIME OF LOGIC

LOGISCH ORGANISIERT VON A BIS Z

Logisch zugeordnet:

An beiden Stirnseiten integrierte farbige Logistikrähmchen (Auswahlmöglichkeit von 7 Farben). Aufnahmefelder für Logistikkomponenten:

- Codierschilder für Ziel- und Inhaltsangaben
- Barcode- und Protokolletiketten

Logisch vielfältig:

Weitere Zubehörkomponenten systemkonform verfügbar:

- Siebkörbe, wahlweise mit Deckel und Organisationselementen
- Entsorgungsdeckel

LOGICALLY ARRANGED FROM A TO Z

Logically allocated:

On both face sides, integrated coloured logistic frames (choice amongst 7 colours). Receptive fields for logistics components:


- Coding labels for target and content information
- Bar code and protocol labels

Logically diverse:

Further accessory components system conform available:

- Baskets with lids and organisational elements
- Disposal lid





The Global Partner

Leichte Stapelbarkeit

Sicher und normkonform

Easy to stack

Safe and compliant

Farbcodierte Wechselrahmen

Eine ausgetüftelte Farbcodierung bei den Logistikkomponenten erlaubt die exakte Zuordnung der Container zu den einzelnen medizinischen Fachrichtungen und ihren bestimmten Eingriffen.

Exchangable colour-code frames

A sophisticated colour coding for the logistics components allowed accurate allocation of the Container for the various medical disciplines and their specific interventions.



EIN LEBEN LANG HYGIENISCH A LIFETIME OF HYGIENIC

HYGIENE: SAUBER GELÖST

Die Container sind geeignet für standardisierte Aufbereitungsverfahren, wobei die maschinelle Reinigung und thermische Desinfektion, z. B. in einem RDG oder einer CWA, validiert gemäß EN ISO 15883 zu bevorzugen ist.

Dabei sind geeignete Prozesschemikalien für eloxiertes Aluminium einzusetzen (pH-neutral oder mildalkalisch bis max pH = 10,5. Die Desinfektion/ Schlusspülung im RDG, thermisch >90° C mit entsprechender Einwirkzeit gem. A₀-Konzept, DIN EN ISO 15883. Die Schlusspülung erfolgt mit vollentsalztem Wasser (VE-Wasser). Siehe asipco® Gebrauchsanweisung.

STERILISATION

Die Container sind für ein validiertes Dampfsterilisationsverfahren, üblicherweise mit 134° C (Fraktioniertes Vakuumverfahren) mit gesättigtem Dampf und Zwangsentlüftung gemäß ISO 17665-1 in einem Dampfsterilisator nach EN 285 geeignet.

HYGIENE: SOLVED CLEANLY


The containers are suitable for standardised processing procedures, whereby machine cleaning and thermal disinfection, for instance as in a WDS or a CWA, validated according to EN ISO 15883 to be convinced.

In the process, appropriate process chemicals for anodised aluminium are to be used (pH-neutral or mild alkaline max pH = 10.5. The disinfection / final rinse in the RDG, thermal > 90° C with appropriate contact time acc. to A₀-Concept, DIN EN ISO 15883. The final rinse takes place using de-mineralised water. See asipco® instruction of use.

STERILIZATION

Containers are for a validated steam sterilisation procedure, usually suitable with 134° C (fractioned vacuum procedure) with saturated steam and forced ventilation according to ISO 17665-1 in a steam sterilizer according to EN 285.





NORMEN & STANDARDS

Die neuen asipco[®] Sterilisations-Container erfüllen die für sie zutreffenden Anforderungen (national und international) im Sinne eines Sterilbarriere- und Verpackungssystems nach:

ISO 11607-1 und 11607-2
EN 868-8
DIN 58953-9
MDD 93/42/EWG

NORMS & STANDARDS

The new asipco[®] Sterilizing-Container fulfil the requirements (national and international) relevant for them in terms of a sterile barrier and packaging system according to:

ISO 11607-1 and 11607-2
EN 868-8
DIN 58953-9
MDD 93/42/EEC

Validierte Reinigung

Optimale Reinigung und Hygiene. Standardisierte validierte Aufbereitungsprogramme einsetzbar.

Validated cleaning

Optimum cleaning and hygiene. Standardized validated treatment programs can be used.



asipco®
Made in Germany



Tonsillektomie

Set Nr. 004

Abteilung: HNO



AS
asipco®
Made in Germany
53-115-00 CE

AS
Medizintechnik



STERILISATIONS-CONTAINER SYSTEMAUFLISTUNG

STERILIZING-CONTAINER SYSTEM LISTING

STER.DAT.
STER.DATE
VERFALL.DAT.
EXP.DATE
STER.NR.
STER.NO.

NAME
DAMPF BRAUN
STEAM BROWN



GRÖSSE | SIZE

1 1/1



asipco® Sterilisations-Container Set

bestehend aus:

Wanne, Deckel, Mikrobielle Barrierscheiben und einer VE Farbrähmchen
(4 Stk.)

asipco® Sterilizing-Container Set

consisting of:

Bottom, Lid, Microbial barrier disks and one unit logistic frames (4 pcs.)

Abmessungen L x B x H

Dimensions L x W x H

587 x 279 x 101 mm

53-110-10-01	1/1
53-110-10-02	1/1
53-110-10-03	1/1
53-110-10-04	1/1
53-110-10-05	1/1
53-110-10-06	1/1
53-110-10-07	1/1



asipco® Zubehör:

Wanne, Deckel, Mikrobielle Barrierscheibe, VE Farbrähmchen
(4 Stk.)

asipco® Accessories:

Bottom, Lid, Microbial barrier disk, Unit logistic frames (4 pcs.)

asipco® Farbcode asipco® Colour Code



Logistikrahmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-



Farbcode-Nr. · Colour no.

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Container Deckel
Container lid

53-115-00 1/1

Container Wanne
Container Bottom

53-115-10 1/1



Container Modell 1/1 Container Model 1/1



The Global Partner



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
587 x 279 x 131 mm

■	53-110-13-01	1/1
■	53-110-13-02	1/1
■	53-110-13-03	1/1
■	53-110-13-04	1/1
■	53-110-13-05	1/1
■	53-110-13-06	1/1
■	53-110-13-07	1/1

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
587 x 279 x 146 mm

■	53-110-15-01	1/1
■	53-110-15-02	1/1
■	53-110-15-03	1/1
■	53-110-15-04	1/1
■	53-110-15-05	1/1
■	53-110-15-06	1/1
■	53-110-15-07	1/1

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
587 x 279 x 198 mm

■	53-110-20-01	1/1
■	53-110-20-02	1/1
■	53-110-20-03	1/1
■	53-110-20-04	1/1
■	53-110-20-05	1/1
■	53-110-20-06	1/1
■	53-110-20-07	1/1

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
587 x 279 x 258 mm

■	53-110-26-01	1/1
■	53-110-26-02	1/1
■	53-110-26-03	1/1
■	53-110-26-04	1/1
■	53-110-26-05	1/1
■	53-110-26-06	1/1
■	53-110-26-07	1/1

Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Container Deckel
Container lid

53-115-00 1/1

Container Deckel
Container lid

53-115-00 1/1

Container Deckel
Container lid

53-115-00 1/1

Container Deckel
Container lid

53-115-00 1/1

Container Wanne
Container Bottom

53-115-13 1/1

Container Wanne
Container Bottom

53-115-15 1/1

Container Wanne
Container Bottom

53-115-20 1/1

Container Wanne
Container Bottom

53-115-26 1/1

asipco®

Made in Germany

GRÖSSE | SIZE

3/4



asipco® Sterilisations-Container Set

bestehend aus:

Wanne, Deckel, Mikrobielle Barrierscheibe und einer VE Farbrähmchen (4 Stk.)

asipco® Sterilizing-Container Set

consisting of:

Bottom, Lid, Microbial barrier disk and one unit logistic frames (4 pcs.)

Abmessungen L x B x H

Dimensions L x W x H

464 x 279 x 101 mm

■ **53-210-10-01** 3/4

■ **53-210-10-02** 3/4

■ **53-210-10-03** 3/4

■ **53-210-10-04** 3/4

■ **53-210-10-05** 3/4

■ **53-210-10-06** 3/4

■ **53-210-10-07** 3/4



asipco® Zubehör:

Wanne, Deckel, Mikrobielle Barrierscheibe, VE Farbrähmchen (4 Stk.)

asipco® Accessories:

Bottom, Lid, Microbial barrier disk, Unit logistic frames (4 pcs.)

asipco® Farbcode asipco® Colour Code



Logistikrahmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-



Farbcode-Nr. · Colour no.

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Container Deckel
Container lid

53-215-00 3/4

Container Wanne
Container Bottom

53-215-10 3/4



Container Modell $\frac{3}{4}$ Container Model $\frac{3}{4}$



The Global Partner



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
464 x 279 x 131 mm

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
464 x 279 x 146 mm

-  **53-210-13-01** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-13-02** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-13-03** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-13-04** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-13-05** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-13-06** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-13-07** $\frac{3}{4}$

-  **53-210-15-01** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-15-02** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-15-03** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-15-04** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-15-05** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-15-06** $\frac{3}{4}$
-  **53-210-15-07** $\frac{3}{4}$

Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Container Deckel
Container lid

53-215-00 $\frac{3}{4}$

Container Deckel
Container lid

53-215-00 $\frac{3}{4}$

Container Wanne
Container Bottom

53-215-13 $\frac{3}{4}$

Container Wanne
Container Bottom

53-215-15 $\frac{3}{4}$

asipco®

Made in Germany

GRÖSSE | SIZE

1 1/2



asipco® Sterilisations-Container Set

bestehend aus:

Wanne, Deckel, Mikrobielle Barrierscheibe und einer VE Farbrähmchen (4 Stk.)

asipco® Sterilizing-Container Set

consisting of:

Bottom, Lid, Microbial barrier disk and one unit logistic frames (4 pcs.)

Abmessungen L x B x H

Dimensions L x W x H

297 x 279 x 101 mm

■	53-310-10-01	1/2
■	53-310-10-02	1/2
■	53-310-10-03	1/2
■	53-310-10-04	1/2
■	53-310-10-05	1/2
■	53-310-10-06	1/2
■	53-310-10-07	1/2



asipco® Zubehör:

Wanne, Deckel, Mikrobielle Barrierscheibe, VE Farbrähmchen (4 Stk.)

asipco® Accessories:

Bottom, Lid, Microbial barrier disk, Unit logistic frames (4 pcs.)

asipco® Farbcode asipco® Colour Code



Logistikrahmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-



Farbcode-Nr. · Colour no.

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00



Container Deckel
Container lid

53-315-00

1/2



Container Wanne
Container Bottom

53-315-10

1/2



Container Modell 1½ Container Model 1½



The Global Partner



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
297 x 279 x 131 mm

■	53-310-13-01	1½
■	53-310-13-02	1½
■	53-310-13-03	1½
■	53-310-13-04	1½
■	53-310-13-05	1½
■	53-310-13-06	1½
■	53-310-13-07	1½

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
297 x 279 x 146 mm

■	53-310-15-01	1½
■	53-310-15-02	1½
■	53-310-15-03	1½
■	53-310-15-04	1½
■	53-310-15-05	1½
■	53-310-15-06	1½
■	53-310-15-07	1½

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
297 x 279 x 198 mm

■	53-310-20-01	1½
■	53-310-20-02	1½
■	53-310-20-03	1½
■	53-310-20-04	1½
■	53-310-20-05	1½
■	53-310-20-06	1½
■	53-310-20-07	1½

Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Mikrobielle Barriersch.
Microbial barrier disk

53-325-00

Container Deckel
Container lid

53-315-00 1½

Container Deckel
Container lid

53-315-00 1½

Container Deckel
Container lid

53-315-00 1½

Container Wanne
Container Bottom

53-315-13 1½

Container Wanne
Container Bottom

53-315-15 1½

Container Wanne
Container Bottom

53-315-20 1½

ENTSORGUNG DISPOSAL



asipco® Entsorgungs-Container

Der Entsorgungs-Deckel ist an der Oberseite geschlossen und mit einer rings umlaufenden Dichtung ausgestattet.

ACHTUNG: Nur mit abgenommenem Deckel sterilisieren!

asipco® Disposal-Container

The disposal lid is closed at the top and equipped with a circumferential ring gasket.

ATTENTION: Sterilise only with lid removed!



Entsorgungs-Deckel
Disposal lid

53-116-00 ¼

Wanne
Bottom

¼

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H

587 x 279 x ____ mm

53-115-10 90 mm

53-115-13 120 mm

53-115-15 135 mm

53-115-20 187 mm

53-115-26 247 mm



Entsorgungs-Container Zubehör:
VE Farbrähmchen (4 Stk.)

Disposal-Container Accessories:
Unit logistic frames (4 pcs.)

asipco® Farbcode
asipco® Colour Code



Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-____



Farbcode-Nr. · Colour no.



Entsorgungs-Deckel
Disposal lid

53-216-00

3/4

Wanne
Bottom

3/4

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H

464 x 279 x ____ mm

53-215-10 90 mm

53-215-13 120 mm

53-215-15 135 mm



Entsorgungs-Deckel
Disposal lid

53-316-00

1/2

Wanne
Bottom

1/2

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H

297 x 279 x ____ mm

53-315-10 90 mm

53-315-13 120 mm

53-315-15 135 mm

53-315-20 187 mm



Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.




Logistikrähmchen, 1 VE
Logistic frames, 1 unit

53-320-__



Farbcode-Nr. · Colour no.

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



asipco® Kunststoffplomben
VE 1000 St.

asipco® Plastic seals
Unit 1000 pcs.

ohne Indikator, blau
without indicator, blue
53-350-01

mit Indikator, blau
with indicator, blue
53-350-02

ohne Indikator, rot
without indicator, red
53-351-01

mit Indikator, rot
with indicator, red
53-351-02

ohne Indikator, orange
without indicator, orange
53-352-01

mit Indikator, orange
with indicator, orange
53-352-02




asipco® Indikatorschilder
Papier, weiß
VE 1000 St.


asipco® Indicator labels
Paper, white
Unit 1000 pcs.



für Einschub rechts
for right insertion
39,5 x 68 mm
53-355-01



für Einschub rechts
selbstklebend
for right insertion
self-adhesive
38,5 x 67 mm
53-355-02



für Einschub links
for left insertion
39,5 x 67 mm
53-355-03



asipco® Codier-Schild
PPSU, weiß
VE 1 St.
asipco® Coding tag,
PPSU, white
Unit 1 pcs.



Ohne Beschriftung
Without marking
57 x 40 mm
53-321-00



Mit Beschriftung
With marking
57 x 40 mm
53-321-01

Eloxalreinger,
250 ml, VE 5 St.
Anodic cleaner,
250 ml,
Unit 5 pcs.
53-900-00





**Kontrollierbare
 Sicherheit**

Die in verschiedenen Far-
 ben erhältlichen **asipco**[®]
 Kunststoffplomben
 ermöglichen optimale
 Manipulationskontrolle am
 Containerverschluss.

Controllable safety

The **asipco**[®] plastic seals
 available in various colours
 allow optimum control of
 manipulation of the
 container closure.



asipco®
Made in Germany



AS 11-684-18
Germany Stainless

AS 17-660-18 SD
Made in Germany

AS 17-660-18 SD
Germany Stainless

AS 13-610-18 DT
Made in Germany

AS 13-610-18 D
Germany Stainless

AS 13-006-20
Germany Stainless



SIEBKÖRBE UND ZUBEHÖR

BASKETS AND ACCESSORIES

NACHHALTIGER SCHUTZ... SUSTAINABLE PROTECTION...

... FÜR WERTVOLLE INSTRUMENTE

Zu einem sicheren Sterilisations-Container System gehört auch ein sicheres Siebkorb-System, denn Sicherheit muss durchgängig sein. Vieles spricht deshalb für unser System.

- Chromnickelstahl 18/10
- Glatte, perfekt verarbeitete Oberflächen
- Hohe Stabilität und sichere Handhabung per Spezial-Design
- Einsetzbar in Sterilisations-Container Systemen und mit Einmalverpackungsmaterial
- Stapelbar mittels Bodenrahmen
- Handhabungssicherer Doppelrahmen
- Sichere und organisierte Lagerung, insbesondere für empfindliche Instrumente mit den AS Silikon Halteelemente oder Siebteilern
- Mit Reinigungsexpertise und Validierung
- 100% Made in Germany

... FOR VALUABLE INSTRUMENTS

A secure basket system belongs to a safe Sterilization-Container system, because security must be consistent. That's why a lot recommends our system.

- Stainless steel 18/10
- Smooth, perfectly processed surfaces
- High stability and safe handling due to special design
- Suitable for use in Sterilization-Container systems and with disposable packaging
- Stackable by means bottom frame
- Safe handling double frame
- Secure and organised storage, especially for delicate instruments with AS silicone holding devices or basket dividers
- With cleaning expertise and validation
- 100% Made in Germany





Sicherheit

Besonderer Schutz für spezielle Instrumente durch Siebkorbdeckel mit Sicherheitsverschluss.

Safety

Special protection for specific instruments through basket lid with safety lock.

Schutz und Hygiene

Keine scharfen Ecken oder Kanten zur Sicherheit der Mitarbeiter und des Sterilguts. Optimale Spül- und Trockungseigenschaften.

Protection and hygiene

No sharp corners or edges for the safety of employees and of the sterile material. Optimum rinsing and drying properties.



Siebkorb-System aus Edelstahldraht
Basket System made of stainless steel wires


GRÖSSE | SIZE

1
1



Siebkorb System, Edelstahl 18/10
Basket System, stainless steel 18/10

Deckel für Siebkorb
Lid for wire basket



Draht-Siebkorb
Wire basket



Siebteiler inkl. T-Klammern
Basket divider incl. T-clamps



Beispiel Abbildung
Siebteiler, quer

Die Quer- oder Längsteiler können in verschiedenen Konfigurationen über T-Klammern fixiert werden.

Exemplary illustration
Divider, crosswise

The crosswise or lengthwise dividers can be fixed via T-clamps in different configurations.

Siebteiler, quer, $\frac{1}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{1}{3}$



Siebteiler, quer, $\frac{2}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{2}{3}$



Siebteiler, quer, $\frac{3}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{3}{3}$




Siebteiler, längs, 510 mm
Basket divider, lengthwise, 510 mm



T-Klammer, allein
T-clamp, only





Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
530 x 250 x 30 mm

54-530-00

1/1

54-530-03

1/1




Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
530 x 250 x 50 mm

54-530-00

1/1

54-530-05

1/1




Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
530 x 250 x 70 mm

54-530-00

1/1

54-530-07

1/1



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
530 x 250 x 100 mm

54-530-00

1/1

54-530-10

1/1

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-52

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-51

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-50

Siebteiler, längs
Basket divider, lengthwise
54-025-50

T-Klammer, 8/8 mm, allein
T-clamps, 8/8 mm, only
54-025-00

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-52

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-51

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-50

Siebteiler, längs
Basket divider, lengthwise
54-025-50

T-Klammer, 8/8 mm, allein
T-clamps, 8/8 mm, only
54-025-00

Siebkorb-System aus Edelstahldraht
Basket System made of stainless steel wires


GRÖSSE | SIZE

DIN



Siebkorb System, Edelstahl 18/10
Basket System, stainless steel 18/10

Deckel für Siebkorb
Lid for wire basket



Draht-Siebkorb
Wire basket



Siebteiler inkl. T-Klammern
Basket divider incl. T-clamps



Beispiel Abbildung
Siebteiler, quer

Die Quer- oder Längsteiler können in verschiedenen Konfigurationen über T-Klammern fixiert werden.

Exemplary illustration
Divider, crosswise

The crosswise or lengthwise dividers can be fixed via T-clamps in different configurations.

Siebteiler, quer, $\frac{1}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{1}{3}$



Siebteiler, quer, $\frac{2}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{2}{3}$



Siebteiler, quer, $\frac{3}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{3}{3}$




Siebteiler, längs, 465 mm
Basket divider, lengthwise, 465 mm



T-Klammer, allein
T-clamp, only





Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
480 x 250 x 30 mm

54-485-00

1/1

54-485-03

1/1




Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
480 x 250 x 50 mm

54-485-00

1/1

54-485-05

1/1




Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
480 x 250 x 70 mm

54-485-00

1/1

54-485-07

1/1



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
480 x 250 x 100 mm

54-485-00

1/1

54-485-10

1/1

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-52

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-51

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-50

Siebteiler, längs
Basket divider, lengthwise
54-025-51

T-Klammer, 8/8 mm, allein
T-clamps, 8/8 mm, only
54-025-00

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-52

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-51

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-50

Siebteiler, längs
Basket divider, lengthwise
54-025-51

T-Klammer, 8/8 mm, allein
T-clamps, 8/8 mm, only
54-025-00

Siebkorb-System aus Edelstahldraht
Basket System made of stainless steel wires

GRÖSSE | SIZE

3/4



Siebkorb System, Edelstahl 18/10
Basket System, stainless steel 18/10

Deckel für Siebkorb
Lid for wire basket

Draht-Siebkorb
Wire basket



Siebteiler inkl. T-Klammern
Basket divider incl. T-clamps

Siebteiler, quer, $\frac{1}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{1}{3}$

Siebteiler, quer, $\frac{2}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{2}{3}$

Siebteiler, quer, $\frac{3}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{3}{3}$

Siebteiler, längs, 384 mm
Basket divider, lengthwise, 384 mm

T-Klammer, allein
T-clamp, only




Beispiel Abbildung
Siebteiler, quer

Die Quer- oder Längsteiler können in verschiedenen Konfigurationen über T-Klammern fixiert werden.

Exemplary illustration
Divider, crosswise

The crosswise or lengthwise dividers can be fixed via T-clamps in different configurations.



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
404 x 250 x 30 mm

54-404-00 $\frac{3}{4}$


54-404-03 $\frac{3}{4}$



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
404 x 250 x 50 mm

54-404-00 $\frac{3}{4}$


54-404-05 $\frac{3}{4}$



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
404 x 250 x 70 mm

54-404-00 $\frac{3}{4}$

54-404-07 $\frac{3}{4}$



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
404 x 250 x 100 mm

54-404-00 $\frac{3}{4}$

54-404-10 $\frac{3}{4}$

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-52

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-51

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-50

Siebteiler, längs
Basket divider, lengthwise
54-025-52

T-Klammer, 8/8 mm, allein
T-clamps, 8/8 mm, only
54-025-00

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-52

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-51

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-50

Siebteiler, längs
Basket divider, lengthwise
54-025-52

T-Klammer, 8/8 mm, allein
T-clamps, 8/8 mm, only
54-025-00

Siebkorb-System aus Drahtgeflecht Wire Basket System

GRÖSSE | SIZE

1/2



Siebkorb System, Edelstahl 18/10
Basket System, stainless steel 18/10

Deckel für Siebkorb
Lid for wire basket

Draht-Siebkorb
Wire basket



Siebteiler inkl. T-Klammern
Basket divider incl. T-clamps



Beispiel Abbildung
Siebteiler, quer

Die Quer- oder Längsteiler können in verschiedenen Konfigurationen über T-Klammern fixiert werden.

Exemplary illustration
Divider, crosswise

The crosswise or lengthwise dividers can be fixed via T-clamps in different configurations.

Siebteiler, quer, $\frac{1}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{1}{3}$



Siebteiler, quer, $\frac{2}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{2}{3}$




Siebteiler, quer, $\frac{3}{3}$
Basket divider, crosswise, $\frac{3}{3}$



T-Klammer, allein
T-clamp, only





Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
240 x 250 x 30 mm

54-250-00

1/2

54-250-03

1/2




Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
240 x 250 x 50 mm

54-250-00

1/2

54-250-05

1/2




Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
240 x 250 x 70 mm

54-250-00

1/2

54-250-07

1/2



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
240 x 250 x 100 mm

54-250-00

1/2

54-250-10

1/2

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-52

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-51

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-50

T-Klammer, 8/8 mm, allein
T-clamps, 8/8 mm, only
54-025-00

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-52

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-51

Siebteiler, quer
Basket divider, crosswise
54-026-50

T-Klammer, 8/8 mm, allein
T-clamps, 8/8 mm, only
54-025-00

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

1/1

DIN

3/4

1/2



Instrumentenabdeckung

PA-Geflecht 12 x 12 mm

Instrument Cover

PA-mesh 12 x 12 mm



Für Siebkörbe
For wire baskets

1/2

54-250-50



Für Siebkörbe
For wire baskets

DIN

54-485-50



Silikon Halteset

inkl. T-Klammern

Silicone holding device

incl. T-clamps



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H

232 x 42 x 6 mm

Tannenbaum / Fir tree

54-027-01 SET

Silikoneinlage, allein
Silicone insert, only

54-027-11

Halter, allein
Holding device, only

54-027-20

T-Klammer, 8/6 mm
T-clamps, 8/6 mm

54-027-00



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H

232 x 42 x 6 mm

Schlitz / Slot

54-027-02 SET

Silikoneinlage, allein
Silicone insert, only


54-027-12

Halter, allein
Holding device, only

54-027-20

T-Klammer, 8/6 mm
T-clamps, 8/6 mm

54-027-00



**Einfache Montage
des Zubehörs**

Werkzeuglose und flexible
Fixierung der Haltesets
oder Siebteiler durch
T-Klammern.

**Easy mounting
of accessories**

Tool-free and flexible
fixation of the holding
devices and dividers
through T-clamps.



Kennzeichnungsschild

Die Kennzeichnungsschilder
können an allen Doppel-
rahmen Siebkörben, an der
Front oder an den Seiten
angebracht werden.

Identification label

The identification labels
can be attached to all
double frame baskets on
the front or on the side.



Kennzeichnungsschild

für Siebkörbe

Identification label

for wire baskets



nieder, mit Beschriftung
low, with marking
30 x 24 mm (L x H)
54-020-03



schmal, mit Beschriftung
narrow, with marking
30 x 35 mm (L x H)
54-020-02



breit, mit Beschriftung
broad, with marking
60 x 35 mm (L x H)
54-020-01

Siebkorb-System aus Edelstahldraht
Basket System made of stainless steel wires

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



Draht-Siebkorb
für Klein-Set Container
Wire basket
for small Set Container

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
265 x 120 mm

54-265-00



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
265 x 120 x 45 mm

54-265-04



Silikon Halteset
inkl. T-Klammern
Silicone holding device
incl. T-clamps

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
109 x 35 x 6 mm

Tannenbaum / Fir tree
54-029-01 SET

Silikoneinlage, allein
Silicone insert, only
54-029-11

Halter, allein
Holding device, only
54-029-20

T-Klammer, 8/6 mm
T-clamps, 8/6 mm
54-027-00




Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
109 x 35 x 6 mm

Schlitz / Slot
54-029-02 SET

Silikoneinlage, allein
Silicone insert, only
54-029-12

Halter, allein
Holding device, only
54-029-20

T-Klammer, 8/6 mm
T-clamps, 8/6 mm
54-027-00




Draht-Siebkorb
für Dental Container
Wire basket
for Dental Container

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
265 x 175 mm

54-265-10

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
265 x 175 x 38 mm

54-265-05



Silikon Halteset
inkl. T-Klammern
Silicone holding device
incl. T-clamps

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
157 x 35 x 6 mm

Tannenbaum / Fir tree
54-028-01 SET

Silikoneinlage, allein
Silicone insert, only
54-028-11

Halter, allein
Holding device, only
54-029-20

T-Klammer, 8/6 mm, kurz
T-clamps, 8/6 mm, short
54-028-00

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
157 x 35 x 6 mm

Schlitz / Slot
54-028-02 SET

Silikoneinlage, allein
Silicone insert, only
54-028-12

Halter, allein
Holding device, only
54-029-20

T-Klammer, 8/6 mm, kurz
T-clamps, 8/6 mm, short
54-028-00

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



Lochblech-Siebkorb,
Boden Drahtgeflecht
Perforated basket,
Bottom wire mesh

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
240 x 250 x 65 mm

54-250-65


1/2



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
480 x 250 x 65 mm

54-485-65

1/1



*Der Endoskopiesiebkorb
kann nur mit dem asipco®
Container der Höhe
258 mm benutzt werden.*

*The endoscopy wire bas-
ket can be used only with
the asipco® container of
height 258 mm.*






Endoskopiesiebkorb
mit 2 Einsätzen und Deckel
Endoscopy wire basket
with 2 racks and lid

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
530 x 250 x 200 mm

54-530-50

1/1





Endoskop-Siebkorb,
mit Halterung und Deckel
Endoscope wire basket,
with holding device and lid

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
294 x 84 x 69 mm
1 Endoskop / Scope
54-600-01

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
294 x 84 x 69 mm
2 Endoskope / Scopes
54-600-02

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
445 x 84 x 69 mm
1 Endoskop / Scope
54-602-01

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
445 x 84 x 69 mm
2 Endoskope / Scopes
54-602-02

Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
674 x 84 x 69 mm
1 Endoskop / Scope
54-604-01



Kleinteilsiebkorb,
mit Deckel
Small part wire basket,
with lid



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
63 x 63 x 24 mm
54-950-01



Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
121 x 74 x 35 mm
54-950-02




Abmessungen L x B x H
Dimensions L x W x H
121 x 121 x 35 mm
54-950-03



KONFIGURATIONEN CONFIGURATIONS




Nutzbare Innenhöhe
Usable inner height **69 mm**



Nutzbare Innenhöhe
Usable inner height **99 mm**



Nutzbare Innenhöhe
Usable inner height **114 mm**



Nutzbare Innenhöhe
Usable inner height **166 mm**

Beispiele für Systemkonfigurationen System configuration examples



The Global Partner

ACHTUNG:


Der asipco® Container der Höhe 258 mm ist speziell für die Sterilisation und Lagerung von Wäsche geeignet.

ATTENTION:


The asipco® container of height 258 mm is especially suitable for the sterilisation and storage of linen.




30 mm
30 mm



70 mm




30 mm
30 mm



100 mm




50 mm
50 mm




100 mm



50 mm
70 mm



70 mm
70 mm



50 mm
100 mm



asipco®

AS MEDIZINTECHNIK



WER VORNE LIEGT HAT DEN ÜBERBLICK

Die Fachkompetenz unserer Mitarbeiter, basierend auf langjähriger Erfahrung in der Medizintechnik, garantiert unseren Kunden umfassenden und zuverlässigen Service. Wir vereinen große Angebotsvielfalt mit bester, persönlicher Beratung und Betreuung bis zur termingerechten Auslieferung.

Über 20.000 Artikel decken den kompletten Bereich von der Allgemeinchirurgie über Spezialdisziplinen bis zur Sterilgut Ver- und Entsorgung ab. Durch Glasperlenbestrahlung werden unsere chirurgischen Instrumente mit einer besonders blendfreien Oberfläche geliefert.

NAVIGATE SAFELY – AHEAD OF THE CROWD

The technical competence of our staff, based on years of experience in medical technology, guarantees our customers comprehensive and reliable service. We combine an extensive product range with top rate individual advice and support all the way through to timely delivery.

Over 20,000 articles cover the entire spectrum from general surgery to specialised disciplines extending to the supply and disposal of sterile products. Using glass bead blasting, our surgical instruments are supplied with an especially non-dazzling surface.



Surgery



Osteo



Motor



asipco



Container



HFSurgery



Clips



Micro



Arthro



Endo



The Global Partner

BERATUNG UND KUNDENSERVICE

Sterilisations-Container zählen zu den beratungsintensiven Medizinprodukten. Wir schützen damit etwas ganz Besonderes und das erfordert die allerbeste Beratung, insbesondere bei der Anwendungstechnik.

AS Medizintechnik GmbH

Tel. +49 7461 966326
Fax +49 7461 9663288
info@AS-Medizintechnik.de
www.AS-Medizintechnik.de

ADVICE AND CUSTOMER SERVICE

Sterilizing-Containers are part of medical products that require intensive advice. We thus protect something very special and this requires the best advice, in particular on application technology.

Bei Fragen ...

zum Container stehen Ihnen, bei AS Medizintechnik, erfahrene Fachleute zur Verfügung.

For questions ...

about the container, experienced professionals at AS medical technology are at your disposal.





Impressum · Imprint

asipco® is a registered
trademark of
AS Medizintechnik GmbH,
Tuttlingen / Germany

© 2017 - 0101-10
AS Medizintechnik GmbH
All rights reserved.

AS Medizintechnik GmbH
Sattlerstrasse 15
78532 Tuttlingen · Germany

Tel. +49 7461 966326
Fax +49 7461 9663288
info@AS-Medizintechnik.de
www.AS-Medizintechnik.de





The Global Partner



Von Tuttlingen nur das Beste

Produkte aus überwiegend Tuttlinger Manufaktur bilden eine Grundlage für unseren Anspruch auf höchste Qualität. Eine unserer Stärken ist ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gleichzeitig vereinen wir eine große Angebotsvielfalt mit bester, persönlicher Beratung für Sie, unseren Kunden. Über Handelspartner exportieren wir unsere Produkte weltweit in derzeit über 60 Länder.

AS Medizintechnik GmbH

Sattlerstrasse 15
78532 Tuttlingen · Germany

Tel. +49 7461 966326
Fax +49 7461 9663288
info@AS-Medizintechnik.de
www.AS-Medizintechnik.de

Only the best from Tuttlingen

Products manufactured primarily in Tuttlingen form the basis for our exceptionally high level of quality. One of our main strengths is the ability to offer excellent value for money. We additionally combine a wide product spectrum with highly experienced personal service for you, our customer. Through our trading partners, we export our products worldwide to currently 60 countries.