



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

KONTAKT

UNIGLOVES® Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71 | 53842 Troisdorf-Spich, Germany
Tel. +49-2241-9323-0 | Fax +49-2241-9323-297 oder -298
www.unigloves.de | unigloves@unigloves.de

BESTELLSERVICE

Deutschland (kostenlose Hotline) | Tel. 0800-850 7000 | Fax 0800-850 7010
Außerhalb Deutschlands | Tel. +49-2241-9323-0 | Fax +49-2241-9323-297

TEAM



Wir sind da, wo Sie uns brauchen.

EUROPA Troisdorf, Deutschland | London, Großbritannien

NORDAMERIKA Los Angeles, USA | Ontario, Kanada

SÜDAMERIKA São Paulo, Brasilien

NEUSEELAND Auckland

AFRIKA Abuja, Nigeria

ASIEN Seremban, Malaysia | Shanghai, China | Tokio, Japan

INHALT

	Über UNIGLOVES®	4
HANDSCHUHE	Leitfaden Handschutz	8
	Zertifikate	14
	PREMIUM PRODUCTS	16
	Nitrilhandschuhe	18
	OP-Handschuhe	22
	Latexhandschuhe	23
	Dentalhandschuhe	26
	Handschuhhalter	26
	Vinylhandschuhe	27
	PE-Handschuhe	28
	Industriehandschuhe	28
	Haushaltshandschuhe	29
	Baumwollhandschuhe	29
MUNDSCHUTZ	OP-Mundschutz	31
	Einmal-Mundschutz	32
	Feinstaubmasken	33
	Bartmasken	33
DENTALPRODUKTE	Dentalprodukte	35
	Servietten	38
	Traypapier	39
	Spritzen und Kanülen	40
DESINFEKTION	Desinfektionsprodukte	42
	Desinfektionswannen	47
	Sponder	47
	Applikationshilfen	48
REINIGUNG	Liegenabdeckungen	50
	Einmal-Handtücher	50
	Handtuchspender	52
	Putztuchrollen	53
	Müllsäcke	53
PFLEGEBEDARF	Pflegebedarf	55
	MRSA-Besuchersets	57
EINWEG-SCHUTZKLEIDUNG	Kopfschutz	59
	Schürzen	60
	Overalls	62
	Besuchermäntel	62
	Ärmelschoner	64
	Überschuhe	64
	Allgemeine Verkaufsbedingungen	66

LIEBHABERSCHUTZENGE
FREUNDSCHAFTSDIENSTLER
WELTVERBESSERERINDIVIDUALISTEN
KUNDENVERSTEHERHANDSCHMEICHLER
UNIGLOVES®

LIEBHABER

Unser Unternehmen ist einer der führenden **Hersteller** von Einwegprodukten für Ärzte, Zahnärzte, Pflegedienste, Kliniken und die Industrie mit Produktion in Asien und Vertriebsniederlassungen auf allen Kontinenten. Wir sind der Partner des Handels, über 1.000 Wiederverkäufer werden von uns beliefert.

Hinter zahlreichen führenden und bekannten Marken in der Dental- und Klinikbranche weltweit stehen unsere Produkte. Dort wo der Kaufentscheider selbst unsere Produkte anwendet (z. B. im Dentalbereich), liegt unser Marktanteil in Deutschland bei über 40 %, weil Qualität hier eine besondere Rolle spielt.

Wir wollen nicht der größte Hersteller sein, unsere Leidenschaft ist es, die besten Produkte zu vertreiben – wir sind der Weltmarktführer für die hochwertigsten Offline-Handschuhe. Seit über 25 Jahren sind wir in diesem Markt tätig und haben uns ausschließlich darauf konzentriert.

SCHUTZENGE

Wir schützen, was wertvoll ist: Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Kunden und Patienten. Die Bereiche Hygiene und Prophylaxe haben sich als sehr erfolgreich im Kampf gegen Krankheiten und unerwünschte Kontaminationen erwiesen.

Bei uns finden Sie die breiteste Produktpalette für klinische Handschuhe in Europa. Wir liefern alle Materialien sowie sehr viele Farben und bieten für jeden Preis die beste Qualität. Durch verbesserte Produkte hat sich in den letzten zehn Jahren der Anteil an Allergien durch Handschuhe um mehr als 80 % reduziert. Achten Sie in diesem Zusammenhang besonders auf unsere Premium-Produkte. Im vorliegenden Katalog finden Sie alle wesentlichen Einwegprodukte für den Arzt- und Klinikbedarf, die Pflege und die Industrie sowie für persönliche Schutzausstattungen, die Ihnen den Alltag erleichtern und somit den Erfolg Ihres Unternehmens unterstützen.

FREUNDSCHAFTSDIENSTLER

Ob Sie viel oder wenig bestellen, spielt für uns keine Rolle – wir lassen Sie nicht lange warten. Durch große Lagermengen garantieren wir eine ausgezeichnete Verfügbarkeit und gehen gerne auf Ihren individuellen Lieferbedarf ein.

So sind wir durch unsere eigene Herstellung in der Lage, Kundenwünsche sehr spezifisch zu erfüllen, z. B. bei Grammatur oder Farbe. Bei uns sind Sie König!

Jeder Kunde hat einen ihm fest zugeordneten UNIGLOVES®-Berater und so immer einen schnellen und direkten Draht zu uns. Wir beraten und betreuen Sie sehr persönlich und bieten Ihnen dabei ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.



WELTVERBESSERER

Als einer der ersten Hersteller der Branche haben wir für unsere gesamte Herstellung in Asien eigene zertifizierte Kläranlagen errichtet. Die Abluft aus dem Produktionsprozess wird in einer eigenen Anlage gefiltert und gereinigt. **Es versteht sich von selbst, dass wir keine Kinder beschäftigen und besonders auf die Sicherheit am Arbeitsplatz achten.** Unsere Produktion in Malaysia sichert allen Mitarbeitern auf jeden Fall mehr Einkommen als den gesetzlichen Mindestlohn.



Unsere Mitarbeiter fühlen sich wohl bei UNIGLOVES® und die Dauer der Betriebszugehörigkeit ist überdurchschnittlich hoch.

Die Herstellung der UNIGLOVES® Produkte in Malaysia ist gemäß ISO 13485 zertifiziert. Die europäische Vertriebs- und Logistikorganisation ist nach ISO 9001:2008 und ISO 13498:2012 sowie nach Richtlinie 93/42 EWG zertifiziert.

INDIVIDUALISTEN

Wir haben einen guten Namen. Sie auch. Sie können unsere Produkte unter der Marke UNIGLOVES® beziehen. Wir liefern Ihnen aber auch gerne die Ware unter Ihrem „Private Label“, um Sie bei Ihrer Vermarktung aktiv zu unterstützen. So helfen wir Ihnen dabei, Ihr Unternehmen mit einer selbst geschaffenen Handelsmarke eigenständig zu positionieren und sich im Kundengedächtnis zu verankern.



Als Hersteller können wir Ihr „Private Label“ auch bei kleineren Mengen realisieren. Wir wissen, dass gerade bei Produkten in Eigenaufmachung die Qualität ein extrem wichtiger Punkt ist. Ihr Erfolg ist unser Erfolg – bei uns sind Sie in den besten Händen.



KUNDENVERSTEHER

Wir sind so individuell und flexibel, wie Sie uns haben möchten. Sie benötigen etwas, das Sie in diesem Katalog nicht finden? Sprechen Sie uns an, wir beliefern viele Kunden mit individuellen Produkten.

Uns interessieren langfristige Partnerschaften, die Kundenpflege hat bei uns daher oberste Priorität. Dauerhafter Erfolg wird zuletzt durch ein hohes Qualitätsbewusstsein garantiert.

Darauf können sich unsere Geschäftsfreunde seit fast 30 Jahren verlassen.



HANDSCHMEICHLER

Die rein maschinelle Fertigung medizinischer Handschuhe ist preiswert und trägt dem Kostendruck im Gesundheitswesen Rechnung. Unsere Qualitätsansprüche gehen aber weiter: Als einer der weltweit führenden Hersteller für medizinische Handschuhe fertigen wir unsere **PREMIUM QUALITY** Handschuhe mit extrem hohem manuellen Aufwand.

Ein großer Teil unserer Handschuhe ist als PSA zertifiziert bzw. hat eine Chemikalienzulassung nach EN 374. Weiterhin bieten wir eine große Auswahl an Handschuhen, die für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet sind.





HANDSCHUTZ



Sicherheit durch Qualität



Einweghandschuhe – die unterschiedlichen Typen

Die gängigsten Materialien, aus denen Einweghandschuhe hergestellt werden, sind Naturlatex, Nitril oder Vinyl. Einweg-Schutzhandschuhe sind üblicherweise in den Größen XS bis XXL erhältlich und für die linke wie die rechte Hand passend. Für spezielle Anwendungen gibt es extralange Handschuhe. Einweg-Dentalhandschuhe und Einweg-OP-Handschuhe werden auch in mehreren Größen angeboten und sind anatomisch geformt, d. h. passende Handschuhe für die linke und die rechte Hand.

Bei den Einweghandschuhen unterscheidet man zwischen unsterilen und sterilen Handschuhen. Unsterile Handschuhe werden für hygienische Anforderungen oder den persönlichen Schutz benutzt, während die sterilen Handschuhe in Kliniken oder Labors eingesetzt werden, wo die Kontamination von Patienten oder Materialien vermieden werden muss.

Einweghandschuhe gibt es mit den verschiedensten Texturen, von glatt über geraute Fingerspitzen oder Handflächen bis hin zu komplett gerauten Oberflächen. Sie sind in den unterschiedlichsten Farben erhältlich, je nach Anwendungsbereich oder Geschmack des Anwenders.

Man bekommt Einweghandschuhe entweder gepudert oder puderfrei. Gepuderte Handschuhe haben den Vorteil, dass sie sich mühelos überstreifen lassen, was gerade bei schwitzenden Händen von Vorteil ist. Andererseits erhöht das Puder jedoch das Allergierisiko, da die Puderpartikel allergene Substanzen enthalten, die über die Atemwege absorbiert werden können. Gemäß DIN EN 455 ist die Verwendung gepudelter Latexhandschuhe im Medizinsektor nicht zulässig. Alternativ kommen Nitrilhandschuhe oder innenbeschichtete Latexhandschuhe zum Einsatz. Hier bietet Ihnen UNIGLOVES® mit seinen PREMIUM PRODUCTS ein umfangreiches Sortiment geeigneter Handschuhe an.

Die puderfreien Handschuhe sind hautverträglicher und sie enthalten weniger Latexproteine. Durch doppelte Chlorinierung kann der Proteingehalt nochmals auf einen nicht mehr messbaren Bereich reduziert werden.

Einweghandschuhe können zusätzlich mit verschiedenen Stoffen außen wie innen versehen werden, z. B. Polymerbeschichtung oder Lanolin und Vitamin E.

Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Handschuhtypen beschrieben.

Übersicht der Produktionsverfahren bei der Herstellung von Latex- und Nitrilhandschuhen

	Puder	Offline-Chlorinierung	Online-Chlorinierung	Polymerbeschichtung
Art Beschichtung	Maschinell	Manuell	Maschinell	Maschinell
Verfahren	Einseitige Anbringung von Puder	Beidseitige Chlorinierung, anschließende mehrfache Waschung innen und außen	Einseitige Chlorinierung, anschließende Waschung	Ein- bzw. zweiseitige Beschichtung mit Polymeren
Verbreitung	Nur noch bei Spezialanwendungen	Erste Wahl, wo Qualität zählt	Häufigstes Verfahren	Relativ neues Verfahren
Vorteile	Kosten	Qualität und Komfort, Reduktion Allergie-Risiko	niedrige Herstellkosten, niedrigerer Materialbedarf	Qualität (Lebensdauer, Farbe) Griffbarkeit
Nachteile	Hohes Allergierisiko	Hohe Herstellkosten, hoher Anteil an Handarbeit, höherer Materialbedarf	Qualität, Außenseite des Handschuhs bleibt unbehandelt, Restrisiko Latexallergie	Hohe Herstellkosten, hoher Anteil an Handarbeit



Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Materialien bei Einweghandschuhen



→ Latexhandschuhe

Latex ist ein Naturprodukt, das aus Kautschukbäumen gewonnen wird. Es zeichnet sich durch seine Kompostierbarkeit als ausgesprochen umweltfreundlich aus. Latexhandschuhe werden in

Medizin, Industrie, Handel, Laboren und Privathaushalten eingesetzt. Latexmaterial ist sehr elastisch, extrem reißfest und beständig gegen zahlreiche Laugen und Säuren. Vor dem Umgang mit Chemikalien sollte der Anwender die Beständigkeitsliste gegen Chemikalien zurate ziehen.

Für den Umgang mit Lösungsmitteln und Ölen eignet sich dieser Handschuhstyp allerdings aufgrund seiner Durchlässigkeit nicht.

Latexhandschuhe bieten erstklassigen Tragekomfort bei ausgezeichnetem Tastempfinden. Einweghandschuhe aus Latex werden in zahlreichen Stärken und Größen hergestellt. Sie bieten traditionell die beste Passform und das beste Tragegefühl.

Der Nachteil von Naturlatex besteht darin, dass die Proteine eine Latexallergie auslösen können.

→ Nitrilhandschuhe

Einweg-Nitrilhandschuhe, auch als Synthetik-Latex bezeichnet, werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) hergestellt. Sie werden als Alternative zu Latexhandschuhen verwendet, da sie keine Latexproteine enthalten und somit auch keine Allergien auslösen können.

Durch seine glatte Innenfläche lässt sich der puderfreie Nitrilhandschuh problemlos an- und ausziehen.

Ein weiterer Vorteil ist die erweiterte Chemikalienresistenz des Nitrilhandschuhs (Kontaktzeiten und Mittel beachten). Auch die Durchstichfestigkeit liegt über der eines Latexhandschuhs.

Der Einweg-Nitrilhandschuh ist im medizinischen Bereich, in Laboren und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

→ Vinylhandschuhe

Vinylhandschuhe sind die ökonomische Alternative für Anwendungen, bei denen der Risikofaktor und die mechanische Belastung niedrig sind. Sie werden aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt. Dies geschieht durch Polymerisation unter Zusatz von Weichmachern. Aufgrund ihrer Fettlöslichkeit können die Weichmacher im Handschuhmaterial gelöst werden und sich in Lebensmitteln einlagern. Damit ist der Handschuh für den Umgang mit Lebensmitteln nur begrenzt geeignet.

Durch die weiche Konsistenz fühlt sich das hautfreundliche Material angenehm an. Vinylhandschuhe haben eine schlechtere Passform als Latex- oder Nitrilhandschuhe und eingeschränkte mechanische Eigenschaften. Sie eignen sich für Einsatzgebiete mit niedrigem Risikofaktor.



Von Anwender zu Anwender gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen der verschiedenen Materialien. Die Tabelle auf Seite 10 gibt einen groben Überblick über die verschiedenen Materialeigenschaften, der Ihnen hilft, den richtigen Handschuh für jede Anwendung zu finden.



Sicherheit durch Qualität



Materialvergleich Einweghandschuhe

	LATEX	NITRIL	VINYL
Komfort			
Elastizität			
Grip / Gefühl			
Reißfestigkeit			
Materialdehnung	800 %	600 %	300 %
Durchstich			
Chemikalienschutz			
Latexproteine	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Akzelleratoren*	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden
Weichmacher	nicht vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden
Kompostierbar			

*Vulkanisationsbeschleuniger

Der Vulkanisationsprozess ist der wesentliche Schritt bei der Handschuhproduktion, der Natur- und Synthetiklatex elastisch macht. Die Kautschuk-Molekülketten werden unter Einfluss von Wärme mithilfe von Schwefel vernetzt. Akzelleratoren erhöhen die Geschwindigkeit und Effizienz des Netzaufbaus und steigern Elastizität, Widerstandskraft und Haltbarkeit der Handschuhe.



Die wichtigsten Qualitätsmerkmale bei Einweghandschuhen

→ Die Dichtigkeit von Einweghandschuhen (Risse, Löcher)

Sie wird durch das allgemeine Prüfniveau I entsprechend der Norm EN 455 für medizinische Handschuhe und EN 374 für Handschuhe mit komplexeren Risikoanwendungen festgelegt. Hier ist der AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 1,5 erforderlich.

Das Prüfverfahren ist eine Wasserhalteprüfung. Dabei wird ein Handschuh mit einem Liter Wasser befüllt und innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens muss er komplett dicht bleiben. Der Hersteller gibt auf seiner Verpackung den AQL-Wert an, welcher dem Kunden Informationen über die Fertigungsqualität liefert. Industrieller Standard ist ein Wert von 2,5 oder 4,0 für Handschuhe, bei denen der Risikofaktor weniger entscheidend ist.

→ Die Zugfestigkeit

Einweg-Schutzhandschuhe müssen ein Maximum an Sicherheit bieten. Die Zugfestigkeit eines Handschuhs, also die Kraft, die benötigt wird, um den Handschuh zu zerstören, wird in Newton gemessen. Die standardisierten Prüf- und Analyseverfahren sind von der ASTM International (ursprünglich American Society for Testing and Materials) festgelegt. Je höher der Wert, desto schwerer ist ein Handschuh zu zerstören.

→ Die Herstellungsmethode

Nicht immer ist das Gewicht entscheidend. Wenn man das Rohmaterial mit Füllstoffen anreichert, um das Gewicht eines Handschuhs zu erhöhen, kann das zu einer signifikanten Verschlechterung der Eigenschaften führen. Wichtig für einen guten Handschuh sind das qualitativ hochwertige Rohmaterial, die Zusammensetzung, gute Rezepturen, der Herstellungsprozess und die Qualitätsprüfungen.

Umgang mit Chemikalien

Permeation, Penetration und Degradation

Alle drei Begriffe beschreiben Faktoren, die auf den Schutz, den ein Einweghandschuh bietet, Einfluss haben. Mit Permeation ist die Durchdringung intakten Handschuhmaterials gemeint. Normalerweise gibt der Wert die Zeit an, die eine Chemikalie benötigt, um komplett durch das Material zu dringen.

Penetration beschreibt das Eindringen von Chemikalien durch Nadellöcher, Nähte oder poröses Material des Handschuhs.

Mit Degradation wird der Verlust von Materialeigenschaften aufgrund von Chemikalienkontakt beschrieben. Die physikalische Beeinträchtigung des Handschuhs kann dazu führen, dass der Handschuh schrumpft, aufquillt oder hart wird.

→ Wie suche ich Einweghandschuhe für den Umgang mit Chemikalien aus?

Die Handschuhwahl sollte auf dem Gefährdungspotential der Chemikalien beruhen. Dünne Einweghandschuhe bieten für den Chemikalienkontakt nur eine minimale Grundbarriere, verbunden mit gutem Tastempfinden und hohem Tragekomfort. Grundsätzlich sind hier Handschuhe mit höherer Dicke zu empfehlen, sie bieten längere Durchdringzeiten. Normalerweise werden hier Nitrilhandschuhe bevorzugt.

→ Kann man Einweghandschuhe desinfizieren?

Die vorgesehene Anwendung von Einweg-Untersuchungshandschuhen schließt eine nachträgliche Desinfektion aus. Abhängig von Typ und Zusammensetzung des Desinfektionsmittels kann dies entscheidende Effekte auf den Handschuh haben: der Schutzfilm des Handschuhs wird zerstört und die physikalischen Eigenschaften verändern sich.





Umgang mit Lebensmitteln

Einweghandschuhe, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, erkennt man am Glas-Gabel-Symbol. Diese Handschuhe unterliegen besonderen EU-Vorschriften:

Die Rahmenverordnung ES 1935/2004 legt die generellen Anforderungen für Artikel und Materialien fest, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Bestimmte Materialien wie Vinyl unterliegen der EU-Verordnung 10/2011, die spezielle Anforderungen für Produkte mit Vinyl definiert, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Da die Weichmacher in Vinylhandschuhen fettlöslich sein können, kann das Migrationsniveau der EU-Verordnung für den Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln überschritten werden. Daher eignen sich Vinylhandschuhe nur bedingt für den Umgang mit fettigen Lebensmitteln.

Latex- und Nitrilhandschuhe unterliegen meist nationalen Vorschriften, in Deutschland herausgegeben vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

In der Lebensmittelindustrie kommen hauptsächlich blaue Handschuhe zum Einsatz. Diese Farbe kommt bei Lebensmitteln kaum vor, sodass bei Verlust von Teilen des Handschuhs oder ganzen Handschuhen eine Identifikation einfach ist.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Handschuhe für welche Lebensmittel geeignet sind.

	LATEX	NITRIL	VINYL
Flüssige Lebensmittel			
Früchte / Gemüse			
Alkohol			
Fleisch / Wurstwaren			
Fett			
Fisch / Krustentiere			
Backwaren			



Regulatorische Anforderungen

Regulatorische Anforderungen an Einweghandschuhe

Die beiden regulatorischen Grundlagen für Einweghandschuhe in Europa sind die Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC und die Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (PPE) 89/686/EEC. Die Medical Device Directive bezieht sich auf den Schutz der Patienten und des medizinischen Personals, die Verordnung für persönliche Schutzausrüstung bezieht sich auf den Anwender.

Medizinprodukte sind in verschiedene Klassen eingeteilt, abhängig von der Gefährdung des Patienten. Relevante Klassen sind:

Klasse I: Unsterile Untersuchungshandschuhe

Klasse Is: Sterile Untersuchungshandschuhe

Klasse IIa: OP-Handschuhe

Basisstandard für medizinische Einweghandschuhe ist EN 455, der die physikalischen Eigenschaften und die Größen definiert, ebenso wie die Testmethoden der biologischen Verträglichkeit und die Kennzeichnungsanforderungen.



Die **persönliche Schutzausrüstung** ist in drei Kategorien unterteilt, abhängig vom Risiko, gegen das sie Schutz bieten soll:

Kategorie I: Schutz gegen minimale Risiken (einfache PSA)

Kategorie II: Schutz gegen mittlere Risiken

Kategorie III: Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Schädigung der Gesundheit

Basisstandard für PSA-Einweghandschuhe ist EN 420, der die generellen Anforderungen an die Handschuhe definiert, z. B. Informationen für den Anwender, die Materialsicherheit und die Charakteristiken des Produkts (Größe, Länge usw.). In Kombination mit dem Standard EN 420 gilt der Standard EN 374 für Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.



UNIGLOVES® besitzt für folgende Handschuhe die aufgeführten Zertifikate:

UNIGLOVES® FORMAT



UNIGLOVES® SOFT NITRIL WHITE 200



UNIGLOVES® COBALT PEARL



UNIGLOVES® FORMAT BLUE



UNIGLOVES® WHITE PEARL



UNIGLOVES® SAFETEC



UNIGLOVES® FORMAT BLUE 300



UNIGLOVES® SAPHIR PEARL



UNIGLOVES® PREMIUM



UNIGLOVES® SELECT BLUE



UNIGLOVES® BLUE PEARL



UNIGLOVES® PREMIUM BLUE



UNIGLOVES® SELECT PLUS



UNIGLOVES® BLACK PEARL



UNIGLOVES® PREMIUM 300




UNIGLOVES® SELECT BLACK



UNIGLOVES® VIOLET PEARL



UNIGLOVES® XTREME



UNIGLOVES® SELECT BLACK 300



UNIGLOVES® PINK PEARL



UNIGLOVES® PE-Handschuhe



UNIGLOVES® SOFT NITRIL BLUE 374



UNIGLOVES® OPAL PEARL



UNIGLOVES® PE-Handschuhe grün




UNIGLOVES® SOFT NITRIL BLUE 200



UNIGLOVES® MINT PEARL



UNIGLOVES® PE-Handschuhe blau



UNIGLOVES® SOFT NITRIL BLUE 300



UNIGLOVES® PEACH PEARL



UNIGLOVES® ALLSAFE BLUE



UNIGLOVES® SOFT NITRIL WHITE



UNIGLOVES® RED PEARL



UNIGLOVES® ALLSAFE ECO



Sicherheit durch Qualität

Die Bedeutung der Symbole auf der Handschuhbox



Das Produkt ist konform gemäß EU-Verordnung 765/2008.



Die Nummer gibt die benannte Stelle wieder, die die Konformitätsbewertung vorgenommen hat.



Nur zum Einmalgebrauch



Der Handschuh besteht aus Naturlatex.



Der Handschuh ist eine effektive mikrobiologische Barriere entsprechend EN 374.



Wasserdichter Handschuh für niedrige Risiken entsprechend EN 374



Chemikalienschutzhandschuh – die Buchstaben bezeichnen drei der gesetzlich festgelegten Prüfchemikalien, die einen Schutzindex von mindestens Klasse 2 bieten, d. h. eine Permeationszeit > 30 Minuten.



Handschuh zum Schutz vor mechanischen Gefahren – die Zahlen bezeichnen die Leistungsstufe der Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Durchstichfestigkeit.



Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen



Hersteller



Anwendungsinformation lesen



Autorisierter europäischer Repräsentant des Herstellers



Chargennummer des Herstellers



Herstellungsdatum



Ablaufdatum



PREMIUM PRODUCTS – Was macht einen Handschuh liebenswert?

Heute ist es wichtiger denn je, dass Sie sich und andere durch Verwendung von Einweghandschuhen schützen. UNIGLOVES® PREMIUM PRODUCTS – unser Versprechen an alle, die mit ihren Händen Qualität abliefern wollen.

Kein Werkzeug, keine Maschine, kein Roboter der Welt kann es mit der Präzision der menschlichen Hand aufnehmen. Enormes Tastgefühl, Steuerung komplexer Abläufe, diffizile Druckverteilung, sensible Temperaturempfindungen und integrierter Selbstheilungsprozess ... nur einige der Attribute, die Sie so vereint in keiner Maschinenbeschreibung finden werden.

Ihre Hände ermöglichen Ihnen Ihre Arbeit und somit können Sie Ihren Kunden und Patienten sagen:

„Was ich tue, ist handmade!“

Deshalb liegt es uns bei UNIGLOVES® am Herzen, dass Sie trotz der Verwendung von Einweghandschutz Ihre Hände so nutzen können, als würden Sie keine Handschuhe tragen.

Der Kostendruck in allen Branchen führt dazu, dass Einweghandschuhe fast ausschließlich rein maschinell gefertigt werden. Das hat massive Auswirkungen auf die Eigenschaften der Handschuhe. Bei UNIGLOVES® ist das anders: UNIGLOVES® ist der weltweit führende Hersteller für Einweghandschuhe, die mit extrem hohem manuellen Aufwand hergestellt werden.

Die rein maschinelle Fertigung benötigt nicht einmal ein Zehntel der Mitarbeiter, die wir für die Produktion unserer handgefertigten UNIGLOVES® Premium-Handschuhe einsetzen. Diese Handschuhe fertigen wir mit viel Leidenschaft und viel Erfahrung seit fast 30 Jahren.

Durch eine beidseitige manuelle Chlorinierung und die jeweils anschließende mehrfache Waschung wird nicht nur der Proteingehalt – der im Wesentlichen für Allergien verantwortlich ist – in den nicht mehr messbaren Bereich reduziert, sondern die Handschuhe garantieren nach dieser aufwendigen Veredelung auch ein überragendes Tastgefühl und ermöglichen ein sicheres Instrumenten-Handling. Sie sind viel leichter anzuziehen und versprechen ein deutlich besseres Tragegefühl, auch bei zeitintensiven Anwendungen. Dieser Aufwand ist es uns wert, denn nur so können auch wir mit bestem Gewissen sagen:

„Was wir tun, ist handmade!“

Latex:

UNIGLOVES® DERMA SKIN
UNIGLOVES® COMFORT und COMFORT 300
UNIGLOVES® CONTACT
UNIGLOVES® LANO-E GEL
UNIGLOVES® SELECT ECO
UNIGLOVES® SELECT PLUS und SELECT BLUE
UNIGLOVES® SELECT BLACK und SELECT BLACK 300

Nitril:

UNIGLOVES® SOFT NITRIL BLUE 80X0-374
UNIGLOVES® SOFT NITRIL WHITE 70x0-W
UNIGLOVES® FORMAT und FORMAT BLUE




Testen Sie diese Handschuhe und Sie werden sie lieben, so wie viele Tausende unserer Kunden und Endanwender.

Fordern Sie jetzt gleich Ihr Muster an!



Sicherheit durch Qualität

Aus der Produktion unserer PREMIUM PRODUCTS



Manuelles Abnehmen von der Handschuhform	Der Handschuh wird von den Produktionsmitarbeitern per Hand von der Form genommen.
Die Handschuhe kommen in den Chlorinierungsprozess	Während der Veredelung kann der Handschuh bis zu 20 % seines Gewichts verlieren.
Erste Reinigung	Bei der ersten Reinigung werden überschüssige Produktionsrückstände abgespült.
Erstes manuelles Umstülpen	
Zweite Reinigung	Die umgedrehte Seite des Handschuhs wird ebenfalls von Produktionsrückständen gereinigt.
Chlorinierungszyklus 1 1. Spülung 2. Spülung Chlorinierungszyklus 2 3. Spülung 4. Spülung	Beim Chlorinierungszyklus wird der Handschuh gemäß seinen später gewünschten Eigenschaften mehr oder weniger lange in einem Chlorbad behandelt und in zwei Spülprozessen hintereinander durchgespült. Dieser Prozess wiederholt sich bei unseren doppelt chlorinierten Handschuhen ein zweites Mal.
Erste Trocknung	
Zweite Trocknung	
Zweites manuelles umstülpen	
Dritte Trocknung	
Visuelle Inspektion	Die visuelle Inspektion wird bei jedem Handschuh auf einem Licht-Tisch durchgeführt.
Verpackung	Die Handschuhe werden manuell verpackt.




unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Fingerspitzen /
hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 /
Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

LATEXFREI

PEARL Nitrilhandschuhe



①



	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
① WHITE PEARL	2801	2802	2803	2804	2805
② BLUE PEARL	8801	8802	8803	8804	8805
③ COBALT PEARL	1011	1012	1013	1014	1015
④ MINT PEARL	6801	6802	6803	6804	6805
⑤ RED PEARL	9801	9802	9803	9804	9805
⑥ SAPHIR PEARL	6511	6512	6513	6514	6515
⑦ BLACK PEARL	3801	3802	3803	3804	3805
⑧ VIOLET PEARL	4801	4802	4803	4804	4805
⑨ PEACH PEARL	7801	7802	7803	7804	—
⑩ PINK PEARL	5801	5802	5803	5804	—
⑪ OPAL PEARL	4101	4102	4103	4104	—



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



Sicherheit durch Qualität

SCHMUCKSTÜCKE

Ganz schön schmuck, unsere Perlen. UNIGLOVES® hat in Deutschland mit der geschützten Colour Line den Trend für farbige Nitrilhandschuhe eingeleitet.

Die UNIGLOVES® PEARL Farbpalette reicht von Pink über Opal bis Schwarz. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Oder für jeden Wochentag. Oder für jede Stimmungslage. Oder ...

Nutzen Sie die Erkenntnisse der Farbpsychologie: Die Abwechslung und die Reizung unserer Sinne durch Farben hält uns psychisch stabil. Gerade für den Patienten kann die Farbe der Handschuhe eine zusätzliche Bedeutung haben. So kann man die Anspannung oder sogar die Ängste der Patienten reduzieren und die Aufmerksamkeit auf etwas „Erfreuliches“ wie zum Beispiel einen pinkfarbenen Handschuh lenken.



**FORMAT**

Nitrilhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

Der Sichere in Weiß

weiß / unsteril / puderfrei / Farbleitsystem / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4; EN 374 / AQL 1,5 / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	1001	1002	1003	1004	1005

**FORMAT BLUE**

Nitrilhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

Der Sichere in Blau

blau / unsteril / puderfrei / Farbleitsystem / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4; EN 374 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	6002	6003	6004	6005

**FORMAT BLUE 300**

Nitrilhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

**Extrastark
mit langer Stulpe**

blau / unsteril / puderfrei / 300 mm lang / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4; EN 374 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung / Spenderbox à 50 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Nr.	1112-B	1113-B	1114-B	1115-B	1116-B

**SOFT NITRIL BLUE PREMIUM**

Nitrilhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

**Der leichte
Chemikalienschutz-
handschuh**

blau / unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4; EN 374 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	8020-374	8030-374	8040-374	8050-374

**SOFT NITRIL WHITE PREMIUM**

Nitrilhandschuhe

**Nitril in höchster
handmade Qualität**

weiß / unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	7010-W	7020-W	7030-W	7040-W	7050-W



**SOFT NITRIL WHITE**

Nitrilhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

Big Box

weiß / unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraut /
hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung /
Spenderbox à 200 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen



Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	7002-200	7003-200	7004-200	7005-200

**SOFT NITRIL BLUE**

Nitrilhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

Big Box

blau / unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraut /
hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung /
Spenderbox à 200 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen



Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	8002-200	8003-200	8004-200	8005-200

**SOFT NITRIL BLUE 300**

Leichte Nitrilhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

**Der Leichte
mit langer Stulpe****NEUE
GRÖSSE
XXL**

blau / unsteril / puderfrei / 300 mm lang / Rollrand / mikrogeraute Handfläche /
hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung /
Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen



Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Nr.	14102	14103	14104	14105	14106

**SOFT NITRIL BLUE ECO**

Nitrilhandschuhe

**Der Schwere
4,6 g in M**

blau / unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche /
hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung /
Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen



Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	8020	8030	8040	8050

**YOUNGLOVE**

Nitrilhandschuhe

**Gepflegtes und
verjüngtes Hautgefühl
durch Vitamin E**

Farbe: Kornblume / unsteril / puderfrei / Rollrand / Gelbeschichtung innen /
Vitamin E / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 /
Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen



Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)
Nr.	6901	6902	6903	6904

**Sicherheit durch Qualität**



CE 0124 AQL 1.5



GARANT

Latex-OP-Handschuhe

Steril

Außen glatt

steril / vorgepudert / Rollrand / anatomische Passform / hergestellt nach EN 455, T. 1-2 + 4 / AQL 1,5 / 1 Paar je Peelpackung / Spenderbox à 50 Paar / Versandeinheit 6 Spenderboxen

Größe	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
Nr.	1560	1565	1570	1575	1580	1585



CE 0124 AQL 1.5



EXPERT

Latex-OP-Handschuhe

Steril

Außen glatt

steril / puderfrei / Rollrand / anatomische Passform / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / 1 Paar je Peelpackung / Spenderbox à 50 Paar / Versandeinheit 6 Spenderboxen

Größe	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
Nr.	1665	1670	1675	1680	1685



CE 0124 AQL 1.5



EXPERT PLUS

Latex-OP-Handschuhe

Steril

Wet-Grip-
Innenbeschichtung
außen sehr griffig

steril / puderfrei / Rollrand / anatomische Passform / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / 1 Paar je Peelpackung / Spenderbox à 50 Paar / Versandeinheit 6 Spenderboxen

Größe	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
Nr.	1260	1265	1270	1275	1280	1285



Sicherheit durch Qualität

**CLASSIC****Latexhandschuhe****Der Gepuderte**

unsteril / vorgepudert / Rollrand / Farbleitsystem /
hergestellt nach EN 455, T. 1-2 + 4 / AQL 1,5 / Spenderbox à 100 Stück /
Versandseinheit 10 Spenderboxen



Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	1101	1102	1103	1104	1105

**COMFORT****Latexhandschuhe****Der Glatte**

unsteril / puderfrei / Rollrand / Farbleitsystem / mikrogeraute Handfläche /
doppelt chloriniert / hergestellt nach EN 455, T. 1-2 + 4 / AQL 1,5 /
Spenderbox à 100 Stück / Versandseinheit 10 Spenderboxen



Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	1201	1202	1203	1204	1205

**COMFORT 300****Latexhandschuhe****Extralang**

unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / doppelt
chloriniert / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / **300 mm lang** /
Spenderbox à 100 Stück / Versandseinheit 10 Spenderboxen



Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	602	603	604	605

**CONTACT****Latexhandschuhe****Innen
gelbeschichtet**

weiß / gelbeschichtet / unsteril / puderfrei / Rollrand / Farbleitsystem /
mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 /
Spenderbox à 100 Stück / Versandseinheit 10 Spenderboxen



Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	1501	1502	1503	1504	1505

**SELECT ECO****Latexhandschuhe****150 Stück**

unsteril / puderfrei / Rollrand / Farbleitsystem /
mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 /
Spenderbox à 150 Stück / Versandseinheit 10 Spenderboxen



Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)
Nr.	1401	1402	1403	1404



**SELECT PLUS**

Latexhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

unsteril / puderfrei / Rollrand / Farbleitsystem / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4; EN 374 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Der extra Griffige

Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	2301	2302	2303	2304	2305

**SELECT BLUE**

Latexhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

blau / unsteril / puderfrei / Rollrand / Farbleitsystem / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4; EN 374 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Der extra Griffige in Blau

Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	2102	2103	2104	2105

**SELECT BLACK**

Latexhandschuhe

schwarz / unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Der extra Griffige in Schwarz

Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	2401	2402	2403	2404	2405

**SELECT BLACK 300**

Latexhandschuhe

schwarz / unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / **300 mm lang** / Lebensmittelzulassung / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Extragriffig

Extralang

Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	24301	24302	24303	24304	24305

**BLACK MAMBA**

Latexhandschuhe

schwarz / unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Der Preiswerte

Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	2902	2903	2904	2905





LANO-E GEL

Latexhandschuhe

Pflegt die Hand mit Lanolin & Vitamin E

unsteril / puderfrei / mit Lanolin und Vitamin E / Rollrand / Farbleitsystem / mikrogeraute Handfläche / doppelt chloriniert / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen



Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	1901	1902	1703	1904	1905



SAFETEC

Latexhandschuhe

Mittlere Griffigkeit zum niedrigen Preis

unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen



Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	1301	1302	1303	1304	1305



DERMA SKIN

Latexhandschuhe

Spitzenqualität

unsteril / puderfrei / Rollrand / Farbleitsystem / mikrogeraute Handfläche / Lebensmittelzulassung / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen



Größe	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	1701	1702	1703	1704	1705



CAREGLOVES

Latexhandschuhe

Der Preiswerte

Glatt

unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen



Größe	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Nr.	6022	6023	6024	6025



LATEX-FINGERLINGE

unsteril / puderfrei / gerollt / Beutel à 100 Stück / Versandeinheit 300 Beutel



Größe	S	M	L	XL
Nr.	1152	1153	1154	1155



**ABSO GEL****Latex-Dentalhandschuhe****Hydrogel-Innenschicht****Anatomisch geformt**

unsteril / puderfrei / Hydrogel-Innenschicht / Rollrand / Länge 300 mm / mikrogeraute Handfläche / anatomische Passform / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Spenderbox à 25 Paar /
 Versandeinheit 6 Spenderboxen

Größe Nr.	6,0 1460	6,5 1465	7,0 1470	7,5 1475	8,0 1480	8,5 1485
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**DERMA GRIP D****Latex-Dentalhandschuhe****Anatomisch geformt**

unsteril / puderfrei / Rollrand / mikrogeraute Handfläche / anatomische Passform / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Spenderbox à 25 Paar /
 Versandeinheit 6 Spenderboxen

Größe Nr.	6,0 D-3160-44	6,5 D-3165-44	7,0 D-3170-44	7,5 D-3175-44	8,0 D-3180-44	8,5 D-3185-44
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Handschuhhalterung

Handschuhhalterung

Handschuhhalterung für UNIGLOVES® Nitrilhandschuhe, UNIGLOVES® Latexhandschuhe, UNIGLOVES® Vinylhandschuhe

- Wandbefestigung inkl. Montagematerial
- klein = 248 x 130 x 75 mm
- groß = 248 x 130 x 92 mm



Art Größe Nr.	Metall weiß klein 9270	Metall weiß groß 9030	Metall schwarz klein 9280	Edelstahl klein 9260	Edelstahl groß 9040
---------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------

**PE-Handschuhhalterung**

Edelstahl / Wandbefestigung inkl. Montagematerial
 Versandeinheit 1 Stück

Nr.	9045
-----	------





PREMIUM Vinylhandschuhe

Top-Qualität

unsteril / puderfrei / Rollrand / Farbleitsystem /
hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung /
Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe Nr.	XS (5-6) 1921 PRE	S (6-7) 1922 PRE	M (7-8) 1923 PRE	L (8-9) 1924 PRE	XL (9-10) 1925 PRE
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------



PREMIUM 300 Vinylhandschuhe

Extra lange Stulpe

unsteril / puderfrei / Rollrand / hergestellt nach EN 455, T. 1-4 /
Lebensmittelzulassung / AQL 1,5 / 280 mm lang / Spenderbox à 100 Stück /
Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe Nr.	S (6-7) 2202	M (7-8) 2203	L (8-9) 2204	XL (9-10) 2205
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------



PREMIUM BLUE Vinylhandschuhe

Für den
Lebensmittelbereich

blau / unsteril / puderfrei / Rollrand / Farbleitsystem /
hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 / Lebensmittelzulassung /
Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe Nr.	S (6-7) 1722	M (7-8) 1723	L (8-9) 1724	XL (9-10) 1725
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------



PREMIUM SOFT Vinylhandschuhe

Stretch Vinyl

unsteril / puderfrei / Rollrand / Farbleitsystem /
hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 /
Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe Nr.	S (6-7) 1602	M (7-8) 1603	L (8-9) 1604
--------------	-----------------	-----------------	-----------------



STANDARD Vinylhandschuhe

Der Preiswerte

unsteril / vorgepudert / Rollrand / Farbleitsystem /
hergestellt nach EN 455, T. 1-4 / AQL 1,5 /
Spenderbox à 100 Stück / Versandeinheit 10 Spenderboxen

Größe Nr.	S (6-7) 1822 STA	M (7-8) 1823 STA	L (8-9) 1824 STA	XL (9-10) 1825 STA
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------





Mit
Lebensmittelzulassung

PE-Handschuhe

unsteril / gehämmert / Beutel bzw. Box à 100 Stück /
Versandereinheit 100 Beutel/Boxen

Größe	Damen	Damen	Herren	Herren
Packung	Beutel	Box	Beutel	Box
Nr.	1802	1832	1804	1834



Mit
Lebensmittelzulassung

PE-Handschuhe

grün / unsteril / ca. 370 mm lang / Beutel à 100 Stück /
Versandereinheit 50 Beutel

Größe	Einheitsgröße
Nr.	1809



Mit
Lebensmittelzulassung

PE-Handschuhe

blau / unsteril / gehämmert / Box à 100 Stück /
Versandereinheit 50 Boxen

Größe	Herren
Nr.	1801



PE-Veterinärhandschuhe

orange / unsteril / ca. 900 mm lang / Beutel à 50 Stück /
Versandereinheit 40 Beutel

Größe	Herren
Nr.	1553



Extrasicher
Extralang

XTREME

Nitrilhandschuhe
Chemikalienschutz EN 374

grün / velourisiert / EN 388 CAT II / 374 CAT III / 320 mm lang /
paarweise verpackt / Beutel à 12 Paar / Versandereinheit 12 Beutel



Größe	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)
Nr.	1133	1134	1135	1136



**ALLSAFE ECO BLUE****Haushaltshandschuhe**

blau / Rollrand / für Industrie und Haushalt / 100% Naturlatex /
Baumwolle gefüttert / Lebensmittelzulassung / paarweise verpackt /
Beutel à 12 Paar / Versandeinheit 12 Beutel

Größe	S (6)	M (7)	L (8)	XL (9)
Nr.	3640-S	3650-M	3660-L	3670-XL

**ALLSAFE YELLOW****Haushaltshandschuhe**

gelb / Rollrand / für Industrie und Haushalt / 100% Naturlatex /
Baumwolle gefüttert / paarweise verpackt /
Beutel à 12 Paar / Versandeinheit 12 Beutel

Größe.	S (6)	M (7)	L (8)	XL (9)
Nr.	1140-S	1150-M	1160-L	1170-XL

**ALLSAFE BLUE****Industriehandschuhe**

blau / Rollrand / für Industrie und Haushalt / 100% Naturlatex /
Baumwolle gefüttert / Lebensmittelzulassung / paarweise verpackt /
Beutel à 12 Paar / Versandeinheit 12 Beutel

Größe	S (6)	M (7)	L (8)	XL (9)
Nr.	1180-S	1185-M	1190-L	1195-XL

**Baumwoll-Trikothandschuhe**

weiß gebleicht / Länge 240 mm / einseitig tragbar /
CE-Zeichen CAT I (EN 420) / Beutel à 12 Paar / Versandeinheit 50 Beutel

Größe	6	7	8	9	10	11	12	13
Nr.	1360	1370	1380	1390	13100	13111	13112	13113

**Baumwollhandschuhe**

natur / Standard-Ausführung / Länge 260 mm / CE-Zeichen CAT I (EN 420) /
Beutel à 12 Paar / Versandeinheit 50 Beutel

Größe	Damen	Herren
Nr.	13202	13204





MUNDSCHUTZ



Sicherheit durch Qualität



Farbe
Nr.



Weiß
2002 white

Grün
2002 green

Blau
2002 blue

Gelb
2002 yellow

Pink
2002 pink

Violett
2002 lilac

BASIC

OP-Mundschutz

Profi-Qualität

reißfeste Bänder / dreifaches glasfaserfreies Filtermedium /
EN 14683 / Bakterienfilterleistung 99 % / eingearbeiteter Nasenbügel /
Spenderbox à 50 Stück / **Versandseinheit 10 Spenderboxen**



Farbe
Nr.

Weiß
2001 white

Grün
2001 green

Blau
2001 blue

Gelb
2001 yellow

Pink
2001 pink

Violett
2001 lilac

Orange
2001 orange

Lime
2001 lime

PROFIL

OP-Mundschutz

Flaches Band

weiche, flache, hautfreundliche Elastikbänder / dreifaches glasfaserfreies
Filtermedium / eingearbeiteter Nasenbügel / EN 14683 / Bakterienfilter-
leistung 99 % / Spenderbox à 50 Stück / **Versandseinheit 10 Spenderboxen**



Farbe
Nr.

Weiß
2005 white

Grün
2005 green

Blau
2005 blue

Gelb
2005 yellow

Pink
2005 pink

Violett
2005 lilac

Orange
2005 orange

Lime
2005 lime

PROFIL PLUS

OP-Mundschutz

Latexfrei

Rundes Band

weiche, runde, hautfreundliche Elastikbänder / latexfrei /
dreifaches glasfaserfreies Filtermedium / eingearbeiteter Nasenbügel /
EN 14683 / Bakterienfilterleistung 99 % / Spenderbox à 50 Stück /
Versandseinheit 10 Spenderboxen



BLACK DRAGON

OP-Mundschutz

Schwarz

4 Lagen mit
Carbonfilter

schwarz / weiche, runde, hautfreundliche Elastikbänder / latexfrei /
vierfaches glasfaserfreies Filtermedium / Aktiv-Carbon /
eingearbeiteter Nasenbügel / EN 14683 / Bakterienfilterleistung 95 % /
Spenderbox à 50 Stück / **Versandseinheit 10 Spenderboxen**

Farbe
Nr.

Schwarz
2015 black



ULTRASONIC

OP-Mundschutz

Latexfrei

weiche, runde, hautfreundliche Gummibänder / latexfrei / dreifaches
glasfaserfreies Filtermedium / EN 14683 / Bakterienfilterleistung 99 % /
eingearbeiteter Nasenbügel / Spenderbox à 50 Stück /
Versandseinheit 10 Spenderboxen



Farbe
Nr.

Weiß
2020-W

Grün
2020-G

Blau
2020-B



Sicherheit durch Qualität

**FACE MATE****OP-Mundschutz****Latexfrei**

genähte Bänder / dreifaches glasfaserfreies Filtermedium / EN 14683 /
Filterleistung 99 % / extrem hohe Saugfähigkeit / optimal für
Brillenträger / Spenderbox à 50 Stück / **Versandseinheit 6 Spenderboxen**

Farbe Grün
Nr. 2007-FM

**Mundschutz****Latexfrei****Der Preiswerte**

weiche, runde, hautfreundliche Elastikbänder / latexfrei /
zweifaches glasfaserfreies Vlies / eingearbeiteter Nasenbügel /
Spenderbox à 50 Stück / **Versandseinheit 10 Spenderboxen**

Farbe Weiß Blau
Nr. 2011-W 2011-B

**Einmal-Mundschutz****Einlagig**

einlagig Papier / mit Gummilitzen / Spenderbox à 100 Stück /
Versandseinheit 100 Spenderboxen

Farbe Weiß
Nr. 2003

**Einmal-Mundschutz****Zweilagig**

zweilagig Papier / mit Gummilitzen / Spenderbox à 100 Stück /
Versandseinheit 100 Spenderboxen

Farbe Weiß
Nr. 2004

**Sicherheit durch Qualität**

**Feinstaubmasken FFP1**

CE EN 149:2001 - FFP1 / FFP1 = ungiftige und flüssige Aerosole /
ohne Ventil / Box à 20 Stück / **Versandseinheit 12 Boxen**

Nr. 26001

**Feinstaubmasken FFP2**

CE EN 149:2001 - FFP2 / FFP2 = mindergiftige und flüssige Aerosole /
ohne Ventil / Box à 20 Stück / **Versandseinheit 12 Boxen**

Nr. 26010

**Feinstaubmasken FFP2**

CE EN 149:2001 - FFP2 / FFP2 = mindergiftige und flüssige Aerosole /
mit Ventil / Box à 20 Stück / **Versandseinheit 12 Boxen**

Nr. 26013

**Feinstaubmasken FFP3**

CE EN 149:2001 - FFP3 / FFP3 = hochgiftige feste und flüssige Aerosole /
mit Ventil / Box à 5 Stück / **Versandseinheit 12 Boxen**

Nr. 26011

**Bartmasken**

Vliesstoff / weiß / hautfreundliche Gummibänder /
Beutel à 100 Stück / **Versandseinheit 10 Beutel**

**Jetzt auch
antistatisch**

Art	statisch	antistatisch
Nr.	5050	5051





DENTALPRODUKTE



Sicherheit durch Qualität



POLAR Kältespray

Bis -45°C

duftneutral / Sprühdose à 200 ml /
Versandeinheit 12 Sprühdosen

Nr. 9500



POLAR MINT Kältespray

Bis -45°C

Minze-Aroma / Sprühdose à 200 ml /
Versandeinheit 12 Sprühdosen

Nr. 9800



Schaumstoffpellets

Keilform

aus Polyurethanschäum / zur Applikation von Kältemittel bei
Vitalitätstestung / Dose à 200 Stück / Versandeinheit 20 Dosen

Nr. 6010-200



Anmischblöcke

Anmischblöcke für Abformmassen / Spezialpapier 180g/m² /
Block mit 3 x 50 Blatt

Größe	95 x 70 mm	190 x 125 mm
VE	27 Blocks	8 Blocks
Nr.	5795	5890



Speichelsauger


unsteril / abnehmbare Kappe / 130 mm lang /
Packung à 100 Stück / Versandeinheit 10 Packungen



Farbe	Transparent	Weiß	Blau	Gelb	Grün	Rot	Orange	Flieder	Bordeaux	Cedro
Nr.	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3009	3301	3302



Sicherheit durch Qualität

**Applikatoren**

beflockt / für punktgenaues Applizieren / 103 mm lang /
biegbare Spitze / Dose à 100 Stück / **Versandseinheit 25 Dosen**

Farbe Spitze Nr.	Rot Medium 3110	Grün Medium 3120	Gelb Medium 3130	Blau Medium 3140	Schwarz x-fein 3150
------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

**Applikationstips**


beflockt / für punktgenaues Applizieren / biegbare Spitze /
Beutel à 100 Stück / **Versandseinheit 100 Beutel**

Farbe Nr.	Rot 3040	Gelb 3041	Grün 3042	Blau 3043
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

**Halter für Applikationstips**

Polypropylen / Polybeutel à 2 Stück / **Versandseinheit 50 Beutel**

Sorte Nr.	für Tips 3050
--------------	------------------

**Dentalpinsel**

Nylonhaar / für punktgenaues Applizieren / 105 mm lang /
biegsame Spitze / Dose à 100 Stück / **Versandseinheit 25 Dosen**

Farbe Spitze Nr.	Rot Medium 3210	Blau Medium 3220	Gelb Medium 3230	Grün Medium 3240
------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**Pinseleinsätze**

Nylonhaar / Beutel à 100 bzw. 80 Stück

Farbe Größe Inhalt VE Nr.	Transparent Medium 100 Stück 100 Beutel 3020	Rot Medium 100 Stück 100 Beutel 3021	Transparent x-fein 80 Stück 150 Beutel 3022
---------------------------------------	--	--	---



**Pinselhalter**Polypropylen / Polybeutel à 2 Stück / **Versandereinheit 100 Beutel**

Sorte	für Pinsel
Nr.	3030

**Mundspülbecher**Einmal-Kunststoffbecher / griffstabil / standfest / 180 ml /
Höhe ca. 81 mm / **Versandereinheit Karton mit 3.000 Stück**

Farbe	Weiß	Cedro	Blau	Grün	Gelb	Rot	Orange	Schwarz	Rosa	Flieder
Nr.	9120	9122	9130	9140	9150	9160	9170	9180	9188	9199

Mit abgerundetem Rand**Dappenbehälter**Höhe 24 mm / Farben Weiß, Blau, Gelb, Rot / Farben gemischt /
Beutel à 50 Stück / **Versandereinheit 20 Beutel**

Nr. 3800

**MARKANT****Occlusionsspray**zum Markieren der Kontaktpunkte bei prothetischen Arbeiten /
lebensmittelecht / Sprühdose à 75 ml / 50 Sprühdosen pro Karton
Versandereinheit 50 Sprühdosen

Farbe	Grün
Nr.	9601

**Zahnwatterollen**aus reiner Baumwolle und Zellstoff / hohes Absorptionsvermögen /
Länge 40 mm / chlorfrei gebleicht /
Beutel à 300 g / **Versandereinheit 5 Beutel**

Größe	1 = Ø 8 mm	2 = Ø 10 mm	3 = Ø 12 mm
Nr.	5410	5420	5430






Einmalzahnbürsten

mit Zahnpasta imprägniert / 4-reihig / einzeln verpackt /
Box à 100 Stück / Versandeinheit 10 Boxen

Farbe Nr.	Grün 4020	Blau 4030	rosa 4040	Gelb 4050	Rot 4060	Violett 4080	Orange 4090
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	----------------




Sterilisationsfolien

mit Dampf- und EO-Gasindikator / für FO-Sterilisation geeignet /
Rolle à 200 m



Breite VE Nr.	50 mm 8 Rollen 52100	75 mm 8 Rollen 52102	100 mm 4 Rollen 52104	150 mm 4 Rollen 52106	200 mm 2 Rollen 52108	250 mm 2 Rollen 52110
---------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Sterilisationsbeutel

selbstklebend / mit Dampf- und EO-Gasindikator /
für FO-Sterilisation geeignet / Box à 200 Stück



Größe VE Nr.	75 x 250 mm 12 Boxen 52075	90 x 250 mm 12 Boxen 52090	140 x 260 mm 8 Boxen 52140
--------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Zelltuchservietten

Format 40 x 40 cm / 1/4 Falz /
Packung à 250 Stück

Farbe	Weiß	Weiß	Blau
Art	2-lagig	3-lagig	3-lagig
VE	6 Packungen	4 Packungen	4 Packungen
Nr.	70-100	70-200	70-300



Nasskreppservietten

weiß / starke Qualität / 34 x 38 cm /
Spenderbox à 1.000 Stück / Versandeinheit 4 Spenderboxen

Nr. 5160



**TORK MEDIPRO****Nasskreppservietten**

weiß / starke Qualität / 34 x 37,5 cm /

Spenderbox à 1.250 Stück / Versandeinheit 4 Spenderboxen

Nr. 800-050

**Einmal-Patientenservietten**

Papier / PE-Beschichtung / Format 33 x 45 cm /

Versandeinheit Karton mit 500 Stück

Farbe	Bordeaux	Cedro	Grün	Hellblau	Weiß	Gelb
Nr.	5102 burgundy	5103 lime	5120 green	5121 lightblue	5122 white	5123 yellow
Farbe	Rosa	Schwarz	Orange	Dunkelblau	Flieger	
Nr.	5124 pink	5125 black	5126 orange	5128 darkblue	5129 lilac	

**Spender**

Kunststoff / für ca. 50 Patientenservietten /

Versandeinheit 1 Stück

Nr. 380532

**Tray-Filterpapier**


weiß / Format 18 x 28 cm / 28 x 36 cm / Packung à 250 Blatt

Format	18 x 28 cm	28 x 36 cm
VE	10 Packungen	5 Packungen
Nr.	5181	5185

**Tray-Filterpapier**grün, blau, gelb, rosa, violett, orange / Format 18 x 28 cm /
Packung à 250 Blatt / Versandeinheit 10 Packungen

Farbe	Grün	Blau	Gelb	Rosa	violett	Orange
Nr.	5310	5530	5680	5750	5920	5870



**Tray-Filterpapier**

grün, blau, gelb / Format 28 x 36 cm /
 Packung à 250 Blatt / **Versandseinheit 5 Packungen**

Farbe	Grün	Blau	Gelb
Nr.	5320	5540	5690

**Zellstofftupfer 4 x 5 cm**

weiß / weiche und saugfähige Qualität / hochgebleichter
 Verbandzellstoff / Rolle à 500 Stück, Packung 1.000 Stück /
Versandseinheit 12 Packungen

Größe	4 x 5 cm
Nr.	6040

**ECOJECT****Einmalspritzen, 2-teilig**

steril EO / abriebfeste Skala / sicherer Kolbenstopp / Zylinder PP,
 transparent / Kolben PE, grün / PVC-frei

Größe	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml
Inhalt	100 Stück	100 Stück	100 Stück	80 Stück
VE	28 Packungen	19 Packungen	12 Packungen	12 Packungen
Nr.	200-02	200-05	200-10	200-20

**NEODENT****Dentalkanülen**

steril R / Präzisionslanzettenschliff / Trockensilikonisierung /
 transparenter Luer/Luer-Lock Ansatz / Hohe Durchflussrate /
 Packung à 100 Stück / **Versandseinheit 30 Packungen**

Größe	25G x 7/8" (0,50 x 23)	25G x 15/8" (0,52 x 42)	27G x 7/8" (0,42 x 23)	27G x 1 5/8" (0,42 x 42)
Farbe	Orange	Orange	Grau	Grau
Nr.	12-001	12-002	12-003	12-004

**NEOJECT****Standardkanülen**

steril R / Präzisionslanzettenschliff / Trockensilikonisierung /
 transparenter Luer/Luer-Lock Ansatz / Hohe Durchflussrate /
 Packung à 100 Stück / **Versandseinheit 30 Packungen**

Größe	20G x 1 1/2" (0,90 x 40)	21G x 1 1/2" (0,80 x 40)	22G x 1 1/4" (0,70 x 30)
Farbe	Gelb	Grün	Schwarz
Nr.	10-001	10-002	10-012





DESINFEKTION MADE IN GERMANY



Sicherheit durch Qualität

Einfacher geht's nicht!

UNIGLOVES® Quick & Clean Maxi Wipes gebrauchsfertig

Einfach und sicher desinfizieren

Mit dem UNIGLOVES® Quick & Clean Wipes System wird die schnelle Desinfektion von Oberflächen und Medizinprodukten ganz leicht. Das Desinfektionssystem besteht aus dem Spendereimer und den gebrauchsfertigen Vliestüchern mit UNIGLOVES® Lemon Fresh Desinfektionslösung im Standbeutel.



CE 0124

Produkt	Vliestuchrolle	Spendereimer	Spendereimer	Vliestuchrolle	Spendereimer	Spendereimer
Inhalt	70 Tücher	3 Liter	3 Liter	90 Tücher	5 Liter	5 Liter
Farbe	Weiß	Deckel blau	Deckel grün	Weiß	Deckel blau	Deckel grün
VE	2 Rollen	1 Eimer	1 Eimer	2 Rollen	1 Eimer	1 Eimer
Nr.	90-7070	9072-B	9072-G	90-9090	9026-B	9026-G

Zum ersten Mal ist ein praxisnaher Test der Wirksamkeit von Wischsystemen verfügbar, die häufig im Alltag zur Desinfektion angewendet werden. Gebrauchsfertige Wischsysteme können nach dem sogenannten 4-Felder-Test getestet werden. Testergebnisse zeigen, dass der 4-Felder-Test für viele Präparate eine sehr große Herausforderung ist. Das UNIGLOVES® Quick & Clean Wipes System erfüllt alle Vorgaben dieses Tests.

UNIGLOVES® Quick & Clean Maxi Wipes System

Sie möchten mehr Individualität?

Natürlich bekommen Sie bei uns auch die Einzelkomponenten: Das Desinfektionssystem besteht immer aus drei Bausteinen: den Vliestüchern, der UNIGLOVES® Desinfektionslösung im Nachfüllbeutel und dem Spendereimer. Die Vliestücher erhalten Sie in verschiedenen Größen und Sorten, die Desinfektionslösung in zwei Duftnoten und den Spendereimer in drei Größen. Damit können Sie das Spendersystem mit Produkten nach eigenem Wunsch befüllen und anwenden.

Nachfüllbeutel

Wisch-Desinfektion zur Tränkung der Vliestücher / gebrauchsfertig / Duftnoten: Fresh (duftneutral), Lemon Fresh / aldehyd- und phenolfrei / HBV/HIV-wirksam 1 Min. / Hepatitis-C-wirksam 30 Sek. / Standzeit bis zu 28 Tagen / Versandeinheit 8 Beutel

Spendereimer

universeller, wiederverschließbarer Spendereimer / verdunstungsfrei / perfekte Handhabung / 3 oder 5 Liter Inhalt / Versandeinheit 1 Eimer

Vliestücher

zur Tränkung mit flüssigen Desinfektionsmitteln siehe Beschreibung



CE 0124

Artikel Größe/Farbe Nr.	Spendereimer 3 l Deckel blau 9072-B	oder	Spendereimer 3 l Deckel grün 9072-G	+	Refill Fresh 1,5 Liter 90-N615	oder	Refill Lemon Fresh 1,5 Liter 90-N015	+	Vliestücher 29 x 30 cm 9070	=	System
-------------------------------	---	------	---	---	--------------------------------------	------	--	---	-----------------------------------	---	--------

QUICK & CLEAN MAXI WIPES

3-Liter-System

Vliestücher 29 x 30 cm / gefaltet / 50 % PET/50 % Zellstoff / glatt / Spitzenqualität 50 g/m² / fusselfrei und extrem saugfähig / Rolle à 70 Tücher / Versandeinheit 8 Rollen

Tränkflüssigkeit
VAH-gelistet

CE 0124

Artikel Größe/Farbe Nr.	Spendereimer 5 l Deckel blau 9026-B	oder	Spendereimer 5 l Deckel grün 9026-G	+	Refill Fresh 2 Liter 90-N620	oder	Refill Lemon Fresh 2 Liter 90-N020	+	Vliestücher 30 x 30 cm 9022	=	System
-------------------------------	---	------	---	---	------------------------------------	------	--	---	-----------------------------------	---	--------

QUICK & CLEAN MAXI WIPES

5-Liter-System

Vliestücher 30 x 30 cm / gefaltet / 50 % PET/50 % Zellstoff / glatt / Spitzenqualität 50 g/m² / fusselfrei und extrem saugfähig / Rolle à 90 Tücher / Versandeinheit 8 Rollen

Tränkflüssigkeit
VAH-gelistet

Sicherheit durch Qualität



CE
0124

Artikel
Farbe
Nr.

Spendereimer 5 L
Deckel blau
9026-B

oder

Spendereimer 5 L
Deckel grün
9026-G

QUICK & CLEAN MAXI WIPES
5-Liter System mit Flächendesinfektion Konzentrat

Vliestücher 30 x 30 cm / gefaltet / 100% PET / Spitzenqualität 50g/m² / Fusselfrei u. extrem saugfähig / Rolle à 90 Tücher / Versandeinheit 8 Rollen

Spendereimer 5 L + Flächendesinfektion Konzentrat + Vliestücher = System
Deckel grün 1 - 10 Liter Gebinde 100% PET 7590



CE
0124

Flächendesinfektion Konzentrat

VAH-gelistet

Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung / aldehyd- und phenolfrei / geeignet für Flächen aller Art, z.B. Fußböden, Wände, Inventar, Inkubatoren etc.

Inhalt	1 l	2 l	5 l	10 l
VE	18 Flaschen	10 Flaschen	1 Kanister	1 Kanister
Nr.	90-501	90-502	90-505	90-510





CE
0124



Schnell & Wischdesinfektion

VAH-gelistet

für Inventar und Flächen / gebrauchsfertig / aldehyd- und phenolfrei / HBV/HIV-wirksam 1 Min. / Hepatitis-C-wirksam 30 Sek. / erhältlich in den Duftnoten: Fresh (neutral), Lemon Fresh, Vanille, Pfirsichblüte und Grüner Apfel

Duft	Fresh (neutral)	Lemon Fresh	Vanille	Pfirsichblüte	Grüner Apfel
Inhalt	500 ml	—	—	—	—
VE Flaschen	50	—	—	—	—
Nr.	90-6500	—	—	—	—
Inhalt	1 l	1 l	1 l	1 l	1 l
VE Flaschen	15	15	15	15	15
Nr.	90-6001	90-001	90-3001	90-4001	90-5001
Inhalt	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l
VE Kanister	1	1	1	1	1
Nr.	90-6005	90-005	90-3005	90-4005	90-5005
Inhalt	10 l	10 l	10 l	10 l	10 l
VE Kanister	1	1	1	1	1
Nr.	90-6010	90-010	90-3010	90-4010	90-5010



CE
0124**Hygienetücher XXL****Tränkflüssigkeit
VAH-gelistet**extragroß 20 x 27 cm / Duftnote Lemon Fresh /
Dose à 200 Tücher / Versandeinheit 15 DosenNachfüllpacks / Duftnote Fresh (neutral) oder Lemon Fresh /
Beutel à 200 Tücher / Versandeinheit 6 Beutel

Art Nr.	Dose 9099	Refill Fresh 9092-300	Refill Lemon Fresh 9092-200
------------	--------------	--------------------------	--------------------------------

CE
0124**Hygienetücher 120er****Tränkflüssigkeit
VAH-gelistet**Duftnote Fresh (neutral) oder Lemon Fresh /
Dose à 120 Tücher / Versandeinheit 30 DosenNachfüllpacks / Duftnote Fresh (neutral) oder Lemon Fresh /
Beutel à 120 Tücher / Versandeinheit 12 Beutel

Artikel Nr.	Dose Fresh 9095-120	Dose Lemon Fresh 9093-120	Refill Fresh 9094-120	Refill Lemon Fresh 9096-120
----------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------------

CE
0124**Hygienetücher 90er****Tränkflüssigkeit
VAH-gelistet**Duftnote Fresh (neutral) oder Lemon Fresh /
Dose à 90 Tücher / Versandeinheit 30 DosenNachfüllpacks / Duftnote Fresh (neutral) oder Lemon Fresh /
Beutel à 90 Tücher / Versandeinheit 12 Beutel

Artikel Nr.	Dose Fresh 9095	Dose Lemon Fresh 9093	Refill Fresh 9094	Refill Lemon Fresh 9096
----------------	--------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

**Fußbodenreiniger**Konzentrat zur täglichen Unterhaltsreinigung im Klinik- und
Praxisbereich / seifenfrei / hervorragend geeignet für alle glatten Böden,
z. B. Fliesen, Laminat, PVC-, Parkett- oder Linoleumbeläge /
gute fettlösende Eigenschaften

Inhalt	5 l	10 l
VE	1 Kanister	1 Kanister
Nr.	90-2005	90-2010

CE
0124**Instrumentendesinfektion Forte Plus
Konzentrat****VAH-gelistet**aldehyd- und phenolfrei / Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang
möglich / enthält Korrosionsstabilisatoren / geeignet zur Reinigung von
ärztlichem Instrumentarium aus Glas, Kunststoff, Metall, Gummi etc. /
für Ultraschallgeräte geeignet

Inhalt	1 l	2 l	5 l	10 l
VE	18 Flaschen	10 Flaschen	1 Kanister	1 Kanister
Nr.	90-301	90-302	90-305	90-310



**ENZYM PLUS****Instrumentenreiniger**

enzymatischer Reiniger für Instrumente und Endoskope /
Konzentrat zur Reinigung vor der Desinfektion

Inhalt	2 l	5 l
VE	10 Flaschen	1 Kanister
Nr.	90-7002	90-7005

**VAH-gelistet****Haut- und Händedesinfektion**

alkoholisches Hände- und Hautdesinfektionsmittel mit Kurzzeitwirkung /
ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe / sehr hautverträglich

Inhalt	100 ml	250 ml	500 ml	1 l	5 l	10 l
VE	140 Flaschen	100 Flaschen	20 Flaschen	12 Flaschen	1 Kanister	1 Kanister
Nr.	90-100	90-250	90-500	90-101	90-105	90-110

CE
0124**Absauganlagen Desinfektion**

für Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider /
aldehyd- und phenolfrei / extrem schaumarm / wirkt bakterizid und
fungizid / nicht mit anderen Präparaten mischen

Inhalt	2 l	5 l	10 l
VE	10 Flaschen	1 Kanister	1 Kanister
Nr.	90-402	90-405	90-410

CE
0124**VAH-gelistet****Bohrerbad Plus**

aldehyd- und phenolfrei / selbsttätiges Desinfektions- und
Reinigungsmittel für rotierende Präzisionsinstrumente / gebrauchsfertig /
virsinaktivierend

Inhalt	1 l	2 l	5 l	10 l
VE	12 Flaschen	10 Flaschen	1 Kanister	1 Kanister
Nr.	90-601	90-602	90-605	90-610

**Abformdesinfektion**

zur Reinigung und Desinfektion von Alginaten und Kolloiden /
Konzentrat / virsinaktivierend (HBV/HIV)

Inhalt	2 l	5 l	10 l
VE	10 Flaschen	1 Kanister	1 Kanister
Nr.	90-902	90-905	90-910





Löffelreiniger

selbsttätiges Wirkstoffkonzentrat zur Reinigung von Abdrucklöffeln und Instrumenten / löst Reste von Alginaten, Zementen und Haftlack

Inhalt	1 l	5 l
VE	12 Flaschen	1 Kanister
Nr.	90-701	90-705



SOFTAN MED

Waschlotion

Hautpflegende Waschlotion für alle medizinischen Bereiche / reinigt mild und verhindert übermäßiges Austrocknen / pH-Wert: 5,5 / sparsam in der Anwendung

Inhalt	5 l
VE	1 Kanister
Nr.	90-1005



SOFTAN

Waschlotion

PH-neutral

mit aktiven Hautschutzstoffen / seifen- und alkalifrei / perlglanzweiß, duftneutral / rosa, Zitronenduft

Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Rosa	Rosa
Artikel	950 ml Euroflasche	5 l	10 l	5 l	10 l
VE	12 Flaschen	1 Kanister	1 Kanister	1 Kanister	1 Kanister
Nr.	90-801	9087	9088	9090	9091



Orange Clean

Ein Naturprodukt

gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung von Zink-Eugenol-Pasten, Alginat- und Zementresten von Flächen und Instrumenten / hautschonend

Inhalt	500 ml
VE	60 Flaschen
Nr.	90-700



Hautbalsam

Pflegecreme für empfindliche und beanspruchte Haut / enthält Pflegesubstanzen sowie Vitamin E / schnell einziehend, ohne störenden Fettfilm / Flasche à 200 ml

Inhalt	200 ml
VE	20 Flaschen
Nr.	90-900





Desinfektionswanne 1 Liter

geeignet für alle Desinfektionsmittel / Set mit Deckel, Sieb, Wanne / weiß / hitzebeständig bis 60°C / **Versandeinheit 8 Stück**

Größe	223 x 149 x 91 mm	Innenmaß: 150 x 110 x 64 mm
Nr.	90-1010	



Desinfektionswanne 3 Liter

geeignet für alle Desinfektionsmittel / Set mit Deckel, Sieb, Wanne / weiß / hitzebeständig bis 60°C / **Versandeinheit 8 Stück**

Größe	310 x 205 x 115 mm	Innenmaß: 210 x 160 x 100 mm
Nr.	90-330	



Desinfektionswanne 4 Liter

geeignet für alle Desinfektionsmittel / Set mit Deckel, Sieb, Wanne / weiß / hitzebeständig bis 60°C / Einwurfschlitz / **Versandeinheit 1 Stück**

Größe	340 x 210 x 120 mm	Innenmaß: 230 x 165 x 100 mm
Nr.	90-940	



Universal-Langarmspender

Wandbefestigung mit Montagematerial / Kunststoff / Füllstandskontrolle durch Sichtfenster / für Waschlotion geeignet / Fassungsvermögen 500 ml / **Versandeinheit 1 Stück**

Farbe	weiß
Nr.	780080



Universal-Langarmspender

Wandbefestigung mit Montagematerial / Aluminium / für Waschlotion und Händedesinfektion geeignet / Fassungsvermögen 500/1.000 ml / **Versandeinheit 1 Stück**

Inhalt	500 ml	1.000 ml
Nr.	999-500	999-001





Universalhalterung für Quick & Clean Maxi Wipes Eimer

Edelstahl / Wandbefestigung mit Montagematerial /
für 3-, 5-, 6-Liter-Spendereimer / Versandeinheit 1 Stück

Nr. 9010



Applikationshilfen

Nr.	Artikel
90-800	Sprühflasche 1 Liter
90-805	Sprühkopf für 1 Liter
90-806	Dosierpumpe für 500-ml-/1-Liter-Flaschen
90-808	Dosierpumpe für 5/10-Liter-Kanister
90-840	Spenderflasche 500 ml
90-845	Spenderflasche 1 Liter
90-815	Dosierflasche 1 Liter
90-820	Auslaufhahn für 5/10-Liter-Kanister
9083	Dosierpumpe 10 Liter Softan
90-830	Kanisterschlüsse



Sicherheit durch Qualität



REINIGUNG



Sicherheit durch Qualität



Liegenabdeckung Premium Tissue

Hochweiß

Premiumqualität / 2-lagig / hochweiß / extrastark
Rolle à 50 m / Versandeinheit 9 Rollen

Breite	39 cm	50 cm	59 cm
Nr.	70-700	70-800	70-900



TORK ADVANCED Hochwertiges Tissue

2-lagig / weiß / Luftpolsterprägung / ungebleicht

Format	25 x 23 cm	25 x 31 cm	25 x 41 cm
Falz	Zickzack	Lagenfalz	Lagenfalz
VE Blatt	3.750	2.400	1.680
Nr.	800-100	800-200	800-300



TORK ADVANCED Hochwertiges Tissue

2-lagig / grün / Luftpolsterprägung / ungebleicht

Format	25 x 23 cm	25 x 31 cm	25 x 41 cm
Falz	Zickzack	Lagenfalz	Lagenfalz
VE Blatt	3.750	2.400	1.680
Nr.	800-400	800-500	800-600



WEPA CLOU COMFORT Tissue Falthandtücher

Hochweiß

2-lagig / ungebleicht / extrastark / optimal saugfähig

Format	25 x 23 cm	25 x 33 cm	25 x 41 cm
Falz	Zickzack	Lagenfalz	Lagenfalz
VE Blatt	3.200	3.072	2.304
Nr.	800-750	800-800	800-900



**SCOTT EXCELLENT****Hochwertiges Tissue**

2-lagig / weiß / Luftpolsterprägung / chlorfrei gebleicht

Format	25 x 23 cm	25 x 33 cm	25 x 50 cm
Falz	Lagenfalz	C-Falz	C-Falz
VE Blatt	3.800	2.800	1.680
Nr.	6604	6602	6601

**SCOTT NATURA****Hochwertiges Tissue**

2-lagig / natur / Luftpolsterprägung / chlorfrei gebleicht

Format	25 x 23 cm	25 x 33 cm
Falz	Lagenfalz	C-Falz
VE Blatt	3.600	2.800
Nr.	6811	6810

**Falthandtücher**

extrastark / optimal saugfähig / Zickzack-Falz

Format	25 x 23 cm	25 x 23 cm	24 x 21 cm
Lagen	1-lagig	2-lagig	2-lagig
Farbe	Grau	Natur	Hochweiß
VE Blatt	5.000	3.200	3.750
Nr.	5195	800-700	700-100

**Falthandtücher**

1-lagig / natur / Recyclingqualität / optimal saugfähig / Zickzack-Falz

Format	25 x 23 cm
VE Blatt	5.000
Nr.	66329





Universal-Handtuchspender

Wandbefestigung mit Befestigungsmaterial / Kunststoff /
Versandseinheit 1 Stück

Farbe Weiß
Nr. 9008



TORK ELEVATION

Handtuchspender H3 Mini

Spender für Zickzack- und Lagenfalz-Handtücher / Kunststoff / weiß /
Robustes Design / seitlich aufklappbarer Deckel / leicht nachfüllbar /
Versandseinheit 1 Stück

Größe 291 x 332 x 135 mm
Nr. 553100



TORK ELEVATION

Handtuchspender H3

Spender für Zickzack- und Lagenfalz-Handtücher / Kunststoff / weiß /
robustes Design / seitlich aufklappbarer Deckel / leicht nachfüllbar /
Versandseinheit 1 Stück

Größe 439 x 333 x 136 mm
Nr. 553000



SCOTT

AQUARIUS Slimroll Handtuchspender

Spender für Rollenhandtücher mit hoher Kapazität / Kunststoff / weiß /
Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung / leicht nachfüllbar /
Versandseinheit 1 Stück

Größe 343 x 318 x 191 mm
Nr. 6953



SCOTT

Slimroll Rollenhandtücher

1-lagig / Airflex-Material / weiß / chlorfrei gebleicht / Rolle ca. 165 m /
20 cm breit / Versandseinheit 6 Rollen

Art mit Kern
Nr. 6657





Einmal-Handtuch

1-lagig / Papier / natur / Rolle ca. 300 Meter / für Innen- und Außenabwicklung / **Versandeinheit 6 Rollen**

Art	mit Kern
Nr.	800-010



Putztuchrolle

blau / wischfeste Tücher / extrastark / nassfest / 38 x 36 cm / Rolle mit 1.000 Blatt

Art	2-lagig	3-lagig
VE	2 Rollen	1 Rolle
Nr.	8001400	8001300



Müllsäcke Typ 60

Stärke 40 µm / 120 Liter / 700 x 1.100 mm / gerollt / Rolle à 25 Stück / **Versandeinheit 10 Rollen**

Farbe	Blau
Nr.	840-120



Sicherheit durch Qualität



PFLEGEBEDARF



Sicherheit durch Qualität



Genäht, beschichtet
oder supersoft

Einmal-Waschhandschuhe

weiß / im Beutel verpackt

Material	Molton genäht	PE-innenbeschichtet	Vliesstoff extrasoft
Inhalt	50 Stück	100 Stück	50 Stück
VE	20 Beutel	10 Beutel	20 Beutel
Nr.	580-400	580-500	580-800



Alkoholtupfer

70% Isopropyl-Alkohol / 3 x 3 cm / einzeln verpackt /
Box à 100 Stück / Versandeinheit 10 Boxen

Nr. 560-700



Holzmundspatel

unsteril / 150 x 18 mm / Beutel à 100 Stück /
Versandeinheit 50 Beutel

Nr. 500-500



Wattestäbchen

mit einseitig kleinem oder großem Kopf / unsteril / Holzstab
150 mm lang / im Beutel verpackt

Art	kleiner Kopf	großer Kopf
Inhalt	100 Stück	50 Stück
VE	10.000 Stück	1.000 Stück
Nr.	560-100	560-200




Wattestäbchen

150 x 4 mm / unsteril / pp-Stab / großer Wattekopf einseitig /
Beutel à 50 Stück / Versandeinheit 20 Beutel

Nr. 560-300





CPE-Matratzenschoner blue

Gummizug / 2.100 x 900 x 200 mm / 30 mµ /
Beutel à 10 Stück / **Versandeinheit 10 Beutel**

Farbe Blau
Nr. 530-100




CPE-Matratzenschoner black

Gummizug / 2.100 x 900 x 200 mm / 30 mµ /
Beutel à 10 Stück / **Versandeinheit 10 Beutel**

Farbe Schwarz
Nr. 530 black

Neues Produkt



Krankenunterlagen aus Zellstoff

rundherum geschlossen / wasserundurchlässige Außenfolie /
6- bzw. 12-lagig

Farbe	Blau	Gelb	Gelb
Lagen	12	6	6
Größe	60 x 90 cm	60 x 90 cm	40 x 60 cm
VE	100 Stück	150 Stück	400 Stück
Nr.	590-100	590-200	590-300



Hautpflegeschaum

Reinigungs- und Hautpflegeschaum für Inkontinenzpatienten / hohe
Hautverträglichkeit / einfache Handhabung durch stabilen Schaum /
Sprayflasche à 500 ml / **Versandeinheit 6 Flaschen**

Nr. 9100



Einmal-Nierenschalen

aus Pappe / extrastark / **Versandeinheit 300 Stück**

Nr. 500-800





Esslätzchen

PE-Folie mit einseitiger Tissue-Auflage / mit Auffangtasche und Band zum Befestigen / Beutel à 50 Stück / Versandeinheit 10 Beutel

Größe	40 x 60 cm	40 x 60 mm
Farbe	Blau	Blau
Tissue-Auflage	innen	außen
Nr.	580-600	580-700



Einmal-Rasierer

Neu in Schwarz

einschneidig / mit Schutzhülle / rostfrei /
Box à 100 Stück / Versandeinheit 10 Boxen

Farbe	Blau	Schwarz
Nr.	4070 blue	4070 black



Einmal-Medizinbecher

30 ml / graduert / Rolle à 80 Stück / Versandeinheit 60 Beutel

Deckel für Medizinbecher

weiß / Beutel à 500 Stück / Versandeinheit 8 Beutel

Becher	Farbe	Transparent	Rot	Blau	Gelb	Grün	Deckel	Farbe	Weiß
	Nr.	3011	3012	3013	3014	3015		Nr.	3010



Urinprobenbecher

Polypropylen / milchig / unsteril / graduert / Fassungsvermögen 125 ml /
Versandeinheit 500 Stück

Art	Schnappverschluss rot 125 ml	Schraubverschluss grün 100 ml
Nr.	3090	3095



Wir entwickeln Ihnen
Ihr maßgeschneidertes
Besucherset.
Fragen Sie uns!

MRSA-Besucherset

1 Paar Latexhandschuhe M / 1 PP-Besuchermantel /
1 Barethaube / 1 Mundschutz 3-lagig / 1 Paar CPE-Überschuhe /
1 Set im Polybeutel / Versandeinheit 50 Sets

Nr.	5490
-----	------





SCHUTZKLEIDUNG



Sicherheit durch Qualität

**Baretthauben mittel**

ø 52 cm / Vliesstoff / weiche Qualität mit doppelt ummanteltem
Baumwoll-Gummiband / glasfaserfrei und atmungsaktiv /
Verpackung à 100 Stück / Versandeinheit 10 Boxen/Beutel



Farbe	Weiß	Weiß	grün	Blau	Dunkelblau	Rot
Verpackung	Box	Beutel	Beutel	Beutel	Beutel	Beutel
Nr.	500352 white	5003 white	5003 green	5003 blue	5003 darkblue	5003 red

**Baretthauben groß**

ø 58 cm / Vliesstoff / weiche Qualität mit doppelt ummanteltem
Baumwoll-Gummiband / glasfaserfrei und atmungsaktiv /
Beutel à 100 Stück / Versandeinheit 10 Beutel



Farbe	Weiß	Blau
Nr.	5008 white	5008 blue

**Baretthauben mit Schirm**

ø 50 cm / Vliesstoff / weiche Qualität mit doppelt ummanteltem
Baumwoll-Gummiband / glasfaserfrei und atmungsaktiv /
Beutel à 100 Stück / Versandeinheit 10 Beutel

Farbe	Weiß
Nr.	5004

**Astronautenhauben**

Polypropylen-Spinnvlies / leicht und luftdurchlässig /
glasfaserfrei und atmungsaktiv /
Beutel à 100 Stück / Versandeinheit 10 Beutel



mit eingearbeitetem
Mundschutz 2-lagig
ohne Mundschutz

Farbe	Weiß	Grün	Blau
Nr.	5009 white	5009 green	5009 blue
Farbe	Weiß	Grün	Blau
Nr.	7009-W	7009-G	7009-B

**Klipphauben mittel**

ø 52 cm / Vliesstoff / weiche Qualität mit doppelt ummanteltem
Baumwoll-Gummiband / gerafft / Spenderbox à 200 Stück /
Versandeinheit 5 Spenderboxen



Farbe	Weiß	Blau
Nr.	5200 white	5200 blue





Klipphauben mittel

ø 52 cm / Vliesstoff / weiche Qualität mit doppelt ummanteltem Baumwoll-Gummiband / gerafft / Beutel à 100 Stück /
Versandereinheit 10 Beutel

Farbe	Weiß	Grün	Blau	Rot
Nr.	5005 white	5005 green	5005 blue	5005 red



Klipphauben groß

ø 55 cm / Vliesstoff / weiche Qualität mit doppelt ummanteltem Baumwoll-Gummiband / gerafft / Beutel à 100 Stück /
Versandereinheit 10 Beutel

Farbe	Weiß	Grün	Blau
Nr.	500055 white	500055 green	500055 blue



Klipphauben mit Detektorstreifen

ø 52 cm / Vliesstoff / weiche Qualität mit doppelt ummanteltem Baumwoll-Gummiband / gerafft / Beutel à 100 Stück /
Versandereinheit 10 Beutel

Farbe	Weiß	Blau	Rot
Nr.	5010 white	5010 blue	5010 red




PE-Schürzen

schwarz / zum Binden / lose verpackt /
Beutel à 50 Stück / Versandereinheit 8 Beutel

Nr.	5071 black
-----	------------






Mit
Lebensmittelzulassung

PE-Schürzen

leicht / weiß / gehämmert / lose verpackt /
Beutel à 100 Stück / Versandeinheit 10 Beutel



Größe Nr.	80 x 125 cm 5001	80 x 140 cm 5021	80 x 160 cm 5041
--------------	---------------------	---------------------	---------------------




Mit
Lebensmittelzulassung

PE-Schürzen geblockt

leicht / Stärke 20 µ / weiß oder blau / mit Abreißperforation /
Packung à 50 Stück / Versandeinheit 10 Packungen



Farbe	Weiß	Weiß	Blau
Größe Nr.	80 x 125 cm 7001	80 x 140 cm 7021	80 x 125 cm 7031




Mit
Lebensmittelzulassung

PE-Schürzen geblockt

Stärke 35 µ / 76 x 125 cm / weiß oder blau / glatt / mit Abreißperforation /
Packung à 50 Stück / Versandeinheit 10 Packungen



Farbe Nr.	Weiß 5081	Blau 5091
--------------	--------------	--------------



Mit
Lebensmittelzulassung

PE-Schürzen geblockt

extrastark 55 µ / weiß oder blau / 76 x 125 cm / glatt /
mit Abreißperforation / Packung à 50 Stück / Versandeinheit 10 Packungen



Farbe Nr.	Weiß 5060	Blau 5061
--------------	--------------	--------------





PP-Overall

weiß / mit Kapuze / CE Kategorie I /
Polybeutel à 1 Stück / **Versandereinheit 50 Polybeutel**


Größe Nr.	L 5117	XL 5127	XXL 5137	XXXL 5147
--------------	-----------	------------	-------------	--------------



PP-Overall

weiß / ohne Kapuze / mit Hemdkragen / CE Kategorie I /
Polybeutel à 1 Stück / **Versandereinheit 50 Polybeutel**

Größe Nr.	XL 5227	XXL 5237	XXXL 5247
--------------	------------	-------------	--------------



Mit
Lebensmittelzulassung

PE-Besuchermäntel

mit Druckknöpfen / Knielänge / Einheitsgröße ca. XL /
Box à 50 Stück / **Versandereinheit 10 Boxen**



Farbe Nr.	Weiß 5100
--------------	--------------



PP-Besuchermäntel

zum Binden / Einheitsgröße /
Polybeutel à 1 Stück / **Versandereinheit 100 Polybeutel**

Farbe Nr.	Grün 5130	Weiß 510-500W
--------------	--------------	------------------



**PP-Besuchermäntel**

Hemdkragen / ohne Taschen / 4 Druckknöpfe

Polybeutel à 1 Stück / Versandeinheit 50 Polybeutel



Größe	M	XXL	XXL	XXL	XXL
Farbe	Weiß	Weiß	Grün	Blau	Rot
Nr.	5131 white	5134 white	5134 green	5134 blue	5134 red

**PP-Besuchermäntel**

Mantel mit Reißverschluss / weiß /

Polybeutel à 1 Stück / Versandeinheit 50 Polybeutel

Größe	XL	XXL
Nr.	600-600	600-800

**PP-Besuchermäntel**

Hemdkragen / ohne Taschen / Klettverschluss / Einheitsgröße ca. XXL /

Polybeutel à 1 Stück / Versandeinheit 50 Polybeutel

Farbe	Weiß
Nr.	5150

**PP-Einweghosen**

Hose mit Gummizug in der Taille und an den Knöcheln / weiß /

Polybeutel à 1 Stück / Versandeinheit 100 Polybeutel

Größe	XL	XXL
Nr.	600-500	600-700





handgenäht

Mit
Lebensmittelzulassung**PE-Ärmelschoner**

ca. 40 cm lang / Beutel à 100 Stück / Versandeinheit 20 Beutel

Farbe	Weiß	Blau	Blau
Stärke	20 µ	20 µ	40 µ
Nr.	500-100	500-111	500-140

**CPE-Überschuhe**

handgenäht

gehämmert / blau / mit Gummizug / ca. 40 cm lang /
Beutel à 100 Stück / Versandeinheit 20 Beutel

Stärke	20 µ	35 µ
Nr.	5110	6000



handgenäht

Hohe Qualität

Überschuhe mit CPE-Laufsohleweißes Vlies / blaue CPE-Laufsohle /
Packung à 50 Stück / Versandeinheit 16 Packungen

Nr.	5250
-----	------



handgenäht

Starkes Material

PE-Stiefelüberschuhetransparent / gehämmert / 75 µ /
Beutel à 10 Stück / Versandeinheit 40 Beutel

Nr.	5020
-----	------



**Vlies-Tangas**

für Damen / Einheitsgröße / Box à 50 Stück / Versandeinheit 10 Boxen

Farbe	Weiß
Nr.	7080

**Vlies-Tangas**

für Herren / Einheitsgröße / Box à 50 Stück / Versandeinheit 10 Boxen

Farbe	Dunkelblau
Nr.	5080

**PP-Einwegpantoffeln**

Einheitsgröße / weiß / offen oder geschlossen / mit Polymersohle / Beutel à 2 Stück / Versandeinheit 125 Beutel

Art	offen	geschlossen
Nr.	9050	9051-Z

**Hunter Bag**

20 x beschichtete Latexhandschuhe schwarz (speziell für Jäger)
 1 x Haut- und Händedesinfektion 100 ml
 2 x 2 Tücher Quick & Clean Maxi Wipes (vorgetränkte Desinfektionstücher zum Abwischen des Equipments)
 4 x Ärmelschoner
 2 x Schürze (zum Schutz der Kleidung)

Nr.	12107
-----	-------



1. Allgemeines – Geltungsbereich
- 1.1 Die nachstehenden Verkaufsbedingungen sind Grundlage aller unserer Angebote, Aufträge und Warenlieferungen; sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
- 1.2 Die Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden nur insoweit anerkannt, als sie mit unseren Verkaufsbedingungen übereinstimmen oder von uns im Einzelfall schriftlich ausdrücklich zur Grundlage des jeweiligen Vertrags oder der Leistung gemacht werden.
- 1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen und Sondervermögen des öffentlichen Rechts im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.
2. Angebot und Vertragsschluss
- 2.1 Alle Angebote und sonstigen Zusagen sind hinsichtlich Preis, Menge, Lieferzeit und Liefermöglichkeit freibleibend, es sei denn, es ist etwas anderes ausdrücklich bestimmt.
- 2.2 Die einem Angebot beigefügten Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen usw., die Gewichts- und Maßangaben sowie Qualitäts- und Eigenschaftsbeschreibungen des angebotenen Produkts sind nur annähernd, jedoch bestmöglich ermittelt und gelten nicht als zugesichert, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Zugesichert wird allerdings, dass sämtliche Produkte nach GMP-Richtlinien hergestellt werden.
- 2.3 Abschlüsse des Außendienstes sowie telefonische Abmachungen bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
3. Preis, Verpackung, Frachtkosten und Zahlungsbedingungen
- 3.1 Unsere Preise verstehen sich, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, ab Lieferwerk (Versandort) einschließlich Papier und Kartonverpackung. Die Ware wird frachtfrei beim Empfänger abgeliefert. Zollerhebungen gehen zulasten des Empfängers.
- 3.2 Daneben gelten für die Berechnung stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.
- 3.3 Die gesetzliche Umsatzsteuer wird in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe und gesondert in Rechnung gestellt.
- 3.4 Bei Express- und Eilgutsendungen, die als solche vom Kunden veranlasst wurden, geht die Differenz zum Preis der normalen Frachtsendung zulasten des Kunden.
- 3.5 Bei einem Auftragswert unter 500,00 € werden die jeweils anfallenden Versandkosten abweichend von Ziffer 3.1 dem Kunden in Rechnung gestellt. Bei einem Bestellwert unter 100,00 € netto Auftragswert berechnen wir eine Gebühr in Höhe von 25,00 € zzgl. Versandkosten.
- 3.6 Alle Rechnungen sind ohne abweichende Vereinbarungen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung netto ohne Skontoabzug zu zahlen. Soweit Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen, gerechnet vom Rechnungsdatum an, erfolgt, ist der Kunde berechtigt, vom Rechnungsbetrag 2 % Skonto abzuziehen, sofern uns die Zahlung bis dahin erreicht.
- 3.7 Werden eigene oder fremde Akzepte gegeben, so gehen die Wechselsteuern und Diskontospesen zulasten des Käufers. Zahlungen durch Wechsel gelten nicht als Bezahlung und haben keinen Anspruch auf Kassa-Skonto. Die Hereinnahme eigener oder fremder Akzepte behalten wir uns vor.
- 3.8 Wechsel und Schecks werden nur unter Vorbehalt der Einlösung gutgebracht. Wir übernehmen keine Gewähr für rechtzeitiges Vorzeigen und Erheben von Protesten. Im Falle eines Wechselprotestes, sei es eines Eigenakzeptes des Kunden, sei es bei nicht sofortiger Begleichung eines protestierten fremden Akzeptes, werden die Ansprüche aus allen noch laufenden Wechseln, ungeachtet, ob es eigene oder fremde Akzepte sind, sofort fällig.
- 3.9 Angestellte oder Vertreter dürfen Zahlungen nur aufgrund besonderer Vollmacht entgegennehmen. Soweit gleichwohl Zahlung an solche Personen erfolgt, hat sie nur bei Eingang in unserem Hause schuldbefreiende Wirkung.
- 3.10 Lieferung ins Ausland erfolgt, soweit nicht besondere Vereinbarungen bestehen, gegen Vorkasse. Ansonsten hat der Kunde durch seine Bank auf eigene Kosten ein unwiderrufliches Dokumentenakkreditiv eröffnen zu lassen, welches zu unseren Gunsten zu stellen ist.
- 3.11 Soweit der Kunde mit der Erfüllung einer Verbindlichkeit in Verzug gerät, sind sämtliche etwaigen weiteren Forderungen trotz etwaig entgegenstehender Abreden sofort fällig. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers rechtfertigen.
- 3.12 Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherstellungsleistungen abhängig zu machen oder die gesetzlichen Ansprüche geltend zu machen. Entgegenkommene Wechsel können vor Verfall zurückgegeben und es kann sofortige Bezahlung verlangt werden.
- 3.13 Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder andere Schuld uns überlassen.
- 3.14 Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind; außerdem ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- 3.15 Wir sind berechtigt, unsere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu Finanzierungszwecken abzutreten.
- 3.16 Für Lieferungen und Leistungen an Kunden im Ausland gilt als ausdrücklich vereinbart, dass alle Kosten der Rechtsverfolgung durch uns im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden, sowohl gerichtliche als auch außergerichtliche, zulasten des Kunden gehen.
4. Lieferung, Gefahrübergang
- 4.1 Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Unsererseits angegebene Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, wir haben etwas anderes schriftlich ausdrücklich zugesagt.
- 4.2 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw. –, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen zu vertreten. Derartige Liefer- und Leistungsverzögerungen berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der Verkäufer ist ungeachtet dieser Umstände verpflichtet, dem Käufer in diesen Fällen unverzüglich Mitteilung zu machen.
- 4.3 Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten haben oder wir uns in Verzug befinden, hat unser Kunde das Recht, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Ansprüche auf Ersatz des Verzögerungsschadens (§ 286 BGB) und Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung sind ausgeschlossen, es sei denn, die Nichterfüllung oder Nichteinhaltung der Lieferfristen beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen. Im Falle grober Fahrlässigkeit ist der Käufer jedoch nur berechtigt, Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schadens zu verlangen. Die Haftungsbegrenzung gilt weiter nicht, wenn ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde. Des Weiteren gilt sie dann nicht, wenn unser Kunde berechtigterweise geltend macht, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
- 4.4 Wir behalten uns vor, auch im Interesse unserer Kunden, Teillieferungen vorzunehmen. Jede Teillieferung wird als Erledigung eines besonderen Auftrags im Sinne dieser Verkaufsbedingungen betrachtet.
- 4.5 Die Wahl von Versandwegen und Transportmitteln bleibt unter Ausschluss jeder Haftung mit Ausnahme von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz uns überlassen.
- 4.6 Haften wir auf Schadenersatz, ist unsere Haftung im Falle der einfachen Fahrlässigkeit auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 4.7 Wegen eines Lieferverzuges kann der Kunde nach den gesetzlichen Vorschriften nur dann zurücktreten, wenn wir nicht den Nachweis fehlenden Verschuldens führen können.
- 4.8 Die Gefahr für die zu liefernden Produkte geht mit dem Verlassen unseres Werkes, spätestens jedoch mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, auf den Kunden über. Wir haften im Hinblick auf Transportschäden nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung auch für einfache und leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit es sich nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs handelt.
- 4.9 Auf Wunsch des Käufers wird auf seine Kosten die Sendung gegen Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden versichert.
5. Abnahme, Mängelrüge und Mängelhaftung
- 5.1 Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass der Kunde seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- 5.2 Wir gewährleisten fachgerechte Produkterstellung nach den anerkannten Regeln der Technik, GMP-Richtlinien und etwaig geltenden und anerkannten DIN-Vorschriften. Für die Erfüllung produktspezifischer Anforderungen, die sich weder aus den einzelvertraglichen Vorgaben noch aus allgemeinen Kenntnissen nach den anerkannten Regeln der Technik unschwer ableiten lassen, übernehmen wir keine Gewährleistung.
- 5.3 Unerhebliche Abweichungen von Qualität, Farbe, Maß und Gewicht bilden keinen Grund zur Beanstandung.
- 5.4 Soweit ein Mangel vorliegt, ist unser Kunde berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist unser Kunde nach seiner Wahl berechtigt, den Preis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.
- 5.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern unser Kunde Schadenersatzansprüche geltend machen kann, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Exzess-Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Soweit die zu liefernde Sache nur nach Gattungsmerkmalen bestimmt ist, haften wir nur dann im Falle eines Mangels auf Ersatz des Schadens, wenn wir nicht nachweisen, dass wir die Mangelhaftigkeit nicht zu vertreten haben.
- 5.6 Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, jedoch mit der Maßgabe, dass unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.
- 5.7 Unsere Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 5.8 Soweit der Kunde einen Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung hat und stattdessen einen Anspruch auf Ersatz der ihm entstandenen vergeblichen Aufwendungen verlangt, bleibt dieser Anspruch nach § 284 BGB unberührt. Im Übrigen ist, soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, unsere Haftung ausgeschlossen.
- 5.10 Soweit dem Kunden eine Gegenforderung zusteht, die rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt oder unbestritten ist, steht ihm auch insoweit ein Recht zur Leistungsverweigerung zur Seite. Dieses Leistungsverweigerungsrecht steht dem Kunden darüber hinaus auch insoweit zu, als es auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- 5.11 Auskünfte über Gebrauchs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Beratung oder sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreien den Käufer nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke.
6. Verjährungsfrist
- Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche, die auf einfache Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, beträgt unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistung solcher Ansprüche aus der vorstehenden Ziffer 5. 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang
7. Eigentumsvorbehalt
- 7.1 Der Kaufgegenstand verbleibt bis zum Ausgleich unserer Forderungen aus dem Kaufvertrag in unserem Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle Forderungen, die der Verkäufer gegen den Käufer im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand, z. B. aufgrund von Reparaturen oder Ersatzteillieferungen sowie sonstigen Leistungen, nachträglich erwirbt. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, gilt der Eigentumsvorbehalt auch für die Forderungen, die der Verkäufer aus seinen laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Käufer hat, bei Zahlung durch Wechsel oder Scheck bis zu deren Einlösung. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist dieser nach Mahnung verpflichtet, die Vorbehaltsware herauszugeben.
- 7.2 Veräußert der Käufer die gelieferte Ware vor vollständiger Bezahlung des Kaufpreises weiter oder übereignet er sie aus einem anderen Rechtsgrunde an Dritte, tritt der Käufer hiermit die aus der Weiterveräußerung oder der Weitergabe der Vorbehaltsware gegen eine Abnehmer zustehenden Ansprüche mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung in Höhe des Rechnungswertes unserer dabei verwendeten Ware. Auf unseren Wunsch hat der Käufer, sobald er in Verzug ist, die Abtretung seinem Schuldner bekannt zu geben und uns die erforderliche Auskunft zu geben sowie die Unterlagen zwecks Einziehung der Forderung durch uns auszuhändigen. Der Käufer ist berechtigt und verpflichtet, soweit wir nichts anderes bestätigen, den Gegenwert für die weiterveräußerte Ware, der ohne Weiteres unser Eigentum wird, einzuziehen und für uns abgedornt von den übrigen Zahlungsmitteln zu verwahren.
- 7.3 Der einfache sowie der verlängerte Eigentumsvorbehalt bestehen im Zweifel so lange fort, bis der Käufer unserer Ware in jedem Einzelfall nachweist, dass sie vollständig bezahlt ist. Nehmen Dritte unsere Ware, die sich noch im Eigentumsvorbehalt befindet, in Anspruch, z. B. im Wege der Pfändung, oder erheben Dritte Ansprüche auf die an uns abgetretene Forderung des Käufers, ist der Käufer verpflichtet, uns hiervon in Kenntnis zu setzen und den Dritten über den Eigentumsvorbehalt zu informieren.
- 7.4 Werden Tatsachen bekannt, die ernste Bedenken an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen, und weigert sich der Käufer, die Erfüllung des Vertrags Zug um Zug durch Leistung oder Sicherheitsleistung zu gewähren, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
8. Weiterverkauf
- Der Weiterverkauf unserer Markenartikel ist nur in Originalpackungen gestattet. Ihre Um- und Abfüllung ist gemäß § 24 des Warenzeichnungsgesetzes nicht statthaft.
9. Anwendbares Recht – Gerichtsort – Erfüllungsort
- 9.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- 9.2 Unser Geschäftssitz Troisdorf ist gleichzeitig Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Firmen- oder Wohnsitzgericht zu verklagen.
- 9.3 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ist unser Geschäftssitz Troisdorf Erfüllungsort.

Stand: 04/2016



Sicherheit durch Qualität

UNIGLOVES®
DER PARTNER DES FACHHANDELS
+49-2241-9323-0

GOOD BUY!

Impressum

Herausgeber:
UNIGLOVES®
Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71
53842 Troisdorf-Spich, Germany

Grafik:
einfachferber GmbH
Agentur für Kommunikation
www.einfachferber.de

Änderungen vorbehalten



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT



UNIGLOVES® Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71 | 53842 Troisdorf-Spich, Germany
Tel. +49(0)2241-9323-0 | Fax +49(0)2241-9323-297 | Fax +49(0)2241-9323-298
www.unigloves.de | unigloves@unigloves.de