


PTFE Schlauch



Exzellente Eigenschaften: Extreme Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, geringster Reibungskoeffizient, ausgezeichnete Antihafteneigenschaften/Restentleerung. PTFE-Schläuche riechen, brennen oder rauchen nicht, sind alterungs- und UV-lichtbeständig. Nicht beständig gegen Fluorverbindungen sowie starke Reduktionsmittel.

- ▶ Transparent
- ▶ Härte Shore D 55
- ▶ Temperatur -200 °C bis +260 °C
- ▶ Autoklavierbar, Ethylenoxid
- ▶ Geschmacks- und Geruchsneutral

! Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optimalen Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der jeweiligen Eignung liegt beim Anwender!

PTFE Schlauch								
Innen-Ø mm	Rollenlänge m	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Druck max. bar	Preis €	Artikel-Nr.		
1	5	3	1	240		8804-0103	N3	
1	50	3	1	240		8879-0103	N3	
2	5	4	1	120		8804-0204	N3	
2	50	4	1	120		8879-0204	N3	
3	5	5	1	80		8804-0305	N3	
3	50	5	1	80		8879-0305	N3	
4	5	6	1	60		8804-0406	N3	
4	50	6	1	60		8879-0406	N3	
6	5	8	1	40		8804-0608	N3	
6	50	8	1	40		8879-0608	N3	
8	5	10	1	30		8804-0810	N3	
8	50	10	1	30		8879-0810	N3	
10	5	12	1	20		8804-1012	N3	
10	50	12	1	20		8879-1012	N3	
Zubehör								
Bezeichnung					Preis €	Artikel-Nr.		
Schlauchabschneider						0006-9506		N3

PE Schlauch



Der PE-Schlauch ist physiologisch unbedenklich, resistent gegenüber (nicht oxidierenden) Säuren, Laugen, Salzen und einer Vielzahl von Lösungsmitteln, druckfest, flexibel, schlagzäh, leicht, druckbelastbar, bis + 80°C deformationsbeständig.

- ▶ Transparent
- ▶ Härte Shore A 80 ± 3
- ▶ Temperatur -40 °C bis +95 °C
- ▶ Für Lebensmittel geeignet

! Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optimalen Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der jeweiligen Eignung liegt beim Anwender!

PE Schlauch								
Innen-Ø mm	Rollenlänge m	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Druck max. bar	Preis €	Artikel-Nr.		
3	10	5	1	13		8805-0305	N3	
3	100	5	1	13		8878-0305	N3	
4	10	6	1	10		8805-0406	N3	
4	100	6	1	10		8878-0406	N3	
6	10	8	1	7		8805-0608	N3	
6	100	8	1	7		8878-0608	N3	
10	10	14	2	8		8805-1014	N3	
10	100	14	2	8		8878-1014	N3	
12	10	16	2	7		8805-1216	N3	
Zubehör								
Bezeichnung					Preis €	Artikel-Nr.		
Schlauchabschneider						0006-9506		N3