



ISOHEAT®



High Tech Engineering

LabHEAT®

Zubehör für Heizhauben

Mit wenigen Handgriffen können Heizhauben kippsicher aufgestellt oder problemlos in vorhandene Versuchs- und Arbeitsaufbauten eingesetzt werden.


Dreifuß Serie KM-DF

zur Verbesserung der Standfestigkeit bei Standardheizhauben wird ein Dreifußgestell aus Edelstahl (1.4301) verwendet. Die Heizhaube wird dabei einfach mit den angebrachten vier Befestigungshaken von unten in den Dreifuß eingehängt.



Tragrings Serie KM-TR

zur Befestigung der Standardheizhauben in Stativaufbauten wird ein Tragrings aus Edelstahl (1.4301) verwendet. Dabei wird die Heizhaube an ihren vier Befestigungshaken von unten in den Tragrings eingehängt. Mit einer Kreuzklemme kann der Tragringsarm an senkrechten oder waagrechten Stativaufbauten befestigt werden.



Stativklemme Typ KM-SK

Zubehör für Gehäuseheizhauben und Reihenheizgeräte, Klemmvorrichtung für Stativstangen bis Ø12 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhauben in Stativaufbauten.



Bestelldaten

Dreifuß Serie KM-DF

Inhalt ml/l	Ring Ø mm innen	Höhe mm	Art.-Nr.
100	110	130	71000100
250	140	150	71000250
500	160	160	71000500
1	188	180	71001000
2	222	210	71002000
3	238	230	71003000
4	261	240	71004000
5	277	240	71005000
6	291	265	71006000
10	334	310	71010000
20	430	390	71020000

Bestelldaten

Tragring Serie KM-TR

Inhalt ml/l	Ring Ø mm innen	Grifflänge mm	Art.-Nr.
25	90	185	72000025
50	90	185	72000050
100	110	185	72000100
250	140	185	72000250
500	160	185	72000500
1	188	230	72001000
2	222	185	72002000
3	238	230	72003000
4	261	230	72004000

Bestelldaten

Stativklemme KM-SK und Stativstange KM-SS

KM-SK	Klemmvorrichtung für Stativstangen bis Ø 12 mm	Art.-Nr. 97000001
KM-SS500	Ø 12 mm x 500 mm, ohne Gewinde	Art.-Nr. 97000500
KM-SS1000	Ø 12 mm x 1000 mm, ohne Gewinde	Art.-Nr. 97001000



Serie KM-DF



Serie KM-TR



Type KM-SK mit KM-SS



ISOHEAT GmbH
Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de