


Technische Information Technical information

Einlegeboden / Verstärkter Einlegeboden Wire tray / Enhanced wire tray



Beachten Sie die Betriebsanleitung des Geräts!
Observe the operating instructions of the device!



Einlegeboden (Standard): Stahl verchromt, bis maximal 30 Kg Zuladung.
Verstärkter Einlegeboden: Edelstahl, bis maximal 60 Kg Zuladung.

Wire tray (standard): chrome-plated steel, up to a maximum load of 30 kg.
Enhanced wire tray: stainless steel, up to a maximum load of 60 kg.

Ursprungssprache: Deutsch

Auspacken / Montage

/// Auspacken

- › Packen Sie den Einlegeboden vorsichtig aus.
- › Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (per Post, Bahn oder Spedition).

/// Montage



Hinweis!

Beachten Sie die maximale Zuladung!

- › Tür öffnen.
- › Verstärkten Einlegeboden einlegen.

DE

Source language: German

EN

Unpacking / Assembly

/// Unpacking

- › Please unpack the wire tray carefully.
- › In the case of any damage a detailed report must be sent immediately (post, rail or forwarder).




/// Assembly



Notice!

Note the maximum payload!

- › Open the door.
- › Insert the wire tray.



IKA-Werke GmbH & Co.KG

Janke & Kunkel-Str. 10
D-79219 Staufen
Tel. +49 7633 831-0
Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de

www.ika.com