

Technische Information Technical information

Gittereinlegeboden Wire grid tray



Beachten Sie die Betriebsanleitung des Gerätes!
Observe the operating instructions of the device!



Gittereinlegeboden: bis maximal 20 kg Zuladung.
Wire grid tray: up to a maximum load of 20 kg.

Ursprungssprache: Deutsch

DE

Source language: German

EN

Auspacken / Montage

/// Auspacken

- › Packen Sie den Gittereinlegeboden vorsichtig aus.
- › Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (per Post, Bahn oder Spedition).

/// Montage

Hinweis!

- › Beachten Sie die maximale Zuladung!
1. Tür öffnen.
 2. Gittereinlegeboden einlegen.

Unpacking / Assembly

/// Unpacking

- › Please unpack the wire grid tray carefully.
- › In the case of any damage a detailed report must be sent immediately (post, rail or forwarder).

/// Assembly

Notice!

- › Note the maximum payload!
1. Open the door.
 2. Insert the wire grid tray.

