

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[AM4515ZTL](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant

DINO-LITE AM4515ZTL



With the built-in automatic magnification reading (AMR), measurements can be performed easily and quickly. Different caps are supplied with the microscope making the Dino-Lite Edge the perfect choice for any professional application. Together with the long working distance of up to 23 centimetres the AM4515ZTL is the ideal choice in situations, where real time images are vital, such as working on PCB's or other miniature objects.

Model	AM4515ZTL
Resolution	1,3 megapixel (1280x1024 pixels)
Magnification	10-140x
Interface	USB 2.0, High speed USB transmission
Nr. of LED's	8
LED on/off switchable	Yes
LED color	White
Housing	Composite/ plastic housing
Microtouch	Yes
Magnification lock	Yes
ESD safe	No
Output	Picture, video
Video Frame Rate	up to 30 frames-per-second
Measurement	Yes (line, radius, circle, 3-point circle, etc.)
Calibration	Yes
Filter/Diffuser	IR cut-filter >650 nm / Diffuser N3C-D included
Compatibility	Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up
Software (Included)	Windows: DinoCapture 2.0, Mac: DinoXscope
Special feature	Aut. Magn. reading
Package contents	Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, User manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[AM4515ZTL](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant