



designed to work perfectly

Werksbescheinigung / Declaration of compliance with the order

gemäß / in accordance with DIN EN 10204 - 2.1

Reaktionsblock / Reaction block flask:

Modell / Model:

DB 1.1 ... 1.5,	DB 2.1 ...2.2,	DB 3.1 ... 3.3
DB 4.1 ... 4.9,	DB 5.1 ...5.9,	DB 6.1 ... 6.3
DB 7.1,	DB 8.1	

Verwendete Materialien / Parts made from:

Werkstoffe / Materials:

Aluminium:
EN AW-6061

Oberfläche / Surface:

anodisiert / anodised
DIN 17611 E0

Die verwendeten Materialien sind frei von Silikon. /
The materials used are free of silicone. /

Staufen, 17.10.2023

20000021551 A

Stefan Meidroth
Director
Quality Assurance

Hans-Urs Eckerle
Team Leader
Regulatory Compliance

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. (DIN EN 10204, Abschnitt 5) /
This document was created electronically and is valid without signature. (DIN EN 10204, Chapter 5)