

Top Angebote von Top-Brands


FAUST



Preise gültig bis 23.12.2025

**Generieren Sie Wasserstoff
mit LNI! S. 23**

**FASTER - Ihr Partner für
sicheres Arbeiten! S. 8/9**



eppendorf



Die besten Mischer im Top-Angebot!



LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0



Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!

+ Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netz-Kabel (H11)

42% Rabatt

Beschreibung	Rühr- menge l	Drehzahl min-1	Aufstellflä- che Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6320401	752,90	436.68



Rollenmischer LLG-uniROLLER 6 easy und pro

Analoger oder digitaler Rollenmischer mit 6 Rollen zum effizienten Mischen von biologischen Proben, viskosen Substanzen und Suspensionen. Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, z. B. zur Verhinderung von Blutgerinnung und Immunpräzipitation.

- + Zum sanften Mischen von Proben
- + Max. Gefäßgröße 1 Liter Flasche, Max. Beladung: 4 kg
- + Drehzahlbereich: 0 ... 70 min-1
- + LLG-uniROLLER 6 pro: LCD Bildschirm
- + Zulässige Umgebungstemperatur: 5...40°C



50% Rabatt

Typ	Rollen	Beschrei- bung	Gewicht kg	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-uniROLLER 6 easy	6	analog	4.5	260 x 450 x 120	1	6263645	426,30	213.15



Vortex Genie® 2

Robustes und zuverlässiges Schüttelgerät zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Bechergläser, Reaktionsgefäße etc. Aufsätze durch Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar.

+ Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich.

50% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Vortex Genie® 2	1	6235684	477,30	238.65



Kontrolliertes Wippen und Schütteln!

Thermoschüttler LLG-uniTHERMIX 1 pro und 2 pro

Der LLG-uniTHERMIX pro ist ideal zum Schütteln und Temperieren verschiedener Röhrchen oder Platten. Durch die hohe Temperaturkonstanz, schnelle Heizrate und exzellenten Mischergebnisse ist der LLG-uniTHERMIX pro perfekt geeignet für die Inkubation von Proben jeder Art insbesondere im Life Science Bereich, z.B. Enzym-Reaktionen, Transformationen, Denaturierung von DNA/RNA. Die Heizblöcke werden magnetisch auf dem LLG-uniTHERMIX pro befestigt und müssen nicht festgeschraubt werden.

- + Einfacher und schneller Wechsel der Heizblöcke durch magnetische Befestigung
- + Temperaturen bis 100 °C. Temperatur-Genauigkeit von $\pm 0,5$ °C (bei 20 ... 45 °C)
- + Effizientes Mischen bei bis zu 1500 min⁻¹, abhängig vom verwendeten Block
- + Bis zu 9 Programme speicherbar. Viele Blockoptionen erhältlich. Automatische Blockerkennung
- + Lieferumfang: Thermoschüttler, 4 Saugfüsse

LLG-uniTHERMIX 1 pro: mit Schüttel- und Heizfunktion, Temperaturbereich: RT + 5 °C ... ca. 100 °C

LLG-uniTHERMIX 2 pro: mit Schüttel-, Kühl- und Heizfunktion, Temperaturbereich: 15 °C unter RT ... ca. 100 °C



50% Rabatt

Typ	max. Heiz- geschw. °C/min	min. Betriebs- temp. RT + °C	Steckertyp	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-uniTHERMIX 1 pro	5.5	-15	EU	1	6263482	1'664.90	832.45
LLG-uniTHERMIX 2 pro	5.5	5	EU	1	6263484	2'355.30	1'177.65

Heizblöcke für Thermoschüttler LLG-uniTHERMIX 1 pro und 2 pro

LLG Heizblöcke für Thermoschüttler LLG-uniTHERMIX 1 pro und 2 pro für unterschiedliche Reaktionsgefäße.

Für Reaktionsgefäße	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
24 Reaktionsgefäße, 0,5 ml	1	6263486	361.00	180.50
24 Reaktionsgefäße, 1,5 ml	1	6263487	361.00	180.50
24 Reaktionsgefäße, 2 ml	1	6263494	361.00	180.50
8 Reaktionsgefäße, 5 ml	1	6263495	361.00	180.50
8 Reaktionsgefäße, 15 ml	1	6263496	409.30	204.65
4 Reaktionsgefäße, 50 ml	1	6263497	409.30	204.65
96 well PCR Platten, 0,2 ml Reaktionsgefäße	1	6263498	361.00	180.50
96/384 Mikrotiterplatte	1	6263499	361.00	180.50
8 Eppendorf Tubes® 5.0 ml	1	6317330	361.70	180.85



50% Rabatt

Wippschüttler 35 EZ, einfache Plattform

Wippschüttler 35 EZ von Labnet mit großer Kapazität. Diese verbesserten Schüttler zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, eine große Plattform und eine genaue Kontrolle der Wipp-Parameter aus. Sie haben eine Garantie von 5 Jahren. Sowohl Geschwindigkeit und Zeit sind einfach zu wählen und die überarbeitete analoge Steuerung zeigt die eingestellten Werte äußerst präzise an. Der Neigungswinkel ist leicht über einen seitlichen Knopf einstellbar. Dieses Schüttler-System hat eine Traglast von bis zu 5 kg. Somit kann eine Doppelpattform voll beladen werden, ohne dass sich die Geschwindigkeit ändert. Enthalten ist eine rutschfeste, gerippte Gummimatte, um die Probengefäße in Position zu halten. Timer von 10 bis 120 min oder Dauerbetrieb.

Nennvolumen l	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
10	1	6283296	842.00	749.00



11% Rabatt

Präzise Zellisolation und Zellzählung!

CORNING




Zentrifugenröhrchen FALCON™, PS, mit Zellsieb- kappe

- + Rundboden
- + Max. RZB: 1'400 x g
- + Steril
- + PS. Pyrogenfrei

Typ	Nenn. vol. ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Zentrifugenröhrchen	5	500	6239150	598.80	479.04

20% Rabatt




Zellsiebe, steril

Zellsiebe zur schnellen Isolierung von Primärzellen, um eine Einzelzellsuspension aus Geweben zu erhalten. Der Rahmen aus PP ist farbcodiert und die verlängerte Lippe ermöglicht eine aseptische Handhabung mit einer Pinzette. Das stabile Nylongewebe mit gleichmäßigen Maschen gewährleistet konstante und zuverlässige Ergebnisse. Die Siebe sind nicht zytotoxisch und passen auf konische 50 ml Röhrchen von Biologix.

Maschenweite µm	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
40	lila	100	6328135	122.60	67.43
70	orange	100	6328136	122.60	67.43
100	grün	100	6328137	122.60	67.43

45% Rabatt



Zählkammer nach Neubauer improved

Doppelte Netzteilung. Eichfähig. Kammertiefe 0,1 mm. Das Zählnetz zeigt 9 Großquadrate von je 1 mm². Die 4 Großquadrate in den Ecken sind in je 16 Quadrate mit 0,25 mm Seitenlänge unterteilt. Sie werden für die Leukozytenzählung verwendet. Das Großquadrat in der Mitte ist in 25 Gruppenquadrate mit je 0,2 mm Seitenlänge unterteilt. Jedes Gruppenquadrat besteht aus 16 Kleinstquadraten mit je 0,05 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0,0025 mm². Die mit "E" gekennzeichneten 5 Gruppenquadrate werden für die Thrombozyten- und Erythrozytenzählung verwendet. Die Zählfläche der Gruppenquadrate wird jeweils von der mittleren der drei Grenzlinien begrenzt.

mit Federklemmen	Tiefe Kam- mer mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Nein	0.1	1	7020270	59.00	36.58
Ja	0.1	1	7020272	83.40	51.71

38% Rabatt





Filtration ohne Kompromisse!

TPP Vakuumfiltration „rapid“- Filtermax

Dieses Vakuumfiltrationssystem von TPP erbringt eine hohe Ausbeute und ein schnelles Filtrieren Ihrer Lösung. Alle TPP Vakuumfiltrationssysteme der „rapid“-Filtermax-Familie besitzen die gleichen Produktmerkmale:

- + Quadratische Form
- + Hohe Durchflussgeschwindigkeit
- + Die Filtermax passen auf die original Duranflaschen mit GL 45 Gewinde



25% Rabatt

Volumen ml	Beschreibung	Abmessungen (L x B x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
150	Set komplett	93 x 93 x 103	18	TPP99150	118.97	89.23
150	Filteraufsatz	89 x 89 x 57	36	TPP99155	188.72	141.54
150	Flasche	93 x 93 x 63	24	TPP99157	73.54	55.16
250	Set komplett	93 x 93 x 145	12	TPP99250	89.95	67.46
250	Filteraufsatz	90 x 89 x 75	24	TPP99255	139.49	104.62
250	Flasche	93 x 93 x 87	24	TPP99257	92.51	69.38
500	Set komplett	93 x 93 x 214	10	TPP99500	96.21	72.16
500	Filteraufsatz	90 x 89 x 110	21	TPP99505	157.95	118.46
500	Flasche	93 x 93 x 121	36	TPP99507	225.64	169.23
1000	Set komplett	111 x 111 x 285	9	TPP99950	163.08	122.31
1000	Filteraufsatz	108 x 108 x 143	12	TPP99955	169.23	126.92
1000	Flasche	111 x 111 x 160	20	TPP99957	194.87	146.15

LLG Spritzenvorsatzfilter SPHEROS, PES



Preisgünstige Spritzenvorsatzfilter für die effiziente Filtration einer großen Palette von Lösungsmitteln, sowie wässrigen oder anorganischen Lösungen. Diese Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, Lebensmittel- und Getränkelaboratorien ab.

- + Robustes Gehäuse aus Polypropylen
- + Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang und männlichem Luer-Slip-Ausgang
- + Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
- + Hydrophile Membran zur Filtration wässriger und polarer organischer Lösungen mit geringer Proteinbindungskapazität
- + Besonders geeignet für die Sterilfiltration von Lösungen und Medien im Bereich Zellkultur, sowie die Ionenchromatographie und organische Säuren



55% Rabatt

Ø Filter mm	Material Membran	Porengröße µm	Steril	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
25	PES	0.22	Ja	45	6272642	99.90	44.96
25	PES	0.45	Ja	45	6272643	99.90	44.96

Biofil kümmert sich um Ihre Zellen



45% Rabatt

Erlenmeyerkolben, PC, steril, mit Schikanen und Standardverschluss

Für die Kultivierung von Zelllinien mit hohem Sauerstoffbedarf, Suspensionskulturen und die Lagerung von Proben.

- + Unbehandelt. Graduiert
- + Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung
- + DNase-, RNase-frei. Pyrogenfrei
- + Temperaturbereich: -80 °C bis 121 °C

Nennvolumen ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
125	24	4686631	130.40	71.72
250	12	4686633	91.90	50.55
500	12	4686635	122.10	67.16
1000	24	4686637	297.00	163.35



40% Rabatt

Zellkulturplatten/-schalen, mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche, PS, steril

Das dreidimensionale (3D) Sphäroidmodell kann die dreidimensionalen Zellnetzwerke, Zell-Matrix- und Zell-Zell-Interaktionen besser simulieren und ist ideal geeignet für Wirkstoffscreenings, in vitro-Tumorforschung und die Erforschung der Differenzierung und Sortierung von Stammzellen.

Die 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche wurde für Sphäroide (z.B. 3D-Tumorsphäroide) und organoide Kulturen konzipiert. Die Oberfläche wurde einer speziellen Gelbehandlung unterzogen, wodurch die Zellkulturplatte eine extrem starke Anti-Protein-Adsorption und Anti-Zellanhaftung aufweist. Dies fördert das Suspensionswachstum von Zellen und ermöglicht eine schnelle, konsistente und reproduzierbare Zellsphäroid-Kultur.

- + Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
- + DNase/RNase-frei
- + Pyrogenfrei
- + Steril



Anzahl Wells	Ø mm	Bodenform	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
6	-	flach	60	4696981	221.00	132.60
96	-	flach	60	4696982	235.70	141.42
96	-	U-Form	60	4696983	231.10	138.66
-	60	-	80	4696984	262.50	157.50
-	100	-	80	4696985	295.20	177.12



Garantiert bestes Zellwachstum!

CO2-Inkubatoren CB mit sterilisierbarem Sensor

Geeignet für Routineanwendungen der Zellkultivierung und Inkubationsaufgaben, auch für komplexe Ansätze unter hypoxischen Bedingungen. Modelle mit zusätzlicher O2-Regelung sind erhältlich.

- + Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
- + CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- + Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl
- + Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO2-Gasmischdüse
- + Interner Datenlogger, Messwerte über USB auslesbar
- + Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- + Schnittstellen: Ethernet, USB, potenzialfreier Alarmkontakt
- + Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- + Touchscreen-Controller
- + CO2 Fail Safe System zum pH-Schutz der Zellkulturen



31% Rabatt

Typ	Nennvol. l	max. Einschub- ebenen	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell. Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
CB56	53	3	400 x 330 x 400	1	4684694	8'560.00	5'906.40
CB170	170	6	560 x 500 x 600	1	4684691	11'445.00	7'897.05
CB260	267	8	620 x 575 x 750	1	4684687	15'203.00	10'490.07

Ultratiefkühlschränke UFV 350/500/700 Standard und UFV 500/700 mit Wasserkühlung

Die Ultratiefkühlschränke eignen sich für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben bei -90 °C und sind charakterisiert durch einen niedrigen Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und individuellem Sicherheitskonzept.

- + Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine
- + Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- + Wärmedämmung mit einzigartigen Long-life VIPs (Vakuumdämmplatten)
- + Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert Eisbildung
- + Ergonomischer Türverschlusshebel
- + Innenraum komplett aus Edelstahl
- + Aushängbare Innentüren aus Edelstahl
- + 3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
- + Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
- + Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- + Ethernet-Schnittstelle
- + 2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten



31% Rabatt

Typ	Nenn- vol. l	Abm. aussen (B x T x H) mm	Abm. innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell. Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
UFV 350 Standard	402	706 x 938 x 1'966	486 x 636 x 1'300	1	4690444	13'184.00	9'096.96
UFV 500 Standard	501	826 x 938 x 1'966	606 x 636 x 1'300	1	4668590	13'797.00	9'519.93
UFV 500 mit Wasserkühlung	501	826 x 938 x 1'966	606 x 636 x 1'300	1	4668591	15'841.00	10'930.29
UFV 700 Standard	736	1'110 x 938 x 1'966	890 x 636 x 1'300	1	4664563	15'330.00	10'577.70
UFV 700 mit Wasserkühlung	736	1'110 x 938 x 1'966	890 x 636 x 1'300	1	6275022	17'272.00	11'917.68

FASTER - die Chemikalien-Laborabzüge ChemFAST Elite lassen keine Wünsche offen!



auf Anfrage!



Chemikalien-Laborabzug ChemFAST Elite, mit PVC-Arbeitsfläche oder mit Edelstahl-Arbeitsfläche

ChemFAST Elite Laborabzüge mit Umlüftung werden für die Eindämmung und Beseitigung von Chemikalien, Dämpfen und Aerosolen verwendet und bieten höchsten Personenschutz. Der Abzug ist mit einem mikroprozessor-gesteuerten Monitoring-System ausgestattet, um Luftstrom, Vorfilter und Filtereffizienz zu kontrollieren. Akustische und visuelle Alarmer warnen bei niedrigem/hohem Luftstrom, Stromausfall, Filtersättigung, Verstopfung des Vorfilters, sowie Gebläse- und Anemometerfehler.

- + Aufklappbare Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- + Front- und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- + Chemikalienresistente Arbeitsfläche
- + Aktivkohlefilter inkl. Vorfilter
- + Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit benutzerfreundlicher Tastatur
- + Bohrung an der Rückwand mit Gummiabdeckung zum Anschluss externer Geräte
- + Beleuchtung im Einbauehäuse, außerhalb des Arbeitsbereichs platziert
- + Zentrifugalgebläse nach IP54 zur Aufrechterhaltung eines konstanten Luftstroms
- + Chemikalien-Laborabzug mit einer Arbeitsfläche aus PVC oder aus Edelstahl



Typ	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
ChemFast Elite 06, mit PVC Arbeitsfläche	595 x 760 x 1120	1	4691987
ChemFast Elite 09, mit PVC Arbeitsfläche	885 x 760 x 1120	1	4691988
ChemFast Elite 12, mit PVC Arbeitsfläche	1185 x 760 x 1120	1	4691989
ChemFast Elite 15, mit Edelstahl-Arbeitsfläche	1500 x 760 x 1120	1	4691990
ChemFast Elite 18, mit Edelstahl-Arbeitsfläche	1800 x 760 x 1120	1	4691991



FASTER - Schutz und Sicherheit auf höchstem Level!

Zytostatika-Sicherheitswerkbänke CytoFAST Premium, Klasse II

Zytostatika-Sicherheitswerkbänke wurden sowohl zum Schutz des zu behandelnden Materials vor Verunreinigungen, als auch zum Schutz des Personals und der Umgebung vor toxischen Substanzen und anderen schädlichen Agenzien entwickelt.

- + Niedriger Energieverbrauch und Geräuschpegel
- + Steuerbarer Energy Safe Mode
- + Ergonomisches Design
- + Aufklappbare motorisierte Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- + Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- + Segmentierte Edelstahl-Arbeitsfläche
- + Stahlgehäuse mit antibakterieller Alesta® AM Pulverbeschichtung
- + Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit benutzerfreundlichem Bedienfeld
- + Gemäß EN 12469:2000 und DIN 12980:2017
- + Selbstregelndes DC-Gebläse
- + Stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung

Typ	Abm. aussen (B x T x H) mm	Abm. innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
CytoFAST Premium 209	1045 x 855 x 2345	887 x 580 x 740	1	4692117
CytoFAST Premium 212	1350 x 855 x 2345	1192 x 580 x 740	1	4692118
CytoFAST Premium 215	1655 x 855 x 2345	1497 x 580 x 740	1	4692119
CytoFAST Premium 218	1960 x 855 x 2345	1802 x 580 x 740	1	4692120

auf Anfrage!

Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke SafeFAST Premium touch, Klasse II

Das Premium-Modell ist ungeschlagen in seiner Klasse und verbindet höchsten Sicherheitsstandard mit grosser Leistungseffizienz. Extrem leiser Betrieb und niedriger Stromverbrauch gepaart mit geringer CO₂-Emission bedeuten einen Sprung in die Zukunft.

- + Epoxidbeschichtetes Metallgehäuse mit antibakterieller Lackierung (ALESTA®)
- + Extrem niedriger Geräuschpegel. Extrem niedriger Stromverbrauch
- + Dimmbares LED-Licht; Einzigartiger Ruhemodus
- + Innere Rückwand aus Edelstahl AISI316L. Zwei Gebläse-Motoren als Standard
- + Frontscheibe komplett aufklappbar für bequeme Reinigung
- + DEHS 100% Port. Front- und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- + Seitenscheiben mit Durchführungen für optionale Anschlüsse (z.B. Gashahn)
- + Elektrisch betriebene Frontscheibe – abgeschrägt für ergonomisches Arbeiten
- + Maximalhöhe = 440 mm für Transfer von Utensilien
- + Benutzerfreundliches Bedienfeld mit LCD-Display

Typ	Abm. aussen (B x T x H) mm	Abm. innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
SafeFAST Premium 209	1045 x 855 x 1500	887 x 580 x 740	1	4692065
SafeFAST Premium 212	1350 x 855 x 1500	1192 x 580 x 740	1	4692066
SafeFAST Premium 215	1655 x 855 x 1500	1497 x 580 x 740	1	4692067
SafeFAST Premium 218	1960 x 855 x 1500	1802 x 580 x 740	1	4692068

auf Anfrage!

Effizient filtrieren mit LLG!



LLG Spritzenvorsatzfilter SPHEROS, Celluloseacetat/PES/Nylon/PVDF/PTFE

Spritzenvorsatzfilter für die effiziente Filtration einer grossen Palette von Lösungsmitteln sowie wässrigen oder anorganischen Lösungen. Diese Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, Lebensmittel- und Getränke-laboratorien ab.

- + Robustes Gehäuse aus Polypropylen
- + Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang und männlichem Luer-Slip-Ausgang
- + Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
- + Auch in steriler Ausführung erhältlich. Fragen Sie uns an!

55% Rabatt

Ø Filter mm	Material Membran	Porengrösse µm	Steril	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
13	Celluloseacetat	0.22	-	100	6272802	93.00	41.85
13	Celluloseacetat	0.45	-	100	6272803	93.00	41.85
25	Celluloseacetat	0.22	-	500	4668145	651.70	293.27
25	Celluloseacetat	0.45	-	500	4668146	651.70	293.27
25	PES	0.22	-	50	6272640	73.70	33.17
25	PES	0.45	-	50	6272641	73.70	33.17
13	Nylon	0.22	-	100	6272810	93.00	41.85
13	Nylon	0.45	-	100	6272811	93.00	41.85
25	Nylon	0.22	-	500	4668147	714.00	321.30
25	Nylon	0.45	-	500	4668148	714.00	321.30
13	PVDF	0.22	-	100	4685651	94.60	42.57
13	PVDF	0.45	-	100	4685652	94.60	42.57
25	PVDF	0.22	-	50	4685653	79.50	35.78
25	PVDF	0.45	-	50	4685660	79.50	35.78
25	PTFE	0.22	-	500	4668149	713.00	321.26
25	PTFE	0.45	-	500	4668150	714.00	321.30
13	PTFE	0.45	-	100	6272817	93.00	41.85

LLG-Einmalspritzen, 3-teilig, PP, unsteril, Grosspackung



- + Spritzenkörper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk
- + Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch
- + Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens zu verhindern
- + Passend für alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss
- + Luer-Lock gemäss DIN EN 1707

55% Rabatt

Inhalt ml	Ansatz	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
2	Luer-Lock	500	6286616	48.60	21.87
5	Luer-Lock	500	6286617	53.60	24.12
10	Luer-Lock	500	6286618	82.60	37.17
20	Luer-Lock	500	6286619	112.30	50.54



Pipettieren von grösseren Volumina - exakt und schnell!

Turbo-fix Pipettierhilfe

Der Pipettor Turbo-Fix besticht durch höchste Pipettiergeschwindigkeit, lange Betriebszeit und geringes Gewicht. Das bedeutet: Dieses Fliegengewicht ist turboschnell beim Pipettieren mit grösseren Pipetten und höherem Volumen.

- + Turbo Pipettiergeschwindigkeit
- + Pipettiergeschwindigkeit : max. 13,5 ml/s (mit einer serologischen 50 ml Pipette)
- + >6 h kabelloses Pipettieren
- + Neueste Li-Ion Polymer Akkutechnologie
- + Fliegengewicht, 195g
- + Autoklavierbare Pipetten-Nase Stabifix



30% Rabatt

Material	Abmessungen (B x L x H)	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
PA/POM	125 x 130 x 35	1	TPP94700	453.33	317.33

LLG-Serologische Pipetten, PS, steril

Die serologischen Pipetten von LLG sind ideal geeignet für sterile, serologische und Zellkulturanwendungen. Leicht ablesbare Graduierungen vereinfachen die Flüssigkeitsmessung und -abgabe. Alle LLG serologischen Pipetten sind gestopft, steril, pyrogenfrei und haben ein grösseres Fassungsvermögen durch Übergraduierung.

Vereinfachtes Dosieren mittels gegenläufiger, zweiter Graduierungs-Skala bei 1 ml-, 5 ml-, 10 ml-, 25 ml- und 50 ml Pipetten

Volumen ml	Teilung ml	Farbkennung	Negative Graduierung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
1	1/100	gelb	0.3	500	9380440	71.90	43.14
2	1/50	grün	0.6	500	9380441	83.30	49.98
5	1/10	blau	3	200	7930401	46.90	28.14
10	1/10	orange	3	200	6268240	65.80	39.48
25	2/10	rot	8	150	7930403	71.10	42.66
50	5/10	violett	10	100	9380443	71.80	43.08



40% Rabatt

LLG-Pasteurpipetten, PE


- + Aus transparentem PE. Steril oder unsteril. Graduiert.
- + Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvol. ml	Steril	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
1	nein	500	4672670	23.40	11.70
3	nein	500	4672671	23.70	11.85
1	ja	1000	9401085	91.50	45.75
3	ja	1000	9401084	94.20	47.10



50% Rabatt

Sorgfalt in jedem Handgriff!



LLG-Sicherheitspipettierbälle, Naturkautschuk, rücklaufsicher, rot

Gefahrlos und rücklaufsicher. Zum Pipettieren von giftigen, bakterienhaltigen und übelriechenden Stoffen.

Typ	Abbildung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-Sicherheitspipettierball normal	1	1	6270265	11.00	5.50
LLG-Sicherheitspipettierball Universal	2	1	6270266	11.60	5.80
LLG-Sicherheitspipettierball "Flip"	3	1	6270267	10.70	5.35

50% Rabatt

Pipettensauger, Latex

- + Für Pasteurpipetten
- + Mit Rand



Max. Volumen ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
2	1	6233327	1.05	0.93

50% Rabatt

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Digital



Der Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher.

- + Leicht ablesbare digitale Anzeige. Exakt einstellbares Dosiervolumen
- + Easy Calibration Technik für sekundenschnelles Justieren ohne Werkzeug
- + Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe
- + Austauschbares Ansaug- und Ausstoßventil mit Sicherheitskugel (schließt bei nicht montierter Dosierkanüle). Autoklavierbar bei 121 °C
- + Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Polypropylen-Adapter



28% Rabatt

Dosiervolumen ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
0.1 ... 1	1	9284383	455.30	327.82
0.2 ... 2	1	9284408	455.30	327.82
0.5 ... 5	1	9284412	455.30	327.82
1 ... 10	1	9284416	455.30	327.82
2.5 ... 25	1	9284419	565.50	407.16
5 ... 50	1	9284423	605.50	435.96

-ebro-

Wo Verlässlichkeit zählt!

Temperatur-Feuchtelogger EBI 20-TH1

Anwendungen:

- + Sichere Temperatur-/Feuchteaufzeichnung
- + Transportüberwachung
- + Lagerüberwachung
- + Kühl- und Tiefkühlräume

Eigenschaften:

- + Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- + Optischer Alarm
- + Min./max. Werte im Display
- + Speichert 40000 Messwerte, jederzeit ablesbar
- + Batterie austauschbar
- + Messmodus: Endlosmessung sofort, Messung ab Startzeitpunkt, sofort messen bis Speicher voll, Start/Stop Messung, Start ab Tastendruck

Lieferumfang: Temperatur-Feuchtelogger

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Temperatur-Feuchtelogger EBI 20-TH1	1	9908070	112.00	72.80



35% Rabatt

Entsorgungsbehälter, Edelstahl

asecos®

Entsorgungsbehälter aus poliertem Edelstahl mit selbstschließendem Deckel inkl. Dämpfung, grossem, ergonomisch geformten Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters. Das Öffnen des Behälters erfolgt durch ein großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche.

- + Sicheres Sammeln von lösemittelgetränkten Putzlappen und sonstigen Abfällen
- + Reduzieren das Austreten von Dämpfen auf ein Minimum
- + Sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- + Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel
- + Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird verhindert
- + Behälter flüssigkeitsdicht verschweißt, Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
- + FM-zertifiziert
- + Behälter wahlweise Stahlblech verzinkt mit roter Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl



Volumen l	Abmessung aussen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
35	450 x 440 x 490	1	6254406	260.00	260.00
60	545 x 535 x 580	1	6318652	324.00	280.00

bis 13% Rabatt

asecos - Ihr Experte für Gefahrstofflagerung und -handling!

<https://www.faustlabscience.de/Kontakt/>

Unerlässliche Artikel für den Laboralltag!




40% Rabatt



40% Rabatt



40% Rabatt



40% Rabatt

LLG Labor- und Hygienetücher, 2-lagig

Labor - und Hygienetücher in der Spenderbox

- + 150 weisse, doppellagige Tücher à 210 x 220 mm
- + saugstark und ultrasoft
- + für sensible Anwendungsbereiche

Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher	30	9413220	63.50	38.10

Präzisionstücher KIMTECH SCIENCE, 1-lagig

Spezial-Wischtuch für Reinigungsarbeiten in sensiblen Einsatzbereichen der elektronischen, optischen und feinmechanischen Industrie. Fusselarm, saugstark und auch im nassen Zustand reissfest. Feinste Partikel werden von empfindlichen Oberflächen nahezu vollständig entfernt. 1-lagig, weiss. Antistatisch.

Abmessungen mm	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
285 x 310	Box à 198 Tücher	1	9413020	29.50	17.70
112 x 208	Box à 286 Tücher	1	9413021	7.85	4.71

LLG-Wischtücher, Rolle à 102 Tücher, 3-lagig

Rollen mit 102 Abrissen à 220 x 260 mm, 3-lagig, weiss

- + Nassfest, saugstark, fusselarm

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Rollen à 102 Tücher (Grosspackung)	30 Rollen	4679906	94.20	56.52

Universaltuch

Aus 80% Viskose und 20% Polyester. Das Universaltuch hat eine feine Noppenqualität. Es reinigt streifenfrei, ist waschbar bis 95°C und fusselarm. Vor dem ersten Gebrauch bitte in lauwarmem Wasser auswaschen.

Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
blau/weiss	10	6266668	14.20	8.52
rot/weiss	10	6266669	14.20	8.52
grün/weiss	10	6266670	14.20	8.52
gelb/weiss	10	6266671	14.20	8.52



Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!

■ LLG-Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dünn - sehr hoher Tragekomfort! Dicke doppelt gemessen: 0,12 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
XS	200	9006370	25.90	8.80
S	200	9006371	25.90	8.80
M	200	9006372	25.90	8.80
L	200	9006373	25.90	8.80
XL	180	9006374	25.90	8.80

■ LLG-Einmalhandschuhe standard long, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + **300 mm lang zum Schutz des Unterarmes**

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
S	100	6270366	14.90	5.98
M	100	6270367	14.90	5.98
L	100	6270368	14.90	5.98
XL	90	6270369	14.90	5.98

■ LLG-Einmalhandschuhe strong, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit besonders hoher Wandstärke für lange Widerstandszeiten gegen viele Chemikalien.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
S	100	9.006 379	18.90	6.98
M	100	9.006 380	18.90	6.98
L	100	9.006 381	18.90	6.98
XL	90	9.006 382	18.90	6.98

■ LLG-Einmalhandschuh classic, Latex

Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen ein gutes Tastempfinden im Vordergrund steht. Besonders hautfreundlich und puderfrei.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Thiuramfrei, reduziertes Risiko von Kontaktekzemen

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
S	100	9006383	14.90	5.90
M	100	9006384	14.90	5.90
L	100	9006385	14.90	5.90
XL	90	9006386	14.90	5.90



66% Rabatt



60% Rabatt




63% Rabatt



60% Rabatt

BINDER - die Marke für höchste Präzisionsansprüche!



BINDER
Best conditions for your success

Serie FD/FED | Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Line mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen (FED)

- + Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 10°C bis 300°C
- + Bis zu 30% energiesparender als marktübliche Geräte
- + Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- + Umluft - Controller mit LCD-Anzeige (FD); Einstellbare Lüfterdrehzahl - Controller mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen (FED)
- + Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- + 2 verchromte Einschubgitter
- + Geräte bis 116 l stapelbar
- + Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- + Ergonomisches Griffdesign
- + USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

32% Rabatt

Typ	Innenraum l	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
FD56	60	560 x 565 x 625	400 x 345 x 440	1	6280069	1'959.00	1'332.12
FD115	116	710 x 605 x 735	550 x 385 x 550	1	4658060	2'698.00	1'834.64
FD260	259	810 x 825 x 940	650 x 515 x 780	1	6280362	4'465.00	3'036.20
FD720	741	1,165 x 870 x 1590	1000 x 570 x 1300	1	6291250	8'074.00	5'490.32
FED56	60	560 x 565 x 625	400 x 345 x 440	1	6280295	2'660.00	1'808.80
FED115	116	710 x 605 x 735	550 x 385 x 550	1	6280284	3'543.00	2'409.24
FED260	259	810 x 760 x 940	650 x 515 x 780	1	6280296	5'169.00	3'514.92
FED720	741	1,165 x 870 x 1590	1000 x 570 x 1300	1	4668970	8'886.00	6'042.48



BINDER
Best conditions for your success

Trocken- und Wärmeschränke ED Avantgarde.Line

Trocken- und Wärmeschränke eignen sich für routinemäßige Trocknungs- und Sterilisationsaufgaben bei homogener Temperaturverteilung.

- + Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- + Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- + Geräte bis 115 L stapelbar
- + Ergonomisches Griffdesign
- + USB-Anschluss für die Datenaufzeichnung
- + Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- + Mit natürlicher Konvektion
- + Controller mit LCD-Anzeige

35% Rabatt

Typ	Innenraum l	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
ED56	57	560 x 565 x 625	360 x 380 x 420	1	4658061	1'478.00	1'005.04
ED115	114	710 x 605 x 705	510 x 425 x 530	1	4658059	2'178.00	1'481.04
ED260	255	810 x 760 x 940	650 x 515 x 780	1	6280292	4'070.00	2'767.60
ED720	743	1165 x 870 x 1590	960 x 605 x 1280	1	4679312	7'231.00	4'917.08

LNI - die Marke für höchste Präzisionsansprüche!

HG Mini PEM Wasserstoff-Generator

Die Wasserstoff-Generator Serie HG MINI produziert bis zu 300 ml/min Wasserstoff mit einer Reinheit von mehr als 99.999 % (5.0) und einem Druck von bis zu 12 bar (174 psi). Der HG MINI ist mit einer langlebigen Zelle mit einer Polymermembran (PEM) ausgestattet, welche mit entionisiertem Wasser betrieben wird. Das innovative Trocknungssystem stellt einen hohen Reinheitsgrad des Wasserstoffs sicher. Der HG MINI ist nahezu wartungsfrei und ermöglicht eine kontinuierliche Wasserstoff-Produktion rund um die Uhr. Die on-board CPU überprüft automatisch alle Parameter und kontrolliert das System auf interne Leckagen um eine maximale Sicherheit zu garantieren. Die LED - Matrix bietet eine nutzerfreundliche Darstellung aller Funktionen. Mittels einer externen Kontrollbox können bis zu 20 HG MINI parallel geschaltet werden. Der HG MINI ist das ideale Gerät für alle GC-Brenngas-Anwendungen.

Einsatzbereiche:

- + Brenngas für GC-Detektoren GC-FID, GC-NPD, GC-FPD
- + ICP-MS Reaktionsgas
- + Nachfüllen von Metall-Hydrid-Behältern für die Benutzung mit Brennstoffzellen



25% Rabatt



Vorteile:

- + Neue langlebige PEM Zelle
- + Flussrate bis zu 300 ml/min
- + Druck bis zu 12 bar (174 psi)
- + USB Standard
- + Automatische Nachfüllung
- + Hohe Reinheit: 99.999 % (5.0)
- + Statisches Trocknungssystem ohne Wartungsaufwand
- + Sicherheitsroutine und Selbstüberwachung
- + Sehr geringer Platzbedarf
- + Patentierte Feuchtigkeitsüberwachung
- + Patentierter Hochdruck Gas-Liquid-Separator (GLS) mit elektronischer Überwachung



Typ	Beschreibung	Trocknungssystem	Max. Flussrate (ml H ₂ /min)	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
HG MINI 150	Hydrogen Generator 150 cc/min	Membran	150	1	6920.20.015	4'660.00	3'495.00
HG MINI 150 D	Hydrogen Generator 150 cc/min	Membran und Trocknungspatrone	150	1	6920.20.015.1	4'830.00	3'622.50
HG MINI 300	Hydrogen Generator 300 cc/min	Membran	300	1	6920.20.030	5'610.00	4'207.50
HG MINI 300 D	Hydrogen Generator 300 cc/min	Membran und Trocknungspatrone	300	1	6920.20.030.1	5'775.00	4'331.25

Platzsparend und sicher lagern!



SAFE® 96 XT - 2D Biobanking Tubes

SAFE® 96 XT steht für 2D Röhrchen mit Außengewinde im 96er SBS Format. Wenn es um die Probenlagerung in automatischen Lagersystemen geht, kommt es aus Kostengründen darauf an, die grösstmögliche Menge Proben auf kleinstem Raum zu lagern. Hier bieten Röhrchen mit Außengewinde aufgrund der geringeren Höhe einen Vorteil gegenüber Röhrchen mit Innengewinde.

- + Sichere Lagerung durch eindeutige Codierung der Röhrchen
- + Mit seitlicher Codierung: 2D. Mit blauer Schraubkappe. Mit Außengewinde für Screw Caps
- + Platzsparende Lagerung durch standardisiertes SBS-Rack
- + Material Low Binding Virgin Polypropylen für eine reaktionsfreie Probenaufbewahrung
- + Polierte Röhrchen für beste Transparenz und Sichtkontrolle
- + Extrem hohe chemische Beständigkeit aufgrund Laser Etching Technologie
- + 2D Code lesbar mit allen gängigen Scannern und für die weitere Verarbeitung in verschiedenen IT-Lösungen. Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase, Endotoxin
- + Steril

31% Rabatt

Typ	Arbeitsvolumen µl	Verpackungsform	Lagertemp. bis zu °C	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
SAFE® SX 300	300	im Rack	-196	960	7932843	760.00	524.40
SAFE® SX 300	300	im Beutel	-196	960	7932847	720.00	496.80
SAFE® MX 500	500	im Rack	-196	960	7932837	760.00	524.40
SAFE® MX 500	500	im Beutel	-196	960	7932841	720.00	496.80
SAFE® LX 1000	1000	im Rack	-196	960	7932829	760.00	524.40
SAFE® LX 1000	1000	im Beutel	-196	960	7932833	720.00	496.80
SAFE® XLX 2000	2000	im Beutel	-196	960	7932825	430.00	296.70



SAFE® SBS Rack Reader



Der SAFE® SBS Rack Reader von LVL technologies bietet eine schnelle und präzise Lösung zum Scannen und Dekodieren von 2D-Röhrchen in SBS Racks. Er zeichnet sich durch seine hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit aus, wodurch Labore ihre Arbeitsabläufe optimieren und die Effizienz steigern können.

- + Scannen von Probenracks im SBS-Format
- + Scannt auch einzelne Röhrchen
- + Automatische Rack-Erkennung

22% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
DMTR-SBS	1	7932850	6'550.00	5'109.00

SAFE® MANUELLER 1-KANAL CAPPER/DECAPPER



Der SAFE® manuelle 1-Kanal Capper/Decapper von LVL technologies bietet eine präzise und effiziente Lösung für das manuelle Verschließen und Öffnen einzelner Probenröhrchen.

- + Kann sowohl als De-/Capper als auch als Picker verwendet werden
- + Abwurf auf Knopfdruck
- + Einsetzbar und kompatibel mit LVL SAFE® Screw Cap 96er Außengewinde



28% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
CDC-1CH-XT-96	1	7932870	55.00	39.60

Stark im Frost - eiskalt zuverlässig!

Einfrierhilfe für Zellkulturen FreezerCell™

FreezerCell™ kann für eine Vielzahl von Zelltypen verwendet werden, darunter Stammzellen, Primärzellen, Zelllinien und Hefen.

Die Einfrierhilfe benötigt keine Zusatzstoffe, muss lediglich in eine Ultra-Tiefkühltruhe gestellt werden und die Kühlung verläuft mit -1 °C pro Minute.

Typ	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Sechseckform für 12 Röhrchen	108 x 108 x 100	1	4665863	116,60	93.28
Quadratisch für 12 Röhrchen	117 x 117 x 100	1	4665865	118,10	94.48



20% Rabatt

Kühlboxen Nalgene™ Laptop Cooler

Die preiswerte Alternative zur Kühlung von biochemischen Reagenzien auf dem Labortisch oder zum Schutz vor Temperaturschwankungen und Stromausfällen im Gefriergerät. Mit beschreibbarer Gitterfläche auf den Deckeln. Die Deckel behalten die richtige Ausrichtung. Bruchfest, stapelbar, platzsparend. Mit rutschfesten Gummifüßen.

Einsetzbar bis -135 °C. Adapter für 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen werden mitgeliefert.

45% Rabatt



Beschreibung	Gehaltene Temp. auf dem Labor- tisch	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Deckel transparent, ohne Gel, für 1,5 - 2,0 ml Röhrchen	≤ -15 °C bis 1 h	1	9400929	266,40	146.52
Deckel transparent, ohne Gel, für 1,5 - 2,0 ml Röhrchen	≤ 1 °C bis 3,5 h	1	9400930	267,60	147.18
Deckel weiß, mit Gel, für 1,5 - 2,0 ml Röhrchen	≤ -15 °C bis 2 h	1	9400932	510,00	280.50
Deckel weiß, mit Gel, für 1,5 - 2,0 ml Röhrchen	≤ 1 °C bis 5 h	1	9400933	517,20	284.46
Deckel transparent, ohne Gel, für 12 - 13 mm Ø Röhrchen	≤ 1 °C bis 5 h	1	7048778	473,00	260.15
Deckel transparent, ohne Gel, für 16 - 17 mm Ø Röhrchen	≤ 1 °C bis 5 h	1	7048779	473,00	260.15

Cryo-Truhe ColdFast UW-Serie -150°C

Entdecken Sie die fortschrittliche Welt der Cryo-Truhen mit unserer innovativen UW-Serie – die ideale Lösung für die sichere Aufbewahrung wertvoller Proben bei extrem niedrigen Temperaturen.

Die Truhen bieten nicht nur erstklassige Leistung, sondern auch eine Vielzahl an Vorteilen, die optimal auf Ihre Lageranforderungen abgestimmt sind. Ausgestattet mit modernster Kältetechnologie sorgt die UW-Serie für eine präzise und gleichmäßige Kühlung, um die Qualität Ihrer Proben unter allen Umständen zu bewahren. Selbst in extremen Bedingungen garantieren die Truhen eine verlässliche Leistung, auf die Sie jederzeit zählen können, um die Sicherheit Ihrer wertvollen Inhalte zu gewährleisten.

Typ	Abm. aussen (B x T x H) mm	Abm. innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
UW128	1665x1000x1115	510x460x540	1	7932806
UW258	2250x940x1120	1140x410x552	1	7932807



auf Anfrage!

Biofil - Zentrifugieren mit Präzision!



Zentrifugalfilter JetSpin® mit 2/15/50 ml Zentrifugenröhrchen

Zentrifugalfilter, mit Mikrozentrifugenröhrchen und PES-Membran

Die Filtermembranen sind aus hochwertigem Polyethersulfon (PES) hergestellt und bieten eine geringe Proteinadsorption, eine schnelle Filtrationsgeschwindigkeit und hohe Rückgewinnungsraten. Die ein- bzw. doppelseitige vertikale Filterstruktur und das Design sorgen für eine größere Filtrationsfläche, geringes Totvolumen und eine verbesserte strukturelle Stabilität, mit hoher Zentrifugalkraftkompatibilität bei gleichzeitiger Minimierung von Prozessverlusten.

- + Innenfilter: 0,5 ml, 5 ml, 15 ml
- + Zentrifugenröhrchen: 2 ml, 15 ml, 50 ml
- + Molekulargewicht-Cutoff (MWCO): 3kDa, 5kDa, 10kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa
- + Material Zentrifugenröhrchen: Polypropylen (PP)
- + Material Röhrchendeckel: Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- + Material Filter: Methacrylat-Butadien-Styrol (MBS)
- + Material Filtermembran: Polyethersulfon (PES)
- + Die einseitige (0,5 ml) bzw. doppelseitige (5 ml, 15 ml) vertikale Filterstruktur bietet eine effektive Filtrationsfläche von bis zu 9,7 cm²
- + Konzentriert Proben schnell in 5 - 25 Minuten und erreicht einen Konzentrationsfaktor von über 100-fach
- + Minimales Hohlraumvolumen, reduziert den Probenverlust während der Zentrifugation
- + Präzise schwarze Graduierungen auf dem Röhrchenkörper mit klaren MWCO-Indikatoren und einer Schreibfläche zur einfachen Markierung

MWCO kDa	Innenfilter ml	Zentrifugenröhrchen ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
3	0.5	2	300	4712720	504.00	292.78
5	0.5	2	300	4712722	504.00	292.78
10	0.5	2	300	4712724	504.00	292.78
30	0.5	2	300	4712726	504.00	292.78
50	0.5	2	300	4712728	504.00	292.78
100	0.5	2	300	4712718	504.00	292.78
3	5	15	96	4712721	611.70	354.79
5	5	15	96	4712723	611.70	354.79
10	5	15	96	4712725	611.70	354.79
30	5	15	96	4712727	611.70	354.79
50	5	15	96	4712729	611.70	354.79
100	5	15	96	4712719	611.70	354.79
5	15	50	96	4712731	734.00	425.72
8	15	50	96	4712732	734.00	425.72
10	15	50	96	4712733	734.00	425.72
30	15	50	96	4712734	734.00	425.72
50	15	50	96	4712735	734.00	425.72
100	15	50	96	4712730	734.00	425.72

42% Rabatt

Eppendorf - die Marke hält, was sie verspricht!

Mikrozentrifuge 5425 (General Lab Product)

Die Mikrozentrifugen 5425 und 5425 R sind flüsterleise und bieten herausragende Eigenschaften für ein breites Spektrum an molekular- und zellbiologischen Anwendungen in Eppendorf- und PCR-Gefäßen von 0,2 bis 5 mL. Die gekühlte Zentrifuge 5425 R bietet mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturkontrolle für die Verarbeitung von temperaturempfindlichen Proben.

- + Aerosoldichte Eppendorf QuickLock®-Deckel für eine einfache und sichere Handhabung
- + Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen),
- + Kurzfunktion ohne ständiges Dauerdruck der Taste)
- + Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
- + OptiBowl®-Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
- + Soft-Touch-Ein-Finger-Deckelverschluss für ergonomische Bedienung
- + Maximale Rotorkapazität: 10 × 5,0 ml Gefäße

eppendorf



Type	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
5425	nicht gekühlt, mit Drehknöpfen, mit aerosoldichtem Rotor FA-24x2, 230V/50-60Hz	1	4661166	2'918.00	2'334.40
5425 R	gekühlt, mit Drehknöpfen, mit Rotor FA-24x2, 230 V/50-60 Hz	1	4681451	5'935.00	4'748.00

20% Rabatt

Weitere Rotoren auf Anfrage.

Research 3 neo, Pipette Einkanal, variabel

Mit einer viel schnelleren Volumeneinstellung als bei früheren Pipetten, einer neuen Volumensperre, einem kürzeren Bedienknopf und Verbesserungen bei den Bedienkräften und der Zuverlässigkeit der Pipette sind wir sicher, dass Sie in der Research 3 neo Ihr neues Lieblingslaborgerät finden werden.

- + Erweiterter Volumenbereich jeder Pipette: Das kleinste einstellbare Volumen ist jetzt 5% des Nennvolumens (außer 2,5 µL)
- + Rot ist jetzt „2x blau“: Rotes Volumen von 2,5 mL auf 2 mL reduziert, um Rückwärtspipettieren und die Verwendung von Filterspitzen zu ermöglichen
- + Flexible Silikonringe zur einfachen Identifizierung und Beschriftung (separat erhältlich!)



eppendorf

19% Rabatt

Volumen µl	Farbkennung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
0.1 - 2.5	dunkelgrau	1	4713335	319.00	260.00
0.5 - 10	mittelgrau	1	4713336	319.00	260.00
1 - 20	hellgrau	1	4713337	319.00	260.00
1 - 20	gelb	1	4713338	319.00	260.00
5 - 100	gelb	1	4713339	319.00	260.00
10 - 200	gelb	1	4713340	319.00	260.00
15 - 300	orange	1	4713341	319.00	260.00
50 - 1000	blau	1	4713342	319.00	260.00
100 - 2000	rot	1	4713343	319.00	260.00
250 - 5000	lila	1	4713344	319.00	260.00
500 - 10000	türkis	1	4713345	319.00	260.00

Digitale Wasserbäder und Zubehör!

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY




Wasserbäder PURA™

Flexibel einsetzbar für alle Routine-Laborarbeiten in Forschung und Qualitätskontrolle. Alle PURA™-Wasserbäder (außer PURA™ 4) besitzen eine integrierte Ablassschraube. Das helle LED-Display ist auch aus der Entfernung gut ablesbar. Mit integrierten Griffmulden zum leichten Transport und rutschfesten Gummifüßen für sicheren Stand. Die komplette Innenfläche der Wasserbäder kann genutzt werden, da keine Einbauelemente im Innenraum hervorstehen.

- + Inklusive Stellboden
- + Integrierter Timer
- + Leuchtstarkes Display mit Folientastatur
- + Spritzwassergeschützt
- + Eingebauter Trockengehschutz
- + Stromversorgung: 240 V, 50 Hz

22% Rabatt

Typ	Vol. max. l	Abmessung innen mm	Abmessung aussen mm	Nenn-leist. kW	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
PURA™ 4	4.5	120 x 140 x 270	210 x 350 x 220	0.5	1	4667880	893.00	696.54
PURA™ 10	9.5	220 x 140 x 270	310 x 350 x 220	1.2	1	4667881	1'022.00	797.16
PURA™ 14	14.0	330 x 140 x 270	420 x 350 x 220	1.8	1	4667882	1'059.00	826.02
PURA™ 22	25.5	550 x 180 x 270	640 x 350 x 260	2.0	1	4667883	1'163.00	907.14
PURA™ 30	36.0	770 x 180 x 270	860 x 350 x 260	2.0	1	4667884	1'396.00	1'088.88



Deckel für Wasserbäder PURA™

Aufklappbare Badabdeckung für die Wasserbäder PURA™ von Julabo.

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

Für Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
PURA™ 4	1	9857931	157.00	122.46
PURA™ 10	1	9857932	197.00	153.66
PURA™ 14	1	9857933	210.00	163.80
PURA™ 22	1	9857934	256.00	199.68
PURA™ 30	1	9857935	309.00	241.02

22% Rabatt



Eintauchkühler IC40/50

Der moderne Eintauchkühler wird zum schnellen Abkühlen von Flüssigkeiten, zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten oder als Trockeneisersatz eingesetzt. Er kommt primär in offenen Anwendungen für zum Einsatz. Dank einfacher Bedienung und Handhabung empfiehlt sich das Gerät für vielfältige Kühlaufgaben. Alle Modelle arbeiten mit natürlichem, klimafreundlichem Kältemittel. Der magnetische Sondenhalter ermöglicht eine flexible und stabile Befestigung der Sonde. Das ohne Werkzeug abnehmbare Lüftungsgitter erleichtert zudem die regelmäßige Reinigung.

- + Vermeidung von unnötigem Kühlwasserverbrauch
- + Abmessungen Sonde (L x Ø) 100 x 50 mm
- + Klassifikation I (NFL)

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

Typ	Kälteleistung bei 20°C	Temperatur °C	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
IC40	0.25 kW	-40 ... 100	1	6328247	2'850.00	1'938.00
IC50	0.45 kW	-50 ... 100	1	6328248	4'250.00	2'890.00

32% Rabatt


Unverzichtbare Werkzeuge für Ihre Kulturen!

LLG-Petrischalen, PS

- + Aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol. Im Reinraum ISO 6 unter aseptischen Bedingungen hergestellt. Abklatschplatte mit Zählraster.
- + Mit glatter Oberfläche für eine optimale Verteilung des Mediums
- + Stabile Wand verhindert Verformungen
- + Stapelbar, mit oder ohne Nocken
- + Aseptisch (Ø 90 mm) oder beta-bestrahlte, sterile Versionen (alle Größen)
- + Unterverpackt in Einheiten à 10 Schalen oder 20 Schalen (Ø 90 mm)



Ø außen mm	Beschreibung	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
90	mit 3 Nocken, aseptisch	16	480	6285823	72.40	39.82
90	ohne Nocken, aseptisch	16	480	6285824	72.40	39.82
90	mit 3 Nocken, steril	16	480	6285816	84.80	46.64
90	ohne Nocken, steril	16	480	6285817	84.80	46.64
60	mit 3 Nocken, steril	14	1080	4678371	154.80	85.14
60	ohne Nocken, steril	14	1080	4678372	154.80	85.14
150	mit 3 Nocken, steril	19	140	4680144	131.50	72.33



45% Rabatt

LLG-Impfösen, PS, steril

LLG-Impfösen sind ideal zum Aufnehmen einzelner isolierter Kolonien zur Beimpfung von Kulturmedien.

Merkmale:

- + Ergonomische Forml
- + Hellgrüne und hellblaue Impfösen aus weichem PS . Dunkelgrüne und blaue Impfösen aus hartem PS

Länge mm	Nennvol µl	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
195	1	dunkelgrün	1000	4691889	65.70	32.85
195	10	blau	1000	4691890	65.70	32.85
195	1	hellgrün	1000	4691891	65.70	32.85
195	10	hellblau	1000	4691892	65.70	32.85



50% Rabatt

Sicherheits-Laborgasbrenner Serie Fuego SCS

Sicherheits-Laborgasbrenner für alle flammentechnischen Laboranwendungen geeignet.

Fuego SCS basic: Mit Edelstahl Fusspedal. Das Fusspedal reguliert die Brenndauer entweder durch kontinuierlichen Druck oder mit der Start-Stopp Funktion. Mit Ein/Aus Tastenfunktion am Gerät. Basic Version ohne IR-Sensor und ohne Grafikdisplay.

Fuego SCS basic RF: wie Fuego SCS basic, jedoch kabellos durch innovative Funkfusspedalbedienung.

Fuego SCS: Mit DoubleClick IR-Sensor, Tastenfunktion und Fusspedalbedienung (Fusspedal optional). DoubleClick IR Sensor: Die einschaltbare Sicherheitsfunktion DoubleClick startet den Brenner nur bei zweifacher Aktivierung des IR Sensors, einstellbare IR-Sensorreichweite: 5 bis 50 mm. Mit beleuchtetem Grafikdisplay und zusätzlichen Sicherheitsassistenten

Fuego SCS pro: wie Fuego SCS, jedoch zusätzlich mit Akkubetrieb (9h), 2 Akkus (Mignon AA), Schnellladefunktion (3h) und Sicherheitsneigungssensor.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Fuego SCS basic	1	6232207	526.00	389.24
Fuego SCS basic RF	1	6255678	660.00	488.40
Fuego SCS	1	6231770	640.00	473.60
Fuego SCS pro	1	9018584	754.00	557.96

WLD-TEC



26% Rabatt

asecos - sichere und nachhaltige Lagerung!

asecos®



Druckgasflaschenschränke Serie G90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen - geeignet für bis zu 2 Druckgasflaschen à 50 Liter

- + Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schliessanlagenfähig)
- + Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- + Justierhilfen im Bodenteil zum Ausrichten bei Bodenunebenheiten
- + Grosse Innenhöhe 1858 mm (Modell für zwei 10 Liter Flaschen mit Innenhöhe 1246 mm)
- + Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- + Serienausstattung: komplett mit Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter und passenden Spanngurten
- + Farbe: lichtgrau RAL 7035
- + Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-2, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- + GS-geprüft

20% Rabatt

Beschreibung	Gewicht kg	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
für zwei 50 Liter Flaschen	365	600 x 615 x 2050	1	6261842	3'934,00	3'147,20

NEUER STANDORT:

FAUST Lab Science
Lünener Str.211
59174 Kamen

