

Top Angebote von Top-Brands

FAUST⁺



Preise gültig bis 20.12.2024

**Ergonomisches Arbeiten auf
Ihrem LLG Laborstuhl, S.24**

**FASTER ColdFast - erstklassiger
Probenschutz, S.4**



**LLG - top
geschützt
im Labor-
alltag! S.5**



Die besten Mischer im Top-Angebot!



LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0



Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!

+ Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netz-Kabel (H11)

40% Rabatt

Beschreibung	Rühr- menge l	Drehzahl min-1	Aufstellflä- che Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6320401	949.00	569.40

Magnetrührer TWISTER Set 1

Der TWISTER ist ein universelles und besonders kompaktes Mischgerät mit Magnetantrieb, der sich durch in Reihe schalten von bis zu 30 Geräten zu einem Mehrstellen-Magnetrührer mit vielfältigen Anwendungen erweitern lässt. Die Rührstellen können entweder getrennt voneinander oder simultan angesteuert werden (Leader-Follower-Prinzip). Ohne Heizung.

- + Intuitives 360°-LED Glasdisplay zur Übermittlung aller Informationen ohne alpha-numerische Anzeige
- + Integrierte Becherglaserkennung
- + Deutliche Verbesserung des Mischergebnisses bei schwer zu mischenden Proben durch Änderung der Drehrichtung in definierbaren Zeitabständen (Reverse-Funktion).
- + Anzeige von Drehzahl oder der zum Rühren benötigten Leistung zur Beobachtung und prozentualer Anzeige der Viskositätsänderung
- + Für den Betrieb in Inkubatoren bis 40 °C geeignet. Reinigung unter dem Wasserhahn möglich
- + **Lieferumfang:** 1 x Magnetrührer TWISTER, 1 x Steckernetzteil mit Adapter, 1 x Magnetührstäbchen IKAF LON 25 round



25% Rabatt

Beschreibung	Rühr- menge l	Drehzahl min-1	Arbeitsbereich (B x T) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Magnetrührer TWISTER Set 1	5	100 ... 3000	124 x 124	1	4685997	518.00	389.10

Vortex Genie® 2

Robustes und zuverlässiges Schüttelgerät zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Bechergläser, Reaktionsgefässe etc. Aufsätze durch Schnappverschlussystem leicht auswechselbar.

- + Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich.



40% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Vortex Genie® 2	1	6235684	479.00	287.40

LLG - Liquid Handling auf hohem Niveau!

LLG-Spritzflaschen, mit GHS Aufdruck, LDPE

LLG-Spritzflaschen mit Sicherheitsaufdruck gemäss EU-Vorschrift Nr. 1272/2008 (GHS).

- + Einteilige, formstabile Verschlusskappe mit Farbcodierung zur einfachen und schnellen Erkennung
- + Spritzrohr zur Optimierung des Rückflusses des Mediums
- + Verwirbelungen weitgehend vermieden
- + Stoffbezeichnung und Sicherheitshinweise in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- + Aufdruck Sprachen: DE/UK/FR/ES

Aufdruck Text	Nennvol. ml	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Aceton	500	rot	1	9223504	7.55	4.55
Destilliertes Wasser	500	blau	1	9223505	7.55	4.55
Ethanol	500	grün	1	9223506	7.55	4.55
Isopropanol	500	gelb	1	9223507	7.55	4.55
Methanol	500	orange	1	9223508	7.55	4.55



40% Rabatt

Vierkantflasche, DURAN®, mit retrace code

Die DURAN® Vierkantflasche liegt durch ihre kantige Form besonders gut und sicher in der Hand. Zudem sparen Sie Platz und Kosten, ob im Autoklaven, im Trockenschrank, im Ofen, im Lager oder in der Spülmaschine.

- + Bewährte DURAN® Eigenschaften. Sehr gute chemische Resistenz. Hohe Inertheit
- + Autoklavierbar. Den Schraubverschluss nur lose auf die Flasche setzen, um einen Druckausgleich zu ermöglichen und Glasbruch zu vermeiden
- + Temperaturgrenze zum Einfrieren : -40 °C
- + Ergonomische Handhabung. Hohe Standsicherheit

Breite mm	Ge-winde	Höhe m. Verschluss	Nennvol. ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
50	GL 32	113 mm	100	1	9072076	13.00	7.15
64	GL 45	148 mm	250	1	9072077	14.70	8.10
78	GL 45	186 mm	500	1	9072078	18.50	10.20
94	GL 45	227 mm	1000	1	9072079	27.60	15.20



45% Rabatt

Raumspär-Set StopCock LaboPlast®, PP

Raumspär-Set StopCock besteht aus 1 Raumparkanister Flachmann LaboPlast® 5 l oder 10 l mit Gewindestutzen und 1 Ablasshahn StopCock (9.139 997).

- + Abmessungen (BxTxH): 125/65 x 335 x 335 mm



Nennvolumen l	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
10	1	6290254	93.20	51.25
5	1	9140011	82.50	45.40



45% Rabatt

Gefrieren und Kühlen mit FASTER und LIEBHERR!



auf Anfrage!

Ultra-Tiefkühlschrank ColdFAST

Die ColdFAST M-Serie von FASTER bietet erstklassigen Probenschutz und kombiniert diesen mit Nachhaltigkeit, Geräuschreduzierung und Energieeffizienz.

Das Dualkühlsystem sorgt dafür, dass im Falle eines Kompressorausfalls der andere die Temperatur konstant bei -70°C hält. Mit zwei Kompressoren kann das Gerät in nur 3 Stunden von +25°C auf -80°C herunterkühlen.

- + Mehrfach-Türdichtungen verringern den Verlust kalter Luft in den Abteilen.
- + Hocheffiziente Kühlgebläse sparen Energie und reduzieren den Stromverbrauch um bis zu 40 %
- + Die Ventilatoren besitzen extrem haltbare Lager.
- + Besonders energiesparend und geräuscharm
- + 7" Touch Screen mit benutzerfreundlicher Oberfläche. USB-Port zum Auslesen der Temperaturdaten.
- + Beste Recovery-Zeit auf dem Markt (30 min bei 1 min geöffneter Tür).
- + Gehäuse aus lackiertem Stahlblech.
- + Temperaturbereich (°C) = -40 bis -86. Stromversorgung (V/Hz) = 220-240/50

Typ	Leistung W	Abm. innen (B x T x H) mm	Abm. aussen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
398M	1400	440 x 696 x 1266	786 x 1040 x 1947	1	7932750
528M	1300	585 x 696 x 1266	931 x 1040 x 1947	1	7932751
678M	1410	750 x 696 x 1286	1093 x 1025 x 1955	1	7932753
778M	1380	865 x 696 x 1286	1205 x 1025 x 1955	1	7932754
858M	1640	877 x 696 x 1378	1220 x 1028 x 1994	1	7932755
1008M	1725	1022 x 696 x 1378	1365 x 1028 x 1994	1	7932756

LIEBHERR



20% Rabatt

Labor-Kühlschränke und Kühl-/Gefrierkombination

Ob in der Biotechnologie, der Pharmaforschung oder im Gesundheitswesen: Wer hochanspruchsvolle Arbeit leistet, setzt auf eine Kühlung, die höchste Ansprüche erfüllt. Mit diesen Laborgeräten bietet Liebherr Lösungen für die enormen Anforderungen im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich – und gute Argumente, sich für den Systemspezialisten zu entscheiden. Die Herausragende Performance hat ihre Gründe - bei Liebherr fünf:

- + Zuverlässige Temperaturstabilität
- + Serienmässige Sicherheitsfunktionen
- + Innovative Alarmsysteme
- + Nachhaltigkeit und Sparsamkeit
- + Einhaltung der Normen und Richtlinien



Typ	Ausführung	Abm. aussen (B x T x H) mm	Temp.-bereich °C	ATEX	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LKUv 1610	Unterbau	601 x 618 x 820	+3 ... +16	nein	1	9698680	2098.98	1679.20
LGUex 1500	Unterbau	601 x 618 x 820	-9 ... -26	ja	1	9698690	2246.99	1797.60
SRFvg 4001	Stehgerät	597 x 654 x 1884	+3 ... +16	nein	1	4688298	2700.00	2160.00
SFFsg 4001	Stehgerät	597 x 654 x 1884	-9 ... -30	nein	1	4688293	3495.00	2796.00
SCFvh 4002-20	Stehgerät, Kühl-/Gefrierkombination	597 x 654 x 2044	+3 ... +16; -9 ... -30	nein	1	6326739	3893.62	3114.90

inkl. Rampenlieferung, exkl. vorgezogene Recyclinggebühr

Kompakt, sicher und effizient!

LLG-Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dünn - sehr hoher Tragekomfort! Dicke doppelt gemessen: 0,12 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
XS	200	9006370	17.90	11.65
S	200	9006371	17.90	11.65
M	200	9006372	17.90	11.65
L	200	9006373	17.90	11.65
XL	180	9006374	17.90	11.65



35% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe standard long, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + **300 mm lang zum Schutz des Unterarmes**

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
S	100	6270366	25.80	12.90
M	100	6270367	25.80	12.90
L	100	6270368	25.80	12.90
XL	90	6270369	25.80	12.90



50% Rabatt

LLG Schutzbrillen Basic/Classic/Comfort/Lady



- + Geprüft nach EN166 und EN170
- + Uneingeschränkte Seitensicht
- + Rahmen aus allergiegetestetem Material
- + 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- + Scheiben 1) 2) klar, kratzfest
- + Scheiben 3) 4) klar, kratzfest, Anti-Beschlag

Typ	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
1) basic	durchsichtig	1	9006002	32.70	19.60
2) classic	blau	1	9006001	10.70	6.40
3) comfort	grün/schwarz	1	6312450	15.20	9.10
4) Lady pink	weiss/pink	1	9006008	15.20	9.10
Lady grün	weiss/grün	1	9006007	15.20	9.10
Lady schwarz	schwarz/grün	1	9006009	15.20	9.10



40% Rabatt

Sicherer Transport von A nach B!



45% Rabatt

Laborwagen clax Mobil comfort, Green Edition

Robuster, vielseitig verwendbarer Transportwagen mit Feststellbremse.

Per Knopfdruck einfach zusammenklappbar. Mit 2 Ladeflächen. Lieferung inkl. Clax Klappbox. Made in Germany.

+ Abmessungen (B x T x H): 1020 x 550 x 910 mm

+ 46 L Klappbox (B x T x H): 380 x 540 x 270 mm

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Laborwagen clax Mobil comfort	1	9148100	366.00	201.30



45% Rabatt

LLG-Transportwagen, Edelstahl



Der LLG-Transportwagen besteht aus CNS 18/10 Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Der große tiefgezogene Profilrand sorgt dafür, daß nichts über den Rand rutscht. Die Borde sind mit dem Wagen verschweißt und mit einer schalldämmenden Antiröhnmatte unterfüttert.

+ Tragkraft pro Bord beträgt 80 kg

+ Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt

+ Fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm)

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Transportwagen, 2 Borde, Abstand 585 mm	1	9148101	545.70	300.15
LLG-Transportwagen, 3 Borde, Abstand 275 mm	1	9148104	578.30	318.05

Rollwagen, PP



Zum sicheren und einfachen Transport von Klapp- und Euronormboxen mit den Grundmaßen von 60 x 40 cm. Hochwertige Leichtlauf-Lenkrollen, Traglast bis zu 200 kg. Gewicht nur 3,3kg.

+ Farbe: blau

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Rollwagen, PP	1	9301502	71.70	39.45

Euronormboxen, PP, stapelbar



Stabile, transparente Kunststoffbehälter, geruchsneutral, kälte- und hitzebeständig, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren und Laugen sowie spülmaschinenfest und für Lebensmittel geeignet.

+ Deckel bitte separat bestellen (Nr.: 9301507)

+ Passender Rollwagen (Bestell Nr.: 9301502)

Masse (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
600 x 400 x 220	1	9301504	26.00	14.30
600 x 400 x 320	1	9301505	24.00	13.20

45% Rabatt

Liquid Handling ohne Kompromisse!

Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research[®] plus, variabel

Die ultraleichte Eppendorf Pipette Research plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit - verbunden mit perfekter Ergonomie und verbesserter Flexibilität. Ein verfederter Spitzenkonus, eine Anwender-Kalibrieroption, eine verbesserte Volumenanzeige - und all das in einer ultraleichten, vollständig autoklavierbaren Pipette.



eppendorf

17% Rabatt

Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Farbkennung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
0.1 - 2.5	0.002	1.4	0.7	dunkelgrau	1	6291700	330.00	273.90
0.5 - 10	0.01	1	0.4	mittelgrau	1	6310668	330.00	273.90
2 - 20	0.02	1	0.3	gelb	1	6291701	330.00	273.90
2 - 20	0.02	1	0.2	hellgrau	1	6291704	330.00	273.90
10 - 100	0.01	0.8	0.2	gelb	1	6291702	330.00	273.90
20 - 200	0.02	0.6	0.2	gelb	1	6291703	330.00	273.90
30 - 300	0.02	0.6	0.2	orange	1	6291705	330.00	273.90
100 - 1000	1	0.6	0.2	blau	1	7648488	330.00	273.90
500 - 5000	2	0.6	0.15	lila	1	6290013	330.00	273.90
1000 - 10000	10	0.6	0.15	türkis	1	7649105	330.00	273.90



Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP

Die neuen LLG-proMLP Einkanal-Mikroliterpipetten vereinen Präzision und Zuverlässigkeit mit einem äusserst ergonomischen Pipettierverhalten. Der sehr niedrige Kraftaufwand beim Pipettieren entlastet Hand und Daumen, insbesondere bei häufigen und zeitaufwendigen Pipettieraufgaben. LLG-proMLP Pipetten sind somit ideal geeignet für wissenschaftliche Arbeiten, die ein präzises und reproduzierbares Pipettieren erfordern.




50% Rabatt

Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Farbkennung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
0.2 - 2	0.002	1.65	0.75	dunkel orange	1	6270420	315.20	157.60
0.5 - 10	0.02	1.10	0.44	rot	1	6270421	315.20	157.60
2 - 20	0.02	1.00	0.33	hell gelb	1	6270422	315.20	157.60
10 - 100	0.20	0.80	0.17	hell orange	1	6270423	315.20	157.60
20 - 200	0.20	0.80	0.17	dunkel gelb	1	6270424	315.20	157.60
100 - 1000	2.00	0.80	0.17	dunkel blau	1	6270425	315.20	157.60
500 - 5000	2.00	0.66	0.18	violett	1	6270426	315.20	157.60
1000 - 10000	20.0	0.60	0.18	hell blau	1	6270427	315.20	157.60

LLG-Pipettenspitzen Low Retention, PP, Reload

Umweltfreundliches und preiswertes Nachfüllsystem für Pipettenspitzen zur Verwendung mit der separat erhältlichen, wiederverwendbaren LLG-Pipettenspitzen-Box.

Länge mm	Max. Volumen µl	Spitzenform	Verpackung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
31.2	10	standard	10 Racks à 96	960	4694453	30.00	18.00
45.8	10	XL	10 Racks à 96	960	4694454	30.00	18.00
53.4	200	standard	10 Racks à 96	960	4694455	30.00	18.00
84.3	1000	standard	5 Racks à 96	480	4694456	18.00	10.80



40% Rabatt

BINDER - die Marke für höchste Präzisionsansprüche!

BINDER
Best conditions for your success



37% Rabatt

CO2-Inkubatoren CB

Der BINDER CB eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum. Auch komplexen Kultivierungsansätzen oder individuellen Wachstumsbedingungen unter hypoxischen Bedingungen ist dieser BINDER Inkubator durch sein umfangreiches Sortiment an Optionen und Zubehör problemlos gewachsen.

- + Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betaungsschutz
- + Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
- + Heißluftsterilisierbarer CO₂-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- + Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl mit Sicken als Einschubträger
- + Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO₂-Gasmischdüse
- + Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
- + Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- + Schnittstellen: Ethernet, USB, Potenzialfreier Alarmkontakt
- + CO₂ Fail Safe System zum pH-Schutz der Zellkulturen

Typ	Nennvol. l	Einschübe / Einschubebenen	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell. Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
CB56	53	3 Einschübe	400 x 330 x 400	1	4684694	10051.00	6332.15
4-fach geteilte Innentür für CB56	-	2 Einschubebenen	-	1	4684784	2015.00	1269.45
CB170	170	6 Einschübe	560 x 505 x 600	1	4684691	12833.00	8084.80
6-fach geteilte Innentür für CB170	-	3 Einschubebenen	-	1	4684783	3022.00	1903.85
CB260	260	8 Einschübe	620 x 575 x 750	1	4684687	17851.00	11246.15
8-fach geteilte Innentür für CB260	-	4 Einschubebenen	-	1	4684778	4069.00	2563.45



35% Rabatt

Serie FD/FED | Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Linie mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen (FED)

- + Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 10°C bis 300°C
- + Bis zu 30% energiesparender als marktübliche Geräte
- + Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- + Umluft - Controller mit LCD-Anzeige (FD); Einstellbare Lüfterdrehzahl - Controller mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen (FED)
- + Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- + 2 verchromte Einschubgitter
- + Geräte bis 116 l stapelbar
- + Integrierter Temperaturwählgrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- + Ergonomisches Griffdesign
- + USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

Typ	Innenraum l	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell. Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
FD56	60	560 x 565 x 625	400 x 345 x 440	1	6280069	2300.00	1495.00
FD115	116	710 x 605 x 735	550 x 385 x 550	1	4658060	3168.00	2059.20
FD260	259	810 x 825 x 940	650 x 515 x 780	1	6280362	5243.00	3407.95
FD720	741	1,165 x 870 x 1590	1000 x 570 x 1300	1	6291250	9480.00	6162.00
FED56	60	560 x 565 x 625	400 x 345 x 440	1	6280295	3124.00	2030.60
FED115	116	710 x 605 x 735	550 x 385 x 550	1	6280284	4160.00	2704.00
FED260	259	810 x 760 x 940	650 x 515 x 780	1	6280296	6070.00	3945.50
FED720	741	1,165 x 870 x 1590	1000 x 570 x 1300	1	4668970	10434.00	6782.10



Pipettieren von grösseren Volumina - exakt und schnell!

Turbo-fix Pipettierhilfe

Der Pipettor Turbo-Fix besticht durch höchste Pipettiergeschwindigkeit, lange Betriebszeit und geringes Gewicht. Das bedeutet: Dieses Fliegengewicht ist turboschnell beim Pipettieren mit grösseren Pipetten und höherem Volumen.

- + Turbo Pipettiergeschwindigkeit
- + Pipettiergeschwindigkeit : max. 13,5 ml/s (mit einer serologischen 50 ml Pipette)
- + >6 h kabelloses Pipettieren
- + Neueste Li-Ion Polymer Akkutechnologie
- + Fliegengewicht, 195g
- + Autoklavierbare Pipetten-Nase Stabifix



Material	Abmessungen (B x L x H)	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
PA/POM	125 x 130 x 35	1	TPP94700	527.00	342.55

35% Rabatt

LLG-Serologische Pipetten, PS, steril

Die serologischen Pipetten von LLG sind ideal geeignet für sterile, serologische und Zellkulturanwendungen. Leicht ablesbare Graduierungen vereinfachen die Flüssigkeitsmessung und -abgabe. Alle LLG serologischen Pipetten sind gestopft, steril, pyrogenfrei und haben ein grösseres Fassungsvermögen durch Übergraduierung.

Vereinfachtes Dosieren mittels gegenläufiger, zweiter Graduierungs-Skala bei 1 ml-, 5 ml-, 10 ml-, 25 ml- und 50 ml Pipetten

Volumen ml	Teilung ml	Farbkennung	Negative Graduierung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
1	1/100	gelb	0.3	500	9380440	73.40	47.70
2	1/50	grün	0.6	500	9380441	91.30	59.35
5	1/10	blau	3	200	7930401	86.20	56.05
10	1/10	orange	3	200	6268240	92.30	60.00
25	2/10	rot	8	150	7930403	104.00	67.60
50	5/10	violett	10	100	9380443	113.20	73.60




35% Rabatt

Rack für serologische Pipetten



Ideal für die Lagerung von serologischen Pipetten von 0,1 bis 50 ml. Die Racks können horizontal und vertikal sicher verbunden werden. Magnete zu beiden Seiten der Racks erlauben das Befestigen an Metalloberflächen von Schränken, Abzugshauben und Kühl- und Gefrierschränken.

- + Inklusive Schutzdeckel gegen Staubablagerungen
- + Farbe: 3 verschiedene Blautöne
- + Abmessungen pro Rack (L x B x H): 301 x 100 x 128 mm



Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Rack für serologische Pipetten	3	9273930	103.70	67.40

35% Rabatt

FASTER - die Chemikalien-Laborabzüge ChemFAST Elite lassen keine Wünsche offen!



auf Anfrage!



Chemikalien-Laborabzug ChemFAST Elite, mit PVC-Arbeitsfläche oder mit Edelstahl-Arbeitsfläche

ChemFAST Elite Laborabzüge mit Umlüftung werden für die Eindämmung und Beseitigung von Chemikalien, Dämpfen und Aerosolen verwendet und bieten höchsten Personenschutz. Der Abzug ist mit einem mikroprozessor-gesteuerten Monitoring-System ausgestattet, um Luftstrom, Vorfilter und Filtereffizienz zu kontrollieren. Akustische und visuelle Alarmer warnen bei niedrigem/hohem Luftstrom, Stromausfall, Filtersättigung, Verstopfung des Vorfilters, sowie Gebläse- und Anemometerfehler.

- + Aufklappbare Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- + Front- und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- + Chemikalienresistente Arbeitsfläche
- + Aktivkohlefilter inkl. Vorfilter
- + Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit benutzerfreundlicher Tastatur
- + Bohrung an der Rückwand mit Gummiabdeckung zum Anschluss externer Geräte
- + Beleuchtung im Einbaugehäuse, außerhalb des Arbeitsbereichs platziert
- + Zentrifugalgebläse nach IP54 zur Aufrechterhaltung eines konstanten Luftstroms
- + Chemikalien-Laborabzug mit einer Arbeitsfläche aus PVC oder aus Edelstahl



Typ	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
ChemFast Elite 06, mit PVC Arbeitsfläche	595 x 760 x 1120	1	4691987
ChemFast Elite 09, mit PVC Arbeitsfläche	885 x 760 x 1120	1	4691988
ChemFast Elite 12, mit PVC Arbeitsfläche	1185 x 760 x 1120	1	4691989
ChemFast Elite 15, mit Edelstahl-Arbeitsfläche	1500 x 760 x 1120	1	4691990
ChemFast Elite 18, mit Edelstahl-Arbeitsfläche	1800 x 760 x 1120	1	4691991



FASTER - Schutz und Sicherheit auf höchstem Level!

Zytostatika-Sicherheitswerkbänke CytoFAST Premium, Klasse II

Zytostatika-Sicherheitswerkbänke wurden sowohl zum Schutz des zu behandelnden Materials vor Verunreinigungen, als auch zum Schutz des Personals und der Umgebung vor toxischen Substanzen und anderen schädlichen Agenzien entwickelt.

- + Niedriger Energieverbrauch und Geräuschpegel
- + Steuerbarer Energy Safe Mode
- + Ergonomisches Design
- + Aufklappbare motorisierte Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- + Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- + Segmentierte Edelstahl-Arbeitsfläche
- + Stahlgehäuse mit antibakterieller Alesta® AM Pulverbeschichtung
- + Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit benutzerfreundlichem Bedienfeld
- + Gemäß EN 12469:2000 und DIN 12980:2017
- + Selbstregelndes DC-Gebläse
- + Stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung

Typ	Abm. aussen (B x T x H) mm	Abm. innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
CytoFAST Premium, Klasse II	1045 x 855 x 2345	887 x 580 x 740	1	4692117
CytoFAST Premium, Klasse II	1350 x 855 x 2345	1192 x 580 x 740	1	4692118
CytoFAST Premium, Klasse II	1655 x 855 x 2345	1497 x 580 x 740	1	4692119
CytoFAST Premium, Klasse II	1960 x 855 x 2345	1802 x 580 x 740	1	4692120

auf Anfrage!

Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke SafeFAST Premium, Klasse II



Das Premium-Modell ist ungeschlagen in seiner Klasse und verbindet höchsten Sicherheitsstandard mit grosser Leistungseffizienz. Extrem leiser Betrieb und niedriger Stromverbrauch gepaart mit geringer CO₂-Emission bedeuten einen Sprung in die Zukunft.

- + Epoxidbeschichtetes Metallgehäuse mit antibakterieller Lackierung (ALESTA®)
- + Extrem niedriger Geräuschpegel. Extrem niedriger Stromverbrauch
- + Dimmbares LED-Licht; Einzigartiger Ruhemodus
- + Innere Rückwand aus Edelstahl AISI316L. Zwei Gebläse-Motoren als Standard
- + Frontscheibe komplett aufklappbar für bequeme Reinigung
- + DEHS 100% Port. Front- und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- + Seitenscheiben mit Durchführungen für optionale Anschlüsse (z.B. Gashahn)
- + Elektrisch betriebene Frontscheibe – abgeschrägt für ergonomisches Arbeiten
- + Maximalhöhe = 440 mm für Transfer von Utensilien
- + Benutzerfreundliches Bedienfeld mit LCD-Display

Typ	Abm. aussen (B x T x H) mm	Abm. innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
SafeFAST Premium, Klasse II	1045 x 855 x 1500	887 x 580 x 740	1	4692065
SafeFAST Premium, Klasse II	1350 x 855 x 1500	1192 x 580 x 740	1	4692066
SafeFAST Premium, Klasse II	1655 x 855 x 1500	1497 x 580 x 740	1	4692067
SafeFAST Premium, Klasse II	1960 x 855 x 1500	1802 x 580 x 740	1	4692068

auf Anfrage!

TPP + Faust - ein Garant für höchste Qualität!



30% Rabatt

TPP Zellkulturschalen



TPP Zellkulturschalen ermöglichen einfaches Handling und sicheren Umgang mit Ihren Zellkulturen.

- + Zellkulturschalen aus PS
- + Ein seitlich vorstehender Rand vereinfacht das spezifische Trennen von Unter- und Oberteil der Zellkulturschale um ein Vielfaches
- + Mehrere übereinandergestapelte Zellkulturschalen können, gesichert durch den Stapelrand, einfach und sicher von A nach B befördert werden
- + Nocken im Inneren des Schalendeckels funktionieren als Distanzhalter zur Schale. So wird eine konstante Belüftung erreicht
- + Eine von TPP entwickelte Oberflächenbehandlung der Wachstumszone garantiert optimale Ergebnisse
- + Kristallklare Transparenz ermöglicht eine visuelle Kontrolle mit Durchlicht bei mehreren gestapelten Zellkulturschalen

Kulturoberfläche cm²	Ø innen mm	Abmessungen (Ø x H) mm	sterile Unterverpack.	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
9.2	34	40 x 11	20	900	TPP93040	395.00	276.50
22.1	53	60 x 16	14	840	TPP93060	385.00	269.50
60.0	87	96 x 21	10	240	TPP93100	192.00	134.40
147.0	137	146 x 21	5	100	TPP93150	222.00	155.40

Das gesamte TPP Sortiment ist ab Lager verfügbar!

TPP Zellschaber und Zellspachtel

Durch die freie Drehbarkeit der Klinge erreicht der TPP-Zellschaber selbst den hintersten Winkel des Zellkulturgefässes und kann so effizient die adhärennten Zellen in Kulturgefässen ernten -> 100 % Zellernte.

- + Klinge aus weichem Material, zur Schonung der Zellen
- + Drehbare Klinge
- + Abgestufte, sinnvolle Klingenbreiten
- + Vorstehende Noppen am Griff
- + Flusenfreie Blisterverpackung
- + Bedienerfreundlicher TPP-Dispenser



30% Rabatt

Länge mm	Version	Schaberbreite mm	Material	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
240	Schaber	13	PE	150	TPP99002	327.00	228.90
300	Schaber	20	PE	150	TPP99003	370.00	259.00
362	Schaber	25	PE	100	TPP99004	303.00	212.10
195	Spatel	14	PP	150	TPP99010	279.00	195.30



TPP - oft kopiert, nie erreicht!

TPP Vakuumfiltration „rapid“- Filtermax

Dieses Vakuumfiltrationssystem von TPP erbringt eine hohe Ausbeute und ein schnelles Filtrieren Ihrer Lösung. Alle TPP Vakuumfiltrationssysteme der „rapid“-Filtermax-Familie besitzen die gleichen Produktmerkmale:

- + Quadratische Form
- + Hohe Durchflussgeschwindigkeit
- + Die Filtermax passen auf die original Duranflaschen mit GL 45 Gewinde
- + PES-Filtermembrane mit Porengrösse von 0.22µm



30% Rabatt

Volumen ml	Beschreibung	Abmessungen (L x B x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
150	Set komplett	93 x 93 x 103	18	TPP99150	192.00	134.40
150	Filteraufsatz	89 x 89 x 57	36	TPP99155	318.00	222.60
150	Flasche	93 x 93 x 63	24	TPP99157	93.50	65.45
250	Set komplett	93 x 93 x 145	12	TPP99250	144.00	100.80
250	Filteraufsatz	90 x 89 x 75	24	TPP99255	228.00	159.60
250	Flasche	93 x 93 x 87	24	TPP99257	119.00	83.30
500	Set komplett	93 x 93 x 214	10	TPP99500	167.00	116.90
500	Filteraufsatz	90 x 89 x 110	21	TPP99505	256.00	179.20
500	Flasche	93 x 93 x 121	36	TPP99507	289.00	202.30
1000	Set komplett	111 x 111 x 285	9	TPP99950	311.00	217.70
1000	Filteraufsatz	108 x 108 x 143	12	TPP99955	300.00	210.00
1000	Flasche	111 x 111 x 160	20	TPP99957	247.00	172.90



30% Rabatt

TPP Zellkulturflaschen



Zur optimalen Zelladhäsion wird die Wachstumsfläche optisch - mechanisch aktiviert. Dies sorgt für bestes Zellwachstum. Die Geometrie des Flaschenhalses garantiert eine optimale Zugänglichkeit von TPP - Pipetten, Schabern und Spachteln.

Merkmale:

- + Gleichmässig oberflächenaktivierte, plane Wachstumsfläche
- + Erhöhte Überlaufhöhe des Flaschenhalses reduziert die Gefahr des Überschwappens
- + Kristallklare Transparenz
- + Stapelrand ermöglicht stabiles, rutsicheres Stapeln mehrerer TPP Flaschen, auch der Spezialflaschen von TPP
- + Beidseitige Beschriftungsfelder
- + Weisse Volumenskala zur optischen Kontrolle des Füllvolumens

Wachstumsfläche cm²	Version	Volumen ml	Abmessung aus- sen mm	sterile Sub-VE	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
25	VENT	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90025	406.00	284.20
25	Filter	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90026	417.00	291.90
75	VENT	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90075	215.00	150.50
75	Filter	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90076	234.00	163.80
150	VENT	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90150	167.00	116.90
150	Filter	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90151	174.00	121.80
300	VENT	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90300	160.00	112.00
300	Filter	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90301	167.00	116.90

Mit LLG einfach und sicher arbeiten!



50% Rabatt

Mini-Zentrifuge LLG-uniCFUGE 2

Kompakte und preiswerte Mini-Zentrifugen mit zwei unterschiedlichen Rotoren. Geschwindigkeit einstellbar auf 4000 min⁻¹ oder 6000 min⁻¹. Leistungsstarker Motor für schnellen Anlauf. Schnellstopp bei Öffnung des Deckels.

+ LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor für 6 x 1,5/2,0 ml und 6 x 0,5 ml Zentrifugenröhrchen und 2 mal 8 x 0,2 ml PCR-Streifen.

Typ	Max. RZB	Drehzahl min ⁻¹	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor	1200 x g und 2000g	4000 und 6000	1	6263510	214.20	107.10



50% Rabatt

Mini-Zentrifuge LLG-uniCFUGE 5 mit Timer und Digitalanzeige

Festwinkelrotor mit Deckel aus Aluminium, für 12 x 1,5/2 ml-Gefäße mit optimierter Aerodynamik und geringer Wärme- und Lärmentwicklung. Betrieb in RPM- oder RZB-Modus durch einfaches Umschalten möglich. Short-Spin Modus mit frei wählbaren RZB- und RPM-Werten. Großes LCD-Display (3.9") mit intuitiver Bedienoberfläche.

Typ	Max. RZB	Drehzahl min ⁻¹	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniCFUGE 5 mit Timer und Digitalanzeige	15595 x g	500 ... 15000	1	6263530	1306.60	653.30



50% Rabatt

Digitaler Vortexer LLG-uniTEXER 4

Kompakter Vortexer mit bürstenlosem Motor und stufenloser Drehzahlregelung bis 4200 min⁻¹ für optimale Mischergebnisse. Das digitale Display zeigt abwechselnd die eingestellte Drehzahl und Zeit an.

- + Programmierbarer Pulse Modus
- + 3-Wege Schalter (Ein/Aus/Touch)
- + Timer von 1 min bis 999 min einstellbar
- + Lieferumfang: Vortexer, Zentrifugenröhrchen-Aufsatz, Scheiben-Aufsatz, Universalnetzteil

Typ	Drehzahl 1/min	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniTEXER 4	300 ... 4200	1	6263500	397.00	198.90

Absaugsystem LLG-uniVACUUSYS

Das LLG-uniVACUUSYS Absaugsystem mit integrierter Vakuumpumpe und Vakuumregler ist ideal geeignet zum Absaugen von Flüssigkeiten für Anwendungen im Life Science Bereich, wie z.B. die Entfernung von Medien aus Zellkulturen, das Absaugen von Überständen nach Zentrifugation oder die Entfernung von Waschlösungen aus Immun-Assay Platten.

- + Integrierte Vakuumpumpe mit Vakuum-Kontrolle. Einfache Bedienung
- + Flüssigkeits-Füllstandssensor
- + Autoklavierbare Abfallsammelflasche und Düse

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniVACUUSYS	1	6263585	1387.20	832.30



40% Rabatt

Eppendorf - die Marke hält, was sie verspricht!

Mikrozentrifuge 5425

eppendorf

Mikrozentrifugen für Standardanwendungen bei hohem Probendurchsatz mit hohem ergonomischem Komfort und grosser Flexibilität.

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
5425 R	gekühlt, mit Folientastatur, mit Rotor FA-24x2 24-Platz, max. Drehzahl 21.300 x g	1	6316832	6296.00	5225.70
5425 R	gekühlt, mit Drehknöpfen, mit Rotor FA-24x2, 230 V/50-60 Hz	1	4681451	6296.00	5225.70
5425	nicht gekühlt, mit Drehknöpfen, mit aerosoldichthem Rotor FA-24x2, 230V/50-60Hz	1	4661166	3096.00	2569.70
5425	nicht gekühlt, mit Folientastatur, mit aerosoldichthem Rotor FA-24x2, 230V/50-60Hz	1	4661162	3096.00	2569.70

Weitere Rotoren auf Anfrage.



17% Rabatt

LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP, mit Safe-Lock Deckel

LLG-Mikrozentrifugenröhrchen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für allgemeine Laboranwendungen, wie z.B. Inkubation, Zentrifugation und Lagerung von Proben. Mit dicht schliessendem Safe-Lock Deckel, der ein unbeabsichtigtes Öffnen des Deckels während der Zentrifugation verhindert.

- + Mattierte Beschriftungsfläche am Deckel
- + Deckelmembran kann einfach durchstochen werden
- + Leichtes Öffnen und Schliessen mit einer Hand möglich
- + RNase- und DNase-frei, nicht steril

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP	konisch, 1.5 ml	1000	6490852	48.00	24.00
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP	rund, 2.0 ml	1000	6490853	69.00	34.50



50% Rabatt

LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP

LLG-Mikrozentrifugenröhrchen eignen sich hervorragend für alle Testdurchsätze. Diese innovativen, modernen Zentrifugengefäße sind als 0,5 ml, 1,5 ml und als 2 ml Probengefäße lieferbar. Sie sind ausgelegt auf hohe Zentrifugalkräfte und hochbeständig gegenüber Temperaturschwankungen und Chemikalien. Sie bieten einen absoluten und sicheren Dichtsitz, sind dabei leicht zu öffnen und zu schließen und bieten somit einen hohen Arbeitskomfort.

- + Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei.
- + Klar, im Beutel. Für die Molekularbiologie geeignet. Garantiert absolut metallfrei

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP	konisch, 0.5 ml	1000	9409023	29.10	16.00
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP	konisch, 1.5 ml	1000	9409024	24.10	13.25
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP	rund, 2.0 ml	1000	9409025	25.80	14.20



45% Rabatt

Glaswaren für Ihr Labor - unverzichtbar!



40% Rabatt

Laborflaschen, Borosilikat 3.3, GL45

DIN 168 Teil 1. EN ISO 4796-1. Mit Teilung, Ausgiessring, Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde.

Inhalt ml	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
100	100	10	9072331	31.10	18.65
250	138	10	9072332	35.50	21.30
500	176	10	9072334	48.00	28.80
1000	225	10	9072335	71.30	42.80
2000	260	10	9072336	152.70	91.60
5000	330	1	9072337	101.20	60.70
10000	410	1	9072338	162.40	97.45

Becherglas, Borosilikat 3.3, hohe Form

DIN 12331, ISO 3819, Mit Graduierung und Ausguss

Nennvol. ml	Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
25	30	10	9013924	34.70	17.35
50	38	10	9013925	26.60	13.30
100	48	10	9013920	29.30	14.65
150	54	10	9013921	32.40	16.20
250	60	10	9013922	30.90	15.45
400	70	10	9013923	32.40	16.20
600	80	10	9013930	42.70	21.35
800	90	10	9013931	60.10	30.05
1000	95	10	9013932	68.70	34.35
2000	120	10	6270117	121.70	60.85

Becherglas, Borosilikat 3.3, niedrigere Form

DIN 12331, ISO 3819, Mit Graduierung und Ausguss

Nennvol. ml	Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
5	22	10	9013905	37.90	18.95
10	26	10	9013906	42.70	21.35
25	34	10	9013900	36.20	18.10
50	42	10	9013901	34.70	17.35
100	50	10	9013902	24.90	12.45
150	60	10	9013903	25.40	12.70
250	70	10	9013904	27.60	13.80
400	80	10	9013910	34.10	17.05
600	90	10	9013911	41.20	20.60
800	100	10	9013912	56.30	28.15
1000	105	10	9013913	60.10	30.05
2000	132	10	6270091	86.10	43.05

50% Rabatt

50% Rabatt

"Must-haves" für Ihre chemischen Anwendungen!

Verschlussfolie PARAFILM® M



Verschlissen mit PARAFILM® kennt jeder im Labor. Die Folie lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmässige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig.

+ Schmelztemperatur 60 °C + Dehnbarkeit 200%. + Dauergebrauchstemp.: -45°C bis +50°C

Typ	Breite mm	Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
PARAFILM® M	50	75	1	9170003	66.70	33.35
PARAFILM® M	100	38	1	9170002	56.00	28.00
PARAFILM® M	100	75	1	9170005	130.40	65.20
PARAFILM® M	500	15	1	9170004	160.60	80.30



50% Rabatt

LLG-Reagenzgläser, Kalk-Soda-Glas



Reagenzgläser mit rundem Boden.

+ Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Typ	Bördelrand	Abm. (Ø x L) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG Reagenzgläser	ja	8 x 70	100	6201034	22.60	14.70
LLG Reagenzgläser	ja	16 x 130	100	6800382	29.30	19.05
LLG Reagenzgläser	ja	14 x 130	100	6800620	25.50	16.60
LLG Reagenzgläser	ja	25 x 150	100	6800621	52.00	33.80
LLG Reagenzgläser	ja	10 x 100	100	6801073	18.00	11.70
LLG Reagenzgläser	ja	30 x 200	100	7600324	79.90	51.95
LLG Reagenzgläser	ja	16 x 160	100	7600405	19.30	12.55
LLG Reagenzgläser	ja	12 x 100	100	7607198	19.20	12.50
LLG Reagenzgläser	ja	20 x 180	100	7607778	43.90	28.55
LLG Reagenzgläser	nein	30 x 100	100	6267806	93.80	60.95
LLG Reagenzgläser	nein	16 x 120	100	7651871	59.70	38.80
LLG Reagenzgläser	nein	15 x 100	100	7651872	32.10	20.85
LLG Reagenzgläser	nein	18 x 130	100	7652552	79.90	51.95
LLG Reagenzgläser	nein	12 x 75	100	9400009	16.30	10.60
LLG Reagenzgläser	nein	16 x 100	100	9400022	18.40	11.95
LLG Reagenzgläser	nein	14 x 130	100	9400030	25.00	16.25
LLG Reagenzgläser	nein	16 x 160	100	9400040	23.50	15.30
LLG Reagenzgläser	nein	18 x 180	100	9400050	35.70	23.20



35% Rabatt

Hebebühne SWISS BOY, Aluminium eloxiert

Aluminium. Eloxiert in verschiedenen Farben. Korrosionsfest, standfest, leicht einstellbar. Die gewünschte untere und obere Endposition kann stufenlos justiert werden. Wenn die Einstellung erreicht ist, stoppt die Hebebühne automatisch.

Typ	Abm. (B x T) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Hebebühne, grün	40 x 50	1	9117100	175.00	113.75
Hebebühne, blau	75 x 80	1	9117105	200.00	130.00
Hebebühne, pink	140 x 120	1	9117110	250.00	162.50
Hebebühne, gold	150 x 122	1	9117115	330.00	214.50
Hebebühne, hellblau	216 x 180	1	9117116	450.00	292.50
Hebebühne, grau	320 x 240	1	9117118	1375.00	893.75



35% Rabatt

Behalten Sie den Durchblick!



40% Rabatt

Durchlichtmikroskop-Digitalsets OBE, mit Tablet-Kamera

Das Set ist die digitale Komplettlösung für Schule, Ausbildung und Labor.

- + Tubus 30° geneigt, 360° drehbar
- + Dioptrienausgleich einseitig
- + Koaxialer Grob- und Feintrieb
- + ABBE 1,25 N.A. Kondensor fokussierbar und mit Aperturblende
- + Dimmbare 3 W-LED Beleuchtung

KERN

Lieferumfang:

Durchlichtmikroskop, Kamera, Staubschutzhaube, Augenmuscheln, Betriebsanleitung

Typ	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
OBE 124T241; 4x, 10x, 40x	320 x 180 x 365	1	4691070	2566.00	1539.60
OBE 134T241; 4x, 10x, 40x, 100x	320 x 180 x 365	1	4691072	2626.00	1575.60

Hand-Stückzähler

Zum Zählen von Blutzellen, Bakterienkolonien, Flüssigkeitstropfen oder generell im Fall eines sich wiederholenden Prozesses.

- + Zählt bis 9999. Reset-Knopf. Linse für gute Lesbarkeit. Ring zum sicheren Halten. Robust.
- + Metallgehäuse mit Chrom- Oberfläche.
- + Abmessungen: Ø 46 mm, Breite 41 mm.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Hand-Stückzähler	1	6237971	50.10	25.05

Adhäsionsobjektträger SuperFrost® Plus

epredia

SuperFrost® Plus Objektträger werden unter Anwendung einer neuen Verfahrenstechnik hergestellt, die Standardobjektträger mit einer permanenten positiven Ladung versieht. Die Objektträger binden frische Gefrierschnitte und zytologische Präparate durch elektrostatische Anziehungskraft. Auf Anfrage auch erhältlich mit blauem, gelbem, rosa oder grünem Beschriftungsfeld. SuperFrost® Plus gold empfohlen für schwer zu haltende Gewebeproben wie Knochen, Gehirn, Brust und Haut. Sie sind ideal für spezielle Färbungen, immunzytochemische Untersuchungen und In-situ-DNA-Hybridisierung an diesen Gewebetypen.

Typ	Farbe	Kanten	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
SuperFrost® Plus	weiss	geschliffen, 90°	72	9161155	33.90	18.65
SuperFrost® Plus gold	weiss	geschliffen, 90°	72	6700125	105.60	58.10

Objektträger

epredia

Gemäss ISO 8037/1. Sauber gewaschen und poliert. Abmessungen 76 x 26 x 1 mm. Auch mit 20 mm breitem Mattrand erhältlich.

Typ	Farbe	Kanten	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
ohne Mattrand	extra-weiss	geschnitten	50	9161110	3.70	2.60
mit Mattrand	extra-weiss	geschnitten	50	9161145	4.70	3.30
ohne Mattrand	extra-weiss	geschliffen, 45°	50	9161120	6.10	4.25



45% Rabatt



30% Rabatt

Digitale Wasserbäder und Zubehör!

Wasserbäder PURA™

Flexibel einsetzbar für alle Routine-Laborarbeiten in Forschung und Qualitätskontrolle. Alle PURA™-Wasserbäder (außer PURA™ 4) besitzen eine integrierte Ablassschraube. Das helle LED-Display ist auch aus der Entfernung gut ablesbar. Mit integrierten Griffmulden zum leichten Transport und rutschfesten Gummifüßen für sicheren Stand. Die komplette Innenfläche der Wasserbäder kann genutzt werden, da keine Einbauelemente im Innenraum hervorstehen.

- + Inklusive Stellboden
- + Integrierter Timer
- + Leuchtstarkes Display mit Folientastatur
- + Spritzwassergeschützt
- + Eingebauter Trockengehschutz

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY



Typ	Vol. max. l	Abmessung innen mm	Abmessung aussen mm	Nenn-leist. kW	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
PURA™ 4	4.5	120 x 140 x 270	210 x 350 x 220	0.5	1	4667880	1115.00	780.50
PURA™ 10	9.5	220 x 140 x 270	310 x 350 x 220	1.2	1	4667881	1279.00	895.30
PURA™ 14	14.0	330 x 140 x 270	420 x 350 x 220	1.8	1	4667882	1324.00	926.80
PURA™ 22	25.5	550 x 180 x 270	640 x 350 x 260	2.0	1	4667883	1454.00	1017.80
PURA™ 30	36.0	770 x 180 x 270	860 x 350 x 260	2.0	1	4667884	1746.00	1222.20

30% Rabatt

Umwälzkühler Minichiller®

Klein, robust und preisgünstig trotz Edelstahlgehäuse. Der Minichiller ist der kleinste Unichiller der Welt. Minichiller gibt es mit luft- oder wassergekühlter Kältemaschine, beleuchteter Füllstandsanzeige, Überlaufstutzen und Entleerung frontseitig. Der Füllstutzen befindet sich beim Minichiller oben und ist gut zugänglich. Alle Modelle arbeiten serienmäßig mit natürlichem Kältemittel. Mit Saug- und Druckpumpen ausgestattet, haben Minichiller den Vorteil, einen hohen Durchfluss bei niedrigem Druck zu besitzen. Dies ist insbesondere interessant für alle druckempfindlichen Applikationen (z.B. Glas-Kondensatoren).

huber



* zulässige Rücklauftemperatur +80 °C

Typ	Abmessung mm	Kälteleistung kW bei 15/0/-10°C	Arbeitstemp. Bereich °C	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
280 OLÉ	225 x 360 x 380	0,28 / 0,2 / -	-5 ... 40	1	6272350	4110.00	3288.00
300 OLÉ	225 x 360 x 380	0,3 / 0,2 / 0,14	-20 ... 40 (80)*	1	6272346	4580.00	3664.00
300w OLÉ	225 x 360 x 380	0,3 / 0,2 / 0,14	-20 ... 40 (80)*	1	6272347	5450.00	4360.00
600 OLÉ	280 x 490 x 424	0,6 / 0,5 / 0,35	-20 ... 40	1	6272348	5730.00	4584.00
600w OLÉ	280 x 490 x 424	0,6 / 0,5 / 0,35	-20 ... 40	1	4675313	6500.00	5200.00

20% Rabatt

Wasserbad-Schutzmittel Aqua Stabil

Verhindert Algen- und Bakterienbildung für hygienisch einwandfreies Arbeiten.

- + Keine Verschmutzung des Badgefässes bzw. der eintauchenden Thermostatenbauteile
- + Sparsam - auf 1 Liter Wasser werden nur 2 ml Aqua Stabil benötigt
- + Wirksamkeit über Wochen, die durch einen Farbindikator angezeigt wird


Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY



Volumen ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
100	1	9858040	37.00	31.45

15% Rabatt

Hohe Genauigkeit im Laboralltag!



35% Rabatt

pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20

FiveEasy™ und FiveEasy™ Plus Benchtop-Meter bieten genaue pH / mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck.

- + Grosses, leicht ablesbares Display mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- + Schnelle und einfache Konnektivität für sichere Datenübertragung zur Dokumentation (nur FP Modell)
- + Elektrodenarm-Verlängerungsstange eingeschlossen
- + **Nur FP20:** Datenspeicher: 200 Messungen, Schnittstelle: RS32, USB, Referenzeingang

Lieferumfang F20 Standard Kit: Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitätserklärung, Testzertifikat, Stromversorgung, 3-in-1 Elektrode LE438, 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH Puffer (Beutel).

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
F20-Standard Kit	1	6280101	910.00	591.50
FP20-Standard Kit	1	6280103	1225.00	796.25



50% Rabatt

LLG-Indikatorpapiere, Streifen



Zur Bestimmung des pH-Wertes. Schnappdeckeldose mit 100 vorgeschnittenen Indikatorpapierstreifen.

- + pH Bereich: 1 ... 14
- + Verpackungsinhalt: Dose à 100 Streifen

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Indikatorpapiere Teststreifen	1	9129805	10.20	5.10

LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung



Die ready-to-use LLG-pH-Pufferlösungen bieten ausgezeichnete Qualität, Präzision und sind auf alle Anforderungen der Endverbraucher abgestimmt. Lieferung in farbcodierten 1 l Flaschen, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den drei pH-Werte zu eliminieren.

- + Genauigkeit $\pm 0,01$, getestet und zertifiziert bei 25 °C
- + Rückführbar gemäss NIST

pH-Wert bei 25 °C	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
4,00	Rot	1	9040865	25.00	13.75
7.00	Gelb	1	9040866	25.00	13.75
10.00	Blau	1	6324540	25.00	13.75



45% Rabatt

Unerlässliche Artikel für den Laboralltag!

■ LLG Labor- und Hygienetücher, 2-lagig



Labor- und Hygienetücher in der Spenderbox

- + 150 weisse, doppelagige Tücher à 210 x 220 mm
- + Saugstark und ultrasoft
- + Für sensible Anwendungsbereiche

Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher



35% Rabatt

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher	30	9413220	71.40	46.40

■ Präzisionstücher KIMTECH SCIENCE, 1-lagig

Spezial-Wischtuch für Reinigungsarbeiten in sensiblen Einsatzbereichen der elektronischen, optischen und feinmechanischen Industrie. Fusselarm, saugstark und auch im nassen Zustand reissfest. Feinste Partikel werden von empfindlichen Oberflächen nahezu vollständig entfernt. 1-lagig, weiss. Antistatisch.



45% Rabatt

Abmessungen mm	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
285 x 310	Box à 198 Tücher	1	9413020	39.40	21.65
112 x 208	Box à 286 Tücher	1	9413021	17.00	9.35

■ LLG-Wischtücher, Rolle à 102 Tücher, 3-lagig

Rollen mit 102 Abrissen à 220 x 260 mm, 3-lagig, weiss

- + Nassfest, saugstark, fusselarm



45% Rabatt

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Rollen à 102 Tücher (Grosspackung)	30 Rollen	4679906	97.10	53.40

■ LLG-Oberflächenschutzpapier DescProtect

DescProtect ist ein stabiles Papier mit hoher Saugkraft, das auslaufende Flüssigkeiten schnell aufnimmt. Durch die Laminierung (PE-Beschichtung) auf der Unterseite kann nichts auf die Arbeitsfläche durchsickern.


- + Schicht 1: Hochsaugfähiges Papier, saugt verschüttete Flüssigkeiten, auch toxische oder radioaktive Flüssigkeiten, schnell auf
- + Schicht 2: Feuchtigkeitsundurchlässige Polyethylenschicht, Schutz für Laborarbeitsplätze, Ablagen und Chemikalienschränke



50% Rabatt

Typ	Abmessungen mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Bögen	460 x 570	50	9160270	71.70	35.85
Rolle	400 x 50'000	1	9160271	142.80	71.40

Sauber arbeiten mit mikrobiologischen Medien!



LLG-Petriscschalen, PS

- + Aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol. Im Reinraum ISO 6 unter aseptischen Bedingungen hergestellt. Abklatschplatte mit Zählraster.
- + Mit glatter Oberfläche für eine optimale Verteilung des Mediums
- + Stabile Wand verhindert Verformungen
- + Stapelbar, mit oder ohne Nocken
- + Aseptisch (Ø 90 mm) oder beta-bestrahlte, sterile Versionen (alle Grössen)
- + Unterverpackt in Einheiten à 10 Schalen oder 20 Schalen (Ø 90 mm)

Ø außen mm	Beschreibung	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
90	mit 3 Nocken, aseptisch	16	480	6285823	76.80	42.25
90	ohne Nocken, aseptisch	16	480	6285824	76.80	42.25
90	mit 3 Nocken, steril	16	480	6285816	93.50	51.45
90	ohne Nocken, steril	16	480	6285817	103.90	57.15
60	mit 3 Nocken, steril	14	1080	4678371	198.10	108.95
60	ohne Nocken, steril	14	1080	4678372	198.10	108.95
150	mit 3 Nocken, steril	19	140	4680144	139.20	76.55

45% Rabatt



LLG Mikrobiologische Medien

Für zahlreiche mikro- und molekularbiologische Anwendungen.

Die Sicherheitsdatenblätter zu diesen Produkten finden Sie unter www.llg-labware.com.



Beschreibung	Inhalt g	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Luria Bertani (Miller), Pulver	500	1	6271000	54.00	35.10
Luria Bertani (Lennox), Pulver	500	1	6271010	58.00	37.70
Terrific Broth, Pulver	500	1	6271007	62.00	40.30
2xYT Broth, Pulver	500	1	6271001	89.00	57.85
Bakt. Agar, Pulver	500	1	6271003	137.00	89.05
Luria Bertani Agar (Miller), Pulver	500	1	6271009	70.00	45.50
Luria Bertani Agar (Lennox), Pulver	500	1	6271008	76.00	49.40
YPD Broth, Pulver	500	1	6271002	63.00	40.95
Hefeextrakt, Pulver	500	1	6271004	37.00	24.05
Trypton, Pulver	500	1	6271005	86.00	55.90
Casein Pepton, Pulver	500	1	6271011	75.00	48.75
Tryptic Soya Agar (Caso-Agar), Pulver	500	1	6271006	140.25	91.15
Trypticasein Soy Broth (CASO-Broth), Pulver	500	1	6271018	81.00	52.65

35% Rabatt

LLG-Impfösen, PS, steril

LLG-Impfösen sind ideal zum Aufnehmen einzelner isolierter Kolonien zur Beimpfung von Kulturmedien.

- + Ergonomische Form, steril



Farbe	Form	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
dunkelgrün	Öse, starr	1000	4691889	35.00	19.25
blau	Öse, starr	1000	4691890	35.00	19.25
hellgrün	Öse, flexibel	1000	4691891	35.00	19.25
hellblau	Öse, flexibel	1000	4691892	35.00	19.25

45% Rabatt

Zählen - einfach und fehlerlos!

Kolonienzähler CC-200, manuell

- + Druckempfindliches Zählen. Erforderlicher Druck individuell einstellbar
- + Akustische Bestätigung der Zählung
- + Wahl zwischen beleuchtetem und dunklem Hintergrund
- + Energiesparendes hellweißes LED-Licht
- + Funktion zur Bestimmung des Durchschnitts an gezählten Kolonien
- + Antimikrobieller Schutz mit BioCote®
- + Anschluss für Drucker oder Computer

Lieferumfang: Gerät mit zwei Wolffhügel-Rastern und Zentrieradaptoren, die die Verwendung von Petrischalen im Durchmesser von 50 bis 90 mm erleichtern.

Abmessungen (B x T x H) mm	Petrischalen Ø mm	Zähler	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
310 x 300 x 140	50 - 90	0 - 999	1	9645280	1258.40	880.90

Cole-Parmer



30% Rabatt

Kolonienzähler eCount™

Der multifunktionale Kolonienzähler zur Kennzeichnung der Petrischale verhindert, dass Kolonien verloren gehen oder doppelt gezählt werden. Der ergonomisch geformte Zähler wurde für das einfache Zählen von Bakterien- und Schimmelpilzkolonien entwickelt. Steuerung des Zählers über Membrantasten.

- + Präziser elektronischer Zähler und Sharpie® Permanentmarker in einem Produkt
- + Inklusive Daumen-Einsatz für den Gebrauch des eCounts als digitalen Handzähler
- + Leicht verständliche Funktionen
- + Speichert 32 verschiedene Zählvorgänge
- + Zählung erfolgt mit akustischem oder optischem (LED) Signal
- + **Lieferumfang:** Kolonienzähler eCount™ inkl. Sharpie® Permanentmarker (schwarz, feine Spitze) und Ständer

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
eCount™	1	9521783	491.20	245.60

Heathrow Scientific LLC



50% Rabatt

Schikanekolben, DURAN®

Mit GL 45 Gewinde.

- + Sauerstoffeintrag ist häufig der limitierende Faktor für das Zellwachstum
- + Schikanen im Kolben verursachen eine turbulente Strömung, vergrößern die Gasaustauschfläche und erhöhen somit den Sauerstoffeintrag
- + Die automatisierte Fertigung gewährleistet eine reproduzierbare Geometrie der Kolben und führt zu vergleichbaren Ergebnissen
- + Komplett mit Membranverschluss (Gasaustausch)

Inhalt ml	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
250	145	10	9141260	32.30	19.40
500	180	10	9141261	36.20	21.70
1000	221	10	9141263	36.30	21.80

DURAN®



40% Rabatt

Sitzen Sie gesund und bequem!



35% Rabatt

LLG-Laborhocker

Die vielseitig einsetzbaren Hocker bieten durch ihre extra grosse Sitzfläche idealen Halt für den Einsatz im Labor. Das stabile Kunststoff-Fusskreuz und der umlaufende Kantenschutz garantieren eine lange Lebensdauer. Die praktische Ringauslösung der Gasfeder ermöglicht eine komfortable Sitzhöhenverstellung.

- + Desinfizierbar und chemikalienbeständig
- + Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder oder mit Soft-Touch-PU-Schaum
- + Abgerundete Sitzvorderkante: Verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln

Typ	Material	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Laborhocker	PU-Schaum	Rollen	1	6287757	161.00	104.65
LLG-Laborhocker	Kunstleder	Rollen	1	6287758	157.00	102.05



LLG-Laborstuhl

Der LLG-Stuhl ist das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen im Labor. Die Permanentkontakt-Rückenlehne unterstützt die sitzende Arbeit im Labor optimal. Die grosszügige Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze geben zusätzlichen Halt und sorgen für beste Laborergonomie.

- + Fugenarm dank "Hygienic Design" für einfache Reinigung und Desinfektion
- + Desinfizierbar und chemikalienbeständig
- + Sitz- und Rückenpolster wahlweise aus Kunstleder oder mit Soft-Touch-PU-Schaum
- + Schnellverstellung: Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar
- + Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder

Typ	Material	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Laborstuhl	PU-Schaum	Rollen	1	6287750	261.10	169.70
LLG-Laborstuhl	PU-Schaum	Sitz-Stop-Rollen, Fussring	1	6287752	317.00	206.05
LLG-Laborstuhl	Kunstleder	Rollen	1	6287753	254.00	165.10
LLG-Laborstuhl	Kunstleder	Sitz-Stop-Rollen, Fussring	1	6287755	316.20	205.55
Armlehnen			1	6287756	114.00	74.10



35% Rabatt



40% Rabatt

Rolltritt WEDO-Step



PP. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Bei Belastung steht er unverrückbar fest auf seinem integrierten Gummistanding. Die Montage erfolgt sekundenschnell - Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken. Werkzeuge sind nicht erforderlich. TÜV- und GS-geprüfte Sicherheit.

- + Ø außen 440 mm
- + Höhe 430 mm
- + Belastbar bis 150 kg

Farbe	Ø innen mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Blau	290	1	9700400	79.50	47.70
Rot	290	1	9700401	79.50	47.70
Lichtgrau	290	1	6055095	79.50	47.70