

► HSW NORM-JECT®/HSW SOFT-JECT®

Single-use syringes

Jeringas para un solo uso

- exceptional quality of a type also used in human medicine
- sterile, individual blister packaging
- pyrogen-free, PVC-free, non-toxic
- smudge-proof scale and transparent barrel
- environmentally friendly packaging
- all sterile products are also available in non-sterile version (bulk) upon request
- excelente calidad, se emplean también para uso en medicina humana
- envasado estéril en blíster individual
- libre de pirógenos y de PVC, no tóxico
- escala indeleble y cilindro transparente
- envase respetuoso con el medio ambiente
- todos los productos estériles están disponibles sobre consulta en versión no estéril (a granel)



- **Standard programme of available HSW NORM-JECT® two-part single-use syringes/Suministro estándar Disponible de jeringas para un solo uso de dos piezas HSW NORM-JECT®**

Vol/ml		Item no.
		N.º de artículo
without needle/sin aguja		
1 ml	TBC*	4010.200V0
1 ml	Ins. 100IU**	4010.A00V0
2 ml		4020.000V0
3 ml		4030.000V0
5 ml		4050.000V0
10 ml		4100.000V0
20 ml		4200.000V0
30 ml	Luer	4830001000
30 ml	catheter/catéter	4830002000
30 ml	Luer Lock	4830003000
50/60 ml	Luer	4850001000
50/60 ml	catheter/catéter	4850002000
50/60 ml	Luer Lock	4850003000
with by-packed needle/con aguja acompañada		
1 ml	TBC* 27 G x 1/2"	40127200V0
1 ml	Ins. 100IU** 27 G x 1/2"	40127A00V0
2 ml	23 G x 1 1/4"	4022L000V0
5 ml	21 G x 1 1/2"	4052D000V0
5 ml	22 G x 1 1/4"	4052K000V0
10 ml	21 G x 1 1/2"	4102D000V0
20 ml	20 G x 1 1/2"	4202H000V0
20 ml	21 G x 1 1/2"	4202D000V0

- **Standard programme of available HSW SOFT-JECT® three-part single-use syringes/Suministro estándar Disponible de jeringas para un solo uso de tres piezas HSW SOFT-JECT®**

Vol/ml		Item no.
		N.º de artículo
without needle/sin aguja		
1 ml	TBC*	5010.200V0
1 ml	Ins. 100IU**	5010.A00V0
2 ml		5020.000V0
2,5 ml		5040.000V0
5 ml		5050.000V0
10 ml		5100.000V0
20 ml		5200.000V0
30 ml	Luer	5300.000D0
30 ml	Luer Lock	5300.X00D0
with by-packed needle/con aguja acompañada		
1 ml	TBC* 27 G x 1/2"	50127200V0
1 ml	Ins. 100IU** 27 G x 1/2"	50127A00V0
2 ml	23 G x 1 1/4"	5022L000V0
5 ml	21 G x 1 1/2"	5052D000V0
5 ml	22 G x 1 1/4"	5052K000V0
10 ml	21 G x 1 1/2"	5102D000V0
20 ml	20 G x 1 1/2"	5202H000V0
20 ml	21 G x 1 1/2"	5202D000V0

* with ml-grading/con escala ml

** with insulin grading/con escala para insulina

In the case of syringes with by-packed needles, further syringe-needle combinations are also available upon request.
Para las jeringas con aguja acompañada también son posibles diferentes combinaciones jeringa-aguja, igualmente sobre consulta.

All syringe sizes are available with luer slip tip as standard.
All syringes (except 1 ml versions) can be supplied with luer lock tip upon request.
Suministro estándar de todos tamaños de jeringas con cono luer slip. Todas las jeringas (a excepción de la de 1 ml) se pueden suministrar también con cono Luer Lock.