

Heizhauben-Zubehör, SAF Wärmetechnik Heating Mantles Accessories



WWE38012

SAF
WÄRMETECHNIK

① LabHEAT®-Dreifuß KM-DF

Für Heizhauben Serie KM-G und KM-GH zur Verbesserung der Standfestigkeit, Material Edelstahl (1.4301). Die Heizhaube wird an ihren vier Befestigungshaken in den Dreifuß eingehängt.

② LabHEAT®-Tragring KM-TR

Für Heizhauben Serie KM-G und KM-GH zur Befestigung der Heizhauben in Stativaufbauten, Material Edelstahl (1.4301). Die Heizhaube wird an ihren vier Befestigungshaken in den Tragring eingehängt.

Volumen ml	Dreifuß Best.-Nr.	Tragring Best.-Nr.
25		45 91 19213
50		45 91 19217
100	45 91 19124	45 91 19224
250	45 91 19136	45 91 19236
500	45 91 19144	45 91 19244
1000	45 91 19154	45 91 19254
2000	45 91 19163	45 91 19263
3000	45 91 19168	45 91 19268
4000	45 91 19171	45 91 19271
5000	45 91 19173	
6000	45 91 19176	
10000	45 91 19186	
20000	45 91 19191	

