


Elmasonic Tischgeräte Zubehör

Produktinformation und Preise



Inhaltsverzeichnis

- Modulares Korbsystem	3
Modularer Korb	3
Ebene Set	9
Trennwand Set	12
Halterung Set	15
Silikonhalterung Set	18
Elma starter Kit	19
Elma Pin Set	20
Silikonhalterung Set (Bodenkamm / Seitenkamm)	23
Korb für Kleinteile	26
- Körbe	28
Korb	28
- Deckel	29
Edelstahldeckel	29
Kunststoffdeckel	31
Lärmschutzdeckel	34
- Halterungen	35
Gerätehalter für Laborgefäße	35
Gerätehalter für Siebe	35
Reagenzglashalter	36
Reaktionsgefäßhalter	39
Halterung mit Haken	41
Ringhalter	44
Halteklammer für Erlenmeyerkolben	45
Dental-Tray Halter	47
- Einsätze	49
Säureresistente Einsatzwanne	49
BD-Steribox	52
Reinigungsbecher	54
Reinigungsgläser	56
Einsatzdeckel	58
Tauchkorb	67
Silikonmatte	69
Hostalen Wanne	72
Kleinteilehalter	74
- Practicals	75
Kühlschlange	75
Ablaufsieb	77
Siebreinigungsmodul SRH 4 / 200	78
- Elma Mutebox	80
- Elma Sink	83
- Elma Dry	87
Elmasonic Easy R Zubehör	91
Kunststoffdeckel	91
Kunststoffdeckel mit Loch	92
Warenkorb	93
Laborglashalterungsset	94


Produktinformation und Preise



Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Modularer Korb

- Aus Edelstahl mit Griffen aus Kunststoff
- Ergonomische Griffe
- Autoclavierbar
- Bajonettöffnungen im Boden zur Montage von Halterungen (z.B. Elma Pin, Silikonhalterung Bodenkamm)
- Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden (20 - 300) zur Montage von Silikonhalterungen



Bestellnummern und Listenpreise

Korbgröße	10	20	30	40	60	70	80	100	120	180	300
Bestellnummer	1117923	1119922	1108916	1113045	1113050	1127527	1111838	1113387	1113390	1113404	1113072
Listenpreis	46,00 €	49,00 €	51,00 €	60,00 €	72,00 €	168,00 €	135,00 €	155,00 €	155,00 €	180,00 €	200,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Korbgröße	Einheit	10	20	30	40	60	70	80	100	120	180	300
Korbinnenmaße B / T / H	mm	155 / 70 / 35	110 / 105 / 50	195 / 105 / 50	195 / 105 / 95	255 / 105 / 95	455 / 105 / 50	455 / 105 / 95	245 / 195 / 90	245 / 195 / 135	275 / 255 / 135	445 / 255 / 135
Fase U / V	mm	--	20 / 20						25 / 25			
Lochdurchmesser Boden Y / Z	mm	11 / 15										
Lochdurchmesser Seiten Y ₁ / Z ₁	mm	--	10 / 10									
Max. Korbbeladung	Kg	1,0	1,0	1,0	3,0	5,0	5,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Modularer Korb


Bestückung

Korbgröße	10	20	30	40	60	70	80	100	120	180	300
Elmasonic Easy	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Elmasonic Med			•		•			•	•	•	•
Elmasonic Select			•	•	•		•	•	•	•	•
Elmasonic P			•		•	•			•	•	•
Elmasonic Xtra				•	•				•	•	•
Elma Dry			•	•	•			•	•		•
Elma Sink		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Modularer Korb

Maßdefinition




Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Modularer Korb

- Aus Edelstahl mit Rilsan-beschichteten Griffen
- Ergonomische Griffe
- Autoclavierbar
- Bajonettöffnungen im Boden zur Montage von Halterungen (z.B. Elma Pin, Silikonhalterung Bodenkamm)
- Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden zur Montage von Silikonhalterungen
- Der Korb 200 dient auch als Halterung für Sterilisationskörbe
 - DIN 1 / 1 kurz (B / T - 485 / 253 mm) (H - max. 100 mm)
 - DIN 3 / 4 (B / T - 406 / 253 mm) (H - max. 100 mm)



Bestellnummern und Listenpreise

Korbgröße	150	200	500	900
Bestellnummer	1113110	1108458	1107675	1107641
Listenpreis	200,00 €	200,00 €	315,00 €	415,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Korbgröße	Einheit	150	200	500	900
Korbinnenmaße B / T / H	mm	450 / 255 / 55	480 / 225 / 95	460 / 300 / 195	545 / 460 / 190
Fase U / V	mm	25 / 25	--		
Lochdurchmesser Boden Y / Z	mm	11 / 15			
Lochdurchmesser Seiten Y ₁ / Z ₁	mm	10 / 10			
Max. Korbbeladung	Kg	7,0	4,0	20,0	30,0

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Modularer Korb

Bestückung


Korbgröße	150	200	500	900
Elmasonic Med		•	•	•
Elmasonic Select	•		•	•
Elma Dry	•			
Elma Sink	•			

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem


Modularer Korb

Maßdefinition

150



200, 500, 900



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Ebene Set

- Ebene aus Edelstahl
- Zur horizontalen Teilung des modularen Korbes
- Maximal eine horizontale Teilung je modularem Korb zulässig
- Die Ebene kann auf verschiedenen Höhen eingesetzt werden
- Autoclavierbar
- Bajonettöffnungen im Boden zur Montage von Halterungen (z.B. Elma Pin, Silikonhalterung Bodenkamm)



Bestellnummern und Listenpreise

Ebene Set	S	M	L	XL
Bestellnummer	1125225	1125226	1125227	1125228
Listenpreis	18,00 €	16,00 €	33,00 €	36,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

Ebene Set S, M:	Ebene Set L, XL:
• Ebene Set S oder M	• Ebene Set L oder XL
• 5x Silikonhalterung	• 10x Silikonhalterung

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Ebene Set

Mechanische Daten

Ebene Set Größe	Einheit	S	M	L	XL
Max. Außenmaße B / T / H	mm	195 / 105 / 1	255 / 105 / 1	250 / 195 / 1	285 / 250 / 1
Lochdurchmesser Y / Z	mm	11 / 15			
Gewicht je Ebene	g	110	150	280	410
Beladungsgewicht max. je Korbgröße und Ebene	Kg	1,0	1,0	2,0	2,0

Bestückung


Ebene Set Größe	S	M
Korbgröße 30	1 Set	
Korbgröße 40	1 Set	
Korbgröße 60		1 Set
Korbgröße 80	2 Sets Nebeneinander	

Ebene Set Größe	L	XL
Korbgröße 100	1 Set	
Korbgröße 120	1 Set	
Korbgröße 150	2 Sets Nebeneinander	
Korbgröße 180		1 Set
Korbgröße 300	2 Sets Nebeneinander	

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem


Ebene Set

Maßdefinition




Anwendungsbeispiele

Korbgröße 60 mit Ebene Set Größe M



Korbgröße 300 mit 2 Ebene Sets L nebeneinander




Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Trennwand Set

- Trennwand aus Edelstahl
- Zur vertikalen Teilung des modularen Korbes
- Autoclavierbar
- Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden zur Montage von Silikonhalterungen



Bestellnummern und Listenpreise

Trennwand Set	S niedrig	S hoch	M	L niedrig	L hoch
Bestellnummer	1125220	1125221	1125222	1125223	1125224
Listenpreis	26,00 €	41,00 €	36,00 €	36,00 €	41,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

Trennwand Set S niedrig, S hoch, M, L niedrig, L hoch:
• 2x Trennwand S niedrig, S hoch, M, L niedrig oder L hoch
• 10x Silikonhalterung

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Trennwand Set

Mechanische Daten

Trennwand Set	Einheit	S niedrig	S hoch	M	L niedrig	L hoch
Max. Außenmaße B / T / H	mm	105 / 50 / 1	105 / 90 / 1	200 / 90 / 1	255 / 50 / 1	255 / 130 / 1
Lochdurchmesser Y / Z	mm	10 / 10				
Gewicht je Trennwand Set	g	70	40	130	100	230

Bestückung

Trennwand Set	S niedrig	S hoch	M	L niedrig	L hoch
Korbgröße 20	1 Set				
Korbgröße 30	2 Sets				
Korbgröße 40	2 Sets	2 Sets			
Korbgröße 60	2 Sets	2 Sets			
Korbgröße 80	4 Sets	4 Sets			
Korbgröße 100	2 Sets*	2 Sets*	2 Sets		
Korbgröße 120	2 Sets*	2 Sets*	2 Sets		
Korbgröße 150	4 Sets*			4 Sets	
Korbgröße 180	2 Sets*	2 Sets*			2 Sets
Korbgröße 300	4 Sets*	4 Sets*			2 Sets


* Nur montierbar mit dem entsprechenden Trennwandset M, L niedrig und L hoch

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem


Trennwand Set

Maßdefinition




Anwendungsbeispiele

Korbgröße 300 mit 2x Trennwand Set L hoch + 1x Trennwand Set S hoch



Korbgröße 30 mit 1x Trennwand Set S niedrig




Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Halterung Set

- Aus Edelstahl
- Halterung Haken Rilsanbeschichtet
- Halterung Haken mit 10 Haken
- Halterung Haken zur Halterung von z. B. Schmuck und Uhrenteile
- Halterung Welle mit 4 Wellen
- Halterung Welle zur Halterung von z. B. Abdrucklöffel
- Ab Gerätegröße 100 sind Trennwände zur Montage der Halterungen erforderlich



Bestellnummern und Listenpreise

Halterung Set	Haken + Wellen
Bestellnummer	1125219
Listenpreis	41,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

Halterung Set:	
• Halterung Haken	• 5x Silikonhalterung
• Halterung Welle	

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem


Halterung Set

Mechanische Daten


Halterung Set	Einheit	Haken + Wellen
Max. Außenmaße Halterung Wellen B / T / H	mm	105 / 3 / 15
Max. Außenmaße Halterung Haken B ₁ / T ₁ / H ₁	mm	110 / 55 / 25
Gewicht je Halterung Welle	g	7
Gewicht je Halterung Haken	g	9

Maßdefinition

Halterung Wellen



Halterung Haken



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem


Halterung Set

Anwendungsbeispiele

Korbgröße 60 mit 1x Halterung Set



Korbgröße 100 mit 1x Halterung Set und 1x Trennwand Set M



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Silikonhalterung Set

- Zur Montage von Ebenen, Trennwänden und Halterungen
- Einfaches Positionieren
- Einfaches Handhaben



Bestellnummern und Listenpreise

Silikonhalterung Set	
Bestellnummer	1125208
Listenpreis	16,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Silikonhalterung Set	Einheit	
Max. Außenmaße D / H	mm	ø 20 / 20
Gewicht je Silikonhalterung	g	4



Lieferumfang

Silikonhalterung Set:
• 10x Silikonhalterung

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Maßdefinition



Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Elma starter Kit

- Weitere Merkmale zu den einzelnen Elma Pins und Silikonhalterungen siehe ab Seite 20

Bestellnummern und Listenpreise

Elma starter Kit	
Bestellnummer	1124042
Listenpreis	51,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.



Lieferumfang

Elma starter Kit:			
• 3x Elma Pin 0741	• 2x Elma Pin 0509	• 2x Elma Pin 0767	• 2x Elma Pin 0021R
• 3x Elma Pin 0772	• 2x Elma Pin 0158	• 2x Elma Pin 0613+0614	• 2x Elma Pin 0001R

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Elma Pin Set

- Aus Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Zur Halterung und Aufnahme verschiedener Komponenten
- Bajonetteverschluss zum einfachen montieren auf dem Boden der Körbe und auf den Ebenen
- Elma Pin 0613 + 0614 ist verstellbar



Bestellnummern und Listenpreise

Elma Pin Set	0509	0158	0767	0613 + 0614	0741	0772	0021R	0001R
Bestellnummer	1125209	1125210	1125211	1125212	1125214	1125213	1125216	1125215
Listenpreis	16,00 €	16,00 €	16,00 €	51,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €
Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.								

Lieferumfang

Elma Pin Set 0509, 0158, 0767, 0741, 0772, 0021R, 0001R	Elma Pin Set 0613 + 0614
• 10x Elma Pin 0509, 0158, 0767, 0741, 0772, 0021R oder 0001R	• 10x Elma Pin 0613
	• 10x Elma Pin 0614

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Elma Pin Set

Mechanische Daten


Elma Pin Set	Einheit	0509	0158	0767	0613 + 0614	0741	0772	0021R	0001R
Max. Außenmaße 1 D / H	mm	ø 30 / 35	ø 50 / 40	ø 85 / 50	55 - 75 / 45	ø 25 / 30	ø 25 / 55	ø 25 / 55	ø 40 / 75
Innenmaße D ₁ / H ₁	mm	ø 20 / 20	ø 40 / 25	ø 65 / 35	3,5 - 25 / 20	ø 4 / 15	ø 5 / 40	ø 15 / 40	ø 30 / 65
Außenmaß 2 D ₂	mm	--	--	--	ø 15 - 40	--	--	--	--
Gewicht je Elma Pin	g	3	8	20	9	3	3	6	12

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem


Elma Pin Set

Maßdefinition


Elma Pin 0509 & 0158




Elma Pin 0767




Elma Pin 0613 + 0614



Elma Pin 0741 & 0772



Elma Pin 0021R & 0001R




Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Silikonhalterung Set (Bodenkamm / Seitenkamm)

- Zur Halterung von verschiedenen Instrumenten, Behältnissen (z. B. Kolben) und Werkstücken
- Farbe: Weiß



Bestellnummern und Listenpreise

Silikonhalterung Set	Bodenkamm	Seitenkamm
Bestellnummer	1125217	1125218
Listenpreis	62,00 €	62,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

Silikonhalterung Set Bodenkamm:	Silikonhalterung Set Seitenkamm:
• 10x Silikonhalterung Bodenkamm	• 5x Silikonhalterung Seitenkamm

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.


Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Silikonhalterung Set (Bodenkamm / Seitenkamm)

Mechanische Daten

Silikonhalterung Set	Einheit	Bodenkamm	Seitenkamm
Max. Außenmaße B / T / H	mm	105 / 10 / 35	150 / 10 / 45
Gewicht je Silikon- halterung	g	35	71
			

Maßdefinition



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.


Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem


Silikonhalterung Set

Anwendungsbeispiele

Korbgröße 150 mit 2x Bodenkamm



Korbgröße 60 mit 1x Seitenkamm



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem

Korb für Kleinteile

- Korb zum reinigen von Kleinteilen
- Aus Edelstahl
- Kompatibel mit Elma Pins






Bestellnummern und Listenpreise

Korb für Kleinteile	Korb 1-teilig 1 / 3 Höhe	Korb 5-teilig 1 / 3 Höhe	Siebkapsel	Deckel für Siebkapsel	Deckel für Korb	Korb 4-teilig 1 / 3 Höhe	Korb 9-teilig 1 / 3 Höhe	Korb 1-teilig 1 / 1 Höhe
Bestellnummer	3000006012	3000006014	3000006017	3000006016	3000006018	3000006013	3000006015	3000009104
Listenpreis	22,00 €	41,00 €	14,00 €	18,00 €	14,00 €	36,00 €	64,00 €	41,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Korb für Kleinteile	Einheit	Korb 1-teilig 1 / 3 Höhe	Korb 5-teilig 1 / 3 Höhe	Siebkapsel	Deckel für Siebkapsel	Deckel für Korb	Korb 4-teilig 1 / 3 Höhe	Korb 9-teilig 1 / 3 Höhe	Korb 1-teilig 1 / 1 Höhe
Max. Außenmaße D / H	mm	ø 64 / 16	ø 64 / 16	ø 21 / 12	ø 20 / 4	ø 64 / 2	ø 64 / 16	ø 64 / 16	ø 64 / 42
Innenmaße D ₁ / H ₁	mm	ø 60 / 15	ø 60 / 15	ø 18 / 11	--	--	ø 60 / 15	ø 60 / 15	ø 60 / 41
									


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Modulares Korbsystem


Korb für Kleinteile

Maßdefinition

Körbe



Deckel



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Körbe

Korb

- Aus Edelstahl und mit Rilsan-beschichteten Griffen



Bestellnummern und Listenpreise

Korbgröße	100 flach	120 flach
Bestellnummer	1077166	
Listenpreis	165,00 €	


Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Korbgröße	Einheit	100 flach	120 flach
Korbinnenmaße B / T / H	mm	255 / 200 / 25	
Maschenweite Y x Z	mm	9 x 1	
Max. Korbbelastung	Kg	6,0	


Maßdefinition

Korbinnenmaße



Bestückung

Korbgröße	100 flach	120 flach
Elmasonic Easy	•	•
Elmasonic Med	•	•
Elmasonic Select	•	•
Elmasonic P		•
Elmasonic Xtra		•
Elmadry	•	•



Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Deckel

Edelstahldeckel

- Reduziert den Lärm der Ultraschallreinigung
- Spart Energie und Kosten durch Auffangen und Zurückführen von verdampfendem Wasser des Ultraschallbades



Bestellnummern und Listenpreise

Deckelgröße	30 / 40	60	100 / 120	150 / 300	180	500	900
Bestellnummer	1111930	1111931	1111932	1111933	1111934	1082096	1082091
Listenpreis	51,00 €	67,00 €	88,00 €	165,00 €	120,00 €	105,00 €	160,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Deckelgröße	Einheit	30 / 40	60	100 / 120	150 / 300	180	500	900
Max. Außenmaße B / T / H	mm	265 / 160 / 55	325 / 175 / 55	325 / 265 / 55	530 / 325 / 55	355 / 325 / 55	540 / 370 / 50	650 / 550 / 50

Bestückung



Deckelgröße	30 / 40	60	100 / 120	150 / 300	180	500	900
Elmasonic Easy	•	•	•	•	•		
Elmasonic Med	•	•	•	•	•	•	•
Elmasonic Select	•	•	•	•	•	•	•
Elmasonic P	•	•	•	•	•		

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Deckel

Edelstahldeckel

Maßdefinition




Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Deckel

Kunststoffdeckel

- Erhältlich in den Farben:
 - Standard: Kobaltblau (RAL 5013)*¹
 - weitere Farben: Ultramarinblau (RAL 5002)*² und Silbergrau (RAL 7001)*³
- Reduziert den Lärm der Ultraschallreinigung
- Spart Energie und Kosten durch Auffangen und Zurückführen von verdampfendem Wasser des Ultraschallbades
- Dient umgedreht als Abtropftablett für Korb und gereinigte Teile



Bestellnummern und Listenpreise

Deckelgröße	10	15 / 20	30 / 40	60	70 / 80	100 / 120	150 / 300	180	200
Bestellnummer Kobaltblau (RAL 5013)* ¹	1119484	1121610	1101126	1101129	1110200	1101133	1101135	1101141	1106428
Bestellnummer Ultramarinblau (RAL 5002)* ²	1003278	1003280	1003281	1003282	1003283	1003285	1003287	1003286	--
Bestellnummer Silbergrau (RAL 7001)* ³	1071693	1071694	1071695	1071696	1110202	1071697	1071699	1071698	--
Listenpreis	15,00 €	21,00 €	24,00 €	29,00 €	38,00 €	38,00 €	47,00 €	40,00 €	54,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Deckelgröße	Einheit	10	15 / 20	30 / 40	60	70 / 80	100 / 120	150 / 300	180	200
Max. Außenmaße B / T / H	mm	235 / 115 / 20	220 / 175 / 20	305 / 175 / 20	370 / 190 / 20	570 / 170 / 20	380 / 280 / 20	575 / 335 / 20	405 / 340 / 20	600 / 365 / 20

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Deckel

Kunststoffdeckel

Bestückung

Deckelgröße	10	15 / 20	30 / 40	60	70 / 80	100 / 120	150 / 300	180	200
Elmasonic Easy	•	•	•	•		•	•	•	
Elmasonic Med			•	•		•	•	•	•
Elmasonic Select			•	•	•	•	•	•	
Elmasonic P			•	•	•	•	•	•	

Anwendungsbeispiele




Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Deckel

Kunststoffdeckel

Maßdefinition




Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Deckel

Lärmschutzdeckel

- Reduziert den Lärm der Ultraschallreinigung und hält Prozessdämpfe zurück
- Spart Energie und Kosten durch Auffangen und Zurückführen von verdampfendem Wasser des Ultraschallbades
- Ist als Selbstmontage-Set nachrüstbar und platzsparend am Ultraschallgerät befestigt



Bestellnummern und Listenpreise

Deckelgröße	500	900
Bestellnummer	1100349	1100292
Listenpreis	465,00 €	685,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten


Deckelgröße	Einheit	500	900
Max. Außenmaße B / T / H	mm	580 / 495 / 180	680 / 665 / 180
Höhe verbaut H_1	mm	65	
Lärminderung*	%	40	54

*gemessen ohne Korb und ohne zu reinigende Gegenstände

Bestückung

Deckelgröße	500	900
Elmasonic Med	•	•
Elmasonic Select	•	•

Maßdefinition



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Gerätehalter für Laborgefäße

Gerätehalter für Siebe

- Aus Edelstahl und mit Rilsan-beschichteten Griffen
- Zur Aufnahme von Laborgefäßen z. B. Glaskolben bis 1000ml
- Zur Aufnahme von Sieben



Bestellnummern und Listenpreise

Gerätehalter	Laborgefäße und Siebe
Bestellnummer	1049704
Listenpreis	71,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.



Mechanische Daten

Gerätehalter	Einheit	Laborgefäße und Siebe
Korbinenmaße B / T / H	mm	195 / 95 / 75

Maximale Bestückung

Gerätehalter	Laborgefäße und Siebe
Gerätegröße 60	1 x
Gerätegröße 120	2 x
Gerätegröße 300	4 x

Maßdefinition



Anwendungsbeispiel



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Reagenzglashalter

- Aus Edelstahl
- Für Reagenzgläser $\varnothing$ 16 mm / $\varnothing$ 25 mm




Bestellnummern und Listenpreise

Reagenzglashalter	$\varnothing$ 16	$\varnothing$ 16 + $\varnothing$ 25 kurz	$\varnothing$ 16 + $\varnothing$ 25 lang
Bestellnummer	1111973	1112084	1112123
Listenpreis	67,00 €	95,00 €	102,00 €


Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Maßdefinition



Mechanische Daten

Reagenzglashalter	Einheit	$\varnothing$ 16	$\varnothing$ 16 + $\varnothing$ 25 kurz	$\varnothing$ 16 + $\varnothing$ 25 lang
Max. Außenmaße B / T / H	mm	200 / 90 / 95	300 / 90 / 95	360 / 90 / 95
Höhe oberer Halter H_1	mm	70	70	
Lochdurchmesser D	mm	$\varnothing$ 17	$\varnothing$ 17 / $\varnothing$ 26	
Max. Anzahl Reagenzgläser	Stück	16 x $\varnothing$ 16 mm	8 x $\varnothing$ 16 mm + 7 x $\varnothing$ 25 mm	



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Reagenzglashalter

Maximale Bestückung

Reagenzglashalter	ø 16
Elma Dry 30	2 x
Elma Sink S	2 x
Elma Sink M	3 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 30	2 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 60	3 x
Elmasonic Select / Easy 40	2 x
Elmasonic Select 80	4 x

Reagenzglashalter	ø 16 + ø 25 kurz
Elma Dry 120	2 x
Elmasonic Med / Select / Easy 100	2 x
Elmasonic Med / Select / Easy 120	2 x
Elmasonic Xtra 40	1 x
Elmasonic Xtra 120	3 x

Reagenzglashalter	ø 16 + ø 25 lang
Elma Dry 300	4 x
Elma Sink L	3 x
Elma Sink XL	4 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 180	2 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 300	4 x
Elmasonic Med / Select / Easy 100	1 x
Elmasonic Med / Select / Easy 120	1 x
Elmasonic Med 200	5 x
Elmasonic Xtra 60	1 x
Elmasonic Xtra 180	3 x
Elmasonic Xtra 300	5 x

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Reagenzglashalter

Anwendungsbeispiel



Die dargestellten Teile dienen nur der Anschauung und sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Reaktionsgefäßhalter

- Aus Edelstahl
- Für Reaktionsgefäße 1,5 oder 2 ml


Bestellnummern und Listenpreise

Reaktionsgefäßhalter	1,5 + 2 ml kurz	1,5 + 2 ml lang
Bestellnummer	1112158	1112152
Listenpreis	82,00 €	102,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.




Maßdefinition



Mechanische Daten

Reaktionsgefäßhalter	Einheit	1,5 + 2 ml kurz	1,5 + 2 ml lang
Max. Außenmaße B / T / H	mm	300 / 90 / 70	360 / 90 / 70
Höhe oberer Halter H ₁	mm	35	
Lochdurchmesser D	mm	11	
Max. Anzahl Reaktionsgefäße		21	27



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Reaktionsgefäßhalter

Maximale Bestückung

Reaktionsgefäßhalter	1,5 + 2 ml kurz
Elma Dry 120	2 x
Elmasonic Med / Select / Easy 100	2 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 120	2 x
Elmasonic Xtra 120	2 x

Reaktionsgefäßhalter	1,5 + 2 ml lang
Elma Dry 120	1 x
Elma Dry 300	4 x
Elma Sink L	2 x
Elma Sink XL	4 x
Elmasonic Med 200	1 x
Elmasonic Med / Select / Easy 100	5 x
Elmasonic Select 150	4 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 120	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 180	2 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 300	4 x
Elmasonic Xtra 60	1 x
Elmasonic Xtra 120	2 x
Elmasonic Xtra 300	5 x

Anwendungsbeispiel




Die dargestellten Teile dienen nur der Anschauung und sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Halterung mit Haken

- Einzelne Haken, die flexibel aufsteckbar sind
- Zum Reinigen von z.B. Ringen, Ketten, Industrieteile
- Alle Auflageflächen aus poliertem Kunststoff um ein Verkratzen der Wanne und der Ware zu verhindern



Bestellnummern und Listenpreise

Halterung	8 lange Haken Größe M	8 doppel Haken Größe M	10 kurze Haken Größe L	10 lange Haken Größe L	10 lange Haken Größe XL
Bestellnummer	1123588	1132066	1117432	1123585	1138397
Listenpreis	31,00 €	36,00 €	23,00 €	34,00 €	36,00 €
Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.					
					

Lieferumfang

Halterung mit Haken:
• 8x oder 10x Haken
• Edelstahlprofil
• 2x Endkappen

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Halterung mit Haken

Maximale Bestückung

Elmasonic Med, Elmasonic Select, Elmasonic Easy, Elmasonic P, Elma Dry

Halterung	8 lange Haken Größe M	8 doppel Haken Größe M	10 kurze Haken Größe L	10 lange Haken Größe L	10 lange Haken Größe XL
30	1 x	--	--	--	--
40	1 x	1 x	--	--	--
60	--	--	2 x	2 x	--
100	4 x	3 x	3 x	3 x	--
120	3 x	3 x	3 x	3 x	--
150	8 x	--	8 x	7 x	--
180	5 x	--	5 x	4 x	4 x
200	8 x	--	8 x	7 x	--
300	8 x	--	8 x	7 x	--
500	--	--	--	--	8 x

Elmasonic Xtra

Halterung	8 lange Haken Größe M	8 doppel Haken Größe M	10 kurze Haken Größe L	10 lange Haken Größe L	10 lange Haken Größe XL
40	2 x	1 x	--	--	--
60	--	--	2 x	2 x	--
120	4 x	3 x	4 x	3 x	--
180	--	--	5 x	5 x	4 x
300	--	--	8 x	7 x	--

Elma Sink

Halterung	8 lange Haken Größe M	8 doppel Haken Größe M	10 kurze Haken Größe L	10 lange Haken Größe L	10 lange Haken Größe XL
S - Wannengröße 40	1 x	--	--	--	--
M - Wannengröße 60	--	--	2 x	2 x	--
L - Wannengröße 180	--	--	5 x	4 x	4 x
XL - Wannengröße 300	--	--	8 x	7 x	--

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.


Elmasonic Zubehör - Halterungen

Halterung mit Haken

Mechanische Daten

Halterung	Einheit	8 lange Haken Größe M	8 doppel Haken Größe M	10 kurze Haken Größe L	10 lange Haken Größe L	10 lange Haken Größe XL
Max. Außenmaße B / T / H	mm	285 / 65 / 100	285 / 90 / 140	355 / 60 / 75	355 / 65 / 100	395 / 65 / 100
Auflagehöhe H_1 / H_2	mm	80 / --	80 / 120	55 / --	80 / --	80 / --
Maße Haken D / B_1 / T_1 / T_2	mm	ø 1,7 / 25 / 65 / --	ø 1,7 / 25 / 90 / 60	ø 1,7 / 25 / 55 / --	ø 1,7 / 25 / 65 / --	ø 1,7 / 25 / 65 / --
Breite Endkappe B_1	mm	35	35	35	35	35
Breite Haken B_2	mm	25	25	25	25	25
Edelstahlprofil X	mm	□ 10	□ 10	□ 10	□ 10	□ 10

Maßdefinition



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Ringhalter

- Aus Edelstahl
- Mit 8 Haken




Bestellnummern und Listenpreise

Ringhalter	8 Haken
Bestellnummer	2070460000
Listenpreis	32,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Maßdefinition



Mechanische Daten

Ringhalter	Einheit	8 Haken
Max. Außenmaße D / H	mm	ø 80 / 160

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Halteklammer für Erlenmeyerkolben

- Aus Edelstahl
- Zur Verschraubung auf dem Boden eines Elma Reinigungskorbes
- Durch die Bogenfeder hat der Erlenmeyerkolben festen Halt in der Halteklammer
- Kompatibel mit dem modularen Korbsystem




Bestellnummern und Listenpreise

Halteklammer	50 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
Bestellnummer	1007553	1007555	1007557	1007558
Listenpreis	25,00 €	31,00 €	37,00 €	44,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Maßdefinition



Mechanische Daten

Halteklammer	Einheit	50 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
Max. Außenmaße B / T / H	mm	55 / 55 / 50	90 / 90 / 70	110 / 110 / 85	135 / 135 / 85

Anwendungsbeispiel



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.
Die dargestellten Teile dienen nur der Anschauung und sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Halteklammer für Erlenmeyerkolben

Anzahl Halteklammern für Erlenmeyerkolben in den Elma modularen Körben

Maximale Bestückung

Halteklammer	50 ml
Korbgröße 30 / 40	3 x
Korbgröße 60	4 x
Korbgröße 70	8 x
Korbgröße 80	8 x
Korbgröße 100 / 120	9 x
Korbgröße 180	15 x
Korbgröße 150 / 300	24 x

Halteklammer	250 ml
Korbgröße 30 / 40	2 x
Korbgröße 60	3 x
Korbgröße 70	4 x
Korbgröße 80	5 x
Korbgröße 100 / 120	5 x
Korbgröße 180	8 x
Korbgröße 150 / 300	14 x

Halteklammer	500 ml
Korbgröße 30 / 40	1 x
Korbgröße 60	2 x
Korbgröße 80	3 x
Korbgröße 100 / 120	2 x
Korbgröße 180	4 x
Korbgröße 150 / 300	6 x

Halteklammer	1000 ml
Korbgröße 100 / 120	2 x
Korbgröße 180	3 x
Korbgröße 150 / 300	5 x

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Dental-Tray Halter

- Aus Edelstahl
- Halterung für mehrere Dental-Trays 1 / 2 DIN und 3 / 4 DIN

Bestellnummern und Listenpreise

Korbgröße	180
Bestellnummer	1104306
Listenpreis	175,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.




Mechanische Daten

Korbgröße	Einheit	180
Max. Außenmaße B / T / H	mm	385 / 225 / 165
Innenmaße B ₁ / T ₁ / H ₁	mm	280 / 205 / 105

Bestückung

Korbgröße	180
Elmasonic Med	•

Maßdefinition



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Halterungen

Dental-Tray Halter

Anwendungsbeispiel



Die dargestellten Teile dienen nur der Anschauung und sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Säureresistente Einsatzwanne

- Zur Reinigung mit säurehaltigen Chemikalien
- Bestehen aus tiefgezogenem Polypropylen und sind sehr chemikalienresistent
- Werden direkt in das Ultraschallgerät eingehängt, das vorab mit wenig Wasser (Kontaktflüssigkeit) befüllt wird. Der Ultraschall wird dann über die Kontaktflüssigkeit in die mit Arbeitsflüssigkeit (z.B. Säure) gefüllte Einsatzwanne übertragen



Bestellnummern und Listenpreise

Wannengröße	30 / 40 / 60	100 / 120	180	300	500
Bestellnummer	2070890000	2070900000	2070910000	2000008000	2070780000
Listenpreis	55,00 €	159,00 €	210,00 €	245,00 €	280,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Wannengröße	Einheit	30 / 40 / 60	100 / 120	180	300	500
Max. Außenmaße B / T / H	mm	300 / 200 / 115	365 / 305 / 170	390 / 370 / 215	570 / 365 / 215	530 / 325 / 205
Innenmaße B _i / T _i / H _i	mm	195 / 95 / 110	250 / 190 / 165	270 / 245 / 210	440 / 240 / 210	480 / 275 / 200
Empfohlenes Arbeits- volumen V _a	L	1,3	5,8	11,0	19,0	18,3

Lieferumfang

Säureresistente Einsatzwanne:
• Säureresistente Einsatzwanne
• Säureresistenter Deckel

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Säureresistente Einsatzwanne

Bestückung

Wannengröße	30 / 40 / 60	100 / 120	180	300	500
Elmasonic Easy	•	•	•	•	
Elmasonic Med	•	•	•	•	•
Elmasonic Select	•	•	•	•	•
Elmasonic S	•	•	•	•	•
Elmasonic P	•	•	•	•	
Elmasonic Xtra	•	•	•	•	


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Säureresistente Einsatzwanne


Maßdefinition

Wanne-Max. Außenmaße



Wanne-Innenmaße

V_a : empfohlenes Arbeitsvolumen
(Tatsächlich benötigtes Arbeitsvolumen ist abhängig von der Beladung.)



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

BD-Steribox

- Aus Kunststoff
- Mit Öffnung im Deckel
- Mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts
- Zum Einsatz im Ultraschallbad direkt in den Korb gestellt oder über einen Einsatzdeckel eingehängt



Bestellnummern und Listenpreise

	BD-Steribox
Bestellnummer	1105991
Listenpreis	17,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

BD-Steribox:	
• Box	• Deckel mit Öffnung
• Herausnehmbares Sieb	• Verschluss für Öffnung im Deckel

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.


Elmasonic Zubehör - Einsätze

BD-Steribox

Mechanische Daten

	Einheit	BD-Steribox
Max. Außenmaße B / T / H	mm	95 / 85
Innenmaße Box D_1 / H_1	mm	75 / 55
Öffnungsmaß Deckel D_3	mm	10
Innenmaße Sieb D_2 / H_2	mm	70 / 45
Lochdurchmesser Siebboden B / T	mm	1,8 / 1,8
Gesamtvolumen	ml	300

Maßdefinition



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Reinigungsbecher

- Aus Kunststoff
- Die Reinigungsbecher können
 - In Ultraschallreinigungsgeräte der Größe 10 direkt in den Korb gestellt
 - Oder über einen Einsatzdeckel in das Ultraschallbad gehängt werden.





Bestellnummern und Listenpreise

Reinigungsbecher	Blau	Weiß
Bestellnummer	2000001582	2000001581
Listenpreis	7,00 €	

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Maßdefinition



Mechanische Daten

Reinigungsbecher	Einheit	Blau	Weiß
Max. Außenmaße B / T / H	mm	95 / 90 / 55	
Durchmesser D	mm	ø 75	
Gesamtvolumen V	ml	220	

Lieferumfang

Reinigungsbecher:
• Becher
• Deckel

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Reinigungsbecher

Anwendungsbeispiel



Die dargestellten Teile dienen nur der Anschauung und sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Reinigungsgläser

- Werden bei gleichzeitiger Teilereinigung mit unterschiedlicher Chemie, beim Entfernen von abrasiven Substanzen oder beim Reinigen mit aggressiver Chemie (z.B. Säuren oder Laugen) verwendet
- Können entweder direkt in einen Reinigungskorb gestellt werden oder in Kombination mit einem Einsatzdeckel ins Ultraschallbad eingelassen werden



Bestellnummern und Listenpreise

Reinigungsglas	150 ml (ohne Kunststoff- deckel)	600 ml	600 ml	1000 ml
Bestellnummer	1111834	1117632	1047272	1047376
Listenpreis	16,00 €	28,00 €	16,00 €	41,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

Reinigungsglas 600 ml, 1000 ml:		Reinigungsglas 150 ml:
• Laborglas 600 ml oder 1000 ml	• Gummiring	• Laborglas 150 ml
• Deckel		• Gummiring

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze


Reinigungsgläser

Mechanische Daten

Reinigungsglas	Einheit	150 ml (ohne Kunststoff- deckel)	600 ml	600 ml	1000 ml
Max. Außenmaße D / T / H	mm	ø 80 / 85 / 95	ø 100 / 155 / 110	ø 110 / 135 / 125	ø 110 / 185 / 125
Innenmaße Glas D ₁ / H ₁	mm	ø 55 / 60	ø 75 / 145	ø 80 / 105	ø 85 / 160
Außendurchmesser Gummiring D _R	mm	ø 70	ø 100		
Mindestabstand zu Geräteboden	mm	20			

Maßdefinition


Reinigungsglas
mit Kunststoffdeckel



Anwendungsbeispiel



Gummiring



Die dargestellten Teile dienen nur der Anschauung und sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Einsatzdeckel

- Aus Edelstahl
- Zur Auflage auf das Ultraschallreinigungsgerät
- Für 2 Reinigungsgläser oder 2 Reinigungsbecher



Bestellnummern und Listenpreise

Einsatzdeckel	10	30 / 40 / 80 - 120	60 / 150 / 180 / 300
Bestellnummer	2070520000	2070300000	2070930000
Listenpreis	31,00 €	33,00 €	39,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Einsatzdeckel	Einheit	10	30 / 40 / 80 - 120	60 / 150 / 180 / 300
Max. Außenmaße B / T / H	mm	210 / 105 / 10	270 / 170 / 15	330 / 180 / 15
Lochdurchmesser D	mm	ø 85	ø 95	
Außendurchmesser Gummiring D _R	mm	ø 100		

Lieferumfang


Einsatzdeckel:
• Einsatzdeckel
• 2x Gummiring

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Maßdefinition

Einsatzdeckel



Gummiring



Elmasonic Zubehör - Einsätze

Einsatzdeckel

Maximale Bestückung

Einsatzdeckel	10
Elmasonic Easy 10	1 x

Einsatzdeckel	30 / 40 / 80 - 120
Elma Dry 30	1 x
Elma Dry 120	2 x
Elma Sink S	1 x
Elmsonic Med / Select / Easy 100	2 x
Elmsonic P 70	2 x
Elmsonic P / Med / Select / Easy 30	1 x
Elmsonic P / Med / Select / Easy 120	2 x
Elmsonic Select 80	2 x
Elmsonic Select / Easy 40	1 x

Einsatzdeckel	60 / 150 / 180 / 300
Elma Dry 120	1 x
Elma Dry 300	2 x
Elma Sink M	1 x
Elma Sink L	1 x
Elma Sink XL	2 x
Elmsonic Med / Select / Easy 100	1 x
Elmsonic P / Med / Select / Easy 60	1 x
Elmsonic P / Med / Select / Easy 120	1 x
Elmsonic P / Med / Select / Easy 180	1 x
Elmsonic P / Med / Select / Easy 300	2 x
Elmsonic Select 150	2 x

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Einsatzdeckel

- Aus Edelstahl
- Zum Einhängen in das Ultraschallbad
- Für 2 Reinigungsgläser oder 2 Reinigungsbecher



Bestellnummern und Listenpreise

Einsatzdeckel	30 / 40	60
Bestellnummer	1110262	1110261
Listenpreis	51,00 €	62,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Einsatzdeckel	Einheit	30 / 40	60
Max. Außenmaße B / T / H	mm	285 / 110 / 35	350 / 110 / 35
Lochdurchmesser D	mm	ø 65 / ø 90	ø 95
Außendurchmesser Gummiring D ₁	mm	ø 70 / ø 100	ø 100

Lieferumfang


Einsatzdeckel:
• Einsatzdeckel
• 2x Gummiring

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Maßdefinition

Einsatzdeckel



Gummiring



Elmasonic Zubehör - Einsätze

Einsatzdeckel

Maximale Bestückung


Tapa de inserción	30 / 40
Elma Dry 30	1 x
Elma Dry 120	2 x
Elma Sink S	1 x
Elmasonic Med / Select / Easy 100	2 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 30	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 120	2 x
Elmasonic Select / Easy 40	1 x
Elmasonic Xtra 40	1 x

Tapa de inserción	60
Elma Dry 300	4 x
Elma Sink M	1 x
Elma Sink L	2 x
Elma Sink XL	4 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 60	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 180	2 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 300	4 x
Elmasonic Select 150	4 x
Elmasonic Xtra 60	1 x

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Einsatzdeckel

- Aus Edelstahl
- Zum Einhängen in den Reinigungskorb
- Für 2 Reinigungsgläser oder 2 Reinigungsbecher



Bestellnummern und Listenpreise

Einsatzdeckel	150 / 180 / 300
Bestellnummer	1110260
Listenpreis	62,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Maximale Bestückung

Einsatzdeckel	150 / 180 / 300
Korbgröße 180	2 x
Korbgröße 150 / 300	4 x

Mechanische Daten

Einsatzdeckel	Einheit	150 / 180 / 300
Max. Außenmaße B / T / H	mm	260 / 110 / 20
Lochdurchmesser D	mm	ø 95
Außendurchmesser Gummiring D ₁	mm	ø 100

Lieferumfang


Einsatzdeckel:
• Einsatzdeckel
• 2x Gummiring

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Maßdefinition

Einsatzdeckel




Gummiring



Elmasonic Zubehör - Einsätze

Einsatzdeckel

- Aus Edelstahl
- Zum Einhängen in das Ultraschallbad
- Für 4 Reinigungsgläser oder 4 Reinigungsbecher



Bestellnummern und Listenpreise

Einsatzdeckel	80
Bestellnummer	1111906
Listenpreis	92,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Einsatzdeckel	Einheit	80
Max. Außenmaße B / T / H	mm	550 / 130 / 40
Lochdurchmesser D	mm	ø 95
Außendurchmesser Gummiring D ₁	mm	ø 100

Maximale Bestückung

Einsatzdeckel	80
Elmasonic P 70	1 x
Elmasonic Select 80	1 x

Lieferumfang


Einsatzdeckel:
• Einsatzdeckel
• 4x Gummiring

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Maßdefinition

Einsatzdeckel




Gummiring



Elmasonic Zubehör - Einsätze

Einsatzdeckel

- Aus Edelstahl
- Zum Einhängen in das Ultraschallbad
- Für 4 Reinigungsgläser oder 4 Reinigungsbecher



Bestellnummern und Listenpreise

Einsatzdeckel	100 / 120	180
Bestellnummer	1111909	1111921
Listenpreis	62,00 €	82,00 €


Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten


Einsatzdeckel	Einheit	100 / 120	180
Max. Außenmaße B / T / H	mm	350 / 230 / 40	380 / 230 / 35
Lochdurchmesser D	mm	ø 95	
Außendurchmesser Gummiring D ₁	mm	ø 100	

Maßdefinition

Einsatzdeckel



Gummiring



Lieferumfang

Einsatzdeckel:
• Einsatzdeckel
• 4x Gummiring

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Einsatzdeckel

Maximale Bestückung

Einsatzdeckel	100 / 120
Elma Dry 120	1 x
Elma Dry 300	2 x
Elma Sink L	1 x
Elma Sink XL	2 x
Elmasonic Med / Select / Easy 100	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 120	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 180	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 300	2 x
Elmasonic Select 150	2 x
Elmasonic Xtra 120	1 x

Einsatzdeckel	180
Elmasonic P / Med / Select / Easy 180	1 x

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Einsatzdeckel

Anwendungsbeispiel



Die dargestellten Teile dienen nur der Anschauung und sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Tauchkorb

- Können - je nach Gerätegröße:
 - Einzeln oder mehrfach in einen Reinigungskorb gestellt werden
 - Einzeln in ein Reinigungsglas gestellt werden



Bestellnummern und Listenpreise

Tauchkorb	7040	4030	5560	6560	7060
Bestellnummer	2070380000	1117636	2070540000	1116797	1007545
Listenpreis	17,00 €	56,00 €	53,00 €	50,00 €	67,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Tauchkorb	Einheit	7040	4030	5560	6560	7060
Max. Außenmaße B / T / H	mm	90 / 180	55 / 75	75 / 140	85 / 105	90 / 160
Innenmaße D / H ₁	mm	ø 70 / 40	ø 40 / 30	ø 55 / 60	ø 65 / 60	ø 70 / 60
Durchmesser D ₁ / Maschenweite	mm	ø 2,4	1x1x0,5			
Material		Kunststoff	Edelstahl			

Bestückung


Tauchkorb	7040	4030	5560	6560	7060
Passend für Reinigungsglas	1000 ml	150 ml	600 ml schmal / hoch	600 ml breit / niedrig	1000 ml

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Tauchkörbe

Maßdefinition



Anwendungsbeispiel



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.


Die dargestellten Teile dienen nur der Anschauung und sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Silikonmatte

- Zur Korbeinlage für empfindliche Teile
- Die Silikonmatten M und L müssen für die unterschiedlichen Korbgrößen entsprechend zugeschnitten werden (siehe Schnittanleitung)
- Die Silikonmatte S wird nicht zugeschnitten



Bestellnummern und Listenpreise

Silikonmatte	S	M	L
Bestellnummer	1082379	1082378	1117991
Listenpreis	21,00 €	41,00 €	111,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Silikonmatte	Einheit	S	M	L
Max. Außenmaße B / T / H	mm	193 / 100 / 1	450 / 245 / 1	560 / 460 / 1
Maschenweite Y x Z	mm	5,5 x 1	7,5 x 1	7,5 x 1,5

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Silikonmatte

Bestückung

Silikonmatte	S
Korbgröße 30	•
Korbgröße 40	•

Silikonmatte	M
Korbgröße 60	•
Korbgröße 100 / 120	•
Korbgröße 180	•
Korbgröße 150 / 300	•


Silikonmatte	L
Korbgröße 500	•
Korbgröße 900	•
Korbgröße Elmasonic Xtra ST 300	•
Korbgröße Elmasonic Xtra ST 600	•
Korbgröße Elmasonic Xtra ST 800	•

Elmasonic Zubehör - Einsätze


Silikonmatte

Maßdefinition und Schnitthanleitung

Silikonmatte M



Silikonmatte L



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Hostalen Wanne

- Zum Reinigen von Kleinstteilen
- Schützt empfindliche Teile vor Beschädigungen



Bestellnummern und Listenpreise

Hostalen Wanne	Klein	Groß	Groß mit langen Bügeln
Bestellnummer	2070390000	207040000	2070600000
Listenpreis	19,00 €	23,00 €	26,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Hostalen Wanne	Einheit	Klein	Groß	Groß mit langen Bügeln
Max. Außenmaße B / T / H	mm	185 / 105 / 95	280 / 105 / 100	280 / 105 / 125
Innenmaße B ₁ / T ₁ / H ₁	mm	90 / 90 / 55	195 / 90 / 55	
Lochdurchmesser D	mm	ø 2		

Bestückung

Hostalen Wanne	Klein
Elmasonic Easy 10	•

Hostalen Wanne	Groß
Elmasonic P / Med / Select / Easy 30	•

Hostalen Wanne	Groß mit langen Bügeln
Elmasonic Select / Easy / Xtra 40	•


Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Hostalen-Wanne

Maßdefinition




Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Einsätze

Kleinteilehalter

- Aus Edelstahl und Rislan-Beschichtung zum Schutz empfindlicher Teile
- Mit 10 Doppel-Aufhängungen, 10 Einschubfächern und einem unterteilten, abnehmbaren Körbcheneinsatz (5 Fächer à 30x25 mm)



Bestellnummern und Listenpreise

	Kleinteilehalter
Bestellnummer	1032059
Listenpreis	240,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.


Mechanische Daten

	Einheit	Kleinteilehalter
Max. Außenmaße B / T / H	mm	305 / 115 / 140
Höhe Aufhängungen H ₁	mm	75

Maximale Bestückung

	Kleinteilehalter
Elma Dry 120	2 x
Elma Sink S	1 x
Elmasonic Med / Select / Easy 100	2 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 120	2 x
Elmasonic Select / Easy 40	1 x
Elmasonic Xtra 40	1 x
Elmasonic Xtra 120	2 x

Maßdefinition



Lieferumfang

Kleinteilehalter:
• Kleinteilehalter
• Körbcheneinsatz


Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Practicals

Kühlschlange

- Aus Edelstahl
- Zum Anschluss an einen Umlaufkühler (Kryostat) mit geschlossenem Kühlkreislauf
- Zur Senkung oder Stabilisierung der Prozesstemperatur im Ultraschallbad
- Verwendung mehrerer Kühlschlangen parallel möglich




Bestellnummern und Listenpreise

Kühlschlange	70 / 150	60 / 80 - 120 / 180 / 300
Bestellnummer	1038735	1037515
Listenpreis	260,00 €	260,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Maßdefinition



Mechanische Daten

Kühlschlange	Einheit	70 / 150	60 / 80 - 120 / 180 / 300
Max. Außenmaße B / T / H	mm	180 / 25 / 130	200 / 25 / 175
Außendurchmesser D	mm	ø 10	

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Practicals

Kühlschlange

Maximale Bestückung

Kühlschlange	70 / 150
Elmasonic P 70	2 x
Elmasonic Select 150	2 x

Kühlschlange	60 / 80 - 120 / 180 / 300
Elmasonic Med / Select / Easy 100	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 60	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 120	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 180	1 x
Elmasonic P / Med / Select / Easy 300	1 x
Elmasonic Select 80	1 x

Elmasonic Zubehör - Practicals

Ablaufsieb

- Aus Edelstahl
- Zum Einsatz in den Ablauf eines Elmasonic S, P, Easy, Med oder Select Ultraschallgeräts der Größen 30 bis 300
- Schmutzpartikel $\geq 0,15$ mm bleiben im Drahtgewebe des Ablaufsiefs hängen und können somit den Wasserablauf nicht verstopfen
- Kleinstteile $\geq 0,15$ mm werden mit dem Ablaufsieb aufgefangen



Bestellnummern und Listenpreise


Ablaufsieb	2135
Bestellnummer	1045648
Listenpreis	19,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Ablaufsieb	Einheit	2135
Max. Außenmaße D / H	mm	$\varnothing 21 / 35$
Durchmesser Sieb D_1	mm	$\varnothing 10$
Maschenweite Drahtgewebe	mm	0,15 x 0,15

Maßdefinition



Anwendungsbeispiel



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Practicals

Siebreinigungsmodul SRH 4 / 200

- Aus Edelstahl und mit integrierter Dreheinheit
- Bis zu 4 Analysesiebe [Ø bis 200 / 203 mm (8")] können mit dem SRH 4 / 200 gleichzeitig im Ultraschallbad gereinigt werden. Die Schrägstellung der Siebe im SRH 4 / 200 gewährleistet einen besseren Reinigungs- und Spüleffekt
- Zur schonenden Reinigung der Analysesiebe ohne Veränderung der Maschenweite oder Gewebespannung. Damit bleibt die Maßgenauigkeit und Kalibrierung der Siebe zu 100 % erhalten



Bestellnummern und Listenpreise



Siebreinigungsmodul	SRH 4 / 200
Bestellnummer 230V	1042706
Bestellnummer 115V	1044904
Listenpreis	1.600,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Siebreinigungsmodul	Einheit	SRH 4 / 200
Max. Außenmaße B / T / H	mm	675 / 295 / 330
Gewicht	kg	6,8

Maßdefinition



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Practicals

Siebreinigungsmodul SRH 4 / 200

Maximale Bestückung

Siebreinigungsmodul	SRH 4 / 200
Elmasonic P / Med / Select / Easy 300	1 x
Elmasonic Select 500	1 x
Elmasonic Select 900	2 x

Anwendungsbeispiel



Die dargestellten Teile dienen nur der Anschauung und sind im Lieferumfang nicht enthalten.


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic Zubehör - Elma Mutebox

Lärmschutzbox

- Lärm des in der Mutebox betriebenen Ultraschallreinigungsgeräts wird um max. 85 % reduziert
- Entstehende Dämpfe werden über einen schallgedämpften Ablass abgesaugt, sodass kein Hitze- oder Feuchtestau innerhalb der Box entsteht
- Seitlich angeordnete LED - Lampen
- Mantel aus Edelstahl



Ultraschallgeräte im Lieferumfang nicht enthalten

Bestellnummern und Listenpreise

Elma Mutebox	ML	XL
Bestellnummer	1111901	1123006
Listenpreis	980,00 €	1.200,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

Elma Mutebox ML:		Elma Mutebox XL:	
• Elma Mutebox ML	• Betriebsanleitung	• Elma Mutebox XL	• Steckernetzgerät
• Bodenschale mit Bodenblech		• 2x Bodenschale mit Bodenblech	• Betriebsanleitung
• Steckernetzgerät		• Überwurfblech	

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden..

Elmasonic Zubehör - Elma Mutebox

Lärmschutzbox

Mechanische Daten

Elma Mutebox	Einheit	ML	XL
Max. Außenmaße B / T / H (Deckel und Tür geschlossen)	mm	545 / 530 / 525	860 / 605 / 525
Max. Außenmaße B ₁ / T ₁ / H ₁ (Deckel und Tür geöffnet)	mm	555 / 975 / 1015	860 / 975 / 1085
Innenmaße B ₂ / T ₂ / H ₂	mm	430 / 380 / 445	710 / 450 / 445
Volumen Bodenschale	L	3	2 x 3
Gewicht	Kg	18,9	26,2

Elektrische Daten

Elma Mutebox	Einheit	ML	XL
Netzspannung ± 10 %	V~	100 - 240	

Bestückung

Elma Mutebox	ML	Elma Mutebox	XL
Elma Dry 30	•	Elma Dry 300	•
Elma Dry 120	•	Elma Sink XL	•
Elma Sink S	•	Elmasonic Med 200	•
Elma Sink M	•	Elmasonic P 70	•
Elma Sink L	•	Elmasonic P / Med / Select / Easy / Xtra 300	•
Elmasonic Easy 10	•	Elmasonic Select 80	•
Elmasonic Easy 20	•	Elmasonic Select 150	•
Elmasonic Med / Select / Easy 100	•		
Elmasonic P / Med / Select / Easy 30	•		
Elmasonic P / Med / Select / Easy / Xtra 60	•		
Elmasonic P / Med / Select / Easy / Xtra 120	•		
Elmasonic P / Med / Select / Easy / Xtra 180	•		
Elmasonic Select / Easy / Xtra 40	•		

Elmasonic Zubehör - Elma Mutebox







Lärmschutzbox

Maßdefinition

Max. Außenmaße
(Deckel und Tür geschlossen)

Innenmaße

Max. Außenmaße
(Deckel und Tür geöffnet)



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Elma Sink Spülgerät

- Zum Tauchspülen oder Abbrausen von Gegenständen
- Wanne aus Edelstahl
- Elma Sink L und XL sind mit einem Ablauf ausgestattet
- Die Wannengrößen sind einheitlich zu Elmasonic Easy, Med, Select und P



Bestellnummern und Listenpreise

Gerätegröße	S	M	L	XL
Bestellnummer	1113839	1113840	1113841	1113843
Listenpreis	98,00 €	185,00 €	290,00 €	350,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

Elma Sink S:	Elma Sink M:	Elma Sink L:	Elma Sink XL:
• Elma Sink S	• Elma Sink M	• Elma Sink L	• Elma Sink XL
• Bedien- und Montageanleitung	• Bedien- und Montageanleitung	• Schlauchtülle	• Schlauchtülle
		• Schlauchschelle	• Schlauchschelle
		• Bedien- und Montageanleitung	• Bedien- und Montageanleitung

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des original Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Elma Sink Spülgerät

Maximale Bestückung

Gerätegröße	S
Korbgröße 30	1 x
Korbgröße 40	1 x

Gerätegröße	M
Korbgröße 20	2 x
Korbgröße 60	1 x

Gerätegröße	L
Korbgröße 60	2 x
Korbgröße 80	1 x
Korbgröße 120	1 x
Korbgröße 180	1 x

Gerätegröße	XL
Korbgröße 60	4 x
Korbgröße 80	2 x
Korbgröße 100	2 x
Korbgröße 120	2 x
Korbgröße 150	1 x
Korbgröße 180	1 x
Korbgröße 300	1 x

Elmasonic Zubehör - Elma Sink Spülgerät

Mechanische Daten

Gerätegröße	Einheit	S		M	L			XL	
Wannengröße		40		60	180			300	
Gesamtvolumen V	L	3,9		5,9	17,8			27,5	
Empfohlenes Arbeitsvolumen V _a	L	2,9		4,3	14,2			22,0	
Max. Außenmaße B / T / H	mm	305 / 155 / 220		365 / 170 / 270	395 / 315 / 325			565 / 315 / 325	
Öffnungsmaße B ₂ / T ₂	mm	235 / 135		300 / 150	325 / 295			500 / 295	
Wanneinnenmaße B ₁ / T ₁ / H ₁	mm	215 / 115 / 145		280 / 130 / 145	300 / 270 / 195			475 / 270 / 195	
Gewicht	Kg	2,0		2,8	4,7			6,1	
Anschlussgewinde Ablauf	Zoll	--			3/8				
Ablaufschlauch-ID	mm	--			12				
Korb-Innenmaße B ₃ / T ₃ / H ₃	mm	195 / 105 / 50	195 / 105 / 95	255 / 105 / 95	250 / 195 / 90	250 / 195 / 135	280 / 255 / 135	450 / 255 / 55	450 / 255 / 135
Max. Korbbeladung	Kg	1,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,0	7,0	10,0


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des original Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Elma Sink

Spülgerät



Maßdefinition

Gerät-Max. Außenmaße





Wanne-Innenmaße

V_a : empfohlenes Arbeitsvolumen
(Tatsächlich benötigtes Arbeitsvolumen ist abhängig von der Beladung.)



Korb-Innenmaße



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des original Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Elma Dry

Trocknungsgeräte

- Ab Elma Dry 120 für die Verwendung verschiedener Korbgrößen geeignet
- Einfache und schnelle Bedienung über einen Kippschalter mit drei Positionen: Aus, Warmluft, Kaltluft
- Trocknungstemperatur max. 70 °C
- Abkühltemperatur auf Raumtemperatur
- Deckel zur Energieeinsparung und um eine effektive Strömungsturbulenz um das Trocknungsgut zu erzeugen
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei zu hoher Temperatur
- Staubfilter (wechselbar) verhindert, dass Stäube der Raumluft das Trocknungsgut neu verschmutzen (Filterfeinheit 33ppi)
- Gehäuse aus Edelstahl, tropfwassergeschützt
- Sehr sanfte Luftströmung für empfindliche Teile



Bestellnummern und Listenpreise

Gerätegröße	30	120	300
Bestellnummer 220 - 240 V~	1082175	1078542	1078575
Bestellnummer 115 - 120 V~	1082662	1082664	1082666
Listenpreis	420,00 €	565,00 €	1.010,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

Elma Dry 30, 120, 300:	
• Elma Dry 30, 120 or 300	• Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2m Länge)
• Deckel	• Betriebsanleitung

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Elma Dry

Trocknungsgeräte

Maximale Bestückung

Gerätegröße	30
Korbgröße 30	1 x
Korbgröße 40	1 x

Gerätegröße	120
Korbgröße 30	2 x
Korbgröße 40	2 x
Korbgröße 100	1 x
Korbgröße 120	1 x

Gerätegröße	300
Korbgröße 60	3 x
Korbgröße 100	2 x
Korbgröße 120	2 x
Korbgröße 150	1 x
Korbgröße 300	1 x

Elmasonic Zubehör - Elma Dry

Trocknungsgeräte

Mechanische Daten

Gerätegröße	Einheit	30	120	300
Max. Außenmaße B / T / H	mm	300 / 186 / 219	362 / 285 / 322	568 / 347 / 322
Öffnungsmaße B ₂ / T ₂	mm	235 / 135	295 / 235	500 / 395
Wanneinnenmaße B ₁ / T ₁ / H ₁	mm	220 / 120 / 95	275 / 215 / 195	475 / 270 / 195
Maschenweite Y x Z	mm	2 x 0,63		
Gewicht	Kg	3,6	6,1	10,2
Max. Korbbeladung	Kg	1	7	12

Elektrische Daten

Gerätegröße	Einheit	30	120	300
Netzspannung ±10%	V	220 - 240 / 115 - 120		
Netzfrequenz	Hz	50 / 60		
Max. Heizleistung bei 120 und 240V	W	480	550	1100
Max. Leistung bei 120 und 240V	W	500	570	1140
Max. Temperatur	°C	70		
Aufheizzeit	min	~ 15		
Max. Luftleistung	m³/h	160		320


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic Zubehör - Elma Dry


Trocknungsgeräte

Maßdefinition

Gerät-Max. Außenmaße



Wanne-Innenmaße



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic Easy R Zubehör - Deckel

Kunststoffdeckel

- Erhältlich in den Farben:
 - Standard: Kobaltblau (RAL 5013)*¹
 - Weitere Farben: Ultramarinblau (RAL 5002)*²
- Reduzieren den Lärm der Ultraschallreinigung
- Sparen durch das Auffangen und Zurückführen verdampfenden Wassers des Ultraschallbades
- Energie und Kosten
- Dienen umgedreht als Abtropftablett für Korb und gereinigte Teile



Bestellnummern und Listenpreise


Deckelgröße	50 R
Bestellnummer Kobaltblau (RAL 5013)* ¹	1086909
Bestellnummer Ultramarinblau (RAL 5002)* ²	1046008
Listenpreis	31,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Deckelgröße	Einheit	50 R
Max. Außenmaße B / T / H	mm	345 / 275 / 20

Maßdefinition




Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Easy R Zubehör - Deckel

Kunststoffdeckel mit Loch

- Erhältlich in den Farben:
 - Kobaltblau (RAL 5013)
- Zur Auflage auf das Ultraschallreinigungsgerät
- Für 1 Reinigungsglas



Bestellnummern und Listenpreise


Deckelgröße	50 R
Bestellnummer	1128604
Listenpreis	28,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Deckelgröße	Einheit	50 R
Max. Außenmaße B / T / H	mm	345 / 275 / 20
Lochdurchmesser D	mm	ø 95

Maßdefinition



Anwendungsbeispiele



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Easy R Zubehör - Körbe

Warenkorb

- Aus Edelstahl und mit Rilsan-beschichteten Griffen





Bestellnummern und Listenpreise

Korbgröße	50 R	350 R
Bestellnummer	1046006	1062233
Listenpreis	135,00 €	360,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Maßdefinition



Mechanische Daten

Korbgröße	Einheit	50 R	350 R
Korbinnenmaße D / H	mm	220 / 65	545 / 70
Maschenweite Y x Z	mm	10 x 1,6	10 x 1,6


Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic Easy R Zubehör - Halterung

Laborglashalterungsset

- Zur Aufnahme von Laborflaschen mit einem Halsdurchmesser bis 40mm
- Stativstab aus Edelstahl mit einer Länge von 600mm



Bestellnummern und Listenpreise

Laborglashalterungsset	50 R
Bestellnummer	1049786
Listenpreis	72,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Anwendungsbeispiele



Lieferumfang

Laborglashalterungsset:	
• Halterung	• Dreifinger-Klemme
• Stativstab	• Doppelmuffe

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.