

KERN 328-06

Milligrammgewicht, Plättchenform, Aluminium / Neusilber



Sistema de medición

OIML clase:	F1
Tolerancia:	0,040 mg
Valor nominal:	50 mg

Accesorios

Estuche de madera:	338-090-200
Estuche de plástico:	347-009-400

Servicio

Certificado DAkkS:	962-456
Verificación:	952-456

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxAl):	1 x 1 x 1 mm
Peso bruto:	50 g
Peso neto:	50 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Forma:	en forma de plaquitas
Material:	alpaca