

Verschluss-Siegel close-it food & pharma

Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir close-it food & pharma, ein Verschluss-Siegel mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff, entwickelt. Die Haftkraft des Klebers ist nahezu wie beim Original, dem millionenfach bewährten close-it von Bürkle. Auch close-it food & pharma verhindert nachhaltig das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme.

Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittelrichtlinien. close-it food & pharma hat wie das Original eine Sperrschicht aus Aluminiumfolie. Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, selbst für Gefriergut – kurz, überall in den Anwendungen, in denen es auf besondere Reinheit ankommt.

- Gemäß FDA-Richtlinie
- Speziell für den Pharma- und Lebensmittelbereich geeignet



Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95



Farbe	Ausführung	B x H mm	Stück pro Rolle	Preis €	Mengenstaffel ab	Staffelpreis €	Artikel-Nr.
rot	bedruckt	95 x 95	500		10		5303-2017 N4
gelb	bedruckt	95 x 95	500		10		5303-2020 N4
blau	bedruckt	95 x 95	500		10		5303-2021 N4
grün	bedruckt	95 x 95	500		10		5303-2022 N4
schwarz	bedruckt	95 x 95	500		10		5303-2023 N4
weiß	unbedruckt	95 x 95	500		10		5303-2018 N4

Zubehör

Bezeichnung	Preis €	Artikel-Nr.
Etiketten Abroller für Etiketten 95 x 95 mm		5303-9000 N4

Verschluss-Siegel close-it food & pharma Maxi 150x150



Farbe	Ausführung	B x H mm	Stück pro Rolle	Preis €	Mengenstaffel ab	Staffelpreis €	Artikel-Nr.
rot	bedruckt	150 x 150	250		10		5303-3017 N4
gelb	bedruckt	150 x 150	250		10		5303-3020 N4
blau	bedruckt	150 x 150	250		10		5303-3021 N4
grün	bedruckt	150 x 150	250		10		5303-3022 N4
schwarz	bedruckt	150 x 150	250		10		5303-3023 N4
weiß	unbedruckt	150 x 150	250		10		5303-3018 N4

Zubehör

Bezeichnung	Preis €	Artikel-Nr.
Etiketten Abroller für Etiketten 150 x 150 mm		5303-9100 N4

