

Silikon-Schlauch



Sehr flexibler, transparenter Schlauch. Gut beständig gegenüber schwachen Säuren und Alkalien. Nicht für starke Säuren und Laugen verwenden. Quillt in organischen Lösungsmitteln. Weitgehend unempfindlich gegenüber polaren Lösungsmitteln, ausgenommen chlorierte aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe.

- ▶ Transparent
- ▶ Härte Shore A 60 ± 5
- ▶ Temperatur -60 °C bis +180 °C
- ▶ Autoklavierbar, Ethylenoxid
- ▶ Für Lebensmittel geeignet

Silikon-Schlauch				autoclave 121°	chemisch	hygienisch
Innen-Ø mm	Rollenlänge m	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Preis €	Artikel-Nr.	
3	5	5	1		8803-0305	N3
3	25	5	1		8881-0305	N3
4	5	6	1		8803-0406	N3
4	25	6	1		8881-0406	N3
5	5	8	1,5		8803-0508	N3
5	25	8	1,5		8881-0508	N3
6	5	9	1,5		8803-0609	N3
6	25	9	1,5		8881-0609	N3
7	5	10	1,5		8803-0710	N3
7	25	10	1,5		8881-0710	N3
8	5	12	2		8803-0812	N3
8	25	12	2		8881-0812	N3
10	5	15	2,5		8803-1015	N3
10	25	15	2,5		8881-1015	N3
12	5	16	2		8803-1216	N3
12	25	16	2		8881-1216	N3
Zubehör						
Bezeichnung				Preis €	Artikel-Nr.	
Schlauchabschneider					0006-9506	N3

Schlauchabschneider



Die Schnittkanten des Schlauchabschneiders sind selbst bei dickwandigen Schläuchen stets sauber und plan. Für Schläuche bis Ø 20 mm.

Schlauchabschneider			
Preis €	Mengenstaffel ab	Staffelpreis €	Artikel-Nr.
	10		0006-9506 N3