



Válvula de dos vías



Las válvulas de dos y tres vías se utilizan para transferir líquidos o gases, con el fin de liberar o bloquear el flujo o modificar su dirección.



Válvula de tres vías



- ▶ PVDF: extraordinaria resistencia química, transparente, adecuada para alimentos
- ▶ PP/PE: para el uso industrial, roja/blanca
- ▶ Temperatura de servicio: PVDF de entre +0 y +40 °C, PP/PE de entre +5 y +40 °C
- ▶ Susceptible de carga por compresión máx. 1 bar
- ▶ Con placas de fijación para una fácil instalación



Válvula de dos vías

Material	Para dimensiones mm	Diámetro nominal mm	Nº de artículo	RE	PE	PVDF	UT
PP/PE	5-7	4	8605-0060 N4				
PP/PE	7-9	6	8605-0080 N4				
PP/PE	9-11	8	8605-0100 N4				
PP/PE	11-13	8	8605-0120 N4				
PVDF	5-7	4	8607-0060 N4				
PVDF	7-9	6	8607-0080 N4				
PVDF	9-11	8	8607-0100 N4				
PVDF	11-13	8	8607-0120 N4				

Válvula de tres vías

Material	Para dimensiones mm	Diámetro nominal mm	Nº de artículo	RE	PE	PVDF	UT
PP/PE	5-7	4	8606-0060 N4				
PP/PE	7-9	6	8606-0080 N4				
PP/PE	9-11	8	8606-0100 N4				
PP/PE	11-13	8	8606-0120 N4				
PVDF	5-7	4	8608-0060 N4				
PVDF	7-9	6	8608-0080 N4				
PVDF	9-11	8	8608-0100 N4				
PVDF	11-13	8	8608-0120 N4				