

KERN 318-09

Milligrammgewicht, Plättchenform, Aluminium / Neusilber



Sistema de medición

OIML clase:	E2
Tolerancia:	0,025 mg
Valor nominal:	500 mg

Accesorios

Estuche de madera:	338-090-200
Estuche de plástico:	347-009-400

Servicio

Certificado DAkkS:	962-359
Verificación:	952-359

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxAl):	1 x 1 x 1 mm
Peso bruto:	500 mg
Peso neto:	500 mg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Forma:	en forma de plaquitas
Material:	alpaca